



# Avida Duo Methyl Reagent Kits

イルミナプラットフォーム用ターゲットシーケンシング + メチル化シーケンシング  
ライブラリ調製、ターゲットキャプチャー、ソフトコンバージョン、インデックス付加 PCR 試薬

[和文プロトコル](#) [2024 年 7 月版 和文]

Version B0 対応

For Research Use Only. Not for use in Diagnostic Procedure

## 通知

© Agilent Technologies, Inc. 2024

本マニュアルのいかなる部分も、米国および国際著作権法に準拠する Agilent Technologies, Inc. からの事前の合意および書面による同意なしに、いかなる形式または手段（電子的保存および検索または他の言語への翻訳を含む）でも複製することはできません。

## 保証

本書に含まれる資料は「現状有姿」で提供され、将来の改版に際しては、予告なしに変更される可能性があります。さらに、適用法で認められる最大限の範囲で、Agilent は、本書および本書に含まれる情報に関して、明示または黙示を問わず、商品性および特定目的への適合性の黙示の保証を含むがこれらに限定されない、全ての保証を否認します。Agilent は、本書または本書に含まれる情報の提供、使用またはパフォーマンスに関連するエラーまたは偶発的もしくは間接的な損害について責任を負わないものとします。Agilent とユーザーが、本書の内容と矛盾する保証条件を別個の契約書として結んでいる場合は、別個の契約書の保証条件が優先されます。

## 本プロトコルについて

プロトコルは予告なく変更になることがあります。プロトコルを日本語化するにあたり、作業時間が発生するため、日本語プロトコルは英語の最新バージョンに比べて、遅れが生じます。製品ご購入の際は、必ず英語版プロトコルの Version をお確かめの上、日本語版が古い場合は、使用プロトコルについて、弊社までお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。

本日本語プロトコルは、英語版の

Avida Duo Methyl Reagent Kits For targeted sequencing and methylation sequencing on the Illumina platform  
Library preparation, target captures, conversion, and indexing Version B0, June 2024 (G9439-90000) に対応しています。

本プロトコルに関するご質問やご意見などございましたら、下記のメールアドレスにご連絡ください。

[email\\_japan@agilent.com](mailto:email_japan@agilent.com)

## 安全上の注意

### CAUTION

CAUTION 表示は危険性を示します。正しく実行または遵守されなかった場合に、製品の損傷や重要なデータの損失につながる可能性のある操作手順や方法などを示しています。CAUTION 表示の個所は、その条件を完全に理解し満たすまで、その先に進まないでください。

### WARNING

WARNING 表示は危険性を示します。操作手順への注意を喚起するもので、この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

WARNING 表示の個所は、条件を完全に理解し満たすまで、その先に進まないでください。

本資料は、Avida Duo Methyl reagent kits を使用して、ターゲットエンリッチしたイルミナ社のペアエンドマルチブ レックスシーケンシングライブラリを作成するためのプロトコルです。

## 1. はじめに

この章では、実験をはじめる前に理解する必要がある情報（安全上の注意点、必要な試薬や機器など）につ いて説明しています。必ず実験前にお読みください。

## 2. ゲノム DNA の断片化

この章では、機械的断片化による gDNA サンプルの断片化について説明しています。gDNA は Avida DNA ワークフローで使用する前に断片化を行う必要があります。

## 3. PCR-free ライブラリ調製

この章では PCR-free ライブラリ調製ステップ（10 ページ図 2 のセクション 1）について説明しています。NGS ライブラリは Unique Molecular Identifiers (UMIs) を含むアダプターを用いて作製されます。

## 4. 1st ターゲットキャプチャー（ターゲットシーケンシング）

この章では 1st ターゲットキャプチャー（10 ページ図 2 のセクション 2A）について説明しています。アダプター付 加ライブラリはターゲット特異的なパネルでハイブリダイズされます。ハイブリダイゼーション後にターゲットの分子はス トレプトアビジンビーズによってキャプチャーされます。キャプチャーされなかった DNA を含む上清は 2nd ターゲット キャプチャーまで保管します。

## 5. ターゲットシーケンシング用インデックス PCR

この章では、1st ターゲットキャプチャーによってキャプチャーされたライブラリのインデックス PCR（10 ページ図 2 の セクション 4A）について説明しています。キャプチャーしたライブラリは増幅され、インデックスが付加されます。

## 6. 2nd ターゲットキャプチャー（メチル化シーケンシング）

この章は 2nd ターゲットキャプチャー（10 ページ図 2 のセクション 2B）について説明しています。1st ターゲットキ ャプチャーで得た上清（キャプチャーされなかった DNA を含んでいる）は Avida Methyl パネルとハイブリダイズさ れます。ハイブリダイゼーション後にターゲットの分子はストレプトアビジンビーズによってキャプチャーされます。

## 7. ソフトコンバージョンと修復

この章ではソフトコンバージョンと修復（10 ページ図 2 のセクション 3）について説明しています。アダプター付加 ライブラリのソフトコンバージョンにより、非メチル化シトシンは脱アミノ化され、ウラシルに変換されます。ソフトコンバ ージョン後の DNA は精製、洗浄の後、修復されます。インデックス PCR のステップ（8. メチル化シーケンシング 用インデックス PCR）でウラシルはチミンに置換されます。

## 8. メチル化シーケンシング用インデックス PCR

この章では、ソフトコンバージョン後の 2nd ターゲットキャプチャーライブラリのインデックス PCR（10 ページ図 2 の セクション 4B）について説明しています。キャプチャーしたライブラリは増幅され、インデックスが付加されます。

## 9. ライブラリの精製と品質確認

この章ではライブラリの精製と品質確認（10 ページ図 2 のセクション 5）について説明します。各キャプチャー後 ライブラリを AMPure XP ビーズによって精製します。その後、精製後のインデックス付加ライブラリを定量し、品質 を評価します。

## 10. NGS と解析のガイドライン

この章では、ライブラリのシーケンスと解析のガイドラインについて説明しています。シーケンスの実施方法についてはお使いのイルミナプラットフォームのユーザーガイドを参照してください。

## 11. リファレンス

この章では試薬キットの内容、インデックスプライマーペア情報、トラブルシューティング、クイックリファレンスプロトコルなどの参照情報を記載しています。

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| 1. はじめに.....                                   | 7  |
| イントロダクション.....                                 | 8  |
| ワークフローの概要.....                                 | 9  |
| 操作と安全に関する注意事項.....                             | 11 |
| Avida Duo Methyl Kit とパネルの構成.....              | 13 |
| インプット DNA サンプルと追加に必要な試薬・器具・消耗品.....            | 14 |
| 2. ゲノム DNA の断片化.....                           | 17 |
| Step 1. 断片化の準備.....                            | 18 |
| Step 2. ゲノム DNA の断片化.....                      | 19 |
| 3. PCR-free ライブラリ調製.....                       | 20 |
| Step 1. End prep (末端修復と dA 付加).....            | 21 |
| Step 2. ライゲーション.....                           | 22 |
| Step 3. ライブラリのビーズへの結合.....                     | 23 |
| 4. 1st ターゲットキャプチャー (ターゲットシーケンシング).....         | 25 |
| Step 1. 1st ターゲットキャプチャー用ハイブリダイゼーション.....       | 26 |
| Step 2. 1st ターゲットキャプチャー用キャプチャービーズの調製.....      | 28 |
| Step 3. 1st ターゲットキャプチャー用ビーズキャプチャー.....         | 30 |
| Step 4. 1st ターゲットキャプチャー用キャプチャービーズの洗浄.....      | 31 |
| 5. ターゲットシーケンシング用インデックス PCR.....                | 33 |
| Step 1. インデックス PCR.....                        | 34 |
| Step 2. Indexing PCR プログラム (ターゲットシーケンシング)..... | 35 |
| 6. 2nd ターゲットキャプチャー (メチル化シーケンシング).....          | 36 |
| Step 1. 2nd ターゲットキャプチャー用ハイブリダイゼーション.....       | 37 |
| Step 2. 2nd ターゲットキャプチャー用キャプチャービーズの調製.....      | 39 |
| Step 3. 2nd ターゲットキャプチャー用ビーズキャプチャー.....         | 41 |
| Step 4. 2nd ターゲットキャプチャー用キャプチャービーズの洗浄.....      | 42 |
| 7. ソフトコンバージョンと修復.....                          | 43 |
| Step 1. ソフトコンバージョン.....                        | 44 |
| Step 2. ビーズ精製.....                             | 46 |
| Step 3. ソフトコンバージョンライブラリの洗浄.....                | 47 |
| Step 4. DNA 修復.....                            | 48 |
| 8. メチル化シーケンシング用インデックス PCR.....                 | 49 |
| Step 1. インデックス PCR.....                        | 50 |
| Step 2. インデックス PCR プログラム (メチル化シーケンシング).....    | 51 |

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 9. ライブラリの精製と品質確認 .....               | 53 |
| Step 1. ライブラリの精製.....                | 54 |
| Step 2. ライブラリ DNA の品質確認と定量 .....     | 55 |
| 10. NGS と解析のガイドライン .....             | 60 |
| Step 1. マルチプレックスシーケンス用サンプルのプール ..... | 61 |
| Step 2. シーケンスサンプルの調製.....            | 62 |
| Step 3. シーケンスの開始 .....               | 63 |
| Step 4. NGS データ解析 .....              | 64 |
| 11. リファレンス .....                     | 66 |
| キットの内容 .....                         | 67 |
| Avida インデックスプライマーペア情報.....           | 69 |
| Avida カスタム AddOn パネル.....            | 71 |
| トラブルシューティングガイド.....                  | 72 |
| クイックリファレンスプロトコル .....                | 74 |

# 1. はじめに

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| イントロダクション.....                      | 8  |
| ワークフローの概要.....                      | 9  |
| 操作と安全に関する注意事項.....                  | 11 |
| Avida Duo Methyl Kit とパネルの構成 .....  | 13 |
| インプット DNA サンプルと追加で必要な試薬・器具・消耗品..... | 14 |

この章では、実験をはじめる前に理解する必要がある情報（安全上の注意点、必要な試薬や機器など）について説明しています。必ず実験前にお読みください。

## N O T E

本プロトコルに記載されている以外の non-Agilent プロトコルを用いて使用する場合、キットは保証の対象外となり、技術サポートも適用外となります点、ご了承ください。

## 1. はじめに

# イントロダクション

ゲノムおよびエピゲノムの変化は、がんを含む多くの生理学的および病理学的メカニズムの基礎となります。Avida Duo Methyl キットは、サンプルを分けることなく、シームレスにゲノムおよびメチル化の変化を検出するために開発された革新的技術です。ターゲットシーケンスおよびターゲットメチル化シーケンスの各既存製品と比較して、Avida Duo テクノロジーは高い検出率を提供し、特に微量 DNA において優れた感度を示します。Avida Duo キットは、セルフリーDNA (cfDNA) に特に最適化されています。また、新鮮検体や新鮮凍結検体、FFPE 由来検体から抽出し、断片化したゲノム DNA (gDNA) にも対応しています。シンプルで高速なワークフローと高い感度を備えた Avida Duo は、リキッドバイオブシーサンプルに対してワンランク上の高いアクセシビリティを可能にし、研究および臨床アプリケーションの両方を推進します。

## Avidaターゲットエンリッチメントテクノロジー

Avida ターゲットエンリッチメントテクノロジーの核となるのは、目的の DNA ターゲットを相乗的かつ間接的にキャプチャーするために特別に設計された 3 次元立体構造です。複数のブリッジプローブが同一ターゲットにハイブリダイズし、ビオチン化アンカープローブによって安定化された場合にのみ、DNA の足場が目的のターゲット分子と形成されます (図 1 参照)。単一のビオチン化長鎖プローブを使用する従来のハイブリダイゼーションと比較して、Avida ハイブリダイゼーションは、ブリッジプローブによる非常に短い標的配列であることから、反応はより高速で効率的です。相乗的なハイブリダイゼーションによってインターロック構造を形成し、ストレプトアビジンビーズに結合すると、特異性の高いキャプチャーが行われます。

Avida プローブパネルは、調製済みですぐに使用でき、安定して高い性能を発揮します。




図 1 ブリッジプローブを介したビオチン化アンカープローブへのターゲット配列のハイブリダイゼーション

## ワークフローの概要

Avida Duo ワークフローのスタートサンプルはセルフリーDNA (cfDNA) または新鮮検体や新鮮凍結検体および FFPE 検体から抽出し、断片化したゲノム DNA (gDNA) です (スタート DNA サンプルの詳細な必要要件に関しては 14 ページの“[インプット DNA サンプル](#)”を参照してください)。

このワークフローの特徴は PCR-free でライブラリ調製を行い、増幅せずにそのままターゲットキャプチャーを行うことでキャプチャー効率、特異性、均一性を最大化している点です。さらに独自のソフトコンバージョン (次世代のバイサルファイト変換) と精製プロセスによって高いサンプル回収効率を実現しています。この効率化されたプロトコルによって高い変換効率、ライブラリ複雑性を実現し、高感度でのゲノム変化および微細なメチル化の変化を検出することが可能になりました。

このワークフローは大きく 5 つのセクションに分かれています (図 2 および表 1 を参照)。一部のセクションを同時に実施することで、全てのプロセスを約 8.5 時間で完了することができ、出来上がったライブラリはイルミナプラットフォームを用いた次世代シーケンスにすぐに使用することができます。

Avida Duo ワークフローは 1 日または 2 日に分けて実施することができます。1-day プロトコルは、特定のセクションを並行して行うことにより、8.5 時間でプロトコルを完了することができます。1-day プロトコルを完了するための推奨の順序はプロトコル中の Note に記載しています。2-day プロトコルの場合は、プロトコルに記載の順序で実験を実施します。オーバーナイトで行う際の Stopping point については表 1 を参照してください。

## 1. はじめに




図 2 Avida Duo ワークフローの概要

表 1 Avida Duo ワークフローセクションと 8 サンプル処理の場合の所要時間

| No. | セクション                         | 説明                                                                                                                                                                | 章   | 所要時間   |
|-----|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 1   | PCR-free ライブラリ調製              | 末端修復、アダプターライゲーションを行い、cfDNA または断片化 gDNA をアダプター付加された分子へと変換します。                                                                                                      | 3 章 | 2 時間   |
| 2A  | ターゲットシーケンシング用 1st ターゲットキャプチャー | プローブハイブリダイゼーションと洗浄操作を行い、PCR-free ライブラリから特定のターゲット領域の濃縮を行います。                                                                                                       | 4 章 | 1.5 時間 |
| 4A  | ターゲットシーケンシング用 インデックス PCR      | 1st キャプチャー産物を用いたインデックス PCRを行い、イルミナシーケンスに必要な P5/P7 サンプルインデックスを付加します。<br><b>2-day プロトコル、オプション 1：</b> インデックス付加サンプルを一晩 4°C で保管します。35 ページの Stopping point を参照してください。   | 5 章 | 1 時間   |
| 2B  | メチル化シーケンシング用 2nd ターゲットキャプチャー  | Avida Methyl パネルを用いたハイブリダイゼーションで、特定のターゲットをキャプチャー濃縮し、続いてビーズ洗浄を行います。<br><b>2-day プロトコル、オプション 2：</b> hybridization サーマルサイクルプログラムをオーバーナイトで行います。38 ページの表 29 を参照してください。 | 6 章 | 1.5 時間 |
| 3   | ソフトコンバージョン                    | DNA 変換・精製・修復ステップを含むソフトコンバージョン処理を行います。                                                                                                                             | 7 章 | 1.5 時間 |
| 4B  | メチル化シーケンシング用 インデックス PCR       | ソフトコンバージョンライブラリを用いたインデックス PCRを行い、イルミナシーケンスに必要な P5/P7 サンプルインデックスを付加します。                                                                                            | 8 章 | 1 時間   |
| 5   | ライブラリ精製                       | ライブラリの精製と品質確認を行います。                                                                                                                                               | 9 章 | 0.5 時間 |

## 操作と安全に関する注意事項

### コンタミネーション防止のための重要な操作

Avida Duo テクノロジーは高感度のため、コンタミネーションを防止することが非常に重要です。下記の注意点をよく確認してからワークフローを実行してください。

#### CAUTION

ヌクレアーゼの試薬への混入を避けるために、操作を行う場合は、必ずパウダーフリーのラボ用手袋を着用し、適切な溶液、ピペット、ヌクレアーゼフリー エアロゾル防止フィルター付きピペットチップを使用してください。

#### CAUTION

実験工程全体を通して、サンプル間での PCR 産物のコンタミネーションを防ぐため、以下を実施することをお勧めします。

- PCR 前のサンプルを扱う場所と PCR 後のサンプルを扱うエリアを分け、それぞれのエリアで専用の機器、消耗品、試薬を使用してください。特に、PCR 後のエリアで使用するものを PCR 前の工程で使用するのは避けて下さい。
- 実験スペースは常にクリーンな状態にしてください。PCR 前の工程では作業台を 10% bleach solution やその相当品により、日常的に清潔に保ってください。
- PCR 前のエリアで試薬を使用するときは、常にヌクレアーゼフリーのエアロゾル防止フィルター付きのピペットチップのついた専用のピペットを使用してください。
- パウダーフリーの手袋を着用してください。コンタミの可能性があるものの表面に触れた後は必ず手袋を変えるなど、ラボの衛生を守ってください。

#### CAUTION

コンタミネーションを避けるため、ソフトコンバージョン反応はワークエリアを分けて実施することを推奨します。必ず新しい手袋に交換して実施するようにしてください。ソフトコンバージョンのための機器や消耗品が置かれているワークスペースと、PCR 前ライブラリ調製やターゲットキャプチャーを行うワークスペースを分けることを強く推奨します。

### 安全に関する注意

#### WARNING

実験室で実験を行う際は、各実験室において決められた規則に従い、保護用の用具（白衣、安全眼鏡など）を着用してください。

Biosafety Level 1 (BSL1) のルールに基づき、実験を行います。

## 1. はじめに

### 操作に関する注意

- PCR プレートもしくは 8 strip tube の cap strip を外す必要のある工程では、再びキャップをするときには、常に新しい cap strip を使用してください。サーマルサイクラーやその他の工程で、キャップの変形が起こり得るため、一度使用した cap strip の再利用は、サンプルの蒸発によるロスやコンタミネーション、インキュベーション中のサンプル温度が不正確になるなどのリスクがあります。
- ビーズの洗浄の工程で複数のサンプルを処理する場合 (“4. 1st ターゲットキャプチャー (ターゲットシーケンシング)”および“6. 2nd ターゲットキャプチャー (メチル化シーケンシング)”)
  1. 適切なサイズのリザーバーに事前に試薬を分注してください。
  2. マルチチャンネルのピペットを使用してください。
- **Avida Duo ワークフローではキャプチャー前の増幅ステップがないため、サンプルを扱う際にはチューブやチップ内にサンプルが残っていないことを確認し、サンプルのロスがないようにピPETTINGを行ってください。**
- 磁性ビーズを用いるステップでは上清を完全に除去することが重要です。以下の方法で残存している上清を取り除くようにしてください。
  - チューブ側面にビーズを集めるマグネットスタンドの場合：マグネットスタンドを 5 回ほどタップします。
  - チューブ底にビーズを集めるマグネットスタンドの場合：チューブをマグネットスタンドから取り外し、軽くスピンドウンします。再度マグネットスタンドにチューブをセットし、上清を取り除きます。
- -20°C での保存が必要な試薬は温度に敏感なため、保管と取り扱い時に注意が必要です。できる限り繰り返しの凍結融解を避けるようにしてください。完全に溶けていることを必ず確認してから使用してください。
- 複数のサンプルを処理するために、プロトコルには 10% 余剰分を含んだ試薬の調製量が記載されています。試薬を調製する際には記載されている順序で試薬を加え、ボルテックスで混合後にスピンドウンします。8 または 16 サンプルを処理する際の液量を例として記載しています。
- Stopping point ではサンプルは 4°C あるいは -20°C で保存できます。プロトコル中に記載しています。

## Avida Duo Methyl Kitとパネルの構成

Avida Duo 試薬キットに含まれる構成品を表 2 に記載しています。16 反応キットには 8 サンプルの実験を 2 回行うために、96 反応キットには 16 サンプルの実験を 6 回行うために十分な量の試薬が含まれています。構成品内の試薬リストは“11. リファレンス”の“キットの内容”に記載しています。

表 3 にはターゲットシーケンス用 1st ターゲットキャプチャーで使用する Avida DNA パネルを、表 4 にはメチル化シーケンス用 2nd ターゲットキャプチャーで使用する Avida Methyl パネルをそれぞれ記載しています。

表 2 Avida Duo 試薬キット

| Avida Duo Methyl reagent kits                                          | 試薬ボックス                                           | 保管温度  |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|
| P/N G9439A                                                             | Avida Duo Methyl Reagent Box 1, 16 Reactions     | -20°C |
| Avida Duo Methyl Reagent kit (index primer pairs 1-32), イルミナ, 各 16 反応  | Avida DNA and Duo Reagent Box 2, 16 Reactions    | 室温    |
|                                                                        | Avida Methyl and Duo Reagent Box 3, 16 Reactions | 室温    |
|                                                                        | Avida Duo Beads Box, 16 Reactions                | 4°C   |
|                                                                        | Avida Index Primer Pairs 1–32 for ILM            | -20°C |
|                                                                        |                                                  |       |
| P/N G9440A                                                             | Avida Duo Methyl Reagent Box 1, 96 Reactions     | -20°C |
| Avida Duo Methyl Reagent kit (index primer pairs 1-192), イルミナ, 各 96 反応 | Avida DNA and Duo Reagent Box 2, 96 Reactions    | 室温    |
|                                                                        | Avida Methyl and Duo Reagent Box 3, 96 Reactions | 室温    |
|                                                                        | Avida Duo Beads Box, 96 Reactions                | 4°C   |
|                                                                        | Avida Index Primer Pairs 1–192 for ILM           | -20°C |
|                                                                        |                                                  |       |

表 3 1st ターゲットキャプチャー用 Avida DNA パネル

| Capture Probes Panel             | Size    | Design ID | P/N 16 反応 | P/N 96 反応 |
|----------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Avida DNA Discovery Cancer Panel | 2.68 Mb | D3496941  | 5280-0040 | 5280-0044 |
| Avida DNA Expanded Cancer Panel  | 345 kb  | D3483241  | 5280-0046 | 5280-0047 |
| Avida DNA Focused Cancer Panel   | 26 kb   | D3483231  | 5280-0049 | 5280-0050 |

表 4 2nd ターゲットキャプチャー用 Avida Methyl パネル

| Capture Probes Panel        | Size   | Design ID | P/N 16 反応 | P/N 96 反応 |
|-----------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|
| Avida Methyl 3400 DMR Panel | 863 kb | M3483261  | 5280-0058 | 5280-0059 |

## 1. はじめに

### Avidaインデックス配列情報

各 Avida Index Primer Pairs には 8 bp の P5 または P7 インデックスが含まれており、デュアルインデックスの NGS ライブラリが作製されます。インデックス配列情報が含まれたスプレッドシートは [Avida Index Resource](#) からダウンロードできます。

このリンクからはウェブサイトは開かれず、エクセルスプレッドシートが自動的に使用しているウェブブラウザの既定のフォルダにダウンロードされます。ファイルは Microsoft Excel またはその他の互換性のあるソフトウェアで開くことができます。スプレッドシートのリンクは Agilent.com 内の [Avida DNA 製品ページ](#) にもございます。最初のタブにスプレッドシートの内容と使用に関するインストラクションが記載されています。

## インプットDNAサンプルと追加に必要な試薬・器具・消耗品

### インプットDNAサンプル

ワークフローのスタートサンプルとして使用可能な DNA サンプルの条件を表 5 に記載しています。インプット量の範囲は Qubit Assay による定量に基づいています。DNA は 1X Low TE buffer (10 mM Tris-HCl, 0.1mM EDTA, pH8.0) または Qiagen Elution Buffer EB (10 mM Tris-HCl, pH8.5) で保存できます。DNA はライブラリ調製を行う前に適切な長さに断片化する必要があります。gDNA の場合は 150~300 bp のインサート長を得るために Covaris による断片化を推奨しています (“2. ゲノム DNA の断片化”を参照)。cfDNA は一般的には平均長 170 bp のため、追加の断片化は必要ありません。

表 5 インプット DNA サンプル条件

| サンプルタイプ                      | インプット量     | 断片化                               | 保存バッファー                            |
|------------------------------|------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| cfDNA                        | 3~100 ng*  | 平均長が 170 bp のため断片化は不要です。          | Low TE buffer または Qiagen Buffer EB |
| 新鮮検体や新鮮凍結検体および FFPE 由来の gDNA | 10~100 ng† | インサート長が 150~300 bp となるよう断片化が必要です。 | Low TE buffer または Qiagen Buffer EB |

\*3 ng の cfDNA からライブラリを作成することが可能ですが、インプット量を増やすことで変異検出のパフォーマンスが向上します。

†FFPE 由来のゲノム DNA の場合は範囲内で使用できる限りの量を使用してください。

#### NOTE

Avida ワークフローは SeraCare 社の Seraseq ctDNA Complete Reference Material および Seraseq ct DNA Reference Material V2 に対応していません。詳細はお問い合わせください。

## 追加で必要な試薬・器具・消耗品

ワークフローを実施するために追加で準備する試薬・器具・消耗品を表 6 から表 8 に記載しています。

表 6 必要な試薬

| 品名                                                 | メーカーと型番                                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 99.5% Ethanol, molecular biology grade, 500 mL     | Wako p/n 054-07225 または相当品                     |
| 1xLow TE Buffer (10mM Tris-HCl, pH8.0, 0.1mM EDTA) | Thermo Fisher Scientific p/n 12090-015 または相当品 |
| (オプション) Qubit dsDNA HS or BR Assay Kit             | Thermo Fisher Scientific                      |
| 100 assays                                         | p/n Q32851 (HS) or Q32850 (BR)                |
| 500 assays                                         | p/n Q32854 (HS) or Q32853 (BR)                |
| Purification Beads AMPure XP for PCR purification  | Beckman Coulter Genomics                      |
| 5 mL                                               | p/n A63880                                    |
| 60 mL                                              | p/n A63881                                    |

表 7 必要な器具

| 品名                                                                                                               | メーカーと型番                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| サーマルサイクラー (96 ウェル、0.2mL ブロック)                                                                                    | 相当品                                                                                                                                                                       |
| ・96-well tube plates または 8-well strip tubes<br>・cap strips                                                       | ご使用のサーマルサイクラーに適したプラスチックウェアをご用意ください                                                                                                                                        |
| 核酸分析システム (装置+消耗品)                                                                                                | 表 8 を参照                                                                                                                                                                   |
| (オプション) Qubit 4 Fluorometer and Qubit Assay Tubes                                                                | Thermo Fisher Scientific p/n Q33238 and p/n Q32856                                                                                                                        |
| Heat blocks or water baths heated to 37°C and 50°C                                                               | General laboratory supplier                                                                                                                                               |
| DNA LoBind Tubes, 1.5-mL PCR clean, 250 pieces                                                                   | Eppendorf p/n 022431021 または相当品                                                                                                                                            |
| Microcentrifuge                                                                                                  | Eppendorf microcentrifuge, model 5417C または相当品                                                                                                                             |
| Centrifuge for 8-well strip tubes, 3000–5000 rpm                                                                 | 相当品                                                                                                                                                                       |
| Centrifuge for 96-well plate (if using 96-reaction kits)                                                         | 相当品                                                                                                                                                                       |
| DynaMag-96 Side Magnet or Magnum EX Universal 96-well Magnet Plate                                               | Thermo Fisher Scientific p/n 12331D or Alpaqua p/n A000380<br>または相当品 (Dyna-Mag-96 (12331D) は 96 well plate・8 連チューブ兼用。マグナススタンド [日本ジェネティクス](p/n FG-SSMAG2)も使用可 (8 連チューブ用)。) |
| Multichannel and single channel pipettes                                                                         | Rainin Pipet-Lite Multi Pipette または相当品                                                                                                                                    |
| (オプション) Reagent reservoirs for use with multichannel pipettes                                                    | 相当品                                                                                                                                                                       |
| Sterile, nuclease-free aerosol barrier pipette tips, vortex mixer, cold rack, ice bucket, and powder-free gloves | 相当品                                                                                                                                                                       |

## 1. はじめに

表 8 核酸分析プラットフォーム(いずれかを選択)

| 品名                                       | メーカーと型番                                 |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Agilent 4200/4150 TapeStation System     | Agilent p/n G2991AA / G2992AA           |
| 消耗品                                      |                                         |
| Agilent TapeStation D1000 Screen Tape    | p/n 5067-5582                           |
| Agilent TapeStation D1000 試薬キット          | p/n 5067-5583                           |
| 96-well sample plate                     | p/n 5042-8502                           |
| 96-well plate foil seals                 | p/n 5067-5154                           |
| 8-well tube strips                       | p/n 401428                              |
| 8-well tube strip caps                   | p/n 401425                              |
| Agilent 5200/5300/5400 Fragment Analyzer | Agilent p/n M5310AA / M5311AA / M5312AA |
| 消耗品 (いずれかのキットを選択*)                       |                                         |
| NGS Fragment Kit (1 - 6000 bp)           | p/n DNF-473-0500                        |
| Small Fragment Kit (1-1500bp)            | p/n DNF-476-0500                        |
| HS NGS Fragment Kit (1-6000bp)           | p/n DNF-474-0500                        |
| HS Small Fragment Kit (1-1500bp)         | p/n DNF-477-0500                        |

\*Fragment Analyzer システム用の DNA キットを選択する際にはサンプルタイプや品質、インプット量、インサートサイズを考慮してください。

## ゲノムDNA断片化に必要な器具・消耗品

gDNA の断片化に必要な器具・消耗品を表 9 に記載しています。高品質 gDNA や FFPE 由来の gDNA では断片化が必要です。cfDNA の場合には断片化は必要ありません。

表 9 gDNA サンプルの断片化に必要な器具・消耗品

| 品名                                | メーカーと型番            | 補足                                                  |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| Covaris Sample Preparation System | Covaris model E220 | 断片化条件の最適化を行うことでその他の Covaris の装置モデルやサンプルホルダーも使用可能です。 |
| Covaris microTUBE sample holders  | Covaris p/n 520045 |                                                     |

## 2. ゲノムDNAの断片化

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Step 1. 断片化の準備 .....       | 18 |
| Step 2. ゲノム DNA の断片化 ..... | 19 |

この章では、機械的断片化による gDNA サンプルの断片化について説明しています。gDNA は Avida Duo ワークフローで使用する前に断片化を行う必要があります。

### N O T E

断片化は gDNA サンプルを使用する場合のみ行います。cfDNA サンプルを使用する場合にはこの工程をスキップし、["3. PCR-free ライブラリ調製"](#)に進んでください。

## Step 1. 断片化の準備

### NOTE

本プロトコルは、Covaris model E220 装置と 130  $\mu$ L Covaris microTUBE により条件が最適化されています。他の Covaris 装置やサンプルホルダーを用いる場合、ターゲットサイズの DNA 断片が得られる条件について、装置取り扱い会社にお問い合わせください。

---

1. コバリス E220 を起動します。操作の詳細は、コバリス社のユーザーガイドを参照してください。
  - a. 製造元の推奨に従い、最適な高さまで脱イオン水をコバリスのタンクに注ぎます。
  - b. チューブのガラス部分が水で覆われているか確認してください。
  - c. コントロールパネル上で、Degas (脱ガス) ボタンを押します。製造元の推奨に従い装置の脱気を行います。(通常 30～60 分ほどです。)
  - d. コバリスのウォーターバス内の水温表示が 5°C になるように、外部循環冷却装置の水温を 2～5°C の間に設定します。凍結防止用のクーラント液の添加については、メーカーの推奨事項を参照してください。
2. 断片化を行う 10～100 ng の gDNA サンプルを 1X Low TE Buffer で 50  $\mu$ L に調製します。

## Step 2. ゲノムDNAの断片化

1. 先がテーパー状になったピペットチップを用い、コバリスの microTUBE のキャップ上面にあるスリットにチップの先を差し込んで、50  $\mu$ L DNA サンプルを Covaris microTUBE に移します。
2. microTUBE を 30 秒遠心し、液を底に集め、底部にある泡を取り除きます。microTUBE 内に泡が残らないように注意してください (泡は超音波による gDNA の断片化を阻害します)。
3. サンプルを入れた microTUBE を、コバリスのチューブホルダーにセットします。表 10 の設定により、gDNA の断片化を行います。

表 10 コバリス E シリーズ装置による断片化設定条件 (SonoLab software v7 以降)

| Setting                   | 高品質 gDNA       | FFPE 由来 gDNA |
|---------------------------|----------------|--------------|
| Duty Factor               | 10%            | 10%          |
| Peak Incident Power (PIP) | 175            | 175          |
| Cycles per Burst          | 200            | 200          |
| Treatment Time            | 2 x 60 seconds | 240 seconds  |
| Bath Temperature          | 2° to 8°C      | 2° to 8°C    |

高品質 DNA のみ、下記の手順にて 2 段階で断片化を実施してください。

- a. 60 秒断片化します。
  - b. 96 microTUBE を 10 秒間遠心します。
  - c. microTUBE を高速で 5 秒間ボルテックスします。
  - d. 96 microTUBE を 10 秒間遠心します。
  - e. ステップ a から d を繰り返します。
4. 断片化が終了したら、microTUBE をホルダーから取り出し、アンローディングステーションの上に載せます。
  5. microTUBE を軽く遠心し、microTUBE の蓋をしたままの状態、スリットからピペットチップの先を差し込み、サンプル全量を、ピペットを用いてゆっくり吸引します。
  6. 断片化されたサンプル全量 (約 50  $\mu$ L) を、新しい 96 ウェルプレートもしくは 8 strip tube に移します (この後のステップで、選択したチューブサイズに適合したビーズ分離用のマグネットスタンドが必要となります)。サンプルを氷上に置きます
  7. DNA サンプルを移した後、microTUBE を遠心し残存したサンプルを集めます。チューブ内に残ったサンプルをできるだけ回収し、step 6 のチューブに移します。

50  $\mu$ L の断片化 gDNA サンプルはそのままライブラリ調製のステップに用いることができます。”[3. PCR-free ライブラリ調製](#)”に進んでください。

**このステップは stopping point ではありません。**

### 3. PCR-freeライブラリ調製

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Step 1. End prep (末端修復と dA 付加) ..... | 21 |
| Step 2. ライゲーション .....                | 22 |
| Step 3. ライブラリのビーズへの結合 .....          | 23 |

この章では PCR-free ライブラリ調製ステップ (10 ページ図 2 のセクション 1) について説明しています。NGS ライブラリは Unique Molecular Identifiers (UMIs) を含むアダプターを用いて作製されます。

必要な DNA サンプルインプット量に関しては表 5 を参照してください。

この章では表 11 の試薬を使用します。

表 11 PCR-free ライブラリ調製に使用する試薬

| 試薬名                                                   | 使用方法             | 試薬ボックス・保管温度                                                 |
|-------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|
| End Prep Buffer (tube with purple cap)                | 室温で融解、使用前にボルテックス | Avida Duo Methyl Reagent Box 1, stored at -20°C             |
| End Prep Enzyme (tube with blue cap)                  | 使用直前に氷上          |                                                             |
| Ligation Buffer (tube with green cap or bottle)       | 室温で融解、使用前にボルテックス |                                                             |
| Ligation Enzyme (tube with yellow cap)                | 使用直前に氷上          | Avida Duo Beads Box, stored at 4°C                          |
| Adaptor for ILM (tube with orange cap)                | 室温で融解、融解後は氷上     |                                                             |
| Hyb Blocker (tube with red cap)                       | 室温で融解            |                                                             |
| Library Binding Beads (tube with white cap or bottle) | 15 分以上室温に戻してから使用 | Avida DNA and Duo Reagent Box 2, stored at Room Temperature |
| Nuclease-free Water (tube with clear cap or bottle)   | -                |                                                             |
| Library Wash Buffer (bottle)                          | -                |                                                             |
| Avida DNA panel                                       | 室温で融解、融解後は氷上     | Stored at -20°C                                             |

#### CAUTION

実験を始める前に“[操作と安全に関する注意事項](#)”を必ず確認してください。

Avida Duo ワークフローではキャプチャー前の増幅を行いません。サンプルを移す際にはチューブやチップ内にサンプルが残っていないことを確認し、サンプルのロスがないようにピペッティングを行ってください。

## NOTE

ワークフローを開始する前に Hyb Wash Buffer 1 のボトルを加熱し、“4. 1st ターゲットキャプチャー (ターゲットシーケンシング)”と“6. 2nd ターゲットキャプチャー (メチル化シーケンシング)”で使用する前に十分に加温され、融解していることを確認してください。Hyb Wash Buffer 1 は Avida DNA and Duo Reagent Box 2 に含まれています。

- ・ ウォーターバスが使用可能な場合、ボトルを 50°C で 10 分間加温します。その後、ボトルを 50°C のヒートブロックに移します。“4. 1st ターゲットキャプチャー (ターゲットシーケンシング)”で使用するまでボトルを 50°C で維持します。
- ・ ウォーターバスがない場合、ボトルを 50°C のヒートブロックに置き、“4. 1st ターゲットキャプチャー (ターゲットシーケンシング)”で使用するまでボトルを 50°C で維持します。

ボトルがヒートブロックに入らない場合はボトルを横にしてヒートブロック上に置き、接触面積を増やします。ヒートブロックの代わりに 50°C に設定したサーマルサイクラーを使用することもできます。

“4. 1st ターゲットキャプチャー (ターゲットシーケンシング)”と“6. 2nd ターゲットキャプチャー (メチル化シーケンシング)”を同日に実施する場合は、“4. 1st ターゲットキャプチャー (ターゲットシーケンシング)”で使用了後、再度 50°C のヒートブロックに戻し、“6. 2nd ターゲットキャプチャー (メチル化シーケンシング)”で使用するまで温度を維持します。

## Step 1. End prep (末端修復とdA付加)

1. End Prep Buffer を室温で溶かし、ボルテックスで混合します。バッファーが完全に溶けて細かい粒子が残存していないか目視で確認してください。もし粒子が確認できる場合、ボルテックスを続け完全に溶かします。
2. 適切な量の DNA を 50 µL の容量でストリップチューブに加えます。サンプル液量が 50 µL に満たない場合は Nuclease-free Water で 50 µL になるよう希釈します。DNA サンプルインプット量の詳細は表 5 を確認してください。サンプルは氷上に置きます。
  - ・ cfDNA サンプル：3～100 ng
  - ・ 断片化 gDNA サンプル：10～100 ng (“2. ゲノム DNA の断片化”で調製)
3. 表 12 を参照し、適切な量の End Prep Mix を室温で調製します。試薬は記載順に混合し、低速で軽くボルテックスした後、軽くスピンドウンします。

調製後の End Prep Mix は氷上に置きます。調製後の End Prep Mix は 4°C で 2 時間まで安定です。

表 12 End Prep Mix の調製

| 試薬              | 1 反応  | 8 反応分 (余剰量含む) | 16 反応分 (余剰量含む) |
|-----------------|-------|---------------|----------------|
| End Prep Buffer | 7 µL  | 63 µL         | 126 µL         |
| End Prep Enzyme | 3 µL  | 27 µL         | 54 µL          |
| Total           | 10 µL | 90 µL         | 180 µL         |

### 3. PCR-free ライブラリ調製

- 10  $\mu\text{L}$  の End Prep Mix を DNA サンプルが入った各チューブに加えます。この時点でサンプル液量は 60  $\mu\text{L}$  になります。軽くボルテックスするか、50  $\mu\text{L}$  にセットしたピペッターでピペティングをゆっくり 15~20 回繰り返して混合します。軽くスピンドウンし、氷上に置きます。気泡がごく微量の場合にはパフォーマンスに影響を与えません。
- サーマルサイクラーのプログラムを表 13 の内容に設定します。蓋の温度は 75°C に設定します。蓋が加温されたらプログラムを一時停止し、チューブをセットして反応を再開します。

表 13 End prep サーマルサイクルプログラム

| ステップ   | 温度   | 時間         |
|--------|------|------------|
| Step 1 | 20°C | 30 minutes |
| Step 2 | 65°C | 30 minutes |
| Step 3 | 4°C  | Hold       |

- 次のステップで使用する Ligation Buffer と Adaptor for ILM を室温でそれぞれ溶かし始めます。融解後にしっかりとボルテックスをします。Adaptor for ILM は融解後氷上に保管します。Ligation Buffer は完全に溶けて細かい粒子が残存していないか目視で確認してください。もし粒子が確認できる場合、完全に溶けるまでボルテックスを続けます。

## Step 2. ライゲーション

- End Prep サーマルサイクルプログラムの実行中に、表 14 を参照し、適切な量の Ligation Master Mix を 1.5 mL チューブに室温で調製します。Ligation Master Mix をボルテックスし、軽くスピンドウンします。調製後の溶液は使用するまで氷上に置きます。

### CAUTION

このステップで使用する Ligation Buffer と Ligation Enzyme Mix は粘性が非常に高いです。これらの試薬を含む溶液をピペティングする際は十分に気を付けてください。

調製後の Ligation Master Mix は 4°C で 2 時間まで安定です。

表 14 Ligation Master Mix の調製

| 試薬              | 1 反応             | 8 反応分 (余剰量含む)     | 16 反応分 (余剰量含む)    |
|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Ligation Buffer | 25 $\mu\text{L}$ | 225 $\mu\text{L}$ | 450 $\mu\text{L}$ |
| Ligation Enzyme | 6 $\mu\text{L}$  | 54 $\mu\text{L}$  | 108 $\mu\text{L}$ |
| Total           | 31 $\mu\text{L}$ | 279 $\mu\text{L}$ | 558 $\mu\text{L}$ |

- End prep サーマルサイクルプログラムの完了後、DNA サンプルの入ったチューブを取り出し、室温に置きます。サーマルサイクルプログラムを終了し、蓋が加温されていないことを確認します。
- 5  $\mu\text{L}$  の Adaptor for ILM を各 DNA サンプルに加えます。

### CAUTION

Adaptor for ILM を Ligation Master Mix に混合しないでください。Adaptor を室温環境にできる限り置かないようにしてください。

4. 31  $\mu\text{L}$  の Ligation Master Mix を各 DNA サンプルに加えます。この時点でサンプル液量は 96  $\mu\text{L}$  になります。軽くボルテックスするか、70  $\mu\text{L}$  にセットしたピペッターでピペティングを 15～20 回繰り返し混合した後、サンプルを軽くスピンドウンします。
5. サーマルサイクラーが室温に戻っていることを確認し、プログラムを表 15 の内容に設定し開始します。蓋は加温しない設定にします。すぐにプログラムを一時停止し、チューブをセットして反応を再開します。

表 15 Ligation サーマルサイクルプログラム

| ステップ   | 温度   | 時間         |
|--------|------|------------|
| Step 1 | 20°C | 30 minutes |
| Step 2 | 4°C  | Hold       |

6. Ligation サーマルサイクルプログラムの間に次のステップで使用する以下の試薬を準備します。
  - Library Binding Beads を“[Step 3. ライブラリのビーズへの結合](#)”で使用する 15 分以上前に室温に戻します。
  - Hyb Buffer を 37°C のヒートブロックまたはウォーターバスで短くとも 10～20 分あるいは Hyb Buffer が完全に溶けるまで加熱します。Hyb Buffer がボトルで提供され、ボトルがヒートブロックに入らない場合はボトルを横にしてヒートブロック上に置き、接触面積を増やします。Hyb Buffer が完全に溶けた後は使用するまで室温に置きます。Hyb Buffer は“[4. 1st ターゲットキャプチャー \(ターゲットシーケンシング\)](#)”と“[6. 2nd ターゲットキャプチャー \(メチル化シーケンシング\)](#)”で使います。

**NOTE**

ウォーターバスやヒートブロックがない場合は、37°C に設定したサーマルサイクラーのサーマルブロック上に置いて加温します。この方法の場合は、特にバッファーがボトルで提供されている場合に、通常より時間がかかります。

- Hyb Blocker、Hyb Enhancer、Avida パネルを室温で溶かします。溶けた後 Avida パネルは氷上に、Hyb Blocker と Hyb Enhancer はそれぞれ室温に置きます。Hyb Blocker と Avida パネルは表 16 の Hyb Mix 1 の調製に使用します。Hyb Enhancer は“[4. 1st ターゲットキャプチャー \(ターゲットシーケンシング\)](#)”と“[6. 2nd ターゲットキャプチャー \(メチル化シーケンシング\)](#)”で使います。

**CAUTION**

Hyb Enhancer は室温で溶かす必要があります。溶かした後に沈殿が見える場合は溶液が透明になるまでボルテックスを行います。

## Step 3. ライブラリのビーズへの結合

1. Ligation のサーマルサイクルプログラムの完了後、サーマルサイクラーからチューブを取り出します。
2. Library Binding Beads が入ったボトルをしっかりとボルテックスし、ビーズを完全に混合します。チューブまたはボトルを立てて 5 分間置き、飛び散った液がボトルの底に落ちるのを待ちます。
3. 87  $\mu\text{L}$  (0.9X volume) の Library Binding Beads を各サンプルに加えます。この時点でサンプル液量は 183  $\mu\text{L}$  になります。150  $\mu\text{L}$  にセットしたピペッターでピペティングを 15～20 回繰り返し混合します。ビーズが沈殿しない程度に 1～2 秒遠心し、チューブの底に液を集めます。

ピペティングは気泡が発生しないよう、ゆっくりと行います。気泡によりライブラリの結合効率が低下します。

### 3. PCR-free ライブラリ調製

- 室温で 10 分間インキュベーションし、Library bead binding 反応を行います。
- 10 分間のインキュベーションの間に**、表 16 を参照し、Hyb Mix 1 を 1.5 mL チューブに調製します。Hyb Mix 1 をしっかりとボルテックスし、軽くスピンドウンします。次の章で使用するまで室温に置きます。

#### NOTE

複数サンプルを取り扱う際は、Hyb Mix 1 を 26  $\mu\text{L}$  (1 サンプル分) ずつ新しいストリップチューブに分注します。26 ページのステップ 1 では、マルチチャネルピペッターで 24  $\mu\text{L}$  の Hyb Mix 1 をアダプター付加ライブラリが結合したビーズへ移すようにします。これによりビーズが完全に乾燥するのを防ぎます。

表 16 Hyb Mix 1 の調製

| 試薬                  | 1 反応               | 8 反応分 (余剰量含む)       | 16 反応分 (余剰量含む)      |
|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Nuclease-Free Water | 17.5 $\mu\text{L}$ | 157.5 $\mu\text{L}$ | 315 $\mu\text{L}$   |
| Avida DNA Panel     | 4.0 $\mu\text{L}$  | 36.0 $\mu\text{L}$  | 72.0 $\mu\text{L}$  |
| Hyb Blocker         | 2.5 $\mu\text{L}$  | 22.5 $\mu\text{L}$  | 45.0 $\mu\text{L}$  |
| Total               | 24.0 $\mu\text{L}$ | 216.0 $\mu\text{L}$ | 432.0 $\mu\text{L}$ |

- 10 分間のインキュベーションが完了後、ストリップチューブをマグネットスタンドにセットし、2 分間あるいは溶液が透明になるまで静置します。

#### NOTE

溶液が透明になるまで 2 分以上かかる場合があります。次のステップに進む前にビーズが十分に集まっていることと、溶液が透明であることを目視で確認してください。

- ビーズに触れないように上清を完全に取り除きます。**ストリップチューブはマグネットスタンドに置いたままにします。**
- 180  $\mu\text{L}$  の Library Wash Buffer をビーズのペレットを崩さないように各チューブに加え、室温で 2 分間インキュベーションします。
- 各チューブから上清を取り除きます。
- (オプション)ステップ 8 とステップ 9 を繰り返します。

この 2 回目の洗浄はシーケンス結果における on-target% の改善に有効な場合がありますが、分子回収率はわずかに低下させる可能性があります。
- 残った上清をチューブの底に集め、20  $\mu\text{L}$  のピペッターを用いて完全に取り除きます。

上清を完全に取り除く際の操作に関しては 12 ページの“[操作に関する注意](#)”を併せて参照してください。
- ストリップチューブをマグネットスタンドから取り外します。

アダプター付加ライブラリは Library Binding Beads に結合した状態です。
- すぐに** 26 ページのステップ 1 (“[4. 1st ターゲットキャプチャー \(ターゲットシーケンシング\)](#)”) に進み、あらかじめ準備した Hyb Mix 1 をビーズが乾かないうちに加えてください。

## 4. 1st ターゲットキャプチャー (ターゲットシーケンシング)

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Step 1. 1st ターゲットキャプチャー用ハイブリダイゼーション.....   | 26 |
| Step 2. 1st ターゲットキャプチャー用キャプチャービーズの調製 ..... | 28 |
| Step 3. 1st ターゲットキャプチャー用ビーズキャプチャー .....    | 30 |
| Step 4. 1st ターゲットキャプチャー用キャプチャービーズの洗浄 ..... | 31 |

この章では 1st ターゲットキャプチャー (10 ページ図 2 のセクション 2A) について説明しています。アダプター付加ライブラリはターゲット特異的なパネルでハイブリダイズされます。ハイブリダイゼーション後にターゲットの分子はストレプトアビジンビーズによってキャプチャーされます。キャプチャーされなかった DNA を含む上清は 2nd ターゲットキャプチャーまで保管します。

この章では表 17 の試薬を使用します。

表 17 ターゲットキャプチャーに使用する試薬

| 試薬名                                                 | 使用方法                                                                 | 試薬ボックス・保管温度                                           |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Hyb Buffer (tube with clear cap or bottle)          | 37°C のウォーターバスまたはヒートブロックで<br>使用前に 10~20 分加温。Buffer が透明<br>になった後は室温で保管 | Avida Duo Methyl Reagent<br>Box 1, stored at<br>-20°C |
| Hyb Enhancer (amber tube with green cap)            | 室温で融解                                                                |                                                       |
| Capture Beads (tube with amber cap)                 | しっかりとボルテックスした後に使用                                                    | Avida Duo Beads Box,<br>stored at 4°C                 |
| Nuclease-free Water (tube with clear cap or bottle) | -                                                                    | Avida DNA and Duo                                     |
| Hyb Wash Buffer 1 (bottle)                          | 使用するまでボトルを 50°C のウォーターバス<br>またはヒートブロックで加温                            | Reagent Box 2, stored at<br>Room Temperature          |
| Hyb Wash Buffer 2 (bottle)                          | -                                                                    |                                                       |
| Resuspension Buffer (tube with red cap or bottle)   | -                                                                    |                                                       |
| Hyb Mix 1                                           | 前工程で調製(24 ページ)、使用するまで室温                                              |                                                       |

## Step 1. 1stターゲットキャプチャー用ハイブリダイゼーション

- 24 ページで調製した 24  $\mu\text{L}$  の Hyb Mix 1 を、前工程で得たアダプター付加ライブラリが結合したビーズに加えます。ビーズを軽くボルテックスあるいは 15~20 回のピペッティングで懸濁し、軽くスピンドウンします。

### NOTE

ページの Hyb Mix 1 の調製の際に、Hyb Mix 1 を 26  $\mu\text{L}$  (1 サンプル分) ずつ新しいストリップチューブに分注していた場合、24  $\mu\text{L}$  の Hyb Mix 1 をアダプター付加ライブラリが結合したビーズに加える操作にマルチチャンネルピペッターを使用できます。

- 23 ページのステップ 6 で加温し溶かした Hyb Buffer をしっかりとボルテックスします。

- Avida DNA パネルサイズに応じて Hyb Mix 2 を調製します。

表 18- パネルサイズが 500 kb 未満の場合 (Focused Cancer Panel、Expanded Cancer Panel)

表 19- パネルサイズが 500 kb 以上の場合 (Discovery Cancer Panel)

適切な液量の試薬を混合した後、Hyb Mix 2 をしっかりとボルテックスして混合し、スピンドウンします。Hyb Mix 2 は室温に置きます。

Hyb Buffer は後の工程で使用するまで室温に置きます。

表 18 パネルサイズが 500 kb 未満の場合の Hyb Mix 2 の調製

| 試薬           | 1 反応                               | 8 反応分 (余剰量含む)                       | 16 反応分 (余剰量含む)                      |
|--------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Hyb Buffer   | 30 $\mu\text{L}$                   | 270 $\mu\text{L}$                   | 540 $\mu\text{L}$                   |
| Hyb Enhancer | 6 $\mu\text{L}$                    | 54 $\mu\text{L}$                    | 108 $\mu\text{L}$                   |
| <b>Total</b> | <b>36 <math>\mu\text{L}</math></b> | <b>324 <math>\mu\text{L}</math></b> | <b>648 <math>\mu\text{L}</math></b> |

表 19 パネルサイズが 500 kb 以上の場合の Hyb Mix 2 の調製

| 試薬           | 1 反応                               | 8 反応分 (余剰量含む)                       | 16 反応分 (余剰量含む)                      |
|--------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Hyb Buffer   | 31 $\mu\text{L}$                   | 279 $\mu\text{L}$                   | 558 $\mu\text{L}$                   |
| Hyb Enhancer | 5 $\mu\text{L}$                    | 45 $\mu\text{L}$                    | 90 $\mu\text{L}$                    |
| <b>Total</b> | <b>36 <math>\mu\text{L}</math></b> | <b>324 <math>\mu\text{L}</math></b> | <b>648 <math>\mu\text{L}</math></b> |

- 36  $\mu\text{L}$  の Hyb Mix 2 を Hyb Mix 1 を含むビーズ懸濁液に加えます。この時点でサンプル液量は 60  $\mu\text{L}$  になります。
- 50  $\mu\text{L}$  にセットしたピペッターでピペッティングを 15~20 回繰り返し混合します。ビーズが沈殿しない程度に 1~2 秒遠心し、チューブの底に液を集めます。

6. サーマルサイクルプログラムを表 20 の内容に設定します。蓋の温度は 103°C に設定します。蓋が加温されたらプログラムを一時停止し、チューブをセットして反応を再開します。

表 20 Hybridization サーマルサイクルプログラム

| ステップ   | 温度                              | 時間         |
|--------|---------------------------------|------------|
| Step 1 | 98°C                            | 2 minutes  |
| Step 2 | ≥2.5°C/second ramp down to 60°C |            |
| Step 3 | 60°C                            | 60 minutes |
| Step 4 | 60°C                            | Hold       |

**N O T E**

表 20 のサーマルサイクルプログラムでは 60 分のハイブリダイゼーションを行います。ほとんどのアプリケーションで十分なハイブリダイゼーション時間ですが、Avida DNA Discovery Panel を含む、500 kb より大きいパネルの場合はハイブリダイゼーション時間を延長する (最長 16 時間) ことでキャプチャー効率を改善できる可能性があります。

## Step 2. 1stターゲットキャプチャー用キャプチャービーズの調製

### CAUTION

Hyb Wash Buffer 1 は保管中に白濁または析出することがあります。溶液を 50°C に加温して完全に溶けていることを確認してください。使用前にボトルをしっかりとボルテックスあるいは転倒混和により攪拌してください。

キャプチャービーズの調製はハイブリダイゼーション反応が完了する 15 分前に実施するようにしてください。

1. “Step 1. 1st ターゲットキャプチャー用ハイブリダイゼーション”のステップで使用した後に室温に置いておいた Hyb Buffer をしっかりとボルテックスします。
2. Capture Beads が均一になるまでしっかりとボルテックスします。
3. 1 反応当たり 8  $\mu\text{L}$  の Capture Beads が必要です。必要なビーズ液量を 10%の余剰量分含めて計算し、1.5 mL チューブに移します。

### NOTE

Capture Beads を 1.5 mL チューブで調製する場合には、専用のマグネットスタンドが必要です。必要に応じて必要量のキャプチャービーズを PCR チューブに分注して調製することが可能です。

4. Capture Beads の入ったチューブをマグネットスタンドにセットし、1 分間あるいは溶液が透明になるまで静置します。上清を捨て、マグネットスタンドからチューブを取り外します。
5. 表 21 の液量に従い、あらかじめ加温した Hyb Wash Buffer 1 を Capture Beads に加えます。ボルテックスまたはピペティングを 15~20 回繰り返し、ビーズをしっかりと懸濁し、よく混合します。ビーズがしっかりと懸濁し、混合されていることを確認して下さい。100  $\mu\text{L}$  以上液量で洗浄する場合はピペティングがより効果的です。

表 21 洗浄に使用する Hyb Wash Buffer 1 の使用量

| 反応数   | 液量                |
|-------|-------------------|
| 1~16  | 100 $\mu\text{L}$ |
| 17~32 | 200 $\mu\text{L}$ |
| 33~48 | 300 $\mu\text{L}$ |
| 49~64 | 400 $\mu\text{L}$ |
| 65~80 | 500 $\mu\text{L}$ |
| 81~96 | 600 $\mu\text{L}$ |

6. Capture Beads の入ったチューブを軽くスピンドウンした後マグネットスタンドにセットし、1 分間あるいは溶液が透明になるまで静置します。その後上清を取り除きます。
7. ステップ 5 とステップ 6 を繰り返す、合計 2 回洗浄します。  
Hyb Wash Buffer 1 を 50°C のヒートブロックまたはウォーターバスに戻します。

#### 4. 1st ターゲットキャプチャー (ターゲットシーケンシング)

8. Capture Beads の入ったチューブをマグネットスタンドから取り外し、上記ステップ 3 であらかじめ計算したビーズ液量と等量の Hyb Buffer で懸濁します。気泡が入らないようピペティングを 15~20 回繰り返し混合します。

#### N O T E

Capture Beads の再懸濁には Hyb Buffer を使用します。

---

9. 再懸濁した Capture Beads を新しいストリップチューブに 8  $\mu$ L ずつ分注します。

#### 4. 1st ターゲットキャプチャー (ターゲットシーケンシング)

### Step 3. 1stターゲットキャプチャー用ビーズキャプチャー

1. ハイブリダイゼーションサーマルサイクルの完了後、サンプルを取り出します。Hybridization サーマルサイクルプログラムを停止し、表 22 の Wash サーマルサイクルプログラムを開始します。蓋の温度は 75°C に設定します。

表 22 Wash サーマルサイクルプログラム

| ステップ   | 温度   | 時間   |
|--------|------|------|
| Step 1 | 60°C | Hold |

2. チューブを軽くスピンドウンし、マグネットスタンドにセットし、30 秒間あるいは溶液が透明になるまで (最長 1 分) 静置します。
3. 29 ページのステップ 9 で分注した 8  $\mu$ L の Capture Beads に**上記ステップ 2 の上清 (約 60  $\mu$ L) を注意深く移します**。上清を全て移すよう注意してください。ピペッティングを 15~20 回または十分に混合するまで繰り返します (このステップではボルテックスをしないようにします)。ビーズが沈まない程度に 1~2 秒スピンドウンします。
4. ストリップチューブをサーマルサイクラーにセットして、60°C で 10 分間ハイブリダイズしたサンプルのビーズへの結合を行います。
5. 10 分後にチューブをサーマルサイクラーから取り出し、マグネットスタンドにセットし、30 秒間あるいは溶液が透明になるまで (最長 1 分) 静置します。サーマルサイクラーは 60°C の状態を維持します。
6. **68  $\mu$ L の上清を全て新しいストリップチューブに移します**。この上清は**“6. 2nd ターゲットキャプチャー (メチル化シーケンシング)”**で使用するまで置いておきます。4°C で 2 時間あるいは-20°C で一晩保存できます。  
上清には Avida DNA パネルによる 1st ターゲットキャプチャーでキャプチャーされなかった DNA が含まれています。このサンプルを Avida Methyl パネルによる 2nd ターゲットキャプチャーに使用します。
7. ストリップチューブをマグネットスタンドから取り外し、すぐに**“Step 4. 1st ターゲットキャプチャー用キャプチャービーズの洗浄”**に進みます。

## Step 4. 1stターゲットキャプチャー用キャプチャービーズの洗浄

複数のサンプルを処理する場合には、Hyb Wash Buffer 1 と Hyb Wash Buffer 2、Resuspension Buffer をリザーバーに移し、マルチチャンネルピペットを使用することを推奨します。

マグネットスタンドに応じた上清を完全に取り除く際の操作に関しては 12 ページの“[操作に関する注意](#)”を参照してください。

**CAUTION**

このセクションのステップ 1 からステップ 5 では、サンプルのボルテックスやスピンはしないでください。飛び散らないようチューブを丁寧に取り扱いってください。

1. 150  $\mu$ L の加温した Hyb Wash Buffer 1 を Capture Beads/ライブラリ DNA ハイブリッドが入ったチューブに加えます。ピペッティングを 15～20 回繰り返して、ビーズを完全に懸濁します。
2. ストリップチューブをマグネットスタンドにセットし、30 秒間あるいは溶液が透明になるまで静置し、上清を取り除きます。さらに 20  $\mu$ L にセットしたピペットで残った上清を完全に取り除きます。
3. マグネットスタンドからチューブを取り外し、100  $\mu$ L の Hyb Wash Buffer 1 を加えます。ピペッティングを 15～20 回繰り返してビーズを完全に懸濁し、**全量 (ビーズ、バッファー、気泡を含む) を新しいチューブストリップに移します。**
4. ストリップチューブをサーマルサイクラーにセットし、60°C で 3 分間インキュベーションします。
5. 3 分後にストリップチューブを取り外し、サーマルサイクルプログラムを停止します。
6. ストリップチューブをマグネットスタンドにセットし、30 秒間あるいは溶液が透明になるまで静置し、上清を取り除きます。さらに 20  $\mu$ L にセットしたピペットで残った上清を完全に取り除きます。
7. マグネットスタンドからチューブを取り外します。
8. 150  $\mu$ L の室温の Hyb Wash Buffer 2 を加えます。ピペッティングを 15～20 回繰り返して、ビーズを完全に懸濁し、軽くスピンドウンします。

**Stopping Point**

次のステップに進まない場合は、サンプルは Hyb Wash Buffer 2 に懸濁した状態で 4°C で一晩保存できます。

9. チューブをマグネットスタンドにセットし、1 分間あるいは溶液が透明になるまで静置し、上清を取り除きます。さらに 20  $\mu$ L にセットしたピペットで残った上清を完全に取り除きます。
10. マグネットスタンドからチューブを取り外します。
11. 20  $\mu$ L の Resuspension Buffer を加えます。低速でやさしくボルテックスするか、チューブをはじいてビーズを懸濁します。軽くスピンドウンし、“[5. ターゲットシーケンシング用インデックス PCR](#)”に進みます。

**CAUTION**

ビーズを廃棄しないようにしてください。DNA が結合したビーズ懸濁液 20  $\mu$ L 全量をインデックス PCR に使用します。

#### 4. 1st ターゲットキャプチャー (ターゲットシーケンシング)

##### N O T E

1-day プロトコルの場合は、Resuspension Buffer に懸濁したサンプルを 4°C で保存し、“6. 2nd ターゲットキャプチャー (メチル化シーケンシング)”に進みます。その後、“7. ソフトコンバージョンと修復”を行います。

“7. ソフトコンバージョンと修復”の完了後に、“5. ターゲットシーケンシング用インデックス PCR”と“8. メチル化シーケンシング用インデックス PCR”を 2 台のサーマルサイクラーを用いて同時に実施します。

---

## 5. ターゲットシーケンシング用インデックスPCR

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Step 1. インデックス PCR.....                         | 34 |
| Step 2. Indexing PCR プログラム (ターゲットシーケンシング) ..... | 35 |

この章では、1st ターゲットキャプチャーによってキャプチャーされたライブラリのインデックス PCR (10 ページ図 2 のセクション 4A) について説明しています。キャプチャーしたライブラリは増幅され、インデックスが付加されます。

この章では表 23 の試薬を使用します。

表 23 ターゲットシーケンシング用インデックス PCR に使用する試薬

| 試薬名                                                        | 使用方法                         | 試薬ボックス・保管温度                                     |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|
| 2X Amplification Mastermix (tube with white cap or bottle) | 氷上で融解                        | Avida Duo Methyl Reagent Box 1, stored at -20°C |
| Avida Index Primer Pairs                                   | ストリップチューブまたは plate で提供。氷上で融解 | Stored at -20°C                                 |

## Step 1. インデックスPCR

**CAUTION**

インデックス PCR 反応のセットアップ中にアンプリコンのコンタミネーションを避けるよう注意してください。11 ページの「[コンタミネーション防止のための重要な操作](#)」を参照してください。

1. 使用前に 2X Amplification Mastermix と Avida Index Primer Pair を氷上で溶かします。溶かした後、2X Amplification Mastermix を低速でボルテックスします。Avida Index Primer Pair が入ったストリップチューブまたはプレートを軽くスピンドウンします。
2. DNA が結合した Capture Beads 懸濁液 (31 ページのステップ 11 で調製) に、25  $\mu$ L の 2X Amplification Mastermix を加えます。ピペティングを 15~20 回繰り返し混合し、軽くスピンドウンします。
3. 適切な 5  $\mu$ L の Avida Index Primer Pair を加えます(ピペットチップを用いてシールを突き破り吸い取ります)。ピペティングを 15~20 回繰り返し混合し、軽くスピンドウンします。

同じレーンで各サンプルをシーケンスする場合は異なる index primer pair を用いるようにします。

各チューブはインデックス PCR のための全ての試薬が含まれた状態になります。表 24 に反応液の組成を示します。

表 24 インデックス PCR 反応液の組成

| 試薬                                         | 1 反応あたりの液量                  |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| キャプチャーDNA 結合ビーズ懸濁液<br>(31 ページのステップ 11 で調製) | 20 $\mu$ L                  |
| 2X Amplification Mastermix                 | 25 $\mu$ L                  |
| Avida Index Primer Pair                    | 5 $\mu$ L                   |
| <b>Total</b>                               | <b>50 <math>\mu</math>L</b> |

**N O T E**

インデックスプライマーペアは 8 サンプルごとのグループで使用するようデザインされています。1~8、9~16、17~24 の各セットのインデックスプライマーペアはそのセット内で互換性があります。同じレーンでシーケンスするサンプルには、互換性のあるセット (例えば 1~8) 内のプライマーペアの使用を推奨します。

異なる互換性セットのプライマーペアを使用する場合は、選択したペアがイルミナシーケンスの互換性の要件を満たすことを確認する必要があります。特に 16 塩基 (forward の 8 塩基と reverse の 8 塩基) のいずれにもセット内の全インデックスにわたって A と C または T と G のヌクレオチドだけの塩基がないことを確認してください。

## Step 2. Indexing PCRプログラム (ターゲットシーケンシング)

1. 表 25 のインデックス PCR サーマルサイクルプログラムをセットし、開始します。蓋の温度は 103°C に設定します。蓋が加温されたらプログラムを一時停止し、チューブをセットして反応を再開します。

表 25 インデックス PCR サーマルサイクルプログラム

| ステップ                  | サイクル数                  | 温度   | 時間         |
|-----------------------|------------------------|------|------------|
| Initial denaturation  | 1                      | 98°C | 45 seconds |
| Amplification stage 1 | 5                      | 98°C | 10 seconds |
|                       |                        | 63°C | 30 seconds |
|                       |                        | 72°C | 30 seconds |
| Amplification stage 2 | Variable、推奨条件は表 26 を参照 | 98°C | 10 seconds |
|                       |                        | 72°C | 1 minute   |
| Final extension       | 1                      | 72°C | 1 minute   |
| Final hold            | 1                      | 4°C  | Hold       |

表 26 インデックス PCR Amplification stage 2 のサイクル数の推奨

| パネルサイズ           | サイクル数       | Notes                                                                                                      |
|------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| >100 kb          | 16 or fewer | Avida DNA Discovery Cancer panel (2.68 Mb) : 11 サイクル<br>Avida DNA Expanded Cancer panel (345 kb) : 14 サイクル |
| >50 kb to 100 kb | 17          | -                                                                                                          |
| 10 kb to 50 kb   | 18          | Avida DNA Focused Panel (26 kb) を含む                                                                        |
| <10 kb           | 19          | -                                                                                                          |

### NOTE

表 26 のサイクル数の推奨は 10 ng の cfDNA をサンプルインプットとしたときの場合です。その他のサンプルタイプやインプット量に応じ、以下のガイドラインに基づいてサイクル数を最適化する必要があります。

- ・ 同じサンプルインプット量の場合、高品質 gDNA の場合は cfDNA よりも 1~2 サイクル増やす必要があります。
- ・ 低品質 gDNA (FFPE 由来 gDNA 等) の場合は高品質 gDNA よりさらに多くのサイクルを必要とします。追加のサイクル数はサンプルの分解度に依存し、分解が進むほど多くのサイクルを必要とします。
- ・ サンプルインプット量が 50 ng を超える場合、10 ng インプット時より 1~2 サイクル減らす必要があります。

2. Index PCR サーマルサイクルプログラムの完了後、サンプルを取り出し、氷上に置きます。
3. (Stopping Point) インデックス付加ライブラリを“9. ライブラリの精製と品質確認”で使用するまで保存します。4°C で一晩、あるいは-20°C で 72 時間保存できます。
4. 30 ページのステップ 6 で得た上清を用いて“6. 2nd ターゲットキャプチャー (メチル化シーケンシング)”に進みます。

## 6. 2ndターゲットキャプチャー (メチル化シーケンシング)

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Step 1. 2nd ターゲットキャプチャー用ハイブリダイゼーション .....  | 37 |
| Step 2. 2nd ターゲットキャプチャー用キャプチャービーズの調製 ..... | 39 |
| Step 3. 2nd ターゲットキャプチャー用ビーズキャプチャー .....    | 41 |
| Step 4. 2nd ターゲットキャプチャー用キャプチャービーズの洗浄 ..... | 42 |

この章は 2nd ターゲットキャプチャー (10 ページ図 2 のセクション 2B) について説明しています。1st ターゲットキャプチャーで得た上清 (キャプチャーされなかった DNA を含んでいる) は Avida Methyl パネルとハイブリダイズされます。ハイブリダイゼーション後にターゲットの分子はストレプトアビジンビーズによってキャプチャーされます。

この章では表 27 の試薬を使用します。

表 27 ターゲットキャプチャーに使用する試薬

| 試薬名                                                 | 使用方法                                                                 | 保管場所・温度                                            |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Hyb Buffer (tube with clear cap or bottle)          | 37°C のウォーターバスまたはヒートブロックで<br>使用前に 10~20 分加温。Buffer が透明<br>になった後は室温で保管 | Avida Duo Methyl Reagent<br>Box 1, stored at -20°C |
| Hyb Enhancer (amber tube with green cap)            | 室温で融解                                                                |                                                    |
| Capture Beads (tube with amber cap)                 | しっかりとボルテックスした後に使用                                                    | Avida Duo Beads Box,<br>stored at 4°C              |
| Nuclease-free Water (tube with clear cap or bottle) | -                                                                    | Avida DNA and Duo                                  |
| Hyb Wash Buffer 1 (bottle)                          | 使用するまでボトルを 50°C のウォーターバス<br>またはヒートブロックで加温                            | Reagent Box 2, stored at<br>Room Temperature       |
| Hyb Wash Buffer 2 (bottle)                          | -                                                                    |                                                    |
| Resuspension Buffer (tube with red cap or bottle)   | -                                                                    |                                                    |
| Avida Methyl 3400 DMR Cancer Panel                  | 室温で融解後、氷上で保管                                                         | stored at -20°C                                    |

## Step 1. 2ndターゲットキャプチャー用ハイブリダイゼーション

### NOTE

Hyb Wash Buffer 1 が 50°C に加温されていない場合は、ハイブリダイゼーションを始める前に加温の操作を実施します。ハイブリダイゼーションを Overnight で行う場合にはこの操作は不要です。

- ・ ウォーターバスが使用可能な場合、ボトルを 50°C で 10 分間加温します。その後、ボトルを 50°C のヒートブロックに移します。使用するまでボトルを 50°C で維持します。
- ・ ウォーターバスがない場合、ボトルを 50°C のヒートブロックに置き、ボトルを 50°C で維持します。

ボトルがヒートブロックに入らない場合はボトルを横にしてヒートブロック上に置き、接触面積を増やします。ヒートブロックの代わりに 50°C に設定したサーマルサイクラーを使用することもできます。

1. 表 28 を参照し、Methyl Hyb Mix を 1.5 mL チューブに調製します。しっかりとボルテックスして混合し、スピンドウンし室温に置きます。

Hyb Buffer は後の工程で使用するまで室温に置きます。

表 28 Methyl Hyb Mix の調製

| 試薬                                    | 1 反応          | 8 反応分 (余剰量含む)  | 16 反応分 (余剰量含む)  |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-----------------|
| Avida Methyl 3400 DMR<br>Cancer Panel | 4.8 µL        | 43.2 µL        | 86.4 µL         |
| Hyb Enhancer                          | 1.5 µL        | 13.5 µL        | 27.0 µL         |
| <b>Total</b>                          | <b>6.3 µL</b> | <b>56.7 µL</b> | <b>113.4 µL</b> |

2. 6.3 µL の Methyl Hyb Mix を、30 ページのステップ 6 の 1st ターゲットキャプチャーの工程で得た上清に加えます。この時点でサンプル液量は 74.3 µL になります。15~20 回のピペッティングを繰り返し混合し、軽くスピンドウンします。

## 6. 2nd ターゲットキャプチャー (メチル化シーケンシング)

3. サーマルサイクルプログラムを表 29 の内容に設定します。蓋の温度は 103°C に設定します。蓋が加温されたらプログラムを一時停止し、チューブをセットして反応を再開します。

表 29 Hybridization サーマルサイクルプログラム

| ステップ   | 温度                              | 時間         |
|--------|---------------------------------|------------|
| Step 1 | 98°C                            | 2 minutes  |
| Step 2 | ≥2.5°C/second ramp down to 60°C |            |
| Step 3 | 60°C                            | 60 minutes |
| Step 4 | 60°C                            | Hold       |

### N O T E

表 29 のサーマルサイクルプログラムでは 60 分のハイブリダイゼーションを行います。ほとんどのアプリケーションで十分なハイブリダイゼーション時間ですが、500 kb より大きいパネルの場合はハイブリダイゼーション時間を延長する (最長 16 時間) ことでキャプチャー効率を改善できる可能性があります。

## Step 2. 2ndターゲットキャプチャー用キャプチャービーズの調製

### CAUTION

Hyb Wash Buffer 1 は保管中に白濁または析出することがあります。溶液を 50°C に加温して完全に溶けていることを確認してください。使用前にボトルをしっかりとボルテックスあるいは転倒混和により攪拌してください。

キャプチャービーズの調製はハイブリダイゼーション反応が完了する 15 分前に実施するようにしてください。このステップから 2 日目のワークフローを行う場合は Hyb Wash Buffer 1 の加温を開始してください。

1. “Step 2. 1st ターゲットキャプチャー用キャプチャービーズの調製”のステップで使用した後に室温に置いておいた Hyb Buffer をしっかりとボルテックスします。
2. Capture Beads が均一になるまでしっかりとボルテックスします。
3. 1 反応当たり 8  $\mu\text{L}$  の Capture Beads が必要です。必要なビーズ液量を 10% の余剰量分含めて計算し、1.5 mL チューブに移します。

### NOTE

Capture Beads を 1.5 mL チューブで調製する場合には、専用のマグネットスタンドが必要です。必要に応じて必要量のキャプチャービーズを PCR チューブに分注して調製することが可能です。

4. Capture Beads の入ったチューブをマグネットスタンドにセットし、1 分間あるいは溶液が透明になるまで静置します。上清を捨て、マグネットスタンドからチューブを取り外します。
5. 表 32 の液量に従い、あらかじめ加温した Hyb Wash Buffer 1 を Capture Beads に加えます。ボルテックスまたはピペッティングを 15~20 回繰り返し、ビーズをしっかりと懸濁し、よく混合します。ビーズがしっかりと懸濁し、混合されていることを確認して下さい。100  $\mu\text{L}$  以上液量で洗浄する場合はピペッティングがより効果的です。

表 30 洗浄に使用する Hyb Wash Buffer 1 の使用量

| 反応数   | 液量                |
|-------|-------------------|
| 1~16  | 100 $\mu\text{L}$ |
| 17~32 | 200 $\mu\text{L}$ |
| 33~48 | 300 $\mu\text{L}$ |
| 49~64 | 400 $\mu\text{L}$ |
| 65~80 | 500 $\mu\text{L}$ |
| 81~96 | 600 $\mu\text{L}$ |

6. Capture Beads の入ったチューブを軽くスピンドウンした後マグネットスタンドにセットし、1 分間あるいは溶液が透明になるまで静置します。その後上清を取り除きます。
7. ステップ 5 とステップ 6 を繰り返す、合計 2 回洗浄します。  
Hyb Wash Buffer 1 を 50°C のヒートブロックまたはウォーターバスに戻します。

## 6. 2nd ターゲットキャプチャー (メチル化シーケンシング)

8. Capture Beads の入ったチューブをマグネットスタンドから取り外し、ステップ 3 であらかじめ計算したビーズ液量と等量の Hyb Buffer で懸濁します。気泡が入らないようピペティングを 15～20 回繰り返し混合します。

### N O T E

Capture Beads の再懸濁には Hyb Buffer を使用します。

---

### Step 3. 2ndターゲットキャプチャー用ビーズキャプチャー

1. ハイブリダイゼーションサーマルサイクルの完了後、サンプルを取り出します。Hybridization サーマルサイクルプログラムを停止し、表 31 の Wash サーマルサイクルプログラムを開始します。蓋の温度は 75°C に設定します。

表 31 Wash サーマルサイクルプログラム

| ステップ   | 温度   | 時間   |
|--------|------|------|
| Step 1 | 60°C | Hold |

2. チューブをスピンドウンし、調製した Capture Beads を 8  $\mu$ L ずつ各チューブに加えます (ピペッティング前にビーズが十分に混合されていることを確認してください)。ピペッティングを 15~20 回または十分に混合するまで繰り返します (このステップではボルテックスをしないようにします)。ビーズが沈まない程度に 1~2 秒スピンドウンします。
3. ストリップチューブをサーマルサイクラーにセットして、60°C で 10 分間ハイブリダイズしたサンプルのビーズへの結合を行います。
4. 10 分後にチューブをサーマルサイクラーから取り出し、マグネットスタンドにセットし、30 秒間あるいは溶液が透明になるまで (最長 1 分) 静置します。150  $\mu$ L にセットしたピペットで上清を完全に取り除きます。サーマルサイクラーは 60°C の状態を維持します。
5. ストリップチューブをマグネットスタンドから取り外し、すぐに“Step 4. 2nd ターゲットキャプチャー用キャプチャービーズの洗浄”に進みます。

## Step 4. 2ndターゲットキャプチャー用キャプチャービーズの洗浄

複数のサンプルを処理する場合には、Hyb Wash Buffer 1 と Hyb Wash Buffer 2 をリザーバーに移し、マルチチャンネルピペットを使用することを推奨します。

マグネットスタンドに応じた上清を完全に取り除く際の操作に関しては 12 ページの“[操作に関する注意](#)”を参照してください。

### CAUTION

このセクションのステップ 1 からステップ 5 では、サンプルのボルテックスやスピンはしないでください。飛び散らないようチューブを丁寧に取り扱いってください。

1. 150  $\mu$ L の加温した Hyb Wash Buffer 1 を Capture Beads/ライブラリ DNA ハイブリッドが入ったチューブに加えます。ピペッティングを 15～20 回繰り返して、ビーズを完全に懸濁します。
2. ストリップチューブをマグネットスタンドにセットし、30 秒間あるいは溶液が透明になるまで静置し、上清を取り除きます。さらに 20  $\mu$ L にセットしたピペットで残った上清を完全に取り除きます。
3. マグネットスタンドからチューブを取り外し、100  $\mu$ L の Hyb Wash Buffer 1 を加えます。ピペッティングを 15～20 回繰り返して、ビーズを完全に懸濁し、**全量 (ビーズ、バッファー、気泡を含む) を新しいチューブストリップに移します。**
4. ストリップチューブをサーマルサイクラーにセットし、60°C で 3 分間インキュベーションします。
5. 3 分後にストリップチューブを取り外し、サーマルサイクルプログラムを停止します。
6. ストリップチューブをマグネットスタンドにセットし、30 秒間あるいは溶液が透明になるまで静置し、上清を取り除きます。さらに 20  $\mu$ L にセットしたピペットで残った上清を完全に取り除きます。
7. マグネットスタンドからチューブを取り外します。
8. 150  $\mu$ L の室温の Hyb Wash Buffer 2 を加えます。ピペッティングを 15～20 回繰り返して、ビーズを完全に懸濁し、軽くスピンドウンします。“[7. ソフトコンバージョンと修復](#)”に進みます。

### Stopping Point

次のステップに進まない場合は、サンプルは Hyb Wash Buffer 2 に懸濁した状態で 4°C で一晩保存できます。

## 7. ソフトコンバージョンと修復

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Step 1. ....                    | 44 |
| Step 2. ビーズ精製.....              | 46 |
| Step 3. ソフトコンバージョンライブラリの洗浄..... | 47 |
| Step 4. DNA 修復.....             | 47 |

この章ではソフトコンバージョンと修復 (10 ページ図 2 のセクション 3) について説明しています。アダプター付加ライブラリのソフトコンバージョンにより、非メチル化シトシンは脱アミノ化され、ウラシルに変換されます。ソフトコンバージョン後の DNA は精製、洗浄の後、修復されます。インデックス PCR のステップ (8. [メチル化シーケンシング用インデックス PCR](#)) でウラシルはチミンに置換されます。

この章では表 32 の試薬を使用します。

表 32 ソフトコンバージョンと修復に使用する試薬

| 試薬名                                                    | 使用方法               | 保管場所・温度                                         |
|--------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| Soft Conversion Reagent A (amber tube with amber cap)  | 室温で融解、使用前にボルテックス   | Avida Duo Methyl Reagent box 1; stored at -20°C |
| Soft Conversion Reagent B (amber tube with blue cap)   | ボルテックスで混合、再使用しないこと | Avida Methyl and Duo                            |
| Soft Conversion Binding Beads (bottle)                 | ボルテックスで混合          | Reagent Box 3, stored at                        |
| 5X Soft Conversion Wash Buffer (bottle)                | 初回使用前にエタノールを添加     | room temperature                                |
| Soft Conversion Elution Buffer (tube with green cap)   | -                  |                                                 |
| Soft Conversion Repair Solution (tube with yellow cap) | -                  |                                                 |
| Nuclease-Free Water (tube with clear cap or bottle)    | -                  |                                                 |
| 100% ethanol                                           |                    | キットに含まれません                                      |

## Step 1. ソフトコンバージョン

### CAUTION

コンタミネーションを避けるため、ソフトコンバージョン反応はワークエリアを分けて実施することを推奨します。必ず新しい手袋に交換して実施するようにしてください。

### NOTE

このステップで使用する Soft Conversion Reagent A を、室温で溶かしはじめます。

1. Hyb Wash Buffer 2 に懸濁した Capture Beads/library DNA ハイブリッドの入ったストリップチューブ (“6. 2nd ターゲットキャプチャー (メチル化シーケンシング)”の最後のステップで作成) を軽くスピンドアウンします。
2. ストリップチューブをマグネットスタンドにセットし、1 分間あるいは溶液が透明になるまで静置し、上清を取り除きます。
3. 残った上清をチューブの底に集め、さらに 20  $\mu\text{L}$  にセットしたピペットで残った上清を完全に取り除きます。すぐにマグネットスタンドからチューブを取り外します。

### CAUTION

Hyb Wash Buffer 2 の上清を完全に取り除くことが重要です。Buffer の残存により変換効率が低下します。

Buffer を取り除いた後はマグネットスタンドにチューブをセットしたままにしないでください。マグネットスタンド上でのビーズの乾燥はビーズの凝縮を引き起こし、リカバリー効率の低下の原因となります。

4. 11.5  $\mu\text{L}$  の Soft Conversion Elution Buffer を加えます。短いボルテックスを繰り返してビーズを懸濁し、ビーズが沈殿しない程度に 1~2 秒遠心し、チューブの底に液を集めます。

### NOTE

短いボルテックスの繰り返しは、スピードを 50%以下に設定し、1~2 秒のボルテックスを 10 回繰り返すことにより行います。

### NOTE

複数サンプルを取り扱う際は、Soft Conversion Elution Buffer を 12.5  $\mu\text{L}$  (1 サンプル分) ずつ新しいストリップチューブに分注したのち、マルチチャネルピペッターで 11.5  $\mu\text{L}$  を移す 2 段階で行うようにします。これによりビーズが完全に乾燥するのを防ぎます。

5. 室温で 10 分間インキュベーションします。

6. 10 分間のインキュベーションの間に、表 33 を参照し Soft Bisulfite Conversion Mix を 1.5 mL チューブに調製します。

Soft Conversion Reagent A と Soft Conversion Reagent B は使用前にしっかりとボルテックスします。Soft Conversion Reagent B のチューブや蓋周辺に白い結晶が析出することがありますが、通常通り使用いただけます。

**N O T E**

Soft Conversion Reagent B の各チューブは使い捨ての試薬です。一度開封した後は溶液が酸化されるため、使用後は必ず廃棄してください。

Soft Bisulfite Conversion Mix をしっかりとボルテックスし、軽くスピンドウンします。Soft Bisulfite Conversion Mix は使用直前に調製し、10 分以内に使用します。調製後にキャップをできる限りしっかりと締めるようにします。

表 33 Soft Bisulfite Conversion Mix の調製

| 試薬                        | 1 反応                          | 8 反応分 (余剰量含む)                  | 16 反応分 (余剰量含む)                 |
|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Soft Conversion Reagent A | 3.5 $\mu$ L                   | 31.5 $\mu$ L                   | 63.0 $\mu$ L                   |
| Soft Conversion Reagent B | 20.0 $\mu$ L                  | 180.0 $\mu$ L                  | 360.0 $\mu$ L                  |
| <b>Total</b>              | <b>23.5 <math>\mu</math>L</b> | <b>211.5 <math>\mu</math>L</b> | <b>423.0 <math>\mu</math>L</b> |

7. 上記ステップ 5 の 10 分間のインキュベーション完了後、チューブをマグネットスタンドにセットし、1 分間あるいは溶液が透明になるまで（最長 2 分）静置します。
8. **注意深く上清を新しいストリップチューブに移します**（上清を全て移すようにします）。
9. 23.5  $\mu$ L の Soft Bisulfite Conversion Mix を各チューブに加えます。この時点でサンプル液量は 35  $\mu$ L になります。ピペティングを 15～20 回繰り返して混合し、しっかりとキャップを締めます。
10. サーマルサイクラーのプログラムを表 34 の内容に設定します。蓋の温度は 85°C に設定します。蓋が加温されたらプログラムを一時停止し、チューブをセットして反応を再開します。

表 34 ソフトコンバージョンサーマルサイクルプログラム

| ステップ   | 温度   | 時間         |
|--------|------|------------|
| Step 1 | 75°C | 25 minutes |
| Step 2 | 10°C | Hold       |

\*Step 1 の反応時間を 25 分から 35 分に延長することで、>99.5%の変換効率が得られる可能性がありますが、リカバリー効率は 10～15%低下します。

**CAUTION**

サーマルサイクルプログラムが 10°C に達したらすぐに“[Step 2. ビーズ精製](#)”のステップに進みます。10°C の時間が長くなると、リカバリー効率の低下につながります。

## Step 2. ビーズ精製

1. ソフトコンバージョンサーマルサイクルプログラムが 10°C Hold のステップに達したら、チューブをサーマルサイクラーから取り出します。

### N O T E

チューブに茶色のコーティングが見られることがありますが、問題ありません。

2. Soft Conversion Binding Beads をしっかりとボルテックスし、150 µL ずつ各ライブラリに加えます。ピペッティングを 15～20 回繰り返す、ビーズをしっかりと懸濁し、よく混合します。ビーズが沈まない程度に 1～2 秒スピンドウンします。
3. 室温で 10 分間インキュベーションします。
4. 10 分間のインキュベーションの間に、表 35 を参照し、0.1X Soft Conversion Elution Buffer を 1.5 mL チューブに調製します。

0.1X Soft Conversion Elution Buffer は 48 ページの“[Step 4. DNA 修復](#)”で使います。

表 35 0.1X Soft Conversion Elution Buffer の調製

| 試薬                             | 1 反応           | 8 反応分 (余剰量含む)   | 16 反応分 (余剰量含む)  |
|--------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Soft Conversion Elution Buffer | 1.5 µL         | 13.5 µL         | 27.0 µL         |
| Nuclease-Free Water            | 13.5 µL        | 121.5 µL        | 243.0 µL        |
| <b>Total</b>                   | <b>15.0 µL</b> | <b>135.0 µL</b> | <b>270.0 µL</b> |

5. 10 分間のインキュベーション (ステップ 3) 完了後、ストリップチューブをマグネットスタンドにセットし、30 秒間あるいは溶液が透明になるまで (最長 1 分) 静置します。20 µL にセットしたピペットで残った上清を完全に取り除きます。
6. チューブをマグネットスタンドから取り外し、すぐに“[Step 3. ソフトコンバージョンライブラリの洗浄](#)”に進みます。

## Step 3. ソフトコンバージョンライブラリの洗浄

### NOTE

Soft Conversion Wash Buffer を初回に使用する前に、100%エタノールを 5X Soft Conversion Wash Buffer のボトルに加え、1X のストックを作製します。ボルテックスで混合し、エタノールを加えたことがわかるように目印を入れてください。エタノールの蒸発を避けるため、ボトルの蓋をしっかりと締めてください。

- ・16 反応キットの 5x Soft Conversion Wash Buffer (p/n 5271-0115) の場合、8 mL の 100% エタノールを添加します。

- ・96 反応キットの 5x Soft Conversion Wash Buffer (p/n 5271-0142) の場合、32 mL の 100% エタノールを添加します。

### CAUTION

このセクションの洗浄操作ではチューブを遠心しないでください。溶液がはねないように気を付けて取り扱ってください。

1. 150  $\mu$ L の 1X Soft Conversion Wash Buffer を各チューブに加えます。ピペッティングを 15~20 回繰り返し混合します。  
複数サンプルを処理する場合はリザーバーとマルチチャネルピペッターの使用をお勧めします。
2. **全量を新しいストリップチューブに移します。**新しいストリップチューブをマグネットスタンドにセットし、30 秒間あるいは溶液が透明になるまで（最長 1 分）静置し、上清を取り除きます。チューブをマグネットスタンドから取り外します。
3. 150  $\mu$ L の 1X Soft Conversion Wash Buffer を各チューブに加えます。ピペッティングを 15~20 回繰り返し混合します。
4. チューブをマグネットスタンドにセットし、30 秒間あるいは溶液が透明になるまで（最長 1 分）静置し、上清を取り除きます。さらに 20  $\mu$ L にセットしたピペットで残った上清を完全に取り除きます。
5. チューブをマグネットスタンドから取り外し、すぐに["Step 4. DNA 修復"](#)に進みます。

## Step 4. DNA修復

1. 15  $\mu$ L の 0.1X Soft Conversion Elution Buffer (46 ページで調製) を各チューブに加えます。キャップを閉め、軽くはじいてビーズが溶液の中に混ざるようにします (ピペッティングは必要ありません)。ビーズが沈まない程度に 1~2 秒スピンドウンします。

### N O T E

複数サンプルを取り扱う際は、0.1X Soft Conversion Elution Buffer を 18  $\mu$ L (1 サンプル分) ずつ新しいストリップチューブに分注し、マルチチャネルピペッターで 15  $\mu$ L を移す 2 段階で行うようにします。これによりビーズが完全に乾燥するのを防ぎます。

2. サーマルサイクラーのプログラムを表 36 の内容に設定します。蓋の温度は 75°C に設定します。蓋が加温されたらプログラムを一時停止し、チューブをセットして反応を再開します。

表 36 DNA 溶出サーマルサイクルプログラム

| ステップ   | 温度   | 時間         |
|--------|------|------------|
| Step 1 | 50°C | 10 minutes |
| Step 2 | 10°C | Hold       |

3. DNA 溶出サーマルサイクルプログラムが 10°C Hold のステップに達したら、チューブをサーマルサイクラーから取り出します。5  $\mu$ L の Soft Conversion Repair Solution を各チューブに加え (ピペッティングは不要です)、1~2 秒スピンドウンします。
4. チューブをマグネットスタンドにセットし、30 秒間あるいは溶液が透明になるまで (最長 1 分) 静置します。
5. **ビーズを持ち込まないように、上清 20  $\mu$ L 全てを新しいストリップチューブに移します。** 8. [メチル化シーケンシング用インデックス PCR](#)に進みます。

## 8. メチル化シーケンシング用インデックスPCR

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Step 1. インデックス PCR.....                      | 50 |
| Step 2. インデックス PCR プログラム (メチル化シーケンシング) ..... | 51 |

この章では、ソフトコンバージョン後の 2nd ターゲットキャプチャーライブラリのインデックス PCR (10 ページ図 2 のセクション 4B) について説明しています。キャプチャーしたライブラリは増幅され、インデックスが付加されます。

この章では表 37 の試薬を使用します。

表 37 メチル化シーケンシング用インデックス PCR に使用する試薬

| 試薬名                                                                                                                                          | 使用方法                             | 保管場所・温度                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| 2X Methyl Amplification Mastermix (tube with black cap or bottle)<br>(PCR Mastermix は 2 種類あります。必ずメチル化シーケンシング用の Master mix を使用するよう to してください) | 氷上で融解                            | Avida Duo Methyl Reagent Box 1, stored at -20°C |
| Avida Index Primer Pairs                                                                                                                     | ストリップチューブまたは plate で提供。<br>氷上で融解 | Stored at -20°C                                 |

### N O T E

1-day プロトコルの場合は、2 台のサーマルサイクラーを用いてメチル化シーケンシング用インデックス PCR とターゲットシーケンシング用インデックス PCR (5. [ターゲットシーケンシング用インデックス PCR](#)) を同時に実施することで、効率よく実験を進めることができます。

## Step 1. インデックスPCR

**CAUTION**

インデックス PCR 反応のセットアップ中にアンプリコンのコンタミネーションを避けるよう注意してください。11 ページの「[コンタミネーション防止のための重要な操作](#)」を参照してください。

1. 使用前に 2X Methyl Amplification Mastermix と Avida Index Primer Pair を氷上で溶かします。溶かした後、2X Methyl Amplification Mastermix を低速でボルテックスします。Index Primer Pair が入ったストリップチューブまたはプレートを軽くスピンドウンします。
2. ソフトコンバージョン後ライブラリ (48 ページのステップ 5 で調製) に、25  $\mu$ L の 2X Methyl Amplification Mastermix を加えます。ピペティングを 15~20 回繰り返し混合し、軽くスピンドウンします。
3. 適切な 5  $\mu$ L の Avida Index Primer Pair を加えます (ピペットチップを用いてシールを突き破り吸い取ります)。ピペティングを 15~20 回繰り返し混合し、軽くスピンドウンします。

同じレーンで各サンプルをシーケンスする場合は異なる index primer pair を用いるようにします。

各チューブはインデックス PCR のための全ての試薬が含まれた状態になります。表 38 に反応液の組成を示します。

表 38 インデックス PCR 反応液の組成

| 試薬                                      | 1 反応あたりの液量                  |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| バイサルファイト変換後ライブラリ<br>(48 ページのステップ 5 で調製) | 20 $\mu$ L                  |
| 2X Methyl Amplification Mastermix       | 25 $\mu$ L                  |
| Avida Index Primer Pair                 | 5 $\mu$ L                   |
| <b>Total</b>                            | <b>50 <math>\mu</math>L</b> |

**NOTE**

インデックスプライマーペアは 8 サンプルごとのグループで使用するようデザインされています。1~8、9~16、17~24 の各セットのインデックスプライマーペアはそのセット内で互換性があります。同じレーンでシーケンスするサンプルには、互換性のあるセット (例えば 1~8) 内のプライマーペアの使用を推奨します。

異なる互換性セットのプライマーペアを使用する場合は、選択したペアがイルミナシーケンスの互換性の要件を満たすことを確認する必要があります。特に 16 塩基 (forward の 8 塩基と reverse の 8 塩基) のいずれにもセット内の全インデックスにわたって A と C または T と G のヌクレオチドだけの塩基がないことを確認してください。

## Step 2. インデックスPCRプログラム (メチル化シーケンシング)

1. 表 39 のインデックス PCR サーマルサイクルプログラムをセットし、開始します。蓋の温度は 103°C に設定します。蓋が加温されたらプログラムを一時停止し、チューブをセットして反応を再開します。

表 39 インデックス PCR サーマルサイクルプログラム

| ステップ                  | サイクル数                  | 温度   | 時間         |
|-----------------------|------------------------|------|------------|
| Initial denaturation  | 1                      | 98°C | 45 seconds |
| Amplification stage 1 | 5                      | 98°C | 10 seconds |
|                       |                        | 62°C | 30 seconds |
|                       |                        | 65°C | 1 minute   |
| Amplification stage 2 | Variable、推奨条件は表 40 を参照 | 98°C | 10 seconds |
|                       |                        | 65°C | 1 minute   |
| Final extension       | 1                      | 65°C | 1 minute   |
| Final hold            | 1                      | 4°C  | Hold       |

表 40 インデックス PCR Amplification stage 2 のサイクル数の推奨

| パネルサイズ           | サイクル数       | Notes                                                 |
|------------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| >100 kb          | 18 or fewer | Avida Methyl 3400 DMR Cancer panel (863 kb) : 15 サイクル |
| >50 kb to 100 kb | 19          | -                                                     |
| 10 kb to 50 kb   | 20          | -                                                     |
| <10 kb           | 21          | -                                                     |

### NOTE

表 40 のサイクル数の推奨は 10 ng の cfDNA をサンプルインプットとしたときの場合です。その他のサンプルタイプやインプット量に応じて以下のガイドラインに基づいてサイクル数を最適化する必要があります。

- ・ 同じサンプルインプット量の場合、高品質 gDNA の場合は cfDNA よりも 1~2 サイクル増やす必要があります。
- ・ 低品質 gDNA (FFPE 由来 gDNA 等) の場合は高品質 gDNA よりさらに多くのサイクルを必要とします。追加のサイクル数はサンプルの分解度に依存し、分解が進むほど多くのサイクルを必要とします。
- ・ サンプルインプット量が 50 ng を超える場合、10 ng インプット時より 1~2 サイクル減らす必要があります。

2. Index PCR サーマルサイクルプログラムの完了後、サンプルを取り出し、氷上に置きます。
3. “9. ライブラリの精製と品質確認”に進み、メチル化シーケンシングライブラリとキャプチャーシーケンシングライブラリ (35 ページのステップ 3 で調製) の精製と品質確認を行います。

## 8. メチル化シーケンシング用インデックス PCR

### Stopping Point

次のステップに進まない場合は、インデックス付加ライブラリは 4°C で一晩または-20°C で 72 時間保存できます。

---

## 9. ライブラリの精製と品質確認

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Step 1. ライブラリの精製 .....           | 53 |
| Step 2. ライブラリ DNA の品質確認と定量 ..... | 55 |

この章ではライブラリの精製と品質確認 (10 ページ図 2 のセクション 5) について説明します。各キャプチャー後ライブラリを AMPure XP ビーズによって精製します。その後、精製後のインデックス付加ライブラリを定量し、品質を評価します。

この章では表 41 の試薬を使用します。

表 41 ライブラリの精製と品質確認に使用する試薬

| 試薬名                                                 | 使用方法             | 保管場所・温度                                                     |
|-----------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|
| Nuclease-free Water (tube with clear cap or bottle) | -                | Avida DNA and Duo Reagent Box 2, stored at Room Temperature |
| AMPure XP Beads                                     | 30 分以上室温に戻してから使用 | キットに含まれません                                                  |
| 100% ethanol                                        | -                | キットに含まれません                                                  |
| 1X Low TE Buffer                                    | -                | キットに含まれません                                                  |
| Qubit dsDNA HS or BR Assay Kit (optional)           | -                | キットに含まれません                                                  |
| Nucleic acid analysis kit                           | -                | キットに含まれません                                                  |

## Step 1. ライブラリの精製

1. 使用する少なくとも 30 分以上前に、AMPure XP ビーズを室温に戻しておくようにします。
2. 80%エタノールを、1 サンプルあたり 400  $\mu$ L (と 10%の余剰分) を調製します。
3. AMPure XP ビーズ溶液の状態や色が均一になるまで、ボルテックスミキサでよく混合します。AMPure XP ビーズ 50  $\mu$ L を、増幅反応液 (液量 50  $\mu$ L) に加えます。ピペッティングを 15~20 回程度行い液を混合します。

### NOTE

35 ページのステップ 3 で調製したターゲットシーケンシング用インデックス付加ライブラリとソフトコンバージョン後インデックス付加ライブラリの両方を処理します。AMPure XP ビーズを加える前に、Capture beads をサンプルから取り除く必要はありません。

4. 室温で 5 分間インキュベーションします。
5. ストリップチューブをマグネットスタンドにセットし、2 分間あるいは溶液が透明になるまで静置し、上清を取り除きます。
6. ストリップチューブをマグネットスタンドに残した状態で、200  $\mu$ L の 80%エタノールを加えます。30 秒静置し、上清を取り除きます。
7. ステップ 6 の 80%エタノールによる洗浄を繰り返します。合計で 2 回洗浄します。
8. 20  $\mu$ L にセットしたピペットで残存した 80%エタノールを完全に取り除きます。チューブをマグネットスタンドに残したままビーズを最長 3 分乾燥させます。過剰な乾燥は避けてください。
9. ストリップチューブをマグネットスタンドから取り外し、23  $\mu$ L の 1X Low TE Buffer を加えます。ピペッティングを 15~20 回程度行い混合し、軽くスピンドウンします。
10. 室温で 2 分間インキュベーションします。
11. ストリップチューブをマグネットスタンドにセットし、2 分間あるいは溶液が透明になるまで静置します。
12. **上清 20  $\mu$ L を新しいチューブに移します。**この際にビーズを持ち越さないように注意します。

### Stopping Point

次のステップに進まない場合は、サンプルを 4°C で一晩、さらに長期保存の場合は -20°C で保存してください。

## Step 2. ライブラリDNAの品質確認と定量

1. (オプション) ライブラリを Qubit dsDNA HS Assay Kit または Qubit dsDNA BR Assay Kit などの蛍光測定により定量します。
2. 各サンプルを表 42 のいずれかのプラットフォームを用いて分析します。各アッセイのユーザーガイド記載のインストラクションを参照してください。

表 42 ライブラリ分析オプション

| 電気泳動装置                                              | 使用キット                                                                                                                                               | サンプル使用量                                                |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Agilent 4200/4150 TapeStation system                | D1000 ScreenTape                                                                                                                                    | 1 µL of sample mixed with 3 µL of D1000 sample buffer* |
| Agilent 5200, 5300 or 5400 Fragment Analyzer system | いずれかのキットを選択<br>NGS Fragment Kit (1-6000 bp)<br>Small Fragment Kit (1-1500bp)<br>HS NGS Fragment Kit (1-6000 bp)<br>HS Small Fragment Kit (1-1500bp) | 2 µL of sample                                         |

\*サンプルインプットが 100 ng に近い場合にはサンプルの希釈が必要な場合があります。濃度が TapeStation の定量範囲に収まっていることを確認してください。

各分析によりライブラリのサイズ分布を示すエレクトロフェログラムと、DNA 濃度が出力されます。DNA フラグメントのサイズ分布については表 43 と表 44 のガイドラインを参照してください。TapeStation のエレクトロフェログラムの典型例を図 3 から図 6 に、Fragment Analyzer のエレクトロフェログラムの典型例を図 7 から図 10 に示します。

解析ソフトウェアの Region 機能などを用いて、ピーク全体からライブラリ DNA の濃度を確認します。

表 43 ターゲットシーケンシング用ライブラリ定性ガイドライン

| インプット DNA        | 期待されるフラグメントサイズのピーク位置        |
|------------------|-----------------------------|
| cfDNA            | 320 bp (図 3 および図 7 を参照)     |
| Fragmented gDNA* | 300~450 bp (図 4 および図 8 を参照) |

\*高品質 gDNA の場合。FFPE 由来の gDNA の場合は、フラグメントサイズが小さくなります。

表 44 メチル化シーケンシング用ライブラリ定性ガイドライン

| インプット DNA        | 期待されるフラグメントサイズのピーク位置         |
|------------------|------------------------------|
| cfDNA            | 320 bp (図 5 および図 9 を参照)      |
| Fragmented gDNA* | 300~450 bp (図 6 および図 10 を参照) |

\*高品質 gDNA の場合。FFPE 由来の gDNA の場合は、フラグメントサイズが小さくなります。

### Stopping Point

次のステップに進まない場合は、サンプルを 4°C で一晩、さらに長期保存の場合は-20°C で保存してください。

## 9. ライブラリの精製と品質確認




図 3 Avida DNA Focused Cancer Panel でキャプチャーした、10 ng cfDNA から作製したライブラリの TapeStation D1000 ScreenTape アッセイでの泳動例




図 4 Avida DNA Focused Cancer Panel でキャプチャーした、10 ng 高品質 gDNA から作製したライブラリの TapeStation D1000 ScreenTape アッセイでの泳動例




図 5 Avida Methyl 3400 DMR Cancer Panel でキャプチャーした、10 ng cfDNA から作製したライブラリの TapeStation D1000 ScreenTape アッセイでの泳動例




図 6 Avida Methyl 3400 DMR Cancer Panel でキャプチャーした、10 ng cfDNA から作製したライブラリの TapeStation D1000 ScreenTape アッセイでの泳動例

## 9. ライブラリの精製と品質確認




図 7 Avida DNA Focused Cancer Panel でキャプチャーした、10 ng cfDNA から作製したライブラリの Fragment Analyzer NGS Fragment Kit での泳動例




図 8 Avida DNA Focused Cancer Panel でキャプチャーした、10 ng 高品質 gDNA から作製したライブラリの Fragment Analyzer NGS Fragment Kit での泳動例




図 9 Avida Methyl 3400 DMR Cancer Pane でキャプチャーした、10 ng cfDNA から作製したライブラリの Fragment Analyzer NGS Fragment Kit での泳動例




図 10 Avida Methyl 3400 DMR Cancer Panel でキャプチャーした、10 ng cfDNA から作製したライブラリの Fragment Analyzer NGS Fragment Kit での泳動例

## 10. NGSと解析のガイドライン

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Step 1. マルチプレックスシーケンス用サンプルのプール..... | 61 |
| Step 2. シーケンスサンプルの調製.....           | 62 |
| Step 3. シーケンスの開始.....               | 63 |
| Step 4. NGS データ解析 .....             | 64 |

この章では、ライブラリのシーケンスと解析のガイドラインについて説明しています。シーケンスの実施方法についてはお使いのイルミナプラットフォームのユーザーガイドを参照してください。

## Step 1. マルチプレックスシーケンス用サンプルのプール

1 つのシーケンスレーンにマルチプレックスできるインデックスライブラリのは数は、研究デザインに必要なシーケンス量と、使用するプラットフォームの仕様により異なります。

以下の手順に従い、各インデックスサンプルがプール中で等モル量になるように、ライブラリを混合します。

**方法 1：** プールするサンプルそれぞれを、1X Low TE を用いて終濃度が同じになるように希釈します（典型的な濃度は 4～15 nM、もしくは最も濃度が低いサンプルに合わせます）。その後、全てのサンプルを同じ容量混合して、最終的なプールを調製します。

**方法 2：** プールするサンプルは異なる濃度のまま、それぞれ適切な量を混合して、最終的にプール中で等モル量になるようにします。その後、プールを 1X Low TE を用いて必要とされる容量にします。以下の式はプールに加える各インデックスサンプルの量を計算するための式です。

$$\text{Volume of Index} = \frac{V(f) \times C(f)}{\# \times C(i)}$$

V(f): プールされたサンプルの最終的な必要量

C(f): プールに含まれる全ての DNA の最終的な濃度

(典型的な濃度は 4 nM～15 nM、もしくは最も濃度が低いサンプルに合わせます。)

#: プールするインデックスの数

C(i): 各インデックスサンプルの初期濃度

表 45 に 4 種のインデックスサンプル（それぞれ異なる初期濃度）の量と、最終的に 20 µL の 10 nM DNA 濃度にするのに必要な 1X Low TE Buffer の例を示します。

表 45 10 nM の濃度でトータル 20 µL に調製する計算例

| Component | V(f)  | C(i)  | C(f)  | # | Volume to use (µL) |
|-----------|-------|-------|-------|---|--------------------|
| Sample 1  | 20 µL | 20 nM | 10 nM | 4 | 2.5                |
| Sample 2  | 20 µL | 10 nM | 10 nM | 4 | 5                  |
| Sample 3  | 20 µL | 17 nM | 10 nM | 4 | 2.9                |
| Sample 4  | 20 µL | 25 nM | 10 nM | 4 | 2                  |
| Low TE    |       |       |       |   | 7.6                |

## Step 2. シーケンスサンプルの調製

最終的な Avida ライブラリプールは、イルミナ社の標準的な Paired-end プライマーとケミストリでダイレクトシーケンスする状態となっています。図 11 に示されるように、調製されたライブラリの各断片は、1 つのターゲットインサートが、イルミナ社のプラットフォームを用いてマルチプレックスシーケンスするのに必要なシーケンスモチーフにはさまれている状態です。




図 11 Avida シーケンスライブラリの構造。各断片は、1 つのターゲットインサート (青)、イルミナ paired-end シーケンスエレメント (黒) とユニークデュアルインデックス (赤および緑)、オプションで Duplex 分子バーコード (茶)、ライブラリブリッジ PCR プライマー (黄) が付加されています。

適したイルミナ社 Paired-End Cluster Generation Kit を用いてクラスター増幅およびシーケンスに進んでください。キットの構成及びシーディング濃度に関してはイルミナ社のガイドラインに従ってください。

シーディング濃度とクラスター密度も、ライブラリの DNA 断片のサイズレンジや、求められるアウトプットやデータの質に基づき、最適化が必要な場合もあります。イルミナ社の推奨するシーディング濃度範囲の中間から最適化を行ってください。より良好なシーケンス QC のための低濃度のスパイクインによる PhiX コントロールにつきましては、イルミナ社の推奨に従ってください。

## Step 3. シーケンスの開始

スタンドアロンの装置ソフトウェアあるいは Loal Run Manager (LRM) や Illumina Experiment Manager (IEM)、BaseSpace といったイルミナ社のツールを用いて、各サンプルの Read 1 と Read 2 の FASTQ ファイルを生成するようにシーケンスランを設定します。ライブラリの長さに応じた適切なサイクルまたはリード長と 8-bp dual index reads を設定してください。2x150 bp シーケンスランの設定例について表 46 に示します。

表 46 2x 150 bp シーケンスのラン設定

| Run Segment  | Cycles/Read Length |
|--------------|--------------------|
| Read 1       | 151*               |
| Index 1 (i7) | 8                  |
| Index 2 (i5) | 8                  |
| Read 2       | 151*               |

\*追加の 1 cycle についてはイルミナ社の推奨に従ってください。

各プラットフォームのセットアップやソフトウェアオプションについては以下のガイドラインに加えて、イルミナ社の推奨に従ってください。

- ・ サンプルレベルインデックスには 8 bp のインデックスリードが必要です。インデックス塩基配列情報については、14 ページの“Avida インデックス配列情報”を参照し、Avida index sequences spreadsheet をダウンロードしてください。
- ・ Avida ライブラリのシーケンスにはカスタムプライマーは使用しません。ランセットアップ中の Read1、Read2、Index 1、Index 2 のカスタムプライマーオプション項目は空欄または未選択にしてください。
- ・ イルミナ社のランセットアップソフトウェアおよびリード処理ソフトウェアの adaptor trimming option を使用しないようにしてください。アダプターは後述の方法でトリミングされ、アダプター配列内の UMI が適切に処理されるようになります。
- ・ イルミナ社の LRM、IEM または BaseSpace を用いてランセットアップを行う場合には、イルミナ社のカスタムライブラリ調製キットと index kit を用いた場合のインストラクションとサポート情報に従ってセットアップを行ってください。Online で提供している Avida インデックス配列はイルミナ社の指定するサンプルシートにコピーするために .tsv/.csv 形式に変換する必要があります。サポートが必要な場合は弊社テクニカルサポートにお問い合わせください。

## Step 4. NGSデータ解析

以下のガイドラインは、典型的な NGS 解析パイプラインステップです。お使いの NGS 解析パイプラインによって異なります。

1. イルミナ社の bcl2fastq、BCL Convert または類似のソフトウェアを用いてマルチプレックスされた FASTQ ファイルを作成します。このプロセスではデュアルインデックスに基づいてペアエンドリードを生成し、P5 と P7 インデックスが正しく対になっていない配列を取り除きます。イルミナ社のデマルチプレックスソフトウェアで使用できる UMI トリミングオプションは使用しないでください。

### NOTE

お使いの解析パイプラインで UMI を除去する場合、次の解析ステップに進む前にリード 1 およびリード 2 の最初の 5 塩基をマスキングまたはトリミングすることで除去することができます。

bcl2fastq を使用してデマルチプレックスをする場合、ベースマスク **N5Y\*,I8,I8,N5Y\*** を含めることで UMI をマスキングすることができます。(\*はマスキングした 5 塩基を引いた残りのリード長に置き換えます。例：63 ページ表 46 の 2x150 NGS セットアップの場合は **N5Y146,I8,I8,N5Y146**) N と Y の値を足すと RunInfo.xml ファイルのリード長になります。

BCL Convert を使用してデマルチプレックスをする場合、Sample Sheet のヘッダーに以下の文字列を含めることで MBC 配列を除去することができます：

**OverrideCycles,N5Y\*,I8,I8,N5Y\*** (\*はトリミング後のリード長に置き換えます。例：63 ページ表 46 の 2x150 NGS セットアップの場合は **N5Y146,I8,I8,N5Y146**) N と Y の値を足すと RunInfo.xml ファイルのリード長になります。

もしくは適切な処理ツール (例:fgbio) で、デマルチプレックスした FASTQ ファイルから各リードの最初の 5 塩基をトリミングすることも可能です。

### ターゲットシーケンシング解析

2. 適切な処理ツールを用いて、各シーケンスリードからインライン UMI をトリミングし、収集します。例えば、UMI 処理とシーケンスリードのアライメントステップは fgbio の Best Practice Consensus Pipeline を用いて実施できます。

<https://github.com/fulcrumgenomics/fgbio/blob/main/docs/best-practice-consensus-pipeline.md>

出力ファイルには 1) single-stranded UMI consensus reads と 2) double-stranded UMI consensus read を含む、BAM フォーマットの deduplicate リードが含まれます。

3. ステップ 2 で作成した BAM ファイルを用いて変異コールとフィルタリングを行います。
4. アライメントの QC メトリクスを収集します。
5. (オプション) QC メトリクスと変異コールを含むレポートを作成します。

### メチル化シーケンシング解析

6. 適切な処理ツールを用いて、各シーケンスリードからインライン UMI をトリミングし、収集します。

Inline UMI は DNA インサートの両端に付加されます。解析のための UMI の処理の 1 つの方法は、各リード初めの 5 塩基をトリミングし、5 塩基のうち最初の 3 塩基を UMI として、残りの 2 塩基を捨てる方法で

す。

7. (オプション) Trimmomatic または Cutadapt のようなツールでアダプターのトリミングを追加するか、3'末端の R1 と R2 の両方のリードを約 100PE にトリミングします。この追加トリミングは、特に 200bp より短い DNA インサートのアライメント率を向上させるのに役立ちます。
8. Bismark やその他の適切なツールを用いてペアエンドリードをアラインし、BAM ファイルを作成します。コマンドの例を以下に示します。

```
[path_to_bismark_command] --bowtie2 ¥
[path_to_bismark_converted_reference_genome] ¥
[path_to_samtools] ¥
-1 R1.fq -2 R2.fq ¥
--nucleotide_coverage ¥
--output_dir [path_to_output_dir] ¥
--temp_dir [path_to_output_dir] --basename bs_aln
```

9. スtrand、ゲノムの位置およびオプションで UMI を用いて Duplicate リードを除去します。UMI ベースの Duplicate 除去には Umi-Grinder などのツールを使用します。コマンドの例を以下に示します。

```
[path_to_Umi-Grinder]/UmiBam -p --bam --umi --mm 1 ¥
--samtools_path [path_to_samtools] [aligned_reads].bam
```

10. (オプション) 重複除去リードを処理し、duplex UMI consensus 配列を作成します。
11. Raw coverage、deduplicated coverage、alignment percentage、duplex rate などの QCmetrics を調べます。
12. CpG (5'C-phosphate-G-3') と CHX メチル化情報を重複排除したリードから抽出します。  
CHX の場合、H は A、C または T を、X は A、C、G または T をそれぞれ示します。
13. (オプション) パネル領域の CpG のメチル化プロファイリングを行います。
14. (オプション) QC メトリックスとメチル化プロファイルを含むレポートを作成します。

## 11. リファレンス

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| キットの内容 .....                | 67 |
| Avida インデックスプライマーペア情報 ..... | 69 |
| Avida カスタム AddOn パネル .....  | 69 |
| トラブルシューティングガイド .....        | 72 |
| クイックリファレンスプロトコル .....       | 74 |

この章には、キットに含まれている試薬内容、インデックス配列、トラブルシューティング情報、プロトコルのクイックリファレンスを記載しています。

## キットの内容

Avida DNA reagent kits の構成品は表 2 に記載しています。各構成品内に含まれる試薬を表 47 から表 51 に記載しています。

表 47 Avida DNA Reagent Box 1

| 品名                                | 16 反応キット (p/n 5282-0151)  | 96 反応キット (p/n 5282-0152) |
|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| End Prep Buffer                   | tube with purple cap      | tube with purple cap     |
| End Prep Enzyme                   | tube with blue cap        | tube with blue cap       |
| Ligation Buffer                   | tube with green cap       | bottle                   |
| Ligation Enzyme                   | tube with yellow cap      | tube with yellow cap     |
| Adaptor for ILM                   | tube with orange cap      | tube with orange cap     |
| Hyb Blocker                       | tube with red cap         | tube with red cap        |
| Hyb Buffer                        | tube with clear cap       | bottle                   |
| Hyb Enhancer                      | amber tube with green cap | tube with green cap      |
| Soft Conversion Reagent A         | amber tube with amber cap | tube with amber cap      |
| 2X Amplification Mastermix        | tube with white cap       | bottle                   |
| 2X Methyl Amplification Mastermix | tube with black cap       | bottle                   |

表 48 Avida DNA and Duo Reagent Box 2

| 品名                  | 16 反応キット (p/n 5282-0141) | 96 反応キット (p/n 5282-0142) |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| Library Wash Buffer | bottle                   | bottle                   |
| Hyb Wash Buffer 1   | bottle                   | bottle                   |
| Hyb Wash Buffer 2   | bottle                   | bottle                   |
| Resuspension Buffer | tube with red cap        | bottle                   |
| Nuclease-Free Water | tube with clear cap      | bottle                   |

表 49 Avida DNA and Duo Reagent Box 2

| 品名                                | 16 反応キット (p/n 5282-0149) | 96 反応キット (p/n 5282-0150) |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Soft Conversion Reagent B         | amber tube with blue cap | tube with blue cap       |
| Soft Conversion Binding Beads     | bottle                   | bottle                   |
| 5X Soft Conversion Elution Buffer | bottle                   | bottle                   |
| Soft Conversion Elution Buffer    | tube with green cap      | tube with green cap      |
| Soft Conversion Repair Solution   | tube with yellow cap     | tube with yellow cap     |
| Nuclease-free Water               | tube with clear cap      | bottle                   |

表 50 Avida Bead Box

| 品名                    | 16 反応キット (p/n 5282-0153) | 96 反応キット (p/n 5282-0154) |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| Library Binding Beads | tube with white cap      | bottle                   |
| Capture Beads         | tube with amber cap      | tube with amber cap      |

## Avida インデックスプライマーペア情報

Avida インデックスプライマーペアは混合された状態で提供されます (表 51 を参照)。各プライマーペアはユニークな 8 bp の P5 または P7 インデックスを含み、デュアルインデックスの NGS ライブラリを作成できます。各プライマーのインデックス部分の塩基配列情報は、"[Avida インデックス配列情報](#)"からダウンロードしてください。

表 51 Avida Index Primer Pairs for ILM の内容

| Kit 構成品          | 16 反応                                                                                               | 96 反応                                      |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Avida Index      | Black 8-well strip tube with index pairs 1-8, AND                                                   | Clear 96-well plate with index pairs 1–96  |
| Primer Pairs for | Blue 8-well strip tube with index pairs 9-16                                                        | Blue 96-well plate with index pairs 97–192 |
| ILM              | Red 8-well strip tube with index pairs 17-24, AND<br>White 8-well strip tube with index pairs 25-32 |                                            |

## Index Primer Pair Strip Tubeとプレートマップ

- ・黒のストリップには index Primer 1-8 が含まれており、タブに 1 と記載されている側のウェルに#1 が入っています。
- ・青のストリップには index Primer 9-16 が含まれており、タブに 9 と記載されている側のウェルに#9 が入っています。
- ・赤のストリップには index Primer 17-24 が含まれており、タブに 17 と記載されている側のウェルに#17 が入っています。
- ・白のストリップには index Primer 25-32 が含まれており、タブに 25 と記載されている側のウェルに#25 が入っています。




図 12 16 反応キットで提供される Avida Index Primer Pairs ストリップチューブマップ

表 52 Avida Index Primer Pairs 1-96 プレートマップ (透明なプレート)

|   | 1 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 |
|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| A | 1 | 9  | 17 | 25 | 33 | 41 | 49 | 57 | 65 | 73 | 81 | 89 |
| B | 2 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 | 66 | 74 | 82 | 90 |
| C | 3 | 11 | 19 | 27 | 35 | 43 | 51 | 59 | 67 | 75 | 83 | 91 |
| D | 4 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | 60 | 68 | 76 | 84 | 92 |
| E | 5 | 13 | 21 | 29 | 37 | 45 | 53 | 61 | 69 | 77 | 85 | 93 |
| F | 6 | 14 | 22 | 30 | 38 | 46 | 54 | 62 | 70 | 78 | 86 | 94 |
| G | 7 | 15 | 23 | 31 | 39 | 47 | 55 | 63 | 71 | 79 | 87 | 95 |
| H | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 88 | 96 |

表 53 Avida Index Primer Pairs 97-192 プレートマップ (青色のプレート)

|   | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A | 97  | 105 | 113 | 121 | 129 | 137 | 145 | 153 | 161 | 169 | 177 | 185 |
| B | 98  | 106 | 114 | 122 | 130 | 138 | 146 | 154 | 162 | 170 | 178 | 186 |
| C | 99  | 107 | 115 | 123 | 131 | 139 | 147 | 155 | 163 | 171 | 179 | 187 |
| D | 100 | 108 | 116 | 124 | 132 | 140 | 148 | 156 | 164 | 172 | 180 | 188 |
| E | 101 | 109 | 117 | 125 | 133 | 141 | 149 | 157 | 165 | 173 | 181 | 189 |
| F | 102 | 110 | 118 | 126 | 134 | 142 | 150 | 158 | 166 | 174 | 182 | 190 |
| G | 103 | 111 | 119 | 127 | 135 | 143 | 151 | 159 | 167 | 175 | 183 | 191 |
| H | 104 | 112 | 120 | 128 | 136 | 144 | 152 | 160 | 168 | 176 | 184 | 192 |

## Avida カスタム AddOnパネル

Avida DNA または Avida Methyl カスタム AddOn パネルをハイブリダイゼーションに使用する際には、以下のプロトコルの変更が必要になります。

### CAUTION

カスタム AddOn パネルがお使いの Avida カタログパネルと対応可能か事前に確認してください。不明な点はアジレントサポートにお問い合わせください。カスタム AddOn パネルは 250 kb 以内に制限されています。

### Avida DNA カスタム AddOn パネル

24 ページの Hyb Mix1 の調製の、表 16 の試薬液量を、表 54 の試薬液量に置き換えます。

Avida DNA Focused Cancer Pnael (design ID : D3483231) を Avida DNA カタログパネルとして使用する場合は、カスタム AddOn パネルのサイズが 20 kb 未満であることを確認してください。20 kb 以上のサイズの Add-on を必要とする場合はカスタム Avida DNA パネルをご検討ください。

表 54 Avida DNA カスタム AddOn パネルを使用する場合の Hyb Mix1 の調製

| 試薬                       | 1 反応    | 8 反応分    | 16 反応分   |
|--------------------------|---------|----------|----------|
| Nuclease-Free Water      | 13.5 µL | 121.5 µL | 243 µL   |
| Avida DNA Pnael (カタログ)   | 4.0 µL  | 36.0 µL  | 72.0 µL  |
| Avida DNA カスタム AddOn パネル | 4.0 µL  | 36.0 µL  | 72.0 µL  |
| Hyb Blocker              | 2.5 µL  | 22.5 µL  | 45.0 µL  |
| Total                    | 24.0 µL | 216.0 µL | 432.0 µL |

### Avida Methyl カスタム AddOn パネル

37 ページの Methyl Hyb Mix の調製の、表 28 の試薬液量を、表 55 の試薬液量に置き換えます。

表 55 Avida Methyl カスタム AddOn パネルを使用する場合の Methyl Hyb Mix の調製

| 試薬                                           | 1 反応    | 8 反応分   | 16 反応分   |
|----------------------------------------------|---------|---------|----------|
| Avida Methyl 3400 DMR Cancer Panel (catalog) | 4.8 µL  | 43.2 µL | 86.4 µL  |
| Avida Methyl カスタム AddOn パネル                  | 4.8 µL  | 43.2 µL | 86.4 µL  |
| Hyb Enhancer                                 | 1.5 µL  | 13.5 µL | 27.0 µL  |
| Total                                        | 11.1 µL | 99.9 µL | 199.8 µL |

# トラブルシューティングガイド

## ライブラリ収量が少ない

- ✓ Library Binding Beads (23 ページの“[Step 3. ライブラリのビーズへの結合](#)”で使用) を使用前に室温に戻したか確認してください。
- ✓ インデックス PCR サーマルサイクルプログラム中の Amplification Stage 2 のサイクル数は最適化が必要な場合があります。35 ページの表 26 または 51 ページの表 40 および各表下の Note に記載のガイドラインを参照してください。
- ✓ ワークフローを通じてピペティングやサンプルを移す際のサンプルロスをできるだけ少なくなるようにしてください。
- ✓ サンプルをビーズと混合する際には溶液をしっかりと混合してください。

## エレクトロフェログラムのピーク位置が想定と異なる

- ✓ インデックス PCR 反応の際に、他のアッセイのアンプリコンが混入した可能性があります。PCR 前後でワークエリアを分けるようにしてください。共通のワークエリアを使用する場合には、10% bleach solution でワークエリアを拭き、水拭きして 10% bleach solution を取り除きます。11 ページの“[コンタミネーション防止のための重要な操作](#)”を参照してください。

## オンターゲット率が低い

- ✓ 23 ページの“[Step 3. ライブラリのビーズへの結合](#)”で、オプションである 2 回目のビーズ洗浄 (24 ページのステップ 10) を行い、全ての wash buffer が取り除かれていることを確認してください。下記の方法で、上清をしっかりと取り除くことができます。  
  
チューブ側面にビーズを集めるマグネットスタンドの場合：マグネットスタンドを 5 回ほどタップします。  
  
チューブ底にビーズ集めるマグネットスタンドの場合：チューブをマグネットスタンドから取り外し、軽くスピンドウします。再度マグネットスタンドにチューブをセットし、上清を取り除きます。
- ✓ ハイブリダイゼーション後の洗浄の工程で Capture Beads が Wash Buffer 1 と Wash Buffer 2 に完全に懸濁していることを確認し、Wash Buffer がしっかりと取り除けていること (“[Step 4. 1st ターゲットキャプチャー用キャプチャービーズの洗浄](#)”と“[Step 4. 2nd ターゲットキャプチャー用キャプチャービーズの洗浄](#)”を参照) を確認してください。上記の残存した上清を取り除く操作を参照してください。

## シーケンスの結果で AT-ドロップアウトが高く uniformity of coverage が低い

- ✓ ハイブリダイゼーションおよび洗浄のサーマルサイクルプログラムが正しく 60°C で行われていることを確認してください (27 ページの表 20 および 38 ページの表 29 を参照)。また、洗浄時のインキュベーションが 60°C で行われていることを確認してください (41 ページの表 31 を参照)。
- ✓ Hyb Mix 2 の調製をパネルサイズに合った組成で行っているか確認してください。26 ページの表 18 は 500kb 未満の、26 ページの表 19 は 500kb 以上のライブラリの場合の組成を示しています。

### 変換効率が低い

- ✓ 44 ページの“[Step 1.](#)”の工程で、Soft Conversion Elution Buffer を加える前に、上清が完全に取り除かれていることを確認してください。チューブの底に残存した上清を取り除くために以下の方法が有効です。  
チューブ側面にビーズを集めるマグネットスタンドの場合：マグネットスタンドを 5 回ほどタップします。  
チューブ底にビーズを集めるマグネットスタンドの場合：チューブをマグネットスタンドから取り外し、軽くスピンドウします。再度マグネットスタンドにチューブをセットし、上清を取り除きます。
- ✓ 44 ページの“[Step 1.](#)”の工程で、サンプルを Bisulfite Conversion Mix としっかりと混合する必要があります。確実に 15～20 回のピペティングを繰り返すようにしてください。
- ✓ ソフトコンバージョン反応を 45 ページの表 34 の反応温度と時間通りに実施しているか確認してください。
- ✓ 47 ページの“[Step 3. ソフトコンバージョンライブラリの洗浄](#)”の工程で、0.1X Soft Conversion Elution Buffer を加える前に、1X Soft Conversion Wash Buffer の上清が完全に取り除かれていることを確認してください。マグネットスタンドタイプに合わせた上清の除去方法を参照してください。

# クイックリファレンスプロトコル

実験操作に慣れた方向けに、プロトコルの手順を以下に要約します。

試薬の混合手順や装置の設定など、プロトコル詳細の全てに慣れるまでは完全なプロトコルを使用してください。

グラフィックベースのクイックスタートプロトコルはアジレントのウェブページからダウンロードできます。

<https://www.agilent.com/cs/library/usermanuals/public/G9439-90500.pdf>

| ステップ                               | 工程のサマリー                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| プロトコルを始める前に :                      | ウォーターバスまたはヒートブロックでボトルを 50°C に加温                                                                                                                                                            |
| Hyb Wash Buffer 1 の加温              | ウォーターバス : 10 分間加温し、その後ヒートブロックで使用するまで保温<br>ヒートブロック : 使用するまで加温                                                                                                                               |
| PCR-free ライブラリ調製                   |                                                                                                                                                                                            |
| End Prep Mix の調製                   | <b>8 反応</b> : 63 µL End Prep Buffer + 27 µL End Prep Enzyme<br><b>16 反応</b> : 126 µL End Prep Buffer + 54 µL End Prep Enzyme<br>氷上に保存                                                      |
| DNA フラグメントの End-Repair と dA 付加     | 50 µL DNA (cfDNA または断片化 gDNA) + 10 µL End Prep Mix<br>混合しスピンドウン、氷上に保存<br>サーマルサイクラーでインキュベーション (蓋を 75°C に加温) : 30 分@20°C、30 分@65°C、Hold@4°C                                                  |
| 試薬の準備                              | Ligation Buffer : 室温で溶かす<br>Adaptor for ILM : 氷上で溶かす                                                                                                                                       |
| Ligation master mix の調製            | <b>8 反応</b> : 225 µL Ligation Buffer + 54 µL Ligation Enzyme<br><b>16 反応</b> : 450 µL Ligation Buffer + 108 µL Ligation Enzyme                                                             |
| アダプターライゲーション                       | 5 µL のアダプターを各サンプルに加える<br>31 µL の Ligation Master Mix を加える<br>混合しスピンドウン<br>サーマルサイクラーでインキュベーション (蓋の加温オフ): 30 分@20°C、Hold@4°C                                                                 |
| 試薬の準備                              | Library Binding Beads : 少なくとも 15 分前に室温に戻す<br><b>Hyb Blocker、Hyb Enhancer</b> : 室温で溶かす<br><b>Avida DNA Panel</b> : 室温で溶かし、その後氷上<br><b>Hyb Buffer</b> : 37°C で 10~20 分間加温し、その後室温             |
| Library Binding Beads への結合         | Library Binding Beads をボルテックスし、5 分静置<br>87 µL の Library Binding Beads を各サンプルに加える<br>混合し、ビーズが沈まないようスピンドウン<br>室温で 10 分間インキュベーション                                                             |
| 10 分間のインキュベーション中 :<br>Hyb Mix1 の調製 | <b>8 反応</b> : 157.5 µL Nuclease-free Water + 36 µL Avida DNA Panel + 22.5 µL Hyb Blocker<br><b>16 反応</b> : 315 µL Nuclease-free Water + 72 µL Avida DNA Panel + 45 µL Hyb Blocker<br>室温に保管 |
| 洗浄                                 | 10 分のインキュベーション後、マグネットスタンドにセットし上清を取り除く<br>180 µL の Library Wash Buffer で洗浄<br>マグネットスタンドにセットし上清を取り除く<br>(オプション)Library Wash Buffer での洗浄を繰り返す<br>上清を全て取り除く                                    |

| ステップ                               | 工程のサマリー                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | サンプルをマグネットスタンドから取り外す                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>1st ターゲットキャプチャー</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hyb Mix 1 の添加                      | 24 $\mu$ L の Hyb Mix 1 を加える<br>混合しスピンドウン                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hyb Mix 2 の調製                      | <u>パネルサイズ &lt;500 kb の場合</u><br><b>8 反応</b> : 270 $\mu$ L Hyb Buffer + 54 $\mu$ L Hyb Enhancer<br><b>16 反応</b> : 540 $\mu$ L Hyb Buffer + 108 $\mu$ L Hyb Enhancer<br><u>パネルサイズ <math>\geq</math>500 kb の場合</u><br><b>8 反応</b> : 279 $\mu$ L Hyb Buffer + 45 $\mu$ L Hyb Enhancer<br><b>16 反応</b> : 558 $\mu$ L Hyb Buffer + 90 $\mu$ L Hyb Enhancer                                                           |
| ハイブリダイゼーション                        | 36 $\mu$ L の Hyb Mix 2 を各サンプルに加える<br>混合し、ビーズが沈まないようスピンドウン<br>サーマルサイクラーでインキュベーション (蓋を 103°C に加温): 2 分@98°C、 $\geq$ 2.5°C/second ramp down to 60°C、60 min @60°C、Hold@4°C                                                                                                                                                                                                                                         |
| ハイブリダイゼーションプログラム中：<br>キャプチャービーズの調製 | キャプチャービーズを混合<br>キャプチャービーズの必要量を算出 (8 $\mu$ L/サンプル + 10%の余剰分) し、1.5 mL チューブに移す<br>(36 $\mu$ L を超える場合にはマグネットスタンドにセットし上清を捨て、スタンドから取り外す)<br>100 $\mu$ L の加熱した Hyb Wash Buffer 1 でビーズを 2 回洗浄。<br>チューブをマグネットスタンドから取り外す<br>キャプチャービーズを最初のビーズ液量と等量の Hyb Buffer で再懸濁し、混合<br>8 $\mu$ L の懸濁したキャプチャービーズを新しいストリップチューブに分注する                                                                                                    |
| ビーズキャプチャー                          | ハイブリダイゼーション完了後、チューブをスピンドウンしマグネットスタンドにセット<br>上清を 8 $\mu$ L ずつ分注したキャプチャービーズに加える<br>混合し、ビーズが沈まないようスピンドウン<br>サーマルサイクラーでインキュベーション (蓋を 75°C に加温): hold@60°C<br>10 分後にチューブを取り出し、マグネットスタンドにセットする<br><b>68 <math>\mu</math>L の上清を全て新しいストリップチューブに移し、2nd ターゲットキャプチャーで使用するまで保管</b><br>マグネットスタンドからチューブを取り外す                                                                                                                 |
| 洗浄                                 | 150 $\mu$ L の加熱した Hyb Wash Buffer 1 でビーズを洗浄<br>マグネットスタンドにセット、上清をとり除く<br>マグネットスタンドからチューブを取り外す<br>100 $\mu$ L の Hyb Wash Buffer 1 を加え混合<br>サンプルを新しいストリップチューブに移す<br>サーマルサイクラーでインキュベーション (蓋を 75°C に加温): hold@60°C<br>3 分後にチューブを取り出し、マグネットスタンドにセット、上清を捨てる<br>マグネットスタンドからチューブを取り外す<br>150 $\mu$ L の Hyb Wash Buffer 2 でビーズを洗浄<br>マグネットスタンドにセット、上清を完全に取り除く<br>20 $\mu$ L の Resuspension Buffer を加える<br>やさしく混合し、スピンドウン |

| ステップ                                | 工程のサマリー                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ターゲットシーケンシング用インデックス PCR</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PCR 反応のセットアップ                       | 25 µL の 2X Amplification Mastermix を加える<br>5 µL の Primer pair を加える<br>混合しスピンドウン                                                                                                                                                                                                                           |
| インデックス PCR の実行                      | サーマルサイクラーでインキュベーション (蓋を 103°C に加温):<br>45 sec @98°C<br>5 サイクル: 10 sec@98°C、30 sec@63°C、30 sec@72°C<br>追加のサイクル (表 26 を参照): 10 sec@98°C、1 min@72°C<br>1 min @72°C<br>Hold @4°C                                                                                                                              |
| <b>メチル化シーケンシング用 2nd ターゲットキャプチャー</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Methyl Hyb Mix の調製                  | <b>8 反応</b> : 43.2 µL Avida Methyl Panel + 13.5 µL Hyb Enhancer<br><b>16 反応</b> : 86.4 µL Avida Methyl Panel + 27.0 µL Hyb Enhancer                                                                                                                                                                       |
| ハイブリダイゼーション                         | 6.3 µL の Methyl Hyb Mix を加える<br>混合しスピンドウン<br><br>サーマルサイクラーでインキュベーション (蓋を 103°C に加温): 2 分@98°C、≥2.5°C/second ramp down to 60°C、60 min @60°C、Hold@4°C                                                                                                                                                       |
| ハイブリダイゼーションプログラム中 :<br>キャプチャービーズの調製 | キャプチャービーズを混合<br>キャプチャービーズの必要量を算出 (8 µL/サンプル + 10%の余剰分) し、1.5 mL チューブに移す<br>(36 µL を超える場合にはマグネットスタンドにセットし上清を捨て、スタンドから取り外す)<br>100 µL の加熱した Hyb Wash Buffer 1 でビーズを 2 回洗浄。<br>チューブをマグネットスタンドから取り外す<br>キャプチャービーズを最初のビーズ液量と等量の Hyb Buffer で再懸濁し、混合<br>8 µL の懸濁したキャプチャービーズを新しいストリップチューブに分注する                   |
| ビーズキャプチャー                           | ハイブリダイゼーション完了後、チューブをスピンドウンしマグネットスタンドにセット<br>上清を 8 µL ずつ分注したキャプチャービーズに加える<br>混合し、ビーズが沈まないようスピンドウン<br>サーマルサイクラーでインキュベーション (蓋を 75°C に加温): hold@60°C<br>10 分後にサーマルサイクラーの温度を維持したまま、チューブを取り出す<br>マグネットスタンドにセットし、上清を取り除く<br>マグネットスタンドからチューブを取り外す                                                                 |
| 洗浄                                  | 150 µL の加熱した Hyb Wash Buffer 1 でビーズを洗浄<br>マグネットスタンドにセット、上清をとり除く<br>マグネットスタンドからチューブを取り外す<br>100 µL の Hyb Wash Buffer 1 を加え混合<br>サンプルを新しいストリップチューブに移す<br>サーマルサイクラーでインキュベーション (蓋を 75°C に加温): hold@60°C<br>3 分後にチューブを取り出し、マグネットスタンドにセット、上清を捨てる<br>マグネットスタンドからチューブを取り外す<br>150 µL の Hyb Wash Buffer 2 を加え、混合する |

| ステップ                                                         | 工程のサマリー                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ソフトコンバージョン                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ソフトコンバージョンサンプルの準備                                            | <p>チューブを遠心</p> <p>マグネットスタンドにセットし、上清を取り除く</p> <p>完全に上清を取り除く</p> <p>サンプルをマグネットスタンドから取り外す</p> <p>11.5 µL の Soft Conversion Elution Buffer を加え、短時間のボルテックスを繰り返し、混合</p> <p>室温で 10 分間インキュベーション</p>                                                                                                                |
| 10 分間インキュベーション中 :<br>Soft Bisulfite Conversion Mix の調製       | <p>Soft Conversion Reagent A と Soft Conversion Reagent B を十分に混合</p> <p><b>8 反応</b> : 31.5 µL Soft Conversion Reagent A + 180 µL Soft Conversion Reagent B</p> <p><b>16 反応</b> : 63 µL Soft Conversion Reagent A + 360 µL Soft Conversion Reagent B</p> <p>混合し、スピンドウン</p>                                   |
| ソフトコンバージョン                                                   | <p>10 分間インキュベーション完了後、マグネットスタンドにチューブをセット</p> <p>上清を新しいストリップチューブに移す</p> <p>調製してすぐの Soft Bisulfite Conversion Mix を 23.5 µL 加える</p> <p>混合し、スピンドウン</p> <p>サーマルサイクラーでインキュベーション (蓋を 85°C に加温): 25 min @75°C、Hold@10°C</p> <p>10°C Hold に達したら次のステップにすすむ</p>                                                       |
| ビーズ精製の準備                                                     | <p>150 µL の Soft Conversion Binding Beads を加える</p> <p>混合し、ビーズが沈まない程度にスピンドウン</p> <p>室温で 10 分間インキュベーション</p>                                                                                                                                                                                                  |
| 10 分間インキュベーション中 :<br>0.1X Soft Conversion Elution Buffer の調製 | <p><b>8 反応</b> : 13.5 µL Soft Conversion Elution Buffer + 121.5 µL Nuclease-Free Water</p> <p><b>16 反応</b> : 27 µL Soft Conversion Elution Buffer + 243 µL Nuclease-Free Water</p> <p>混合し、スピンドウン</p>                                                                                                       |
| 洗浄                                                           | <p>10 分間インキュベーション完了後、マグネットスタンドにチューブをセット</p> <p>150 µL の 1x Soft Conversion Wash Buffer を加え、混合</p> <p>全量を新しいストリップチューブに移す</p> <p>マグネットスタンドにチューブをセットし、上清を捨てる</p> <p>150 µL の 1x Soft Conversion Wash Buffer を加え、混合</p> <p>マグネットスタンドにチューブをセットし、上清を捨てる</p> <p>マグネットスタンドからチューブを取り外す</p>                          |
| DNA 修復                                                       | <p>15 µL の 0.1x Soft Conversion Elution Buffer を加え、混合</p> <p>チューブをフリックして混合し、ビーズが沈まない程度にスピンドウン</p> <p>サーマルサイクラーでインキュベーション (蓋を 75°C に加温): 10 min @50°C、Hold@10°C</p> <p>10°C Hold に達したらすぐに 5 µL の Soft Conversion Repair Solution を加える</p> <p>混合せずにスピンドウン</p> <p>チューブをマグネットスタンドにセット</p> <p>上清を新しいチューブに移す</p> |

| ステップ                          | 工程のサマリー                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>メチル化シーケンシング用インデックス PCR</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PCR のセットアップ                   | 25 µL の 2X Methyl Amplification Mastermix を加える<br>5 µL の Primer pair を加える<br>混合しスピンドウン                                                                                                                                                                                                                                               |
| インデックス PCR の実行                | サーマルサイクラーでインキュベーション (蓋を 103°C に加温):<br>45 sec @98°C<br>5 サイクル: 10 sec@98°C、30 sec@62°C、1 minute@65°C<br>追加のサイクル (表 40 を参照): 10 sec@98°C、1 min@65°C<br>1 min @65°C<br>Hold @4°C                                                                                                                                                       |
| <b>ライブラリ精製、品質確認</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 試薬の準備                         | AMPure XP beads を室温に戻す<br>80%エタノールを調製する                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ライブラリ精製                       | 50 µL の AMPure XP Beads を加え、混合<br>室温で 5 分インキュベーション<br>マグネットスタンドにセットし、上清を取り除く、サンプルはマグネットスタンドにセットしたままにする<br>200 µL の 80%エタノールで洗浄、各洗浄時に上清を取り除く<br>エタノールを完全に取り除き、最長 3 分間ビーズを乾燥させる (マグネットスタンド上、蓋を開けた状態)<br>マグネットスタンドからチューブを取り外す<br>23 µL の 1X Low TE Buffer を加える<br>混合し、スピンドウン<br>室温で 2 分インキュベーションし、サンプルをマグネットスタンドにセットする<br>上清を新しいチューブに移す |
| 品質確認と定量                       | (オプション) 蛍光測定 (Qubit 等) を用いてライブラリを定量する<br>TapeStation あるいは Fragment Analyzer でライブラリの品質評価を行う<br>ライブラリを用いてシーケンスにすすむかライブラリを保存する (4°C で一晩または-20°C で長期)                                                                                                                                                                                    |

ゲノミクス関連製品に関するお問い合わせ

Tel: 0120 - 477 - 111

Mail: email\_japan@agilent.com

電話・メール受付時間 土、日、祝祭日、5/1 を除く

9 : 00～12 : 00、13 : 00～17 : 00

※プロトコル名とともに、テクニカルな質問と明示してください。

※価格、納期等のご質問は担当営業にご連絡ください。