

内容

- 2 RoHS/ELV 指令のための ICP-MS による重金属の測定
- 3 ORS によるマトリックス酸化物の削減
- 4 HPLC-ICP-MS による水中、土壌中のメチル水銀分析
- 5 ニュース:飲料水の多元素分析法として唯一認定された ICP-MS
- 6 IC-ICP-MS による天然水に含まれるクロムのスペシエーション分析
- 7 お役立ち情報:コーンの正しい取り付け法・新製品情報
- 8 活用事例募集・リニューアルしたユーザーフォーラム・イベント情報・ICP-MS ユーザー・新規発行の技術資料

RoHS/ELV 指令の ための ICP-MS による 重金属の測定

日本環境株式会社

山本太一 荒井有希 関友博

http://www.n-kankyo.com/

はじめに

EU では RoHS 指令 (Restriction of the use of certain Hazardous Substances, Directive 2002/95/EC) が2006年7月か ら施行されます。これは、電子・電気製 品中の有害化学物質の使用を制限し、使 用者の健康と安全を確保すると共に廃棄 時の環境汚染を防止することを目的とし ています。これに先んじて、自動車部品 を対象とした ELV 指令 (End of Life Vehicles, Directive 2000/53/EC) が施行 されています。中国では中国版 RoHS 指 令が、日本においても日本版 RoHS 指令 が EU での RoHS 指令に合せて施行され ます。日本版は、経済産業省が中心と なって準備を進めています。

規制対象 物質	RoHS 指令 / mg/kg	ELV 指令 / mg/kg
Cd	100	100
Pb	1000	1000
Hg	1000	1000
Cr6+	1000	1000
PBBs	1000	-
PBDEs	1000	-

表1: RoHS/ELV 指令の規制項目と閾値

RoHS/ELV 指令で規制される化合物及び 閾値を表1に示します。製品の製造工程 を考えるとき、特に樹脂材料では、上記 の規制対象物質が工程中に混入する可能 性が高く、より細かい管理が要求されて います。しかし現在のところ、樹脂材料 における不純物金属分析の公定法は tion of cadmium -Wet decomposition method」「プラスチック-カドミウムの定 量-湿式分解法」(以下 EN1122)1のみで あり、現在 IEC に設置された委員会 TC111Working Group3 において、RoHS 指令に対応した測定方法の標準化が進め られています。

重金属

日本環境株式会社は、カドミウム、鉛、およびクロムの分析に 7500c ICP-MS を 使用しています。水銀についても、メモ リー効果や容器への吸着および揮散に注 意すれば、ICP-MS による定量が可能と なります。



日本環境株式会社著者ら。Agilent 7500c ICP-MS の前で

メソッドの検証


ICP-MS メソッドの妥当性を検証する ため、オランダの Institute for Interlaboratory Studies (iis) が主催する 2004 年技能試験 (IIS04P02) 「プラスチッ ク中のカドミウム及び鉛分析」に参加し ました。これは現在実施されている ISO/IEC ガイド43に基づく唯一の国際的 な技能試験です。報告書2によると世界 20 ヶ国から56の分析機関が参加し、今 回は特に日本や、香港、中国などアジア からの参加が目立ちました。

試料は3種類で、#0454 および #0455 はカドミウム、#0456 は鉛が測定対象と なり、いずれも塩化ビニル(PVC)製の成 型品でした。#0454と#0456は規制値 を 10 倍以上超えるような高濃度試料で、 #0455 は規制値前後の中濃度試料が提供 さました。日本環境の結果は EN1122 お よび EPA3052 共に図 1、2 のヒストグ ラムに示すように平均値に近く、Z スコ アを計算したところ ±1 以下となり良好 な結果が得られました。

Agilent 7500c は、RoHS/ELV 指令に よって規制されている 4 つの物質だけで なく、日本、アメリカ合衆国、EU の関 連業界が共同で作成中のガイドラインで 指定されている 10 の重金属においても3 効率的に測定することができます。

参考文献

- 1. BSEN1122:2001 "Plastics determination of cadmium - Wet decomposition method"
- 2. Results Proficiency Test Cadmium and Lead in Plastics October 2004
- 3. Guideline for Standardization of Material **Declaration by Japan Electronics and Information** Technology Association (JEITA JGPSSI), http://home.jeita.or.jp/eps/green2.htm






図 1:サンプル #0454 と #0455 中の Cd ヒスト グラムと弊社の結果(矢印)




図 2: サンプル #0456 中の Pb ヒストグラムと 弊社の結果(矢印)

この記事の詳細は...

「RoHS/ELV 指令のための ICP-MS による 重金属の測定」、5989-3574JAJP

ORS による マトリックス酸化物 の削減

Bert Woods, Ed McCurdy, Don Potter, Agilent Technologies

サンプルのマトリックス成分が酸素原子 と結合してできるマトリックス酸化物 (MO+)は、ICP-MS の干渉成分の中でも 特にやっかいな存在です。例としては、 質量がそれぞれ 40、43、44 である Ca 同 位体が 56Fe、59Co、60Ni にオーバーラッ プする CaO⁺ による干渉、および Cd の すべての主要同位体に対するMoO+の干 渉が挙げられます。また、質量数の小さ い希土類元素 (REE) の酸化物は、質量数 の大きい REE と重なります。プラズマ部 の最適設計によって MO+ 濃度を減らす こともできますが、それでも酸化物の重 なりは残り、従来からの課題でした。エ ネルギー弁別 (KED) を利用するヘリウム コリジョンモードで ORS を使用すると、 ICP-MS マススペクトルから酸化物を取 り除くことができ、REE の測定性能を向 上させ、材料科学分野に新しい可能性を 切り開くことができます。

プラズマ部の設計の重要性

プラズマ部とサンプル導入システムの設計次第で、マトリックスの分解によって発生する $M0^+$ の濃度を大幅に引き下げることができます。通常、プラズマの効率性をチェックするためのパラメータとして 140 Ce 160 C 140 Ce の比率が使用されます。Ce-0 間の結合は最も強い M-0 結合の 1 つだからです。プラズマ中の $M0^+$ イオンの分解は以下によって促すことができます。

- i) 低流量のサンプル導入システムを使 うことでサンプルエアロゾルの導入 量を制限する。
- ii) スプレーチャンバを冷やすことで水 蒸気を取り除く。
- iii) 大口径インジェクタ (2.5 mm) を持つ プラズマトーチを使用することでプ ラズマ中のエアロゾルの拡散を確実 に行う。
- iv) 効率の良いソリッドステートのデジタル駆動高周波プラズマ発生器を27.12 MHzで動作させることで、高いプラズマ温度を維持する。

これらはすべて 7500 シリーズで採用されており、ほとんどの場合 0.3%~0.5% という CeO/Ce 比を達成しています。これは他の ICP-MS に比べて数倍低い値です。しかし、このレベルであっても、親イオンが干渉を受けるイオンよりも高い濃度で存在している場合、特に REE のように酸化物結合が強い元素が存在する場




図1:Ce 100 ppb 存在下での Ce および CeO ピーク(対数軸)。Agilent 7500ce 使用(標準の同軸型ネブライザ・ヘリウムモード)

合、酸化物によって分析データの信頼性 が損なわれることがあります。

ORS/ヘリウムモードによる アプローチ

ヘリウムモードでは、ほとんどすべての 多原子イオンを エネルギー弁別(KED) によって一斉に取り除くことができま す。多原子(分子)イオンは測定イオンに 比べて大きさ (イオンの断面積) が大きい ため、KED によって効率的に排除されま す。大きい分子イオンはセル内で衝突を 起こす確率が高く、他よりも多くのエネ ルギーを失い、次段のマスフィルタに入 りません。KED を効率的に動作させるに は、各イオンが同等のエネルギーでセル に入る必要がありますが、これはシール ドトーチシステムによって可能になりま す。ここで、酸化物干渉成分の濃度をさ らに減らすため、7500ce でヘリウム モードを適用します。MO+はスペクトル から取り除くことが難しい化学種です が、通常より高い KED 電圧(一般的に使 用される 4V ではなく、10V) をかけ、セ ルにヘリウムを 4mL/min で流すことに よって、CeO でさえも約 0.4% から 0.1% 以下の濃度にまで引き下げること ができます。感度は若干失われますが、 CeOは Ce よりも大きい比率で減少する ためS/N比は大幅に改善されます。図1 では 100 ppb の Ce を含む溶液のスペク トル (対数軸) が示されています。質量数 156 の 140 Ce 16 O のピークが同位体比 0.186% の 136 Ce のピークより小さいことに注目してください。実際のところ、CeO/Ce 比は 0.07% でした。これは、脱溶媒装置等を使用せず、従来型の同軸型ネブライザを使用した ICP-MS システムとしては、今までに報告された中で最も低い数値です。

まとめ

- ・ヘリウムモードでは CeO を取り除くことができます。
- ヘリウムは不活性なガスのため、セル 内の反応により、酸化物、水素化物、 水酸化物など、他の干渉成分が発生し ません。
- ・脱溶媒装置は必要ありません。
- ・干渉補正式は一切使用していません。
- マトリックスの種類によらず、各種の 測定イオンに対して適用できます。
- 質量数の高い REE も測定することができます。
- すべての酸化物、多原子イオン干渉に 有効です。

ここに記したヘリウムモードによる方法で、マトリックス酸化物を減らし、干渉補正式を使わずに、天然サンプル中の高質量数の REE を正確に測定すること可能になります。他の高マトリックスサンプルでこれまで干渉を受けていた元素も測定することができるようになります。

HPLC-ICP-MS による 水中、土壌中のメチル 水銀分析

Dengvun Chen, Agilent Technologies Co., Ltd. (China), Beijing, 100022, China

Miao Jing, Xiaoru Wang

The First Institute of Oceanography, S.O.A, Qingdao, 266061, China

水銀は、元素またはアルキル水銀の状態 で存在します。また、生物活性により水 銀はメチル化し、メチル水銀またはまれ にジメチル水銀になります。水銀は化学 形態が異なれば毒性も異なり、メチル水 銀は無機水銀化合物の 10~100 倍の毒性 を持ちます。そのため、FAO/WHO 合同 食品添加物専門家会議 (JECFA) は最近に なってメチル水銀 (MeHg) の体重 1kg あ たりの暫定耐容週間摂取量(PTWI)を 3.3 μg/kg/week から 1.6 μg/kg/week に引き下げるよう勧告しました。

無機水銀と有機水銀の同時定量は、一般 的に MeHg の濃度が無機水銀よりもずっ と低いために困難です。水銀をスペシ エーション分析する際に最もよく使用さ れる分析法は、水銀に有効な検出器(蛍 光などの光度計または他の元素検出器) と、ガスクロマトグラフィー(GC)また は高速液体クロマトグラフィー(HPLC) とを組み合わせたシステムです。天然水 に含まれる水銀は濃度が低いため、サン プル量を大量にとる必要があります。 このとき、多くの場合において測定に求 められる限度値では検出器の感度が不足 するため、サンプルの濃縮が必要になり ます。




図 2. 100ng/L の Hg 標準液について、純水ベース(上側)、及び、 3%(w/v)塩化ナトリウムベース (下側)の HPLC-ICP-MS イオンクロマトグラム (20uL サンプルループ)

装置構成

本研究の目的は、MeHg の定量に対する HPLC-ICP-MS システムの感度と特徴を 評価することです。ここでは、Agilent 1100 LC と Agilent 7500a ICP-MS を、 LC-ICP-MS 接続キット(G1833-65200) で接続して使用しています。

HPLC カラム

最適化のため、HPLC カラム(ZORBAX Eclipse XDB - C18、2.1 x 50 mm、5um) に HPLC グレードのメタノールを流量 0.4mL/min で 2 時間以上送液した後、さ らに移動層を0.5時間以上(同流量)送液 してコンディショニングします。

結果と考察

Hq の各化学種の混合標準液の原液 (1.0 μg/mL の Hg を含む、Hg²⁺、MeHg、 Ethyl-Hg) を希釈し、10 ng/L~100 µg/L の標準液を調製しました。10ng/L デ-タは100uL サンプルループを使い、それ 以外はすべて 20uL のサンプルループを 使用しました。3 つの Hg 化学種の濃度 は、ピーク面積を用いて求めました。

HPLC-ICP-MS による検量線(図1)では、 リニアリティは 4 桁以上あります。この 範囲は予想される実サンプルの濃度をカ バーしており、複雑な濃縮などの前処理 なしで定量できることがわかります。

土壌サンプルへの展開

ていることが確認されました。

HPLC-ICP-MS 法を、生体組織、土壌あ るいは底質のような固体サンプルに適用 するときは、前処理が必要となります。 環境サンプル中の水銀は低濃度である 上、Hg の各化学種 (特にメチル水銀) は 失われたり、他の化学種に転化しやすい ため、固体サンプルから Hq の各化学種 を抽出する工程は非常に重要となりま す。ここでは、希塩酸による抽出という、 シンプルな方法を採用しました。

種のピーク面積も求めたところ、純水希

釈した溶液の場合と比較して 90%~

110% の回収率となりました。これは、

海水(塩濃度は約3%)のような高マト

リックスサンプルに対しても本法が適し

分析の結果、土壌サンプルの添加回収率 は80%~120% でした。今後は、本法の さらなるテストと、MeHg を含む土壌の 標準試料の分析を予定しています。

HPLC-ICP-MS 法は、溶液サンプルの分 析に適しており、これはマトリックスが 高い場合でも変わりません。MeHg、 Ethyl-Hg および Hg²⁺ のメソッド検出下 限は 10ng/L 以下ですので、現在の公定 法の要求を満たしています。本法を土壌 サンプルに適用する場合、7.6%の塩酸 で Hg 種の抽出を行い、80%~120% の 回収率が得られました。

3% の塩化ナトリウム水溶液に含ま れる Hq 種のクロマト分離

高マトリックスを含むサンプ ルの分析に対しても、本メソッドが有効であることを確認する ため、Hg の混合標準液の原液を 3% (w/v)の塩化ナトリウム水溶液で希 釈して、100ng/L の MeHg、Ethyl-Hg、および Hg²⁺ 溶液を調整します。 この溶液は分析前に 0.45um 濾紙で ろ過します。測定には 20 μL サンプ ルループを使用しました。図2 では、このクロマトグラムを、 同じ濃度で純水希釈した溶液 のクロマトグラムと重ねて表

示しています。 3% 塩化ナトリウム水溶液に含まれる Hg

8. 5 Log (濃度)対 Log (強度) 中間の線 Et-Hg 0.9946x + 3.0042 = 0.9998 7. 5 上の線 Me-Hg 0.971x + 3.161 CPS) = 0.9998 (強度、 下の線 Hg2+ 60 5.5 0. 9721x + 2. 8192 = 0.9985 Log (濃度、ppt) 4.5

図 1. MeHg、Hg²⁺ および EtHg の検量線

www.agilent.com/chem/icpms

ニュース:ICP-MSは 飲料水の多元素分析 法として認定された 唯一の分析法です。

Steven Wilbur.

Agilent Technologies Inc., USA



米国環境庁(EPA)は、飲料水に含ま れるヒ素の分析法として、メソッド EPA200.7 および SM 3120b (ICP-OES)による方法を廃止します。こ れは 40 CFR 141.23 規則に従ったも ので、2006年1月23日発効となり ます。

「これらのメソッドは、環境基準への適 合判定、環境基準の適用除外を判断する 適格性、および改定ヒ素基準 (MCL) 10ppb (0.010mg/L) への対応には不十分である (概訳)」¹。これによって、単 一の元素分析法としてはグラファイト ファーネス原子吸光光度法および水素化 物発生原子吸光光度法が認定された分析 法となり、多元素分析法としては ICP-MSが唯一認定された分析法となります。

はじめに

長期間にわたるヒ素への曝露の危険性に ついて、はじめに認識が高まったのは主 に飲料水に関してですが、汚染された食 品の摂取や汚染された空気の吸入といっ た面からも、より厳しい世界的な規制と モニターの必要性が高まっています。飲 料水に含まれるヒ素の最大濃度基準が定 められたのは 1950 年代に遡ります。世 界保健機構(WHO)は、飲料水に含まれ るヒ素に対する公的な立場を1958年か

ら取っていますが、その当時は最大許容 濃度を 0.2mg/L と定めていました。この 値は 1963 年に 0.05mg/L に改定されまし た。また 1993年には、暫定的な指針値 として 0.01mg/L が定められました。し かし実際のところ、ヒ素の生涯曝露によ る皮膚癌のリスクは、これよりもかなり 低濃度であることが算出されていました。 しかし、この指針値になったのは、その 当時の分析機器に基づく実際的な定量下 限では、基準値をこれより下げることが 不可能だったためです2。

0.01mg/Lの曝露濃度で皮膚癌にかかる推 定生涯リスクは 6×10-4、およそ 1700 分 の1です。現在、より低い基準を満たす ためには、世界的に水の供給や経済性や、 感度に優れた測定方法の普及度に障害が あり、より低濃度の規制を実施すること ができない状態です。2000年に米国 EPA は基準値を新しく 0.005mg/L に下げる提 案を行いましたが、これば後に 0.01mg/L に緩和されました。EU と米国は WHO 勧 告の 0.01 mg/L を採用しましたが、多くの国々ではまだ 0.05 の基準値のまま、あ るいは 0.01mg/L と 0.05mg/L の間の値を 定めているという現状です。

しかし、定量下限と共に最大許容濃度が 下がっていく傾向にあること、そして他 の世界中の監督省庁が欧米に追随し、感 度が低いメソッドの使用を認めない状況 になっていくことははっきりしています。 例えば、オーストラリアでは最大許容濃 度を 0.007mg/L と定めています。

ICP-MS とヒ素の測定

ヒ素をより低い濃度で、また、より複雑 なサンプルで、さらに他の元素も同時に 測定するという必要性が高まってくる と、分析法として残される選択肢は ICP-MS だけになります。しかし、従来から、 ヒ素は以下の理由で ICP-MS にとっては 測定が易しくはない元素の1つでした。

- 第1イオン化ポテンシャルが他の元 素より比較的高い(9.81eV)。
- 塩化物を含むサンプル中で ArCI によ る干渉が大きい。
- 同位体がひとつしか存在しない。

比較的きれいな飲料水サンプルの場合、 干渉補正式を使用することで補正を行う ことができます。ただし、これには以下 の条件が必要です。

- 1. サンプル間で塩素濃度があまり変わら ない。
- 2. サンプルに大量のセレンあるいは臭素 が含まれていない。
- 3. 適当な内標準を使用して、高いイオン 化電位によって起こるマトリックス減 感の補正を行うことができる。

これらの制限事項を考慮し、USEPA は ヒ素に対する ICP-MS の定量下限値 (MDL)を 1.4 μg/L としています 4。し かしながら、減感を最小限にとどめるロ バストなプラズマ条件、干渉成分を排除 するエネルギー弁別法を用いたヘリウム コリジョンといった ICP-MS の向上によ り、Agilent 7500ce ICP-MS では一般的 な環境サンプルに含まれるヒ素に対する MDL を 20ppt (0.02 µg/L) を実現します (現在の規制値の500分の1の低さです)。 きれいな飲料水ならば、7500a を使えば コリジョンセルを必要とせずに同様の検 出下限を達成することができます。

2006年1月以降は、米国では ICP-OES は飲料水に含まれるヒ素測定のために認 定された分析法ではなくなります。 GFAA、水素化物 AA および ICP-MS だけ が適合する分析法となります。他の国々 もそれに追随するでしょう。市販の ICP-MSの中で、唯一 Agilent 7500ce ICP-MS だけが、複雑なマトリックス中のヒ素を 効果的にイオン化させ、シンプルなヘリ ウムコリジョンモードを用いて干渉成分 を取り除くことができます 5。ヘリウム コリジョンモードは、他の測定対象イオ ンに影響を与えることはありません。ま た、マトリックスごとに最適化したり、 複雑な反応ガスを使用したりする必要も ありません。

参考文献

- 1. http://www.epa.gov/safewater/ ars/pdfs/regguide/ars final! mainguide 9-13.pdf
- 2. http://www.who.int/wat er sanit ation _healt h/dwq/en/ arsenicun5.pdf
- 3. Arsenic in Drinking Water, Committee on Toxicology, Board on **Environmental Studies and** Toxicology, Commission on Life Sciences, National Academy Press WHO, 1993
- 4. EPA method 200.8, www.nemi.gov
- 5. ORS 技術を利用した Agilent 7500ce ICPMS による飲料水に含まれる微量 金属の実分析、5989-0870JAJP)

IC-ICP-MS による 天然水に含まれる クロムのスペシエー ション分析

Tetsushi Sakai and Ed McCurdy Agilent Technologies

クロムの分析では、全 Cr の測定だけで 十分とは限りません。6 価 Cr は有毒です が、3 価 Cr は人体にとって必須の元素で す。Cr の潜在的な毒性を把握するには、 単に全 Cr を求めるのではなく、Cr (VI) の濃度を求めなければなりません。

Cr の分離、検出は簡単ではありません。 それは、水のように天然のサンプルに含 まれる Cr の形態は、通常、Cr (VI)では クロム酸(CrO4²⁻)、Cr(III)ではクロムイ オン(Cr³+)になっているからです。クロ ム酸は陰イオンであり、クロムイオンは 陽イオンです。そのため、単一のイオン 交換メソッドでは同じ条件下で両方の形 態に対応できません。さらに、Cr(III) は水のようなサンプル中では最も安定し た酸化状態である一方、Cr(VI) イオン は強酸化剤であり、酸や有機物があると ころでは容易に Cr (III) に還元してしま うという問題があります。そのため、元 のサンプルに存在する Cr の化学種の分 布が分析時点まで保たれるように、サン プルの採取、保存、調製に関しては細心 の注意を払う必要があります。

Agilent で新しく開発されたメソッドで は、サンプルを EDTA と共に40 °C で反 応させて Cr (III)の陰イオン錯体を形成 し、1 つの分析法で Cr (III)の EDTA 錯 体と Cr(VI)を分離することを可能にし ています。

7500ce ORS ICP-MS では、質量 52 の主 要同位体を使用し、干渉イオンである

		31 119	1737 0	9 0			
	14000 _ 13000 _ 12000 _		Ur(ミネラルウォーター + Cr (III)、Cr (VI) を各1μg/L添加 Cr(III): 1.1U ug/L Cr(VI): 1.27 ug/L			
_	1000] 10000]	[]	- }}			Na	9.1 mg/L
信号/カウント	9000 =		,	オリジナルの	Ca	486.0 mg/L	
	8000 <u> </u>				Mg	84.0 mg/L	
ıliiπ	6000	11	11	/ ミネラル	・プラン プラオーター): 0.05ug/l	K	3.2 mg/L
	5000]]	1.4	/	: 0 24 ug/L		
	3000	1	$/\!\!/ \setminus$.			
	2000	7	pr 🔨				
	0.00	1.00	2.00	3.00 4.	00 5.00	6.0	0
			保	持時間/min			

図 1. Cr ミネラルウォーターの主な組成 (mg/L) とクロマトグラム

	保持時間 / min		ピーク面積 / カウント		DL (S/N=3) ng/L	
注入量/uL	Cr(III)	Cr(VI)	Cr(III)	Cr(VI)	Cr(III)	Cr(VI)
50	0.79	2.09	1082295	914804	69.5	139.4
100	0.79	2.09	1704312	1525147	43.4	82.8
250	0.85	2.21	4939876	4546219	17.5	28.5
500	0.97	2.39	10268086	9398651	13.2	15.8

表 2. IC-ICP-MS による Cr 種の検出下限

ArC と CIOH から除去することによって、 高い精度と優れた感度で Cr を測定する ことができるようになっています。Cr の スペシエーション分析で使用するサンプ ルの前処理メソッド、カラムおよび分析 条件を表1に示します。

移動相の送液には非金属型のポンプ (Metrohm社 818ICポンプ)を使用し、 Agilentのインテグレートサンプル導入シ ステム (ISIS) を使用してサンプルループ への充填、注入を行いました。この装置 構成では、IC ポンプの高い精度と高圧力 を利用できる一方で、ICP-MS 装置に追 加する必要があるのは ICポンプモ ジュールだけです。そのため、完全な IC または HPLC システムに比べて、シンプ ルで低コストなシステムです。

Cr カラム	Agilent 部品番号 G3268A, 30 mm x 4.6 mm i.d
移動相	5 mM EDTA (2Na), NaOH により pH7 に調整
流量	1.2 mL/min
カラム温度	室温
注入量	50 ~ 500 uL
サンプル前処理	
反応温度	40°C
反応時間	3 時間
EDTA 時間	5~15 mM NaOH により pH 7に調整

表 1. Crスペシエーションのクロマト条件

結果と考察

上記の条件下で、そして、Agilent 7500ce では水素ガスモードを用いて、 質量数 52 の Cr に対する ArC と CIOH の 干渉を除去した結果、それぞれの Cr 種 に対して 20 ng/L 以下の検出下限を得る ことができました。詳細を表 2 に示しま す。6 価の Cr に対する多くの国際的規制 では、最大許容濃度として 1μg/L とい う数値が定められています。測定に求め られるのはこの基準値の 10 分の 1 の検 出下限(100 ng/L)ですから、100 µL の 小容量サンプル注入でもこの要求を十分 に満足することができます。ここで、注 入量を 500 μL に増やすと、Cr(III)では 13.2 ng/L、Cr (VI) では 15.8 ng/L にまで 検出下限を低くすることができました。 実サンプルに対するメソッドの適合性を 確認するため、Cr 種を添加したもの、添 加していないものの 2 つのミネラル ウォーターについて、このメソッドを用 いて双方の Cr 種を定量しました。

	検出 (ug/L)				
元素	ミネラル ウオーター	添加量	添加 ミネラル ウオーター	回収率 (%)	
Cr(III)	0.05	1.0	1.10	105.0	
Cr(VI)	0.24	1.0	1.27	103.0	

表 2. ミネラルウォーターに、 Cr (III) と Cr (VI) を 1.0 μg/L 添加したときの、添加回収率

分析したミネラルウォーターは、一般に 市販されているミネラルウォーターの中 でも高いレベルのカルシウムと硫酸塩を 含む(450 mg/L 以上の Ca、1000 mg/L 以上の硫酸塩) フランスのミネラル ウォーターです。このミネラルウォー ターに 2 種類の Cr 種を添加したものと、 添加していないものの両方を分析し、添 加回収率を調べました。測定結果のクロ マトグラムは図 1、添加回収率データは 表2に示されています。ミネラルウォー ターの主な組成はクロマトグラム中の表 に示してあります。ここから、このミネ ラルウォーターのミネラル濃度が非常に 高いことがわかります。高いミネラル濃 度にもかかわらず、最適化されたサンブ ル前処理および分析法により、両方の Cr 種に対して、クロマト分離および添加回 収率ともに優れた結果が得られました。 このような高いマトリックスを含むサン プルでも、低濃度で添加されている2種 類の Cr 種について良好な測定結果が得られることから、サンプル中の Cr 種の 化学形態を安定させる前処理方法が有効 であることが確認できます。つまり、Cr (III)の錯体を生成するために十分な EDTA 量が加えられていることを利用で きることがわかります。

さらに、サンプルに対してだけでなく、 移動相に対してもpHを最適化し、 EDTA を使用することにより、 Cr 種の転 化(Cr(VI)からCr(III)への還元) とい う潜在的な問題が回避し、サンプルの安 定化が保たれています。

より詳しくは

本アプリケーションについて詳細は、「イ オンクロマトグラフィー(IC)ICP-MS に よる環境試料中のクロムのスペシエー ション分析 | 5989-2481JAJP をご覧くだ さい。


お役立ち情報

ご使用のサンプリングコーンの表面が黒 くなってしまった場合、次のような簡単 な解決法があります。下の写真をご覧く ださい。サンプリングコーンを十分に締 めつけていない場合に、このようになる ことがあります。これは、インター フェースの熱を逃がすための水冷部分と の接触が不十分であることが原因です。



で使用のコーンがきっちり締め付けられ ていることを以下の手順でご確認してく ださい。

- サンプリングコーンと 0-リングを取り 外します。
- サンプリングコーンの溝をきれいにし ます。
- サンプリングコーンを 0-リングなしで インタフェースに取り付けます。
- サンプリングコーン工具を使用して締 めます。サンプリングコーンとインタ フェースの冷却部分が接触したら締め るのを止めます。コーンとインタ フェースに線を引いて、締め付け位置 をマーキングします。
- サンプリングコーンを取り外します。
- 0-リングを所定の位置に付けてコーン を取り付けます。
- コーンとインタフェースのマーキング が一致するまでコーンを締めます。



正しく取り付けられたサンプリングコーン (1600 ワットで 2 時間運転後)

注:マーキングの位置を超えるところまで締めな いでください。サンプリングコーンが取り外しに くくなることがあります。

ユーザー様からのヒント

オーストラリア Cardiff市の Amdel Laboratory 社の Darrel Luck 氏からの情 報です。


Glass Expnasion 社製マイクロミストネ ブライザを用いた 7500c および ISIS を 使用する環境分析サービスラボでは、典 型的な分析数は 1日に 150 サンプルです。Amdel は、マイクロミストネブライ ザを酸に漬けるだけでは十分にきれいに ならないことに気付きました。そのため、 今ではネブライザをメタノール 50% と

洗浄剤 "Decon 90" 50% の混合溶液に 一晩漬けるという方法をとっています。 この方法は非常に効果的で、酸に漬ける だけでは残ってしまうような有機物に起 因する汚染もネブライザの内部から取り 除くことができます。

新製品情報

Agilent は 7500 シリーズ ICP-MS の機能 をさらに向上させる 2 つの新製品を発売 しました。

クロムスペシエーションキット (G3268A)



各 0.1 µg/L の Cr (III)と Cr (VI)の分離と検出

イオンクロマトグラフィー用ポンプ (Metrohm社)を Agilent 7500ce ORS ICP-MS と組み合わせ、Cr (III)と Cr (VI) の分離、測定を行うためのシンプルで信 頼性の高いメソッドです。新製品のクロ ムスペシエーションキットを使うことに よって、Cr(III)と Cr(VI)のスペシエー ション分析を分析時間 4 分以下で、ppt レベルの検出下限で行うことが可能にな ります。

特徴

- ・サンプルの前処理が簡単
- シンプルなハードウェア構成
- 高感度 ppt レベルの検出下限
- 高いマトリックス耐性。 天然水にも 適用可能(前ページ参照)
- ・迅速でシンプルな分析法

ICP-MS ケミステーションの 新バージョン

ICP-MS ケミステーションソフトウェア の新版(rev.B.03.02)では、Agilent GC/LC ケミステーション (32bit) と ICP-MS ケミステーションを同じ PC上 に共 存させることができます。これによって LC/GC メソッドを ICP-MS シーケンス テーブルから実行することができるよう になり、スペシエーション分析を今より もいっそう簡単に、強力に行うことがで きるようになりました(現在、この機能 は英語版のみが対応しています)。

さらに追加された新機能は、「先行洗浄」 機能です。これによって洗浄時間を短縮 することができ、その結果サンプル処理 能力を向上させることができました。こ の新版ソフトウエアは、アップグレード 製品(G3149B)で入手できます。

あなたの活用事例を Agilent ICP-MS ジャーナルに寄稿して ください。

次号から、Agilent ICP-MS ジャーナルではお客様の ICP-MS 活用事例を紹介するコラムを掲載します。ここに掲載する短い記事は、Agilent ICP-MS システムにまつわる活用事例を持っておられるお客様からの投稿文の中から紹介します。内容に関して特に規定はありません。活用事例はコスト削減についてでも、技術的なものでも何でもかまいません。

本ジャーナルの編集者、Karen Morton (editor@agilent.com) まで記事をお送りください。原稿は、掲載したい画像も含め、タイプ原稿で1ページにまとめてください。校正と最終レイアウトはこちらで責任を持ちますので、お客様には最終的なレイアウト済み原稿をお送りして承認をいただきます。 Agilent ICP-MSジャーナルの定期購読者の皆様と活用事例をシェアできれば、幸いに存じます。

Apple iPodプレゼント

毎年、最も魅力的な活用事例を選び、本ジャーナルの Winter Conference 学会号に要約を再掲載し、寄稿いただいた方には Apple iPod MP3 プレーヤーをプレゼント致します。また、受賞者は、Winter Conference 学会の Agilent ICP-MS ユーザーミーティングにて表彰させていただきます。

何か質問等がございましたら、Karen Morton (editor@agilent.com) または Steve Wilbur (steven.wilbur@agilent.com) までお問い合わせください。

製品展示会および カンファレンス

2005 北アメリカセミナーシリーズ

— Agilent and Milestone 9月: 13日- Somerset, 14日- RTP, 15日- Tampa, 20日- Vancouver, 21日- Calgary 参加予約は Agilent ICP-MS Web サイト で受け付けております。

分析展

8月31日~9月2日幕張メッセ

日本分析化学会

9月14日~16日名古屋大学

本情報は予告なしに変更されることが あります。

© Agilent Technologies, Inc. 2005 Printed in the U.S.A. May 23, 2005 5989-2950JAJP

New Agilent ICP-MS Users

下記の会社および機関で、Agilent ICP-MS を新たにご導入いただきました。

- National Measurement Institute, オーストラリア・Dept of Natl Defense, カナダ
- ・Health Canada, カナダ・Taiga Environmental, カナダ・Inst. Kuhlmann 2, ドイツ
- Med. Lab. Bremen 2, ドイツ・Chelab 2, イタリア・CTO Torino, イタリア
- Ingenieros Asesores, スペイン National TsingHwa University (NTHU), 台湾
- Chiangmai University, タイ・BBSRC Rothamstead, イギリス・STL Coventry 2, イギリス・Capco, アメリカ合衆国・• E-Labs 3, アメリカ合衆国・Intel Arizona 3, アメリカ合衆国・Molycorp, アメリカ合衆国・San Diego State U, アメリカ合衆国
- U of Washington, アメリカ合衆国 Underwriter Labs, アメリカ合衆国

リニューアルしたAgilent ICP-MSユーザーフォーラム

ICP-MS Forum Folder: Bookmark | Edit | Delete | Move

Title

Forum News | Move

Collision/Reaction Cell | Move

Miscellaneous | Move

Applications | Move

Software | Move

Speciation Studies | Move

Agilent 4500 Series ICP-MS | Move

Agilent 7500 Series ICP-MS | Move

リニューアルした ICP-MS ユーザーフォーラムをのぞいてみてください。ICP-MS ユーザーフォーラムは、Agilent 4500、7500 シリーズに関する、ユーザ様間の情報交換の場です。参加するには、Agilent の Web サイトにログイン (新規の場合はユーザー登録)し、最初にアクセスしたときのみ、ご使用の装置のシリアル番号を入力していただくだけです。ICP-MS ユーザーフォーラムへは、www.agilent.com/chem/icpms のリンクからアクセスしてください。

多くの機能がこれまで通り使用できます。

- フォーラムの活動についての Eメールによるお知らせ
- 強力な検索機能

さらに以下の機能が追加されました。

- Agilent ICP-MS ユーザーリソースライブラリ ユーザー関連情報専用のデータベース
- ベース
 「イベントカレンダー」 ― 製品展示会、カンファレンス、セミナー、ユーザーミーティングについての情報

ICP-MS ユーザーフォーラムはユーザーの皆様のフォーラムです。皆様のご意見をお聞かせください。ご意見は、フォーラムに投稿するか、editor@agilent.com の Karen Morton(ICP-MSユーザーフォーラムの管理者)までお寄せください。

Agilent ICP-MS 技術資料

最新の技術資料を閲覧、ダウンロードするには、www.agilent.com/chem/icpms にアクセスし、「ライブラリ」の欄をご覧ください。

- ・「イオンクロマトグラフィー(IC)ICP-MS による環境試料中のクロムのスペシ エーション分析」、**5989-2481JAJP**
- 「漢方薬の分析に対する従来型 ICP-MS と ORS-ICP-MS の有効性の評価」、5989-2570JAJP
- 「オクタポールリアクションセルICP-MS による迅速で信頼性の高い尿のルーチン 分析」、5989-2482JAJP
- 「負イオンモードLC-ESI-MS で水サンプルを分析した場合に生じるイオン化抑制の 削減」、5989-2883JAJP
- 「コリジョン/リアクションセルICP-MS を使用した血中および血清サンプル中の 18 元素同時定量」、5989-2885JAJP
- 「RoHS/ELV 指令のための ICP-MS による重金属の測定」、5989-3574JAJP

Agilent ICP-MS Journal Editor

Karen Morton for Agilent Technologies e-mail: editor@agilent.com

