

EZChrom Elite

Agilent 3000 マイクロ GC /
Agilent 6850 ガスクロマトグラフ
EZChrom Elite 簡易取扱説明書



Agilent Technologies

EZChrom Elite

Agilent 3000 マイクロ GC
Agilent 6850 ガスクロマトグラフ
EZChrom Elite 簡易取扱説明書

初版, 2007 年 7 月

目次

目次	5
はじめに	9
第 1 章 EZChrom Elite の起動	11
第 2 章 メソッドの作成	15
2-1 新規メソッドの作成	15
2-2 Agilent 3000 マイクロ GC の取り込み条件を設定する	16
1. [GC] タブの設定	16
2. [TCD-Channel A] タブの設定	17
3. 追加チャンネルの設定	17
4. [Trigger] タブの設定	18
2-3 Agilent 6850 ガスクロマトグラフの取り込み条件を設定する	19
1. [Temp] タブの設定	19
2. [Inlet Pressure] タブの設定	20
3. [Signals] タブの設定	22
4. [FID] タブの設定	23
5. [TCD] タブの設定	24
6. [HP 7683] タブの設定	25
7. [Trigger] タブの設定	26
2-4 メソッドを保存する	27
第 3 章 サンプルの分析 (シングルラン)	28
3-1 メソッドの読み込み	28
3-2 メソッドのダウンロードとステータスの確認	28
Agilent 3000 マイクロ GC の場合	28
Agilent 6850 ガスクロマトグラフの場合	29
3-3 シグナルの取り込みを確認する (プレビューラン)	30
3-4 サンプル情報の入力と分析の開始	31

目次

3-5	分析時間を延長する	32
3-6	Run Queue の確認	32
第4章	データ解析	33
4-1	データファイルを開く	33
4-2	グラフィカルに積分条件を入力する	34
	ピーク幅 (Peak Width) の設定	34
	スレッシュホールド (Threshold) の設定	35
4-3	積分条件テーブルに条件を入力する	36
4-4	解析の実行 (Analyze)	36
4-5	解析結果の表示と印刷	37
	Area%レポートの例	38
第5章	キャリブレーション (検量線) の作成	39
5-1	化合物をピーク同定テーブルに登録する	39
5-2	既存データを使用してキャリブレーション (検量線) を作成する	42
5-3	シングルラン (データ取込) 時にキャリブレーションを作成する	43
5-4	多点検量線を作成する	43
5-5	検量線の確認とメソッドの保存	44
第6章	未知サンプルの定量	45
6-1	未知サンプルの定量	45
6-2	定量結果の確認とレポート印刷	45
第7章	カスタムレポート	47
7-1	レポートテンプレートを開く	47
7-2	テンプレートを編集する	48
7-3	クロマトグラムのサイズを変更する	48
7-4	例: Sample ID (フィールド) を挿入する	48
7-5	レポートのプレビューとテンプレートの保存	49
	カスタムレポートの例	50
第8章	サンプルの連続分析 (シーケンス)	51
8-1	シーケンスウィザードの設定	51

8-2	シーケンススプレッドシート	56
8-3	シーケンスを保存する	56
8-4	ランシーケンス（連続分析の開始）	57
第9章	シーケンスを使用した連続再解析	59
9-1	再解析用シーケンスを作成する	59
9-2	再解析シーケンスの実行	62
第10章	エクスポート設定	65
10-1	エクスポートの設定方法	65
10-2	エクスポート例	66
第11章	データ取り込み～レポート出力の自動化	67
11-1	メソッドプロパティの設定	67
11-2	シングルランでデータを取り込む場合	68
11-3	シーケンスでデータを取り込む場合	68
第12章	装置のクールダウンと EZChrom Elite の終了	69
12-1	装置のクールダウン	69
	Agilent 3000 マイクロ GC の場合	69
	Agilent 6850 ガスクロマトグラフの場合	69
12-2	EZChrom Elite の終了	70
付録 A	Agilent 3000A マイクロ GC の立ち上げ	71
付録 B	Agilent 6850 ガスクロマトグラフの立ち上げ	71
付録 C	ツールバー	72
	メインツールバー	72
	インテグレーションイベントツールバー	73
	シーケンスツールバー	74
	メソッドツールバー	74

目次



Memo

はじめに

本取扱説明書は Agilent EZChrom Elite ソフトウェアの操作に慣れることを主目的に Agilent 3000 マイクロ GC および Agilent6850 ガスクロマトグラフとの組み合わせでその操作の概要を説明したものです。本書に記述されていないソフトウェアおよび装置の詳細な説明についてはオンラインヘルプ、リファレンスガイド、ユーザーガイド等を参照してください。

はじめに



Memo

第 1 章 EZChrom Elite の起動

1. PC、モニタ、プリンタの電源を入れ、Windows を起動します
Windows のログインには下記のユーザー名とパスワードを使用します


ユーザー名 _____、パスワード _____

*ユーザー名、パスワードの扱いにつきましては御社のガイドラインに従って運用して頂きますようお願いいたします

2. デスクトップのアイコンをクリックして EZChrom Elite のメインメニューを起動します。




デスクトップにアイコンが無い場合には、[スタート]-[すべてのプログラム]-[Chromatography]-[EZChrom Elite]をクリックします




第1章 EZChrom Elite の起動

3. メインメニューの装置アイコンをダブルクリックしてアプリケーションを開始します



【EZChrom Elite メインメニュー】



ソフトウェアの設定によってはログイン画面が表示されます。ユーザー名、パスワードを入力し、プロジェクトを選択して[Login]をクリックします。


User name: _____、 *Password:* _____


Project: _____

*ユーザー名、パスワードの扱いにつきましては御社のガイドラインに従って運用して頂きますようお願いいたします

4. 装置ウィザードの表示

装置アプリケーション起動時に表示されます。基本的な操作へのショートカットになっています。[OK]をクリックすると下記のアプリケーション画面が表示されます。




装置ウィザードを起動したい場合にはツールバーの [Instrument Wizard] アイコン  をクリックします。

5. 装置アプリケーションウィンドウとその構成

このアプリケーションウィンドウから下記のタスクを実行します

- ・ メソッドの作成
- ・ キャリブレーション
- ・ データ解析
- ・ 装置のコントロール
- ・ データ取り込み
- ・ レポート作成
- ・ シーケンスの作成
- ・ データのエクスポート



【EZChrom Elite 装置アプリケーションウィンドウ】




Memo

第2章 メソッドの作成


メソッドファイルには、装置の取り込み条件、クロマトグラムの積分条件、キャリブレーション、およびカスタムレポート条件が保存されます。

2-1 新規メソッドの作成

1. [File]-[Method]-[New]を選択して新しいメソッドファイルを開きます




2. 下記のメッセージが表示された場合には、[はい] (メソッドを保存したい場合)、または [いいえ] (メソッドを保存しなくて良い場合) を選択します。



[Instrument Setup]の画面が自動的に開きます。


2-2 Agilent 3000 マイクロ GC の取り込み条件を設定する



1. [GC]タブの設定

- **Column:** 自動的に認識されます
 - **Inject time:** 注入時間。サンプルガスをカラムに注入する時間。可変型インジェクタが付いている場合のみ有効です
 - **Post run time:** ポストラン時間。分析終了後にカラムから残存ガスを除去する時間です
 - **Sample pump:** サンプリング時間。分析を開始する前に、サンプルガスを吸引する時間です。サンプルが直接接続されている場合には 10 秒程度に設定します。複数のチャンネルがある場合、すべて同じ時間に設定してください。
 - **Temperature control** 各加熱部の設定を実施します。On のチェックボックスにチェックをいれると加熱されます。
 - **Sample inlet:** サンプルガスを取り込む吸気口の温度。沸点が高いサンプルや、吸着性のサンプルの場合には高めに設定します。
-
- **Injector:** インジェクタの温度。(最大 100°Cまで)
 - **Column:** カラム温度。サンプルを分離するカラムの温度。通常 60°C~120°C を使用します。
 - **Pressure control:** EPC によるカラム圧力のコントロール設定。
 - **Equilibration time:** カラム圧力の平衡時間。システムが圧力平衡に達したと判断してからレディを出すまでの時間です。
 - **Column:** カラム圧力(キャリアガス圧力)。通常 20psi~30psi を使用します。
 - **Post run:** ポストラン圧力。ポストラン時間に適用されるカラム圧力です。

2. [TCD-Channel A] タブの設定




- **Filament on:** チェックボックスをオンにしてフィラメントを On にします。
- **Autozero:** チェックボックスをオンにしてデータ取り込みを開始するたびに、オートゼロを実行します。(検出器出力がゼロに設定される)
- **Acquisition channel on:** このチェックボックスをオンにして、このチャンネルのデータ取り込みを有効にします
- **Sensitivity:** 検出器感度の設定。Standard を選択すると広範囲のレスポンスに対応します。レスポンスの低いサンプルを分析する場合にはHighを使用します。
- **Sampling:** 検出器の取り込み速度。選択した速度での最適なピーク幅が表示されるので、参考にして設定します。
- **Run time:** 分析時間。データを取り込む時間。
- **Acquisition delay:** 分析が開始されてから (Trigger がかかってから) サンプリングが開始されるまでの待ち時間です。通常は0を入力します。

3. 追加チャンネルの設定


検出器が複数ある場合には、各チャンネルをクリックしてそれぞれ設定を行います。

4. [Trigger]タブの設定

[Type]欄のプルダウンメニューから EZChrom Elite がデータ取り込みをスタートする方法を選択します。



- **None:** データ取り込み開始画面で Start をクリックすると同時にサンプリングを開始します。シーケンスではライン毎に一時停止しません。
- **Manual:** 分析を開始するには、キーボードの[Enter]を押す必要があります。シーケンスではライン毎に一時停止してユーザーの入力を待ちます。
- **External:** オートサンプラ等がスタート信号を出す場合にこのオプションを使用します。

5. 取り込み条件の設定が終了したら、[Instrument Setup] ウィンドウ右上の  ボタンをクリックしてこの画面を閉じます。

2-3 Agilent6850 ガスクロマトグラフの取り込み条件を設定する

1. [Temp]タブの設定

The screenshot shows the 'Instrument Setup' window with the 'Temp' tab selected. The 'Oven parameters' section includes 'Oven on' (checked), 'Equilibration time' (1 min), 'Maximum temperature' (325 °C), 'Actual temperature' (197.29 °C), 'Cryo on' (unchecked), 'Cryo blast on' (unchecked), 'Ambient' (20 °C), 'Timeout detection on' (10 min), and 'Fault detection on' (unchecked). The 'Zone temperatures' section shows 'Inlet' (250 °C, Actual 200.01 °C), 'Detector' (300 °C, Actual 250.02 °C), and 'Aux 1' (200 °C, Actual °C). The 'Oven Temperature Program' table is as follows:

Level	Rate (°C / min)	Next Temp (°C)	Hold Time (min)	Run Time (min)
Initial		40	0	0.00
1	25	90	0	2.00
2	15	170	2	9.33
3				
4				
5				
6				
Post Run				

The 'Oven Temperature Program' graph shows temperature (°C) on the y-axis (0 to 150) versus time (Minutes) on the x-axis (0.0 to 7.5). The temperature starts at 40°C at 0 minutes, rises to 90°C at 2.00 minutes, then to 170°C at 9.33 minutes, and remains constant thereafter.

Oven parameters


- **Oven on:** チェックボックスをオンにします。
- **Equilibration time:** オープンの平衡時間。オープン温度が設定値（初期温度）に達してからレディになるまでの時間。
- **Maximum temperature:** オープンの最高使用温度。通常、使用しているカラムの最高使用温度を入力します。

Oven Temperature Program: 6 段までの昇温プログラムと、ポストランをここで設定します。**Rate** に昇温速度、**Next Temp** に温度を、**Hold Time** に保持時間を入力します。入力すると、右側に昇温プログラムがグラフィカルに表示され、**Run Time** に測定時間が自動的に表示されます。

Zone temperatures: 各 **Zone** のチェックボックスをオンにして **Set point** 欄に温度を入力します。

装置が接続されている場合には実測値（Actual）が青字で表示されます。

2. [Inlet Pressure]タブの設定



Pressure unit: 圧力単位。PSI、kPa、Bar から選択します。

Use this inlet: チェックボックスをオンにします。

Total flow: 現在のトータルフローの実測値が表示されます。

Split/Splitless inlet:

- **Split mode:** ドロップダウンリストから注入モードを選択します。**Split**、**Splitless**、**Pulsed Split**、**Pulsed Splitless** があります。選択したモードに応じたフィールドが入力可能になるので設定を行います。
- **Gas saver:** ガスセーバーを使用する時にはチェックボックスをオンにして流量と時間を入力します。分析開始後、設定した時間になると注入口のスプリットベントへの流量が設定値になりキャリアガスを節約することが可能です。


Capillary column:

- **Length:** カラムの長さ
- **Inside diameter:** カラムの内径
- **Film thickness:** カラムの膜厚
- **Gas:** キャリアガスの種類をドロップダウンリストから選択します。

カラム長さ、内径、膜厚、およびキャリアガスの種類は注入口の圧力および流量コントロールの計算に使用されますので、必ず正確に入力します。

装置が接続されている場合には実測値 (Actual) が青字で表示されます。


Column mode:

- ・ モードをドロップダウンリストから選択します。
- ・ **Constant Flow** または **Constant Pressure** を選択した場合には **Initial pressure** に圧力を入力するか、**Initial flow** に流量を入力します。
- ・ 設定値を入力していない方の計算アイコン  をクリックするとその圧力 (流量) の時の流量 (圧力) と Velocity が表示されます。

例)

①圧力を入力

②Initial flow の
計算アイコンを
クリック




	Set point	Actual
Initial pressure:	25.00 PSI	25.62 PSI
Initial flow:	7.76 mL/min	3.00 mL/min
Velocity:		cm/sec

- ・ **Ramped Pressure**、または **Ramped Flow** を選択した場合には左下の Column Pressure (Flow) Program テーブルに入力します。

Column Pressure Program				Oven Time --->
Level	Rate (PSI / min)	Pressure (PSI)	Hold Time (min)	Run Time (min)
Initial				
1				
2				
3				
Post Run				

9.33

3. [Signals]タブの設定




Signal1

- **Detector:** ラジオボタンを選択してドロップダウンリストから[Det]を選択します。
- **Range:**および**Attn:** アナログシグナルの設定。必要に応じて入力します。
- **Auto zero:** チェックボックスをオンにしてデータ取り込みを開始するたびに、オートゼロを実行させます。(検出器出力がゼロに設定される)

Acquisition channel on: このチェックボックスをオンにして、データ取り込みを有効にします

- **Sampling:** 検出器の取り込み速度。選択した速度での最適なピーク幅が表示されるので、参考にして設定します。
- **Run time:** 分析時間。検出器がデータを取り込む時間。通常オープンプログラムから計算された Run Time を入力します。
- **Acquisition delay:** 分析が開始されてから (Trigger がかかってから) サンプリングが開始されるまでの待ち時間で、通常は 0 を入力します。

4. [FID]タブの設定



Heater: チェックボックスをオンにして検出器温度を入力します。

H2 flow: チェックボックスをオンにして水素流量を入力します。

Air flow: チェックボックスをオンにしてエア流量を入力します。

Makeup flow: チェックボックスをオンにします。


- ・ プルダウンメニューからメイクアップガスの種類を選択し、流量を入力します。
- ・ **Constant column + makeup** にチェックした場合には下段の設定ボックスに流量を入力します。この場合、カラムとメイクアップガスの合計流量が設定値にコントロールされます。

Flame on: チェックボックスをオンにします。オンにすると FID が自動点火します。

Electrometer on: チェックして検出器をオンにします。エレクトロメータをオンにしないと FID が点火されていても検出器シグナルはゼロのままになります。

装置が接続されている場合には実測値 (Actual) が青字で表示されます。

5. [TCD]タブの設定



Heater: チェックボックスをオンにして検出器温度を入力します。

Ref. flow: チェックボックスをオンにしてリファレンスガス流量を入力します。

Makeup flow: チェックボックスをオンにします。


- ・ プルダウンメニューからメイクアップガスの種類を選択し、流量を入力します。
- ・ Constant column + makeup にチェックした場合には下段の設定ボックスに流量を入力します。この場合、カラムとメイクアップガスの合計流量が設定値にコントロールされます。

Negative polarity: 必要に応じてチェックボックスをオンにします。オンにすると検出器シグナルの極性が反転されます。

Filament: チェックして検出器フィラメントをオンにします。

装置が接続されている場合には実測値 (Actual) が青字で表示されます。

6. [HP 7683]タブの設定



Injector: インジェクタを使用する場合にチェックボックスをオンにします。

- **Sample washes:** サンプルの共洗い回数
- **Sample pumps:** ポンピング（気泡抜き）の回数
- **Viscosity Delay:** 粘性待ち時間。シリンジのプランジャが上がった時、および下がった時の待ち時間。
- **Solvent A/B post-wash:** 注入後にシリンジを溶媒で洗浄する回数。
- **Solvent A/B pre-wash:** 注入前にシリンジを溶媒で洗浄する回数。
- **Pre-Injection dwell:** シリンジを注入口にさした後、プランジャを押し下げる前の待ち時間。
- **Post-Injection dwell:** サンプルを注入後シリンジを注入口から抜くまでの待ち時間。
- **Sampling depth:** サンプルリング深さ。デフォルトではバイアルの底から3.6mmの位置までニードルが下がりサンプルリングされます。このチェックボックスをオンにして深さ（-2.0~30.0）を変更できます。
- **Slow plunger:** 低速注入。通常は高速注入のため使用しません。

7. [Trigger]タブの設定


[Type]欄のプルダウンメニューから EZChrom Elite がデータ取り込みをスタートする方法を選択します。



- **None:** データ取り込み開始画面で Start をクリックすると同時にサンプリングを開始します。シーケンスではライン毎に一時停止しません。
- **Manual:** 分析を開始するには、キーボードの[Enter]を押す必要があります。シーケンスではライン毎に一時停止してユーザーの入力を待ちます。
- **External:** オートサンプラ等がスタート信号を出す場合にこのオプションを使用します。

2-4 メソッドを保存する


1. [File]-[Method]-[Save As]をクリックします



または、ウィンドウ右下のフロッピーディスクのアイコンをクリックします。




2. [ファイル名]の欄に保存するメソッドファイルの名前を入力します。
入力が完了したら、[保存]をクリックします。




- *メソッドファイルの拡張子.met は自動的に付きます。
- *メソッドを上書き保存する場合： [File]-[Method]-[Save]をクリックします。

第3章 サンプルの分析（シングルラン）

3-1 メソッドの読み込み


1. [File]-[Method]-[Open]をクリックします。または  をクリックして [Open Method]を選択します
2. メソッドの一覧からサンプルの分析に使用するメソッドを選択し、[開く]をクリックします。
3. メソッドが読み込まれると、装置アプリケーションウィンドウのタイトルバーに読み込んだメソッド名が表示されます。




3-2 メソッドのダウンロードとステータスの確認

Agilent 3000 マイクロ GC の場合

1. [Control]メニューの[Download Method]を選択します




2. ナビゲーションボタンの[Control]をクリックし、ツリービューから[Instrument Status]を選択します。




Agilent 6850 ガスクロマトグラフの場合


[Control]メニューの[HP6850]-[Download GC Method]をクリックします




6850 のステータスは[Instrument Setup]の各タブで確認します。


3-3 シグナルの取り込みを確認する（プレビューラン）

1. [Control]メニューの[Preview Run]をクリックします。またはツールバーから[Preview Run]アイコンをクリックします。





2. シグナルウィンドウが開き、プレビューランが開始されます。トレース（シグナル）が見えない場合には、ウィンドウ上で右クリックし、メニューから[Axis Setup]を選択して表示する範囲を変更します。







3. シグナルの確認ができ、ベースラインが安定したら、ストップアイコンをクリックしてプレビューランを終了します。プレビューランのデータは保存されません。


3-4 サンプル情報の入力と分析の開始

1. [Single Run] ボタン  をクリックして [Single Run Acquisition] ダイアログボックスを開きます





- **Sample ID:** サンプルの ID（識別）情報を入力します。  をクリックしてあらかじめ設定された ID から選択することも可能です（複数選択可）。
- **Method:** 現在読み込まれているメソッドが入力されています。他のメソッドを使用する場合、  をクリックしてメソッドを選択します。
- **Data path:** データファイルを保存するパスを設定します。  をクリックしてパスを選択します。
- **Data file:** データファイル名を入力します。  をクリックしてあらかじめ設定された命名法から選択することも可能です（複数選択可）。
- **Number of reps:** 繰り返し回数を入力します。

2. [Start] ボタンを押してデータの取り込みを開始します。クロマトグラムウィンドウが表示されます。




3-5 分析時間を延長する


1. メニューの[Control]-[Extend Run]をクリックします。
2. [Extend Run]ダイアログボックスに延長したい時間を入力し、[OK]をクリックします。




3-6 Run Queueの確認

分析中に現在のキューの確認、変更・追加等を行うことができます。

1. ツールバーの[Display Run Queue]アイコンをクリックします。現在分析予定の一覧が表示されます。




2. 画面上で確認したい行を反転させ、右クリックして表示されたメニューから[Single Run]を選択します。
3. 選択した行の情報が表示されます。




第4章 データ解析

この章では積分条件の設定方法とレポートの印刷方法について説明します。

4-1 データファイルを開く

1. [File]-[Data]-[Open]をクリックします。または  をクリックして [Open Data] を選択します。
2. ファイルの一覧から読み込むデータファイルをクリックして選択し、[開く] ボタンを押します。



- ① プレビューボタン: オンにしておくと、選択したデータファイルのクロマトグラムが表示されます。
- ② 複数のチャンネルでデータ取り込みを行った場合には、ここで見たいチャンネルを選択します


- ・ Options 欄


Method: 同時に読み込むメソッドの指定 (Current、From Results、または Original/Acquisition) が可能です。

Results: どの時点の解析結果を読み込ませるか選択できます。


4-2 グラフィカルに積分条件を入力する

ピーク幅 (Peak Width) の設定


1. ウィンドウ下部グラフィックイベントボタンの[Width]  をクリックします。
2. クロマトグラム上で積分させたいピークのうち、最もピーク幅の狭いピークの開始点と終了点をクリックします。




3. [Width]ダイアログボックスが表示されるので、[Add to Table]ボタンをクリックします。




スレッシュホールド (Threshold) の設定


1. ウィンドウ下部グラフィックイベントボタンの[Threshold]  をクリックします。
2. クロマトグラムのベースライン上でスレッシュホールドの開始点と終了点をクリックします。




3. [Threshold]ダイアログボックスが表示されるので、[Add to Table]ボタンをクリックします。




4-3 積分条件テーブルに条件を入力する


1. ツールバーの[Integration Events]アイコンをクリックします。積分条件テーブルが表示されます。グラフィカルに設定した積分条件が入力されています。




#	Event	Start Time	Stop Time	Value
1	Integration Off	0.598	4.068	0
2	Threshold	1.739	3.881	645
3	Width	6.164	6.816	0.652177
4	Minimum Area			

2. テーブルの最下行をクリックしての **Event** セルのプルダウンボタンをクリックして積分イベントを選択します。
3. 積分イベントに応じて **Start Time**、**Stop Time**、**Value** を入力します。

4-4 解析の実行 (Analyze)


[Analysis]-[Analyze]を選択して解析を実行します。またはツールバーの [Analyze] ボタンを押します。
設定した積分条件を使用してクロマトグラムが解析されます。




EZChrom Elite の設定によっては Audit Trail のダイアログボックスが表示されます。変更理由を入力、または選択し、[Apply To All]をクリックします。
[OK]を押すと解析が実行されます。

4-5 解析結果の表示と印刷

1. ナビゲーションボタンの[Reports]をクリックします。




2. ナビゲーションパネルのツリービューから **Area %** をクリックすると、Area% (面積百分率) レポートが表示されます。



3. 表示された画面上で右クリックし、[Print]を選択すると、Area%レポートが印刷されます。

第4章 データ解析


Area%レポートの例



第5章 キャリブレーション（検量線）の作成


この章ではピーク同定テーブル（Peak/Group Table）に化合物を登録し、検量線を作成する方法について説明します。

5-1 化合物をピーク同定テーブルに登録する


1. 化合物を登録するメソッドファイルを開きます。（[File]-[Method]-[Open]）
2. [File]-[Data]-[Open]をクリックして既に取り込んである標準サンプルのデータを開きます。
3. データ解析が実施されていない場合には、[Analyze]ボタンをクリックして解析を実行します。
4. グラフィックイベントツールの[Define Peaks]ボタンをクリックします。



5. 操作ガイドに従ってテーブルに登録したいピークがすべて含まれるように、クロマトグラム上で開始点と終了点をクリックします。




6. [Define Peaks]ダイアログボックスが表示されます。




- **Define peaks in range:** マウスで指定した時間範囲が入力されます
- **Retention time window:** 各ピークのリテンションタイムの許容幅を設定します。
- **Units:** レポートに印字される化合物濃度の単位を入力します。
- **Quantitate peaks on:** 定量に使用する結果を面積（Area）と高さ（Height）から選択します。


- **Add all peaks to table:** 登録されている既存ピークを削除せずに、選択したピークをテーブルに追加します。
- **Replace existing peaks in table:** テーブルに登録されているピークを削除して新たに選択した時間範囲のピークを登録します。新しくキャリブレーションの設定をする場合には通常こちらを選択します。


7. 各パラメータを設定し、[OK]ボタンをクリックします。

8. [Peak/Group Tabale]ボタンをクリックして[Peak/Group Table]を表示させます。



#	Name	ID	Ret. Time	Window	Ref. ID #	ISTD.
1	Hydrogen	1	5.73917	0.286958	0	
2	Oxygen	2	6.58722	0.329361	0	
3	Peak @ 7.514 Minutes	3	7.51417	0.375708		
4	Nitrogen	4	8.30306	0.415153		
5	Methane	5	8.56931	0.428465		
6						


- [Name]欄にピークの化合物名を入力します
 - 不要なピークがある場合、そのピークの[#]をクリックして行全体を反転させ、右クリックして表示されるメニューから[Cut]を選択して削除します。
 - 削除が終了したら、右クリックのメニューから[Renumber Peak IDs]を選択してID番号（#）を振りなおします。
9. [Fit Type]欄で検量線の種類を指定します。セル右側のプルダウンボタンをクリックして選択します。1点検量線の場合、[Point to Point（折れ線）]を選択します。



#	Name	ID	Fit Type	Zero	Calib Flag
1	Hydrogen	1	Point-to-Point	<input type="checkbox"/>	Replace
2	Oxygen	2	Point-to-Point	<input type="checkbox"/>	Replace
3	Nitrogen	3	Point-to-Point	<input type="checkbox"/>	Replace
4	Methane	4	Point-to-Point	<input type="checkbox"/>	Replace
5				<input type="checkbox"/>	


多点検量線を作成した時に、原点を通過させたい場合には、[Zero]の欄にチェックをつけます。


第5章 キャリブレーション（検量線）の作成

10. [Level 1]に標準サンプルの各ピーク濃度を入力します。検量線の点数に応じて[Level 2]、[Level 3]...の濃度も入力します。
11. 設定が終了したら保存ボタンまたは[File]-[Method]-[Save]をクリックしてメソッドファイルを上書き保存します。

5-2 既存データを使用してキャリブレーション（検量線）を作成する


下記の手順に従って各レベル（濃度）のピーク面積値をメソッドに登録します。

1. 標準サンプルのデータファイルを開きます。
2. [Single Analysis / Calibration]アイコンをクリックします。またはメニューから[Analysis]-[Analysis / Single level Calibration]を選択します。




3. [Calibrate]のチェックボックスをオンにし、[Calibration level:]欄にこの標準サンプルデータの濃度レベルを入力します。（1点目の場合には1を入力）


以前に使用していた検量線を削除し、新しい検量線に更新したい場合には[Clear all calibration]のチェックをオンにします。



4. [Start]をクリックするとデータが解析され、面積値がメソッドに反映されて検量線が作成されます。

5-3 シングルラン（データ取込）時にキャリブレーションを作成する

1. [Single Run]アイコン  をクリックしてダイアログボックスを開きます。
2. [Calibrate]のチェックボックスをオンにし、[Calibration level:]欄にこの標準サンプルデータのレベルを入力します。（1点目の場合には1を入力）
以前に使用していた検量線を削除し、新しい検量線に更新したい場合には[Clear all calibration]のチェックをオンにします。



3. [Start]をクリックするとデータ取り込みが開始されます。取り込み終了後、面積値がメソッドに反映されて検量線が作成されます。

注意：[Method Properties]の[Option]タブで[Analyze after acquisition]のチェックボックスがオンになっている必要があります。（67ページ参照）


5-4 多点検量線を作成する


上記5-2または5-3の要領で2点目以降のデータをメソッドに登録します。[Calibration level]が2以上では、[Clear all calibration]のチェックは外します。

シーケンスを使用して多点検量線を作成することも可能です。（第8章 サンプルの連続分析（シーケンス）、51ページ参照）

5-5 検量線の確認とメソッドの保存


1. ナビゲーションパネルから[Review Calibration]をクリックします。または
[Review Peak Calibration]アイコンをクリックします。
2. 右上のピークリストで選択した化合物の検量線が表示されます。



3. 確認が終了したら保存ボタンまたは[File]-[Method]-[Save]をクリックしてメソッドファイルを上書き保存します。

第6章 未知サンプルの定量

6-1 未知サンプルの定量


1. メニューの[File]-[Method]-[Open]をクリックして検量線の登録してあるメソッドファイルを開きます。
2. メニューの[File]-[Data]-[Open]をクリックして未知サンプルのデータファイルを開きます。
3. [Analyze]アイコンをクリックします。

6-2 定量結果の確認とレポート印刷

1. ナビゲーションボタンの[Reports]をクリックして、ツリービューから希望のレポートを選択します。またはメニューから[Report]-[View]をクリックし、目的のレポートを選択します。画面に結果が表示されます。


EZChrom Elite の主な標準レポート

- **Area%:** 面積百分率法
(Area%レポート)
- **External Standard:** 外部標準法
(ESTD レポート)
- **Internal Standard:** 内部標準法
(ISTD レポート)
- **Normalization:** 正規百分率法
(Norm%レポート)



第6章 未知サンプルの定量

2. レポートが表示された画面上で右クリックし、[Print]を選択するとそのレポートが印刷されます。または、メニューから[Report]-[Print]をクリックして印刷したいレポートを選択すると結果を印刷することができます。



第7章 カスタムレポート


EZChrom Elite ではカスタムレポートエディタを使用して、レポートのレイアウトを自由に作成することが可能です。この章では、EZChrom Elite にあらかじめ付属している標準テンプレートを使用して、その編集方法と印刷について説明します。


7-1 レポートテンプレートを開く

1. 印刷したいデータを[File]-[Data]-[Open]をクリックして開きます。
2. メニューから[File]-[Report Template]-[Open]をクリックします。開いたダイアログボックスから編集する標準レポートテンプレートを選択します。
(下記の例では External Standard. Srp を使用しています)

EZChrom Elite の主な標準レポートテンプレート

- Area %. Srp : 面積百分率法 (Area%レポート)
- External Standard. Srp : 外部標準法 (ESTD レポート)
- Internal Standard. Srp : 内部標準法 (ISTD レポート)
- Normalization. Srp : 正規百分率法 (Norm%レポート)

3. ヘッダー、フッターを表示させるには、[View Header/Footer]アイコンをクリックします。




4. 結果テーブルに定量結果が表示されていない場合には、レポート上で右クリックして[Show Data at Design Time]を選択します。

<Trace Data Header>		
PK #	Name	Retention Time
0	Sample Data	

7-2 テンプレートを編集する


文字を挿入する： テンプレート内の任意の場所でクリックして文字を入力することが可能です。ツールバーを利用してレポート上の文字のサイズ、フォントや色は変更することができます。



その他のアイテムを挿入する： テンプレート内のアイテムを挿入したい場所で右クリックし、出てきたメニューから選択します。

7-3 クロマトグラムのサイズを変更する

クロマトグラムのサイズを変更するには、テンプレートのクロマトグラムをクリックして選択し、周囲に表示された黒い四角をドラッグします。



7-4 例：Sample ID（フィールド）を挿入する


1. ヘッダーとクロマトグラムの中のフィールドをクリックして“Sample ID:”と入力します。必要に応じてフォントの設定を行います

External Standard Report

Method Name: E:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\
 Data: E:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\
 User: Administrator
 Acquired: 11/26/1990 8:49:21 PM
 Printed: 5/28/2007 12:00:14 PM



Sample ID: | I

- カーソルがコロン (:) の右側にある状態で右クリックしてメニューから [Insert Field]-[Sample ID] を選択します。




サンプル ID が表示される。

7-5 レポートのプレビューとテンプレートの保存

- [Print preview] アイコン  をクリックすると、レポートの確認ができます。
- カスタムレポートテンプレートはメソッドファイルに保存されます。テンプレートの編集が完了したら、保存ボタン  または [File]-[Method]-[Save] をクリックしてメソッドファイルを上書き保存します。

カスタムレポートの例




第8章 サンプルの連続分析（シーケンス）


シーケンスを使用すると、キャリブレーションの更新から定量結果の印刷まで、一連の操作を自動化することが可能です。


8-1 シーケンスウィザードの設定

1. メニューから[File]-[Sequence]-[Sequence Wizard]を選択します。




2. シーケンスウィザード画面1- メソッドの選択とデータファイルタイプ



- **Method:** シーケンスで使用するメソッドを選択します。デフォルトでは現在読み込まれているメソッドが表示されます。変更する場合には、オープンファイルアイコンをクリックしてメソッドファイルを選択します。
- **Data File Type:** では[For Acquisition]を選択します。
- [次へ]をクリックします。


3. シーケンスウィザード画面2- 未知サンプルの設定



- **Sample ID:** サンプルの ID（識別）情報を入力します。▼をクリックしてあらかじめ設定された ID から選択することも可能です（複数選択可）。[Increment Number] を選択した場合には、カッコ内に開始番号を入力します。
- **Data path:** データファイルを保存するパスを設定します。📁をクリックしてディレクトリを選択します。
- **Data file:** データファイル名を入力します▼をクリックしてあらかじめ設定された命名法から選択することも可能です（複数選択可）。データファイル名の重複を避けるために [Line Number] や [Increment Number] を使用することをお勧めします。
- **Number of unknown runs in sequence:** 未知サンプルの本数を入力します。
- **Repetitions per run:** 1 つのサンプルにつき、の繰り返し注入を行う場合、その繰り返し回数を入力します。繰り返し注入を実施する場合には、その下の **Create a separate row in the sequence for each repetition** チェックボックスをオンにすることを推奨します。
- [次へ] をクリックします。


4. シーケンスウィザード画面3- オートサンプラの設定


この画面はオートサンプラがコンフィグレーションされている場合にのみ表示されます。




- **Unknown vials of sequence:** **First vial:**に未知サンプルの開始バイアル番号を入力します。**Increment by:**には通常 1 を入力します。
- **Calibration vials of sequence:** **First vial:**にキャリブレーションサンプルの開始バイアル番号を入力します。**Increment by:**には通常 1 を入力します。
- **Autosampler injection volume:** サンプルの注入量を入力します。
- [次へ]をクリックします。

5. シーケンスウィザード画面4- キャリブレーションサンプルの設定



- **Calibration ID:** 未知サンプルの ID（識別）情報と同じ内容が自動的に入力されます。
- **Calibration path:** キャリブレーションサンプルのデータファイルを保存するパスを設定します。変更する場合には  をクリックしてディレクトリを選択します。
- **Calibration file:** 未知サンプルのデータファイル名に“Cal_”という接頭語がついたキャリブレーションファイル名が自動的に入力されます。
- **Number of calibration levels:** キャリブレーション濃度レベルの数を入力します。
- **Repetitions per level:** 1つのキャリブレーション濃度レベルについて繰り返し注入を行う場合、その繰り返し回数を入力します。繰り返し注入を実施する場合には、その下の **Create a separate row in the sequence for each repetition** チェックボックスをオンにすることを推奨します。
- **Clear all calibration at start of sequence:** 以前に使用していた検量線を削除し、新しい検量線に更新したい場合にはこのチェックボックスをオンにします。
- **Multiple calibration sets:** このシーケンス中で 2 回以上キャリブレーションを行う場合にチェックします。**Number of unknown runs between sets** 欄には各キャリブレーションサンプルセットの間に測定したい未知サンプルの本数を入力します。
- [次へ]をクリックします。


6. シーケンスウィザード画面5- レポートの設定









- **Summary:** シーケンスのサマリレポートの設定を行います。
- **Include unknown runs in summary report:** 未知サンプルの結果をサマリレポートに含める場合にチェックボックスをオンにします。
- **Include calibration runs in summary report:** キャリブレーションサンプルの結果をサマリレポートに含める場合にチェックボックスをオンにします。
- **System Suitability:** システム適合性の評価（システムスタビリティ）をシーケンスに含める場合チェックします。
- **QC Check Standard:** QC サンプルを使用する場合、チェックします。
- **Include method contents report:** このチェックボックスをオンにするとシーケンス実行中にメソッドが変更された場合、メソッドレポートを出力します。
- **[完了]**をクリックしてウィザードを終了します。画面にシーケンススプレッドシートが表示されます。

第8章 サンプルの連続分析（シーケンス）


8-2 シーケンススプレッドシート

シーケンススプレッドシートには、シーケンスを実行するための様々な条件が入力されています。シート内のカラムをクリックするか、 ボタンをクリックして内容を編集することが可能です。




Run #	Status	Run Type	Level	Conc Override	Custom Parameters	Reps	Sample ID	Method	Filename	S
1		CAL SMB CCA 	1		Unconfigured 	1	Test001<D>	MicroGC Checkout Method.met 	Cal_Test001<D>.dat 	
2		Summary Run	0	n/a	Unconfigured	1	Test002<D>	MicroGC Checkout Method.met	Test002<D>.dat	
3		Summary Run	0	n/a	Unconfigured	1	Test003<D>	MicroGC Checkout Method.met	Test003<D>.dat	
4		Summary Run	0	n/a	Unconfigured	1	Test004<D>	MicroGC Checkout Method.met	Test004<D>.dat	
5		Summary Run	0	n/a	Unconfigured	1	Test005<D>	MicroGC Checkout Method.met	Test005<D>.dat	
6		Summary Run	0	n/a	Unconfigured	1	Test006<D>	MicroGC Checkout Method.met	Test006<D>.dat	
7		Summary Run	0	n/a	Unconfigured	1	Test007<D>	MicroGC Checkout Method.met	Test007<D>.dat	
8		Summary End	0	n/a	Unconfigured	1	Test008<D>	MicroGC Checkout Method.met	Test008<D>.dat	
9										

シーケンススプレッドシートの主なカラム


- **Run #:** シーケンスライン番号
- **Status:** シーケンス実行中にステータスを表示します。
- **Run Type:** サンプルのランタイプ。サンプルの種類、キャリブレーションの設定やレポートについて設定します。シーケンスウィザードによって自動的に入力されていますが、 ボタンをクリックして確認、変更が可能です。
- **Level:** キャリブレーションサンプルの濃度レベル。
- **Sample ID:** サンプルの ID（識別）情報
- **Method:** そのラインで使用するメソッド
- **Filename:** データファイル名


8-3 シーケンスを保存する


メニューから [File]-[Sequence]-[Save As] を選択してシーケンスファイルを保存します。



8-4 ランシーケンス（連続分析の開始）

1. メニューから [File]-[Sequence]-[Open] を選択して使用するシーケンスファイルを開きます。
2. [Run Sequence] アイコン  をクリックして [Run Sequence] ダイアログボックスを開きます。または、右クリックのメニューから [Run Sequence] を選択します。



- **Sequence name:** 使用するシーケンスファイルが呼び出されているか確認します。オープンファイルアイコン  をクリックして希望のシーケンスファイルを選択します。
- **Run range:** [All] にチェックをすると、シーケンススプレッドシートのすべてのラインを実行します。[Range] にチェックをすると、スプレッドシートの指定したラインのみ実行します。例えば、4-9 と入力すると、シーケンスラインの 4 行目から 9 行目までが実行されます。4- と入力すると、シーケンスラインの 4 行目以降のラインがすべて実行されます。
- **Printing:** メソッドのカスタムレポートを印刷したい場合には、[Print method reports] チェックボックスをオンにします。また、シーケンスカスタムレポートを印刷したい場合には [Print sequence reports] をオンにします。
- **Review:** 分析毎にシーケンスを一時停止して結果を確認したい場合にはこのオプションをオンにします。
- [Start] をクリックしてシーケンスを開始します。




Memo


第9章 シーケンスを使用した連続再解析

この章では、シーケンスウィザードを使用して既存のデータファイルを再解析するための再解析専用シーケンスを作成し、実行する方法について説明します。

9-1 再解析用シーケンスを作成する


1. メニューから[File]-[Sequence]-[Sequence Wizard]を選択します。
2. シーケンスウィザード- メソッドの選択とデータファイルタイプ




- **Method:** シーケンスで使用するメソッドを選択します。デフォルトでは現在読み込まれているメソッドが表示されます。変更する場合には、オープンファイルアイコン  をクリックしてメソッドファイルを選択します。
- **Data File Type:** では[From existing data files]を選択します。
- [次へ]をクリックします。


第9章 シーケンスを使用した連続再解析

3. シーケンスウィザード- ファイルの選択




- ・ オープンファイルアイコン  をクリックします。

4. データファイルの選択



- ・ データファイル一覧から再解析するデータを選択してハイライト表示させます。
- ・ [Add] ボタンをクリックしてファイルをデータファイルリストに追加します。
- ・ [開く] ボタンをクリックしてシーケンスウィザードに戻ります。

5. シーケンスウィザード- 完了



[完了]ボタンをクリックすると、選択したデータファイルが登録された再解析専用シーケンススプレッドシートが表示されます。

6. スプレッドシートの編集


Run #	Status	Run Type	Level	Conc Override	Custom Parameters	Reps	Sample ID	Method	Filename
1		Unknown	0	n/a	Unconfigured	1	PNA-STD5	MicroGC Checkout Method.met	calibration level 1. dat
2		Unknown	0	n/a	Unconfigured	1	PNA-STD5	MicroGC Checkout Method.met	ulti calibration level 2. dat
3		Unknown	0	n/a	Unconfigured	1	PNA-STD5	MicroGC Checkout Method.met	ulti calibration level 3. dat
4		Unknown	0	n/a	Unconfigured	1	PNA-STD5	MicroGC Checkout Method.met	ulti calibration level 4. dat
5		Unknown	0	n/a	Unconfigured	1	PNA-STD5	MicroGC Checkout Method.met	ulti calibration level 5. dat
6		Unknown	0	n/a	Unconfigured	1	Add	MicroGC Checkout Method.met	ulti calibration level 6. dat
7									


- ・ キャリブレーション用サンプルについては、[Level]欄にキャリブレーションの濃度レベルを入力し、[Run Type]で[Clear All Calibration]等の設定を行います。


7. シーケンスの保存

メニューから[File]-[Sequence]-[Save As]を選択してシーケンスファイルを保存します。

9-2 再解析シーケンスの実行

1. [Sequence Process]アイコンをクリックします。または、メニューから[Sequence]-[Process]を選択します。



- **Sequence name:** 使用するシーケンスが読み込まれているか確認します。必要に応じてオープンファイルアイコンをクリックし、使用するシーケンスファイルを開きます。
- **Processing mode:**
 - Reintegrate** 生データを再解析シーケンスで指定したメソッドで再解析（再積分）する場合に選択。
 - Use last results** データファイルに保存されている最新の解析結果を印刷したい場合に選択
 - Use original results** データと一緒に保存されている取り込み時の結果を用いてレポートやシーケンスサマリを印刷したい場合に選択
 - Review only** データのレビュー（確認）を実施したい場合に選択
- **Review:** 画面上で解析結果を確認したい場合にチェックします。シーケンスライン毎に一時停止する場合には **Results review (pause after each run)** を、キャリブレーションセット毎に一時停止させたい場合には **Calibration review (pause after each calibration set)** を選択します。

*その他の設定項目については57ページを参照してください。

2. [Start] ボタンをクリックしてシーケンス再解析を実行します。

Run #	Status	Run Type	Level	Conc Override	Custom Parameters	Reps	Sample ID	Method	Filename
1	Complete	CAL SMB CDA	1		Unconfigured	1	PNA-STDS	MicroGC Checkout Method.met	calibration level 1.dat
2	Unknown	Unknown	0	n/a	Unconfigured	1	PNA-STDS	MicroGC Checkout Method.met	multi calibration level 2.dat
3	Unknown	Unknown	0	n/a	Unconfigured	1	PNA-STDS	MicroGC Checkout Method.met	multi calibration level 3.dat
4	Unknown	Unknown	0	n/a	Unconfigured	1	PNA-STDS	MicroGC Checkout Method.met	multi calibration level 4.dat
5	Unknown	Unknown	0	n/a	Unconfigured	1	PNA-STDS	MicroGC Checkout Method.met	multi calibration level 5.dat
6	Unknown	Unknown	0	n/a	Unconfigured	1	Add	MicroGC Checkout Method.met	multi calibration level 6.dat
7									




Memo




第10章 エクスポート設定

データ取り込み後、解析結果を Excel などの表計算ソフトで読み込めるファイル形式にしてエクスポートするには、下記の手順を実施します。


10-1 エクスポートの設定方法

1. メニューの[Method]-[Advanced]をクリックして[Advanced Method Options]ダイアログボックスを開きます。またはナビゲーションパネルで[Advanced]をクリックします。



2. [Export]タブをクリックします。
3. [Export Enabled]チェックボックスをオンにします。
4. ドロップダウンリストから転送したいデータのタイプを選択します。(複数選択可)
 - **Peaks:** 選択したパラメータごとにファイルが作成されます。同一のメソッドでデータ解析が実施されると、その解析結果が1行ずつエクスポートファイルに追加されていきます。
 - **Standard Reports:** 分析ごとの結果がレポート形式でエクスポートされます。1本の分析に1つのファイルが作成されます。
5. [Parameters to export]欄から転送したいデータを選択し、 ボタンをクリックして[Export these parameters]欄に登録します。(複数選択可)
6. [Path for export files]欄で  をクリックし、エクスポートするファイルの保存場所を指定します。
7. [Advanced Method Options]ダイアログボックスの  ボタンをクリックします。
8. メニューから[File]-[Method]-[Save]を選択してメソッドファイルを上書き保存します。

第10章 エクスポート設定

9. [Analyze]ボタンをクリックして解析を実行すると、エクスポート先に指定したパスにファイルが作成されます。
10. 表計算ソフト (Excel) を起動し、[ファイル]-[開く]をクリックして作成されたファイルを開きます。Excel でファイルを開く際には、[ファイルの種類]で[すべてのファイル]を選択します。

10-2 エクスポート例

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
1	Report	Channel	# Records												
2	Area	Channel 1031													
3	Date	Time	Sample Id	File Name	Method	Na	User Name	Vial	Volume	Autosample	Peak AAA	Peak BBB	Peak CCC	Peak DDD	Peak EEE
4	11/26/1990	8:48:53 PM	PNA-STDS	E\EZChro	E\EZChro	Administrat	N/A	N/A	(None)	63056		52508	437	47432	
5	11/26/1990	8:49:09 PM	PNA-STDS	E\EZChro	E\EZChro	Administrat	N/A	N/A	(None)	170015	640	141753	1667	134637	
6	11/26/1990	8:49:21 PM	PNA-STDS	E\EZChro	E\EZChro	Administrat	N/A	N/A	(None)	299360	891	249693	2052	239475	
7	11/26/1990	8:49:34 PM	PNA-STDS	E\EZChro	E\EZChro	Administrat	N/A	N/A	(None)	462656		394564	6360	375582	
8	11/26/1990	8:51:56 PM	PNA-STDS	E\EZChro	E\EZChro	Administrat	N/A	N/A	(None)	779320		667324	8964	633854	
9	6/5/1992	12:00:00 AM	Add	E\EZChro	E\EZChro	Administrat	N/A	N/A	(None)	841161		717777	13132	697000	
10															

【Peaks: Area でエクスポートした例】

	A	B	C	D	E	F	G
1	Report	Channel	# Peaks	Date	Time	Sample Id	File Name
2	Area%	Channel A	11	11/26/1990	8:48:53 PM	PNA-STDS	E\EZChro
3	Pkno	Ret. Time	Area	Area %	Height	Height %	Flags
4	1	0.858	959	0.39	188	0.726	BV
5	2	0.996	1156	0.47	171	0.661	VV
6	3	1.164	643	0.261	43	0.166	VV
7	4	1.44	340	0.138	73	0.282	VB
8	5	3.619	267	0.108	53	0.205	BB
9	6	5.739	63056	25.611	7790	30.09	BB
10	7	5.956	0	0	0	0	
11	8	6.587	52508	21.327	5631	21.751	BB
12	9	7.514	437	0.177	60	0.232	BV
13	10	8.303	47432	19.265	4213	16.273	VV
14	11	8.569	79411	32.253	7667	29.615	VB
15							
16	Totals		246209	100	25889	100	
17							
18							
19							

【Standard Reports: Area%Report でエクスポートした例】


第 11 章 データ取り込み～レポート出力の自動化

データ取り込み終了後、自動で解析を実施しカスタムレポートを印刷させたい場合は次の設定を行います。


レポートを自動出力させたい場合には、事前にメソッドファイル内にカスタムレポートを作成・保存しておく必要があります。カスタムレポートについては**第 7 章 カスタムレポート** (47ページ) を参照してください。


11-1 メソッドプロパティの設定

1. メニューから **[Method]-[Properties]** を選択して **[Method Properties]** ダイアログボックスを開きます。
2. **[Option]** タブをクリックして **[Analyze after acquisition]** のチェックをオンにします。
3. **[OK]** ボタンをクリックします
4. メニューから **[File]-[Method]-[Save]** を選択してメソッドファイルを上書き保存します。





11-2 シングルランでデータを取り込む場合

1. [Single Run] ボタン  をクリックして [Single Run Acquisition] ダイアログボックスを開きます。
2. [Print method report] チェックボックスをオンにして、[Start] ボタンをクリックします



11-3 シーケンスでデータを取り込む場合

1. [Sequence Run] ボタン  をクリックして [Run Sequence] ダイアログボックスを開きます。
2. Printing 欄の [Print method reports] チェックボックスをオンにして [Start] ボタンをクリックしてシーケンスを開始します。



第 1 2 章 装置のクールダウンと EZChrom Elite の終了

1 2-1 装置のクールダウン

Agilent 3000 マイクロ GC の場合

1. ナビゲーションボタンの[Method]をクリックして表示されたツリービューから[Instrument Setup]画面を開きます。
2. [GC]タブで Sample Inlet、Injector、Column の温度のチェックボックスをオフにします。
3. [TCD-ChannelA]タブおよびその他のチャンネルを開き、[Filament]をオフにします。
4. メニューから[File]-[Method]-[Save As]を選択してメソッドファイルに名前を付けて保存します。(例：CooldownMicroGC.met)
5. メニューの[Control]-[Download Method]をクリックして条件を GC へ転送します。


*次回からは、このメソッド (例：CooldownMicroGC.met) を読み込んで装置にダウンロードすることにより、装置をクールダウンできます。


Agilent 6850 ガスクロマトグラフの場合

1. ナビゲーションボタンの[Method]をクリックして表示されたツリービューから[Instrument Setup]画面を開きます。
2. [Temp]タブを開き、Oven on、Inlet、Detector のチェックをはずし、温度をオフにします。
3. [FID]タブ (または[TCD]タブ) を開き、Makeup flow 以外のチェックボックスをオフにします。
6. メニューから[File]-[Method]-[Save As]を選択してメソッドファイルに名前を付けて保存します。(例：Cooldown6850GC.met)
4. メニューの[Control]-[HP6850]-[Download GC Method]をクリックして条件を GC へ転送します。


*次回からは、このメソッド (例：Cooldown6850GC.met) を読み込んで装置にダウンロードすることにより、装置をクールダウンできます。


1 2-2 EZChrom Elite の終了


1. [File]-[Exit]をクリックします。またはウィンドウ右上の  ボタンをクリックします。



2. タスクバーにある EZChrom Elite のアイコンをクリックしてメインメニューを開きます。



3. [File]-[Exit]をクリックします。またはメインメニューウィンドウ右上の  ボタンをクリックします。



EZChrom Elite Client/Server を終了しますか？という下記のメッセージが表示されるので、[はい]をクリックします。



付録

付録 A Agilent 3000A マイクロ GC の立ち上げ

1. キャリアガスが GC 背面に接続され、キャリアガス圧力が 550~690kPa(およそ 5.5~6.9kgf/cm²) 調整されていることを確認します。
2. 本体とコンピュータ (またはハブ) が LAN ケーブルで接続されているのを確認します。
3. マイクロ GC 本体の前面にある電源スイッチをオンにします。電源を入れると緑色のランプが点灯します。


























付録 B Agilent 6850 ガスクロマトグラフの立ち上げ

1. キャリアガスおよび検出器ガスが GC に配管され、適切な圧力に調整されていることを確認します。
2. 本体とコンピュータ (またはハブ) が LAN ケーブルで接続されているのを確認します。
3. 注入口に適切なライナーが取り付けられているか確認します。
4. カラムを注入口および検出器に接続します。
*カラムを初めて使用する場合、または交換した場合には検出器に接続せずにエージングを実施してください。
5. オートサンプラがある場合にはケーブルが GC 背面に接続されていることを確認します。プランジャ動かして、固くなっていないか確認します。タレットに洗浄用溶媒と廃液ボトルをセットします。
6. GC 左側面にある電源スイッチをオンにします。

付録 C ツールバー

メインツールバー



 Create New...	 Edit Sequence
 Open...	 Sequence Process
 Save...	 Review Peak Calibration
 Print...	 Edit Custom Report
1: TCD - Channel A  Select Channel	 Analyze
 Cut	 Single Analysis/Calibration
 Copy to clipboard	 Preview Run
 Paste	 Single Run
 Instrument Setup	 Sequence Run
 Peak/Group Tables	 Display Run Queue
 Integration Events	 Stop Run
 Manual Integration Table	 Instrument Wizard
	 Help

インテグレーションイベントツールバー




	Peak Width		Manual Baseline
	Threshold		Manual Peak
	Shoulder Sensitivity		Split Peak
	Turn Integrator Off		Force Peak Start
	Valley to Valley		Force Peak Stop
	Horizontal Baseline		Move Baseline
	Backward Horizontal Baseline		Reset Baseline
	Lowest Point Horizontal Baseline		Reset Baseline at Next Valley
	Tangent Skimming		Adjust RT Window
	Front Tangent Skimming		Adjust Group Range
	Minimum Area		Define Single Peak
	Negative Peak		Define Peaks
	Disable Peak End Detection		Define Groups
	Reassign Peak		Suggest Sampling Frequency

シーケンスツールバー



シーケンスの[Review]をオンにした時に使用します。指定した方法でシーケンスが一時停止するので、次のラインを開始するにはこの下矢印をクリックします。

メソッドツールバー



矢印をクリックすると、メソッドの編集画面を順番に表示します。フロッピーのボタンを押すと[Save Method As]ダイアログボックスを表示します。



Memo



アジレント・テクノロジー株式会社