





指定イオンのみでのトータルイオンクロマトを表示する方法

例として、データファイルからイオン 33,34,35 のイオン強度を合計したクロマトグラムを表示する方法について説明いたします。

1. はじめに処理を行うデータファイルを読み込みます。
2. 以下のコマンド入力をして、イオン 33 のクロマトグラムをメモリ内に読み込みます。
[c][h][r][(スペース)][,(カンマ)][3][3] と「コマンドライン」に入力し「実行」をクリックします。
(画面にイオン 33 のクロマトグラムが現れ、メモリ内にクロマトグラムが読み込まれます)



3. 同様に、イオン 34 のクロマトグラムをメモリ内に読み込みます。
[c][h][r][(スペース)][,(カンマ)][3][4] と「コマンドライン」に入力し「実行」をクリックします。



ご不明な点は、カスタムコンタクトセンタまで(電話受付 9:00~12:00、13:00~18:00 土、日、祝日は除きます)


電話  0120-477-111

E-mail: email_japan@agilent.com

FAX  0120-565-154

<http://www.agilent.com/chem/jp>

4. イオン 33 と、イオン 34 クロマトグラムのアバンダンスを合計(加算)します。




「スペクトル」メニュー > 「加算」をクリックすると、「ウィンドウ1(画面の下半分)」に、クロマトグラムの合計が表示されます。


データの表記は、最後に加えたイオン 34.00 と表記されますが、加算したクロマトグラムであることを表示する印(+)が付加されます。

5. 同様に、イオン 35 のクロマトグラムをメモリ内に読み込みます。

[c][h][r][(スペース)][,(カンマ)][3][5] と「コマンドライン」に入力し「実行」をクリックします。



5. イオン 33 と 34 の合計クロマトグラムに、さらにイオン 35 のクロマトグラムを加算します。



「スペクトル」メニュー > 「加算」をクリックすると、「ウィンドウ1(画面の下半分)」に、クロマトグラムの合計が表示されます。

データの表記は、最後に加えたイオン 35.00 に印(+)が付加されます。

ご不明な点は、カスタムコンタクトセンタまで(電話受付 9:00~12:00、13:00~18:00 土、日、祝日は除きます)

電話  0120-477-111

E-mail: email_japan@agilent.com

FAX  0120-565-154

<http://www.agilent.com/chem/jp>