

溶媒リテンションインデックスデータ

	Analyte	DB-624	DB-1	DB-WAX
カラム : DB-624 125-1334 30 m x 0.53 mm, 3.00 µm キャリアガス : Helium, constant pressure at 30 cm/sec (40 °C) オープン : 40 °C for 5 min 40-260 °C at 10 °C/min 260 °C for 3 min 注入 : Split 1:10, 250 °C 検出器 : FID, 300 °C	1,3-dioxolane	7.30	4.09	7.09
	1,3-propanediol	13.13	9.95	18.97
	1,4-butanediol	17.70	15.03	23.14
	1,4-dichlorobenzene	18.79	17.31	17.06
	1,4-diisopropylbenzene	20.73	20.42	16.20
	1,4-dioxane	10.38	9.18	9.65
	1,5-pentanediol	19.52	17.17	24.43
	1,6-hexanediol	21.30	19.17	25.75
	1,7-heptanediol	22.97	21.03	27.26
	1,8-octanediol	24.54	22.73	29.06
カラム : DB-1 125-1034 30 m x 0.53 mm, 3.00 µm キャリアガス : Helium, constant pressure at 30 cm/sec (40 °C) オープン : 40 °C for 5 min 40-260 °C at 10 °C/min 注入 : Split 1:10, 250 °C 検出器 : FID, 300 °C	1,9-nonanediol	26.02	24.33	31.29
	1-butanol	9.73	7.90	11.48
	1-chloro-4-nitrobenzene (diisopropyl ketone)	3.06	21.34	23.97
	1-chlorobutane	8.25	7.56	3.99
	1-chlorohexane	14.21	13.69	9.10
	1-decanol	22.65	21.85	21.12
	1-heptanol	17.22	16.13	16.91
	1-hexanol	15.06	13.81	15.31
	1-methyl-2-pyrrolidone	19.66	17.21	20.71
	1-nonanol	20.97	20.11	19.80
カラム : DB-WAX 125-7032 30 m x 0.53 mm, 1.00 µm キャリアガス : Helium, constant pressure at 34 cm/sec (40 °C) オープン : 40 °C for 5 min 40-230 °C at 10 °C/min 230 °C for 7 min 注入 : Split 1:10, 250 °C 検出器 : FID, 300 °C	1-octanol	19.17	18.21	18.40
	1-pentanol	12.63	11.11	13.54
	1-penten-3-ol	10.20	8.54	11.77
	1-penten-3-one (ethyl vinyl ketone)	10.03	8.40	8.56
	1-propanol	6.34	4.44	9.11
	2,2-dichloropropane	7.16	6.34	3.99
	2,3-butanediol	14.14	11.40	18.70
	2,3-butanedione (diacetal)	6.99	5.09	7.44
	2,3-pentanedione	10.34	8.66	9.49
	2,4-dimethyl-3-pentanone	12.94	11.90	7.94
2,6-dimethyl-4-heptanone	17.06	16.26	12.03	
2-butanone (MEK)	7.19	5.41	5.35	
2-buten-1-ol (crotyl alcohol)	9.87	7.99	12.95	
2-butoxyethanol (butyl cellosolve)	15.89	14.72	16.31	
2-chlorotoluene	16.71	16.07	14.71	
2-ethoxyethanol (cellosolve)	10.98	9.39	13.11	
2-ethoxyethyl acetate	15.57	14.40	14.31	
2-ethyl-1-hexanol	18.40	17.42	17.41	
2-heptanol	15.63	14.61	14.71	
2-heptanone	15.46	14.26	12.27	
2-hexanol	13.31	12.06	12.95	
2-hexanone	13.01	11.60	10.04	
2-methoxyethanol (methyl cellosolve)	8.67	6.74	12.25	
2-methyl-1-butanol (active amyl alcohol)	11.87	10.30	12.73	
2-methyl-2-butanol (tert-amyl alcohol)	8.73	7.14	8.43	
2-methyl-3-buten-2-ol	7.91	6.17	9.11	
2-methyl-3-pentanone	11.85	10.59	7.94	
2-methylbutyl acetate	14.82	14.81	12.05	
2-nitrotoluene	21.60	20.02	22.62	
2-octanone	17.63	16.46	14.20	
2-pentanol	10.60	9.10	10.94	
2-pentanone	10.11	8.46	7.44	
2-penten-1-ol	12.63	11.11	14.65	
2-phenoxyethanol	22.65	20.92	26.14	
2-propen-1-ol (allyl alcohol)	6.21	4.09	10.78	
2-propyn-1-ol (propargyl alcohol)	7.55	4.57	15.16	
3-buten-1-ol	9.02	6.95	12.02	
3-chloropropene (allyl chloride)	4.57	3.96	3.46	
3-chlorotoluene	16.82	16.07	14.90	
3-heptanol	15.53	14.54	14.29	
3-heptanone	15.29	14.19	11.66	
3-hexanol	13.16	11.97	12.49	
3-hexanone	12.80	11.52	9.34	
3-methyl-1-butanol (iso-amyl alcohol)	11.78	10.17	12.73	
3-methyl-2-butanone	9.21	7.60	6.15	
3-methyl-2-buten-1-ol	12.85	11.33	14.82	
3-nitrotoluene	22.40	20.72	21.92	
3-octanone	17.45	16.46	13.66	
3-pentanol	10.60	9.10	10.66	
3-pentanone	10.34	8.80	7.44	
3-penten-2-one (methyl vinyl ketone)	6.93	5.09	6.61	
4-chlorostyrene (diisobutyl ketone)	19.35	18.56	18.19	
4-chlorotoluene	16.82	16.07	14.90	
4-heptanone	14.95	13.88	11.06	
4-hexen-3-one	14.24	12.76	12.55	
4-hydroxy-4-methyl-2-pentanone	14.98	12.89	15.70	
4-methyl-2-pentanol	12.28	10.93	11.89	
4-methyl-2-pentanone	11.64	10.22	8.19	
4-methyl-3-pentan-3-one	13.20	11.90	11.26	
4-methylstyrene	17.68	16.99	15.61	
4-nitrotoluene	22.79	21.05	23.14	
4-phenyl-2-butanone (benzyl acetone)	22.91	21.36	22.76	
4-tert-butyltoluene	19.35	18.97	15.13	
5-methyl-2-hexanone	14.73	13.46	11.40	

この溶媒一覧表には多くの用途があり、特にバルク溶媒中の不純物を測定するためのものではありません。カラムはすべて、その容量、選択性、再現性で選択しました。

警告 : 相当品のカラムには、上記カラムと同じ選択性はありません。相当品でこのデータを使用することはお奨めしません。

Analyte	DB-624	DB-1	DB-WAX	Analyte	DB-624	DB-1	DB-WAX
5-methyl-3-heptanone	16.52	15.55	12.38	hexadecane	26.63	26.88	18.70
acetal (acetaldehyde diethyl acetal)	10.58	10.21	5.09	hexanal	13.14	11.88	10.07
acetaldehyde	2.46	2.16	2.47	hexane	5.82	6.25	2.05
acetone	4.05	3.05	3.60	iodobenzene	18.10	17.87	18.30
acetic acid	9.10	16.87	16.87	iodomethane	4.27	3.75	3.46
acetonitrile	4.27	2.87	8.12	iso-amyl acetate	14.75	13.97	10.31
acetophenone	19.69	18.13	20.13	iso-butanol	8.60	6.74	10.96
acrolein	3.81	2.98	4.10	iso-butyl acetate	12.19	11.30	8.36
acrylic acid	12.21	19.16	19.61	iso-butylbenzene	17.68	17.31	13.47
acrylonitrile	5.22	3.43	7.81	iso-butyraldehyde	5.66	4.37	3.54
a-ethylphenethyl alcohol	22.65	21.38	23.10	iso-octane	8.81	9.27	2.44
allyl ether	9.65	9.05	6.04	isophorone	21.04	19.31	19.47
allyl ethyl ether	6.41	6.00	3.05	iso-propanol	4.27	3.22	6.28
a-methylphenyl alcohol	19.60	18.03	22.00	iso-propyl acetate	8.87	7.88	5.32
a-methylstyrene	17.22	16.62	15.13	iso-propyl ether	6.23	6.21	3.27
amyl acetate	15.57	14.04	10.96	iso-propylbenzene (cumene)	15.88	15.43	12.13
benzaldehyde	17.45	15.88	17.25	methacrolein	6.01	4.68	4.83
benzene	8.69	8.00	6.46	methacrylonitrile	7.53	5.36	7.54
benzonitrile 1	18.21	16.26	19.55	methanol	2.59	2.15	5.40
benzyl acetate	21.07	19.86	21.01	methyl acetate	4.60	3.79	3.78
benzyl alcohol	19.27	17.42	22.82	methyl benzoate	19.90	18.76	19.70
benzyl ether	29.08	27.72	30.41	methyl formate	2.80	2.44	2.85
b-ethylphenethyl alcohol	23.03	21.71	24.12	methyl propionate	7.88	6.78	5.54
bromobenzene	16.39	15.54	15.47	methyl tert-butyl ether (MTBE)	5.30	5.06	2.30
bromochloromethane	7.59	4.79	9.26	methylene chloride	4.80	3.85	6.18
bromodichloromethane	10.64	9.22	11.76	morpholine	12.98	13.62	13.62
bromoethane	4.27	3.75	2.95	m-tolualdehyde	19.63	18.23	19.77
bromoform	15.61	14.20	17.00	m-xylene	14.62	14.11	11.44
butyl acetate	13.24	12.36	9.85	nitrobenzene	20.35	18.56	21.41
butyl ether	14.41	14.39	6.97	nonanal	19.71	18.84	16.05
butyl ethyl ether	9.34	9.18	3.27	nonane	14.63	14.95	4.97
butyl methyl ether	7.10	6.85	2.80	octanal	17.76	16.80	14.29
butylbenzene	18.69	18.24	14.81	octane	12.11	12.48	3.22
butyraldehyde	6.84	5.29	4.72	o-tolualdehyde	19.63	18.23	19.73
carbon disulfide	4.27	4.09	2.65	o-xylene	15.28	14.69	12.39
carbon tetrachloride	8.34	8.18	4.85	pentachlorobenzene	27.10	26.38	25.09
chlorobenzene	14.25	13.44	13.00	pentadecane	25.26	25.51	17.28
chlorodibromomethane	13.25	11.81	14.52	pentanal (valeraldehyde)	10.25	8.76	7.46
chloroform	7.75	6.34	8.58	pentane	3.37	3.51	1.89
cis-1,2-dichloroethylene	7.16	5.98	7.84	pentyl ether	18.53	18.51	12.66
cis-1,3-dichloropropene	11.38	10.20	11.27	propionaldehyde	3.91	3.11	3.25
cis-2-hexen-1-ol	15.19	13.81	16.31	propionic acid	11.89	18.18	18.18
cis-3-hexen-1-ol	14.88	13.51	15.87	propionitrile	7.25	4.43	8.72
cis-4-hepten-1-ol	17.22	16.02	17.67	propyl acetate	10.51	9.47	7.38
crotonaldehyde	9.18	7.03	9.07	propyl benzoate	22.92	21.91	21.46
cyclohexane	8.10	8.32	2.27	propyl ether	9.05	9.05	3.05
cyclohexanol	15.63	14.26	16.31	propyl formate	7.66	6.48	5.93
cyclohexanone	16.04	14.26	14.61	propyl propionate	13.07	12.25	9.17
cyclopentanol	3.16	11.56	14.57	propylbenzene	16.56	16.07	12.86
cyclopentanone	13.39	11.42	12.46	propylene glycol (1,2-propanediol)	13.16	9.90	18.96
decane	16.82	17.12	7.63	p-tolualdehyde	19.96	18.50	20.13
dibromomethane	10.37	8.93	11.98	p-xylene	14.62	14.11	11.30
diethylene glycol	18.24	15.60	23.91	pyridine	11.70	10.21	12.44
diethylene glycol monobutyl ether	21.46	20.26	21.74	sec-butanol	7.55	5.80	8.77
diethylene glycol monoethyl ether	18.04	16.60	19.48	sec-butyl acetate	11.76	10.91	7.69
diethylene glycol monomethyl ether	16.78	15.09	19.06	sec-butylbenzene	17.68	17.37	13.64
diglyme (diethylene glycol dimethyl ether)	9.92	8.68	6.04	styrene	15.28	14.55	13.80
DMF (dimethylformamide)	13.73	10.80	15.25	styrene oxide	19.46	18.24	19.46
DMSO (methyl sulfoxide)	15.58	11.94	19.21	tert-amyl methyl ether	8.89	8.68	3.27
dodecane	20.58	20.85	12.23	tert-butanol	5.01	3.72	5.54
epichlorohydrin	11.22	9.35	11.69	tert-butyl acetate	10.02	9.32	5.40
ethanol	3.47	2.68	6.46	tert-butyl ethyl ether	6.90	6.85	2.47
ethyl acetate	7.34	6.21	5.03	tert-butylbenzene	17.39	16.99	13.41
ethyl acrylate	10.02	8.93	7.87	tetrachloroethylene	12.86	12.66	8.58
ethyl benzoate	21.22	20.15	20.27	tetradecane	23.80	24.06	15.75
ethyl ether	3.72	3.50	2.13	tetrahydropyran	10.06	9.35	5.83
ethyl formate	4.27	3.56	3.78	THF (tetrahydrofuran)	7.64	6.75	4.45
ethyl propionate	10.37	9.42	6.93	toluene	11.93	11.33	9.06
ethyl vinyl ether	3.72	3.50	2.39	trans-1,2-dichloroethylene	5.33	6.17	4.38
ethylbenzene	14.42	13.90	11.13	trans-1,3-dichloropropene	12.30	10.80	12.78
ethylene glycol	12.15	8.54	19.47	trans-1,4-dichloro-2-butene	16.46	14.91	17.00
ethylene glycol monobutyl ether	15.84	14.68	16.24	trans-2-hepten-1-ol	17.22	16.13	17.77
ethylene glycol monoethyl ether	10.95	9.35	13.11	trichloroethylene	9.80	9.22	7.84
ethylene glycol monomethyl ether	8.64	6.72	12.24	tridecane	22.24	22.51	14.09
fluorobenzene	9.18	8.36	7.72	triethylamine	8.91	8.93	3.26
fluorotrichloromethane (Freon 11)	3.24	3.23	2.13	triglyme (triethylene glycol dimethyl ether)	21.95	20.75	20.77
furan	3.72	3.36	3.27	undecane	18.78	19.07	10.10
furfural	14.63	12.54	18.32	vinyl acetate	6.37	4.09	5.03
furfuryl alcohol	15.32	13.25	19.90				
glycidol	11.93	9.10	17.25				
glyme (propylene glycol dimethyl ether)	8.65	7.56	6.04				
heptanal	15.60	14.52	12.32				
heptane	9.15	9.58	2.65				
hexachloro-1,3-butadiene	21.69	21.46	17.84				

低ブリード液相を使用した 農薬の溶出順位

農薬リテンションタイムデータ

カラム: 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

キャリアガス: Helium at 35 cm/sec, measured at 50 °C

オープン: 50 °C for 1 min
50-100 °C at 25 °C/min
100-300 °C at 5 °C/min (DB-1701 ramped to 280 °C)
300 °C for 5 min (DB-1701 held at 280 °C for 10 min)

DB-35ms を用いて優れた結果が得られたことが報告されています。その選択性、不活性さ、温度上限の高さにより、選択性検出器アプリケーションにおいて、一次分析カラムとして使用されています。

分析対象成分: アルファベット順

Compound	DB-5ms	DB-XLB	DB-35ms	DB-17ms	DB-1701
Alachlor	24.29	25.84	27.40	27.91	27.59
Aldrin	25.99	27.33	28.28	28.54	26.79
Aspon	25.72	26.69	28.11	27.55	28.22
Atrazine	21.11	22.65	24.82	24.50	25.12
Azinphos-ethyl	37.51	39.94	43.31	43.27	48.74
Azinphos-methyl	36.28	38.83	42.60	42.75	45.86
α-BHC	20.01	21.83	23.50	23.83	23.06
β-BHC	21.12	24.95	26.62	26.70	24.84
γ-BHC	21.46	23.37	25.32	25.73	27.97
δ-BHC	22.70	25.98	27.83	28.08	28.89
Bolstar	32.16	33.89	36.25	35.94	34.96
1-Bromo-2-nitrobenzene (IS)	11.50	12.73	14.87	15.66	14.68
2-Bromobiphenyl (SS)	17.31	18.49	20.24	21.01	18.62
Captafol	33.91	36.35	39.46	40.31	40.40
Captan	27.98	30.15	33.20	34.14	32.25
Carbophenothion	32.56	34.49	36.69	36.26	35.48
γ-Chlordane	28.54	30.72	31.77	31.91	30.91
α-Chlordane	29.06	30.90	32.19	32.43	31.21
Chlorfenvinphos	27.61	29.34	31.47	31.15	31.02
4-Chloro-3-nitrobenzotrifluoride (SS)	7.66	8.55	8.83	8.59	10.00
Chlorobenzilate	31.28	32.82	34.03	34.27	33.78
Chloroneb	15.53	16.87	18.68	19.37	17.92
Chloropropylate	31.28	32.92	34.48	34.85	33.98
Chlorothalonil	22.16	26.44	28.06	28.08	27.73
Chlorpyrifos	25.84	27.52	29.31	28.86	28.36
Chlorpyrifos-methyl	23.86	25.64	27.79	27.55	26.70
Coumaphos	38.74	41.40	44.01	43.52	
Crotoxyphos	28.16	29.48	32.13	32.09	31.89
Dacthal	26.11	27.55	29.13	29.61	28.82
p,p'-DDD	31.62	33.93	35.60	35.92	34.60
p,p'-DDE	29.97	31.82	33.20	33.53	31.50
p,p'-DDT	33.07	35.12	36.71	37.05	35.37
Demeton-O	17.91	18.97	20.58	20.13	20.49
Demeton-S	20.52	21.83	24.03	23.67	24.05
Diallate A	19.88	20.87	21.97	22.31	21.42
Diallate B	20.26	21.35	22.40	22.71	22.10
Diazinon	21.99	23.05	24.59	24.21	24.16
1,2-Dibromo-3-chloropropane	6.63	7.11	8.05	8.47	7.90
α,α-Dibromo-m-xylene	16.72	18.27	20.60	21.40	19.41
Dibutylchloredate (SS)	36.32	37.75	38.67	38.74	39.65
Dichlofenthion	23.64	25.07	26.58	26.02	26.02
Dichlorvos	9.31	9.93	11.53	11.39	12.45

分析対象成分：アルファベット順 (続き)

Compound	DB-5ms	DB-XLB	DB-35ms	DB-17ms	DB-1701
Dicrotophos	19.12	20.58	23.77	23.98	24.66
Dieldrin	30.14	32.03	33.59	33.90	32.16
Dimethoate	20.52	22.32	25.80	26.02	26.70
Dioxathion	21.41	22.78	25.53	25.49	24.80
Disulfoton	22.37	23.68	25.53	25.09	24.95
Endosulfan I	29.06	30.95	32.37	32.61	30.72
Endosulfan II	31.39	34.11	36.04	36.36	34.97
Endosulfan sulfate	32.88	35.74	37.84	38.13	38.91
Endrin	31.00	32.92	34.89	35.35	32.97
Endrin aldehyde	31.96	34.57	37.00	37.52	37.01
Endrin ketone	34.68	37.26	40.23	40.99	41.57
EPN	34.86	37.04	39.61	39.26	41.19
Ethion	31.55	33.09	35.39	35.11	34.85
Ethoprop	18.47	19.60	21.42	21.02	21.29
Ethylparathion	26.17	28.09	29.94	29.36	30.10
Famphur	32.38	34.38	37.69	37.72	39.69
Fenitrothion	25.19	26.96	29.47	29.22	29.36
Fensulfathion	31.25	33.31	36.44	36.36	37.10
Fenthion	26.02	27.62	30.25	30.22	29.07
Fonofos	21.76	23.19	25.29	25.03	24.41
Heptachlor	24.52	25.98	26.92	27.11	25.69
Heptachlor epoxide	27.59	29.32	30.76	31.07	29.68
Hexachlorobenzene	20.12	22.13	22.91	23.01	21.03
Hexachlorocyclopentadiene	11.42	11.94	12.08	12.25	11.60
Hexamethylphosphoramide	10.25	11.10	12.74	12.54	15.46
Isodrin	27.17	28.71	30.10	30.48	28.44
Kelthane	35.37	37.59	39.54	39.91	
Kelthane Decomp. Product	26.57	28.71	30.35	30.68	
Leptophos	36.17	38.15	40.73	40.55	40.94
Malathion	25.62	26.96	29.31	29.13	29.20
Merphos	30.01	31.47	32.94	32.22	31.89
Methoxychlor	35.22	37.05	39.54	40.31	38.91
Methylparathion	24.14	26.14	28.56	28.22	28.57
Mevinphos	13.50	14.48	16.72	16.69	17.56
Mirex	37.09	39.12	40.67	40.99	37.96
Monocrotophos	19.55	21.15	24.70	24.97	26.50
Naled	18.86	20.15	22.72	22.70	22.41
trans-Nonachlor	29.18	31.15	31.91	31.91	31.29
Pentachloronitrobenzene (IS)	21.22	23.47	24.84	25.08	23.64
cis-Permethrine	38.62	40.27	42.12	42.53	42.25
trans-Permethrine	38.89	40.57	42.42	42.80	46.52
Perthane	31.00	32.67	34.29	34.68	32.51
Phorate	19.79	21.02	22.85	22.45	22.33
Phosmet	34.73	37.24	40.83	40.91	42.38
Phosphamidon	23.56	23.40	27.79	27.72	28.85
Propachlor	17.88	19.32	21.17	21.81	21.74
Ronnel	24.58	26.14	27.95	27.55	27.10
Simazine	20.91	22.65	25.05	24.87	25.23
Stirophos	28.66	30.50	32.94	32.69	32.27
Sulfotep	19.37	20.42	22.46	22.27	22.56
TEPP	16.76	17.91	20.69	20.74	21.98
Terbufos	21.64	22.78	24.23	23.67	23.91
Terrazole	14.17	15.12	16.60	17.25	15.86
Tetrachloro-m-xylene (SS)	18.12	19.81	20.24	20.32	18.70
Thionazin	17.72	18.97	21.26	21.12	20.85
Tokuthion	29.55	31.19	32.83	32.22	31.67
Trichloronate	26.51	28.09	29.31	28.59	28.57
Trifluralin	19.30	20.35	19.98	19.47	22.15
Tri-o-cresylphosphate	36.64	38.40	40.93	40.83	42.62