

Vent (装置シャットダウン) チェックリスト

事前準備 (所要時間 30-60分) : OK?

- ロータリーポンプのミストフィルターのオイル量確認

(MS40の場合は外付けのミストフィルターとバラストバルブはありません)

溜まっている場合：ロータリーポンプのガスバラストバルブを開き

*** 30分間放置し完全にフィルターにオイルが無いこと ***

オイル量の確認：半分以上レベルにある事を確認して下さい。

オイルの色の確認：色が黒くなっている事が確認される場合にはオイル交換

*** 目安半年に1回交換になります。 ***

- ロータリーポンプのバラストバルブを**クローズ**して下さい。

*** バラストバルブの開け閉めが硬い場合には対処方法参照 ***

- 落とす前に下記の値を確認します。

窒素ガス発生装置：

圧力：**0.65MPa (規定値 0.6~0.7MPa)**、フローバルブ **フル Open** 確認




起動手順 (所要時間 30分前後) : OK?

1. ChemStation を開きます。
2. 画面を Diagnostic へ切り替えます。
3. プルダウンメニュー
“メンテナンス”
“MS Vent” を選択し
“Start”実行



4. ターボ回転数、真空度が大気圧になりインジケータが終了
5. ChemStation を閉じます。
6. 装置前面のパワーSW を Off
G1946, G1956 の場合は+
左側面白いブレーカ Off
7. 分電盤のブレーカーを Off に
するか電源ケーブルを抜く



ユティリティーの電源 Off

1. N2 ジェネレータの電源 Off
2. N2 ジェネレータのブレーカー Off

*** ロータリーポンプのオイル交換が必要な場合このタイミングで実施します。 ***

