

7700ICPMS1年間消耗品リスト

ペリスタルティックポンプ関連

部品番号	品名	7700x用	7700s用	7500との 互換性	交換目安
G1833-65569	ペリスタルポンプサンプルチューブ、タイコン、内径1.02mm、12本	1	1	○	1ヶ月に1本
G3280-67047	ペリスタルポンプサンプルチューブ、タイコン、内径0.25mm、12本	1	1	○	1ヶ月に1本
G3280-60555	ペリスタルポンプドレンチューブ、タイコン、12本	1	1	×	6ヶ月に1本
G3280-67008	ペリスタルポンプISTDチューブ、タイコン、内径0.19mm、12本	1	1	○※	2ヶ月に1本
G3280-67047	ペリスタルポンプISTDチューブ、タイコン、内径0.25mm、12本 ※7700標準付属品と同じものです。	1	1	○	1ヶ月に1本

※内径0.19mmは7500の標準仕様です。7700でも物理的には使えますが、ペリスタリックポンプの回転数を再計算が必要です

ネブライザー、スプレーチャンバ、トーチ関連

G3266-65003	マイクロミストネブライザ	1	1	○	基本は破損まで。2年に1本
G3161-80000	Mira Mist ネブライザ (Teflon)	1	1	○	基本は破損まで。2年に1本
G3161-80001	Mira Mist ネブライザ (PEEK)	1	1	○	基本は破損まで。2年に1本
G1820-65030	同軸ネブライザ、ハイレックス製	1	1	○	基本は破損まで。2年に1本
G1820-65138	同軸ネブライザ、石英製	1	1	○	基本は破損まで。2年に1本
G3139-65100	マイクロローネブライザ(マニュアル注入用)	1	1	○	基本は破損まで。2年に1本
G3139-65102	マイクロローネブライザ(I-AS用)	1	1	○	基本は破損まで。2年に1本
G3139-65106	マイクロローネブライザ(PFA, 20-50 uL/min)	1	1	○	基本は破損まで。2年に1本
G3139-65108	マイクロローネブライザ with I-AS probe (PFA, 20-50 uL/min)	1	1	○	基本は破損まで。2年に1本
G3280-80008	スプレーチャンバ(石英製)	1	1	×	基本は破損まで。2年に1本
G3280-80001	トーチ(石英製、内径2.5mm)	1	1	×	基本は破損まで。2年に1本
G3280-80004	トーチ(石英製、内径1.5mm)	1	1	×	基本は破損まで。2年に1本
G3280-80005	トーチ(石英製、内径1.0mm)	1	1	×	基本は破損まで。2年に1本

インタフェース関連

G3280-67040	ニッケル製サンプリングコーン(7700x標準)	1	1	×	1~4年に1個
G3280-67061	ニッケルめっきサンプリングコーン	1	1	×	1~4年に1個
G3280-67036	白金製サンプリングコーン(7700s標準)	1	1	×	1~4年に1個
G3280-67056	白金製サンプリングコーン(18mmインサート用)	1	1	×	1~2年に1個
G3280-67009	サンプリングコーン用グラファイトカスケット(3個入)	1	1	×	1~2年に1個
G3280-67041	ニッケル製スキマーコーン(7700x標準)	1	1	×	1~2年に1個
G3280-67060	白金製スキマーコーン(7700x用)	1	-	×	1~2年に1個
G3280-67063	白金製スキマーコーン(Niベース:7700x用)	1	-	×	1~2年に1個
G3280-67066	ニッケル製スキマーコーン(7700s用)	-	1	×	1~2年に1個
G3280-67064	白金製スキマーコーン(Cuベース:7700s標準)	-	1	×	1~2年に1個
G3280-67065	白金製スキマーコーン(Niベース:7700s用)	-	1	×	1~2年に1個
G3280-67067	銅製スキマーコーン(7700s用)	-	1	×	1~2年に1個

その他

G3280-67045	オクタホール	1	1	×	1年~3年に1個
5190-0108	エレクショナルチップライア	1	1	×	3~5年に1個
6040-0834	ロータリーポンプオイル 1リットル	1	1	○	1年に1個

バイアル関連

G3160-65317	オートサンフラ(I-AS)用1.5ml PFAバイアル 10本			○	適宜
G3160-65315	オートサンフラ(I-AS)用2ml バイアル 200本			○	適宜
G3160-65303	オートサンフラ(I-AS)用6ml バイアル 200本			○	適宜
G3160-65304	オートサンフラ(I-AS)用18ml バイアル 55本			○	適宜
G3160-65305	オートサンフラ(I-AS)用50ml バイアル 20本			○	適宜
G1820-65266	オートサンフラ(ASX500)用 8ml バイアル 250本			○	適宜
G1820-65267	オートサンフラ(ASX500)用 14ml バイアル 250本			○	適宜
G1820-65351	オートサンフラ(ASX500)用 20ml バイアル 100本			○	適宜
G1820-65268	オートサンフラ(ASX500)用 30ml バイアル 500本			○	適宜
G1820-65325	オートサンフラ(ASX500)用 50ml バイアル 100本			○	適宜

消耗品キット関連

G3280-67003	7700x基本消耗品キット	1	1	×	適宜
G3280-67004	7700x消耗品キット	1	1	×	適宜
G3280-67007	7700s消耗品キット	1	1	×	適宜
G4911-67001	ISIS消耗品キット	1	1	×	適宜

