

ペリスタルティックポンプ関連

部品番号	品名	8800x	8800s	7900x	7900s	7700x/e	7700s	7500との互換性	交換目安	単価 ¥
G1833-65569	タイコンペリホフチューブ、試験導入用、内径1.02mm、12本	○	○	○	○	○	○	○	1ヶ月に1本	12,000
G3280-67047	タイコンペリホフチューブ、内標準添加用、Flared end、内径0.25mm、12本 ※77/79/80の	○	○	○	○	○	○	△	1ヶ月に1本	19,000
G3280-67008	タイコンペリホフチューブ、内標準添加用、Flared end、内径0.19mm、12本 ※7500の標準	△	△	△	△	△	△	○※1	1ヶ月に1本	19,000
G1833-65570	Pharmedペリホフチューブ、排液用、12本	○	○	○	○	○	○	○	6ヶ月に1本	30,000

※1内径0.19mmは7500の標準仕様です。7700でも使えますが、ペリスティックポンプの回転数を再計算が必要です。

ネプライザー、スプレーチャンバ、トーチ関連

G3266-65003	マイクロストネプライザ 内径0.5φ	○	△	△	△	○	○	○	基本は破損まで。2年に1本	79,000
G3266-80004	マイクロストネプライザ Uシリーズ 内径0.5φ、7900標準	△	△	○	○	△	△	○	基本は破損まで。2年に1本	87,000
G3139-65100	PFAマイクロフロー・ネプライザ(手動用) 200μ l/m	△	△	△	△	△	△	○	基本は破損まで。2年に1本	205,000
G3139-65102	PFAマイクロフロー・ネプライザ(I-AS用) 200μ l/m	△	○	△	△	△	○	○	基本は破損まで。2年に1本	233,000
G3285-80002	PFAコンセントリック・ネプライザー(手動用) 50μ l/m	△	△	△	△	△	○	○	基本は破損まで。2年に1本	243,000
G3285-80003	PFAコンセントリック・ネプライザー(I-AS用) 50μ l/m	△	△	△	△	△	△	○	基本は破損まで。2年に1本	243,000
G3280-80008	スプレーチャンバ(石英製)	○	○	△	△	○	○	×	基本は破損まで。2年に1本	59,000
G8400-67150	UHMI用スプレーチャンバ(石英製) 7900専用	×	×	○	○	×	×	×	基本は破損まで。2年に1本	89,000
G3280-80053	トーチ(石英製、内径2.5mm)	○	○	○	○	○	○	×	基本は破損まで。2年に1本	59,000
G3280-80080	トーチ(石英製、内径1.5mm) 有機溶媒用	○	○	○	○	○	○	×	基本は破損まで。2年に1本	104,000
G3280-80081	トーチ(石英製、内径1.0mm) 有機溶媒用	△	△	△	△	△	△	×	基本は破損まで。2年に1本	104,000
G1833-65419	シールド板	○	○	○	○	○	○	○	2年に1枚	140,000
G1833-65421	シールド板用ホネット	○	○	○	○	○	○	○	基本は破損まで。4年に1本	35,000

インタフェース関連

G3280-67040	銅ベースで先端部ニッケルのサンプリングコネクタ(77x/79x/88xの標準)	○	△	○	△	○	△	×	1~4年に1個	69,000
G3280-67061	all ニッケルめっきサンプリングコネクタ(77/79/88共通)	△	△	△	△	△	△	×	1~4年に1個	89,000
G3280-67036	白金製サンプリングコネクタ(10mmインサート) 77s/79s/88sの標準	△	○	△	△	△	○	×	1~4年に1個	301,000
G3280-67056	白金製サンプリングコネクタ(18mmインサート) 77/79/88共通	△	△	△	△	△	△	×	1~4年に1個	806,000
G3280-67009	サンプリングコネクタ用グラファイトガasket(3個入)	○	○	○	○	○	○	×	1~2年に1枚	8,300
G3280-67041	ニッケル製スキマコネクタ(77x/88x標準)	○	×	×	×	○	×	×	1~2年に1個	60,000
G3280-67060	白金製スキマコネクタ(Cuベース:77x/88x用)	△	×	×	×	△	×	×	1~2年に1個	208,000
G3280-67063	白金製スキマコネクタ(Niベース:77x/88x用)	△	×	×	×	△	×	×	1~2年に1個	200,000
G3280-67066	ニッケル製スキマコネクタ(77s/79s/88s用)	×	×	△	×	×	△	×	1~2年に1個	62,000
G3280-67064	白金製スキマコネクタ(Cuベース:77s/88s標準)	×	○	×	○	×	○	×	1~2年に1個	208,000
G3280-67065	白金製スキマコネクタ(Niベース:77s/88s用)	×	△	×	△	×	△	×	1~2年に1個	208,000
G3280-67067	銅製スキマコネクタ(77s/79s/88s用)	×	△	×	△	×	△	×	1~2年に1個	70,000
G8400-67200	ニッケル製スキマコネクタ(7900x標準)	×	×	○	×	×	×	×	1~2年に1個	67,000
G8400-67201	白金製スキマコネクタ(Cuベース:7900x)	×	×	△	×	×	×	×	1~2年に1個	249,000
G8400-67202	白金製スキマコネクタ(Niベース:7900x)	×	×	△	×	×	×	×	1~2年に1個	249,000
G3280-60608	ステンレス製スキマベース(77x/88x標準) Niスキマ用	○	×	×	×	○	×	×	5~8年に1個	53,000
G3280-60621	真鍮製スキマベース(77x/88x用) Ptスキマ用	△	×	×	×	△	×	×	5~8年に1個	53,000
G1833-65590	ステンレス製スキマベース(77s/88s標準)	×	○	×	×	×	○	×	5~8年に1個	56,000
G1833-65591	真鍮製スキマベース(77s/88s用)	×	△	×	×	×	△	×	5~8年に1個	53,000
G8400-60624	ステンレス製スキマベース(7900x標準)	×	×	○	×	×	×	×	5~8年に1個	52,000
G8400-60625	真鍮製スキマベース(7900x用)	×	×	△	×	×	×	×	5~8年に1個	52,000
G8400-60626	真鍮製スキマベース(7900s標準)	×	×	×	○	×	×	×	5~8年に1個	59,000
G8400-60627	ステンレス製スキマベース(7900s用)	×	×	×	△	×	×	×	5~8年に1個	52,000

イオンレン

G3280-67039	引き出し・オフセットレンズAss'y(77x/88x用) Extraction-Omega Lens assy for x	○	×	×	×	○	×	×	5~8年に1個	108,000
G3280-60612	引き出しレンズ1(77x/88x用) Extraction lens-1 for x	○	×	×	×	○	×	×	5~8年に1個	29,000
G3280-60613	引き出しレンズ2(77x/88x用) Extraction lens-2 for x	○	×	×	×	○	×	×	5~8年に1個	29,000
G3280-01650	オメガバイアス・レンズ(77x/88x用) Omega bias lens for x	○	×	×	×	○	×	×	5~8年に1個	52,000
G3280-60609	オメガ・レンズ(77x/88x用) Omega lens for x	○	×	×	×	○	×	×	5~8年に1個	40,000
G3280-67037	ネジとスペーサー・キット(77x/88x用) Screw and Spacer Kit for x	○	×	×	×	○	×	×	5~8年に1個	42,000
G8400-67001	引き出し・オメガレンズAss'y(7900x用) Extraction-Omega Lens assy for x	×	×	○	×	×	×	×	5~8年に1個	156,000
G8400-60215	引き出しレンズ1(7900x用) Extraction lens-1 for x	×	×	○	×	×	×	×	5~8年に1個	39,000
G8400-60216	引き出しレンズ2(7900x用) Extraction lens-2 for x	×	×	○	×	×	×	×	5~8年に1個	31,000
G8400-00240	オメガバイアス・レンズ(7900x用) Omega bias lens for x	×	×	○	×	×	×	×	5~8年に1個	52,000
G8400-60217	オメガ・レンズ(7900x用) Omega lens for x	×	×	○	×	×	×	×	5~8年に1個	40,000
G8400-67003	ネジとスペーサー・キット(7900x用) Screw and Spacer Kit for x	×	×	○	×	×	×	×	5~8年に1個	45,000

