

CLEAN. QUIET. RELIABLE.
OIL FREE



Agilent IDP-3 Dry Scroll Pump for the Agilent 5977, 5975, and 5973 Series GC/MSD

<新製品> GC/MSD用 IDP-3 ドライスクロールポンプ

IDP-3 ドライスクロールポンプは、
クリーンでコンパクト、コスト効率のよいラボ分析を可能にします。



- ・**オイルフリー**：ドライスクロールポンプは、オイルを使用しないため、メンテナンス作業を軽減し、コストも削減します。
- ・**画期的なスクロールデザイン**：IDP-3ポンプで用いられているスクロールデザインは、騒音と振動を低減します。
- ・**既存のロータリーポンプと置換可能**：アジレント5977、5975、5973システムのロータリーポンプと置き換えて、すぐに使用できます。※使用可能機種参照

製品情報

部品番号	品名・仕様	価格(円、税別)
G6696A	IDP-3 ドライスクロールポンプ IDP-3ポンプ、電源ケーブル、フォアラインホース、 フィッティングを含みます。	¥535,000 → キャンペーン価格 ¥454,750

<使用可能機種>：アジレント5977、5975、5973GC/MSDシステム。下記の仕様は対象外です。

DP(ディフュージョンポンプ)システム

CI(化学イオン化)モード、およびNH₃ガスの使用

※据付調整についてはご相談ください。据付調整費はキャンペーンの対象外です。

※ご使用中のPfeiffer Duo 2.5の引取りおよび返金を行っています。詳しくはお問い合わせください。

キャンペーン内容

GC/MSD用 IDP-3 ドライスクロールポンプをお買い上げいただくと、定価より**15%OFF**でご提供いたします。

キャンペーン期間 2016年7月1日～2017年7月31日まで

※ご注文をお申し付けいただく際、キャンペーンコード9726 とご連絡ください。

The Measure of Confidence



Agilent Technologies