

ご好評につき期間延長！

Brilliant III 50%OFF大感謝キャンペーン

キャンペーン期間：2012年3月31日受注分まで

- Fastブロック仕様のリアルタイムQPCR装置*では40分以内でプログラムが終了できる超高速試薬

*Fastブロック仕様 リアルタイム定量PCR装置：Life Technologies (Applied Biosystems) StepOnePlus, StepOne, 7500 Fast, 7900HT, Bio-Rad CFX96

- 新規に開発した酵素とHot Startテクノロジーの改良により、プライマーダイマー抑制とプログラム時間を短縮でき、高感度、優れた再現性、より正確な定量結果を実現(図1)
- SYBR® Green用とプローブ用でそれぞれQPCR仕様と1-Step QRT-PCR仕様(下記製品表)




図1 StepOnePlusでBrilliant IIIと他社の試薬を使って5倍希釈したヒトゲノムDNA (5 pg ~ 50 ng)を増幅。Brilliant III Ultra-Fast QPCR Master Mixでは低濃度でも再現性と特異性の高い結果が得られました。





図2 GUSプライマー・プローブセット(Life Technologies)の増幅産物をAgilent 2100 Bioanalyzerで電気泳動。



(左) 他社Aマスター・ミックス
(右) Brilliant III Ultra-Fast Master Mix

記載されている価格はメーカー希望小売価格です。
なお、本キャンペーンは日本国内での販売にのみ有効です。
また、その他のキャンペーンとの重複利用はできません。



製品名	容量	カタログ#	数量	価格(税別)	キャンペーン価格(税別)
Brilliant III Ultra-Fast QPCR Master Mix プローブ用	400反応	600880	1	¥46,000	¥23,000
Brilliant III Ultra-Fast SYBR® Green QPCR Master Mix SYBR® 用	4,000反応	600881	1	¥405,000	¥202,500
Brilliant III Ultra-Fast SYBR® Green QPCR Master Mix SYBR® 用	400反応	600882	1	¥46,000	¥23,000
Brilliant III Ultra-Fast SYBR® Green QPCR Master Mix SYBR® 用	4,000反応	600883	1	¥405,000	¥202,500
Brilliant III Ultra-Fast QRT PCR Master Mix プローブ用 1-step RT-PCR	400反応	600884	1	¥77,000	¥38,500
Brilliant III Ultra-Fast QRT PCR Master Mix プローブ用 1-step RT-PCR	4,000反応	600885	1	¥676,000	¥338,000
Brilliant III Ultra-Fast SYBR Green QRT PCR Master Mix SYBR® 用 1-step RT-PCR	400反応	600886	1	¥86,000	¥43,000
Brilliant III Ultra-Fast SYBR Green QRT PCR Master Mix SYBR® 用 1-step RT-PCR	4,000反応	600887	1	¥760,000	¥380,000





記載されているキャンペーン価格はメーカー希望小売価格です。
 なお、本キャンペーンは日本国内での販売にのみ有効です。
 また、その他のキャンペーンとの重複利用はできません。

[お問い合わせ窓口]

アジレント・テクノロジー株式会社

本社 / 〒 192-8510 東京都八王子市高倉町 9-1

●カスタムコンタクトセンター ☎0120-477-111

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。

※仕様は予告なく変更する場合があります。

www.agilent.com/chem/jp

© Agilent Technologies, Inc. 2011

販売店

PCR酵素 40%OFF 年度末キャンペーン

キャンペーン期間：2011年11月10日～2012年3月31日受注分まで

対象製品：下表を参照

製品名	正確性* (対Taq比)	最大増幅 鎖長	3'末端	ArchaeMaxx による PCRの向上	カタログ#	容量	価格	キャンペーン
							(税別)	価格(税別)
エラーは250万塩基にたった一つの超高精度								
PfuUltra II Fusion HS DNA Polymerase	20X	19 kb	平滑		600670	40 反応	¥21,000	¥12,600
					600672	200 反応	¥89,000	¥53,400
					600674	400 反応	¥168,000	¥100,800
正確性が高く、高感度、高収量で、GCリッチにも強い万能型酵素								
Herculase II Fusion DNA Polymerase	6X	12 kb	平滑		600675	40 反応	¥9,200	¥5,500
					600677	200 反応	¥42,000	¥25,200
					600679	400 反応	¥80,000	¥48,000
1U10円の新型高性能酵素にアジレント独自のホットスタート技術が融合								
Paq5000 DNA Polymerase	1X	6 kb	平滑と -dAが 混在		600680	500 U	¥11,000	¥6,600
					600682	1,000 U	¥47,000	¥10,200
					600684	5,000 U	¥50,000	¥30,000
					600860	500 U	¥28,000	¥16,800
					600862	1,000 U	¥44,000	¥26,400
Paq5000 Hot Start DNA Polymerase				600864	5,000 U	¥132,000	¥79,200	

逆転写酵素とcDNA合成キット

製品名	正確性 (対MMLV比)	最大合成 鎖長 (kb)	カタログ#	容量	価格 (税別)	キャンペーン 価格(税別)
幅広い温度帯で活性を維持し、高感度、高収量での逆転写						
AffinityScript Multiple Temperature Reverse Transcriptase	1X	20 kb	600105	10 反応	¥9,200	¥5,500
			600107	50 反応	¥30,000	¥18,000
			600109	200 反応	¥90,000	¥54,000
AffinityScript QPCR cDNA Synthesis Kit	1X	12 kb	600559	50 反応	¥37,000	¥22,200

RT-PCRキット

製品名	1-step/ 2-step	最大合成 鎖長 (kb)	カタログ#	容量	価格 (税別)	キャンペーン 価格(税別)
幅広い温度帯で高い活性を持つ逆転写酵素と高い正確性・増幅性をもつDNA Polymerase による便利で万能なOne-Step RT-PCR Kit						
AffinityScript One-Step RT-PCR Kit	1-step	9.5 kb	600188	100 反応	¥64,000	¥38,400
<ul style="list-style-type: none"> • AffinityScript + Herculase II • 便利な1-step 仕様のマスターミックス • 発現量の低い遺伝子も効果的に増幅 						

