

年1回のカートリッジ交換で  
正確性と信頼性、さらに利便性を実現

Agilent ADM フローメータ



## <新製品> Agilent ADMフローメータ

生産性を向上する革新的なフローメータ  
再校正がラボにて可能



- ・**手間とコストを最小化**：ラボでフローメータのカートリッジを交換するだけで再校正が完了。稼働時間を増やし、再校正のための発送や書類手続きにかかる手間とコストを節約できます。
- ・**交換時期をお知らせ**：内蔵のキャリブレーションタイマーがカートリッジの交換時期をお知らせします。
- ・**最高の正確さ**：NISTによる校正済みカートリッジのため、GCの流量のバリデーションや検出器の流量トラブルシューティングにも最適です。体積流量測定により、スプリットベント、セプタムパージ、およびカラム流量の測定も可能です。

### 製品情報

部品番号	品名・仕様	価格(円、税別)
G6691A	ADMフローメータ ADMフローメータ本体、カートリッジ、USBケーブル、 カートリッジ交換用ツールを含みます。	¥106,000→ <b>キャンペーン価格 ¥90,100</b>

※製品仕様等詳細は、5991-7293JAJP ADMフローメータリーフレットをご参照ください。

### キャンペーン内容

ADMフローメータをお買い上げいただけますと、定価より**15%OFF**でご提供いたします。

**キャンペーン期間 2016年11月1日～2017年3月31日まで**

※ご注文をお申し付けいただく際、キャンペーンコード 9806 とご連絡ください。