

アジレント・テクノロジー 2014カラム・消耗品サマーキャンペーン

キャンペーン期間：2014年7月1日～2014年9月30日



固相抽出カートリッジ、サンプル前処理製品：2-3ページ



シリンジフィルタ製品：4-5ページ



新製品 アジレントセルフタイトカラムナット：6ページ

新製品 ウルトライナートプレスフィットコネクタ：7ページ



新製品 Poroshell120カラム：8-9ページ



原子吸光、ICP-OES、MP-AES、ICP-MS関連消耗品：10-11ページ





固相抽出カラム・サンプル前処理製品 25%OFFキャンペーン

キャンペーン内容

キャンペーン対象固相抽出カラム・サンプル前処理製品（下記参照）
をお買い上げいただけると、
キャンペーン期間中何度でも定価より
25%OFFでご提供いたします。
以下の固相抽出カラム・サンプル前処理製品が対象となります。



Bond Elut Carbon

- C18やポリマ系では保持しきれない低分子有機化合物に抜群の保持
- クロマトグラフや質量分析計を汚染する色素を除去
- 食品中残留農薬分析においてポジティブリスト制度に準拠した
2層カラムCarbon/NH₂や、脂質除去能力をさらに高めたCarbon/PSAも用意しています。



部品番号	品名	個数	価格
126414	Bond Elut Carbon 50mg, 1mL	100/pk	¥24,000 → キャンペーン価格 ¥18,000
126418	Bond Elut Carbon 100mg, 1mL	100/pk	¥25,000 → キャンペーン価格 ¥18,700
12102201	Bond Elut Carbon 250mg, 6mL	30/pk	¥17,000 → キャンペーン価格 ¥12,700
12252201	Bond Elut Carbon 500mg, 6mL	30/pk	¥21,000 → キャンペーン価格 ¥15,700
446424	Bond Elut Carbon 250mg, Jr	100/pk	¥50,000 → キャンペーン価格 ¥37,500
466430	Bond Elut Carbon 400mg, Jr	100/pk	¥56,000 → キャンペーン価格 ¥42,000
2264265032	Bond Elut Carbon/NH ₂ 300mg/500mg, 6mL	30/pk	¥21,000 → キャンペーン価格 ¥15,700
12252202	Bond Elut Carbon/NH ₂ 500mg/500mg, 6mL	30/pk	¥32,000 → キャンペーン価格 ¥24,000
3664325032	Bond Elut Carbon/NH ₂ 500mg/500mg, 20mL	20/pk	¥32,000 → キャンペーン価格 ¥24,000
12102042C250	Bond Elut Carbon/PSA 250mg/250mg, 3mL	50/pk	¥30,000 → キャンペーン価格 ¥22,500
12102042C500	Bond Elut Carbon/PSA 500mg/500mg, 6mL	30/pk	¥32,000 → キャンペーン価格 ¥24,000

期間：2014年7月1日～2014年9月30日まで

※ご注文をお申し付けいただく際、**サンプル前処理キャンペーン**とご連絡ください。



Captivaシリーズ 除タンパクフィルタ

Captiva シングルフィルタ

- 独自のノンドリップ (ND) 膜が
タンパク質を迅速かつ再現性よく除去
- 標準SPEと同様のシリンジバレルフォーマット3mLカートリッジ
- ND Lipidsでは、タンパク質と同時にリン脂質も除去することで、
イオン化抑制を低減し、精度の高い結果を得られます。



NEW

3mLカートリッジ

部品番号	品名	価格
A5300263	Captiva 3mL Non-Drip 20/pk	¥3,800 → キャンペーン価格 ¥2,800
A5300063	Captiva 3mL Non-Drip 100/pk	¥18,000 → キャンペーン価格 ¥13,500
A5302635	Captiva 3mL Non-Drip Lipids, 20/pk	¥5,800 → キャンペーン価格 ¥4,300
A5300635	Captiva 3mL Non-Drip Lipids, 100/pk	¥27,000 → キャンペーン価格 ¥20,200

Captiva 96 ウェルフィルタプレート

部品番号	品名	価格
A5969002	Captiva ND Plate 0.2um PP 5/pk	¥51,000 → キャンペーン価格 ¥38,200
A5969045	Captiva ND Plate 0.45um PP 5/pk	¥51,000 → キャンペーン価格 ¥38,200
A59640002I	Captiva NON-DRIP LIPID plate 1/PK	¥27,000 → キャンペーン価格 ¥20,200
A59640002V	Captiva NON-DRIP LIPID plate 5/PK	¥129,000 → キャンペーン価格 ¥96,700

ケイソウ土カラムChem Elut

- 通液するだけで分液漏斗と同じように液液抽出が可能です。有機合成後の精製や、
液液抽出時にエマルジョンが生成するようなサンプルに最適です。



部品番号	品名	個数	価格
12198004	Chem Elut 3mL, pH4.5	100/pk	¥30,000 → キャンペーン価格 ¥22,500
12198005	Chem Elut 3mL, pH9.0	100/pk	¥30,000 → キャンペーン価格 ¥22,500
12198001	Chem Elut 0.3mL, pH調整なし	100/pk	¥22,000 → キャンペーン価格 ¥16,500
12198002	Chem Elut 1mL, pH調整なし	100/pk	¥33,000 → キャンペーン価格 ¥24,700
12198003	Chem Elut 3mL, pH調整なし	100/pk	¥31,000 → キャンペーン価格 ¥23,200
12198006	Chem Elut 5mL, pH調整なし	100/pk	¥36,000 → キャンペーン価格 ¥27,000
12198007	Chem Elut 10mL, pH調整なし	100/pk	¥41,000 → キャンペーン価格 ¥30,700
12198008	Chem Elut 20mL, pH調整なし → よく売れています!	100/pk	¥49,000 → キャンペーン価格 ¥36,700
12198009	Chem Elut 50mL, pH調整なし	50/pk	¥44,000 → キャンペーン価格 ¥33,000
12198010	Chem Elut 100mL, pH調整なし	25/pk	¥47,000 → キャンペーン価格 ¥35,200
12198011	Chem Elut 300mL, pH調整なし	15/pk	¥48,000 → キャンペーン価格 ¥36,000

AGILENT CAPTIVA SYRINGE FILTER



Agilent Captivaエコノフィルタ

アジレントのサンプル前処理ラインナップにシリンジフィルタが加わりました。

Captivaエコノフィルタは、多くのサンプルを扱う多忙なラボに最適な、

1000個パックのコスト効率の良いフィルタです。

さまざまなメンブレンタイプやポアサイズから、

お客様のニーズに合ったものを選択できます。



アジレントの経済的なシリンジフィルタでラボのコストを削減しませんか？

Agilent Captivaエコノフィルタの仕様

品名	直径 (mm)	ポアサイズ (μm)	ろ過面積 (cm ²)	バブルポイント (bar)	流量 (ml/min@0.07bar)	耐圧 (bar)	
PES	13	0.2	0.92	≥3.5	≥7	6	
		0.45	0.92	≥2.2	≥11	6	
	25	0.2	2.98	≥3.5	≥30	6	
		0.45	2.98	≥2.2	≥45	6	
PTFE	13	0.2	0.92	≥1.0	≥6	6	
		0.45	0.92	≥0.5	≥12	6	
	25	0.2	2.98	≥1.0	≥24	6	
		0.45	2.98	≥0.5	≥50	6	
	PVDF	13	0.2	0.92	≥3.0	≥6	6
			0.45	0.92	≥1.6	≥12	6
25		0.2	2.98	≥3.0	≥20	6	
		0.45	2.98	≥1.6	≥45	6	
PP	13	0.2	0.92	≥0.15	≥50	6	
		0.45	0.92	≥0.05	≥100	6	
	25	0.2	2.98	≥0.15	≥150	6	
		0.45	2.98	≥0.05	≥300	6	
	ナイロン	13	0.2	0.92	≥2.8	≥2	6
			0.45	0.92	≥1.8	≥6	6
25		0.2	2.98	≥2.8	≥8	6	
		0.45	2.98	≥1.8	≥24	6	
RC	13	0.2	0.92	≥3.0	≥16	6	
		0.45	0.92	≥3.0	≥26	6	
	25	0.2	2.98	≥2.5	≥50	6	
		0.45	2.98	≥3.0	≥80	6	

PES: ポリエーテルスルホン、PTFE: ポリテトラフルオロエチレン、PVDF: ポリフッ化ビニリデン、PP: ポリプロピレン、RC: 再生セルロース

AGILENT CAPTIVA SYRINGE FILTER



Agilent Captivaエコノフィルタ 25%OFFキャンペーン

キャンペーン内容

キャンペーン対象Captivaエコノフィルタ(下記参照)
をお買い上げいただけると、
キャンペーン期間中何度でも定価より**25%OFF**でご提供いたします。




部品番号	品名	価格
5190-5261	エコノフィルタ, PVDF 13mm 0.2um 1000/pk	¥87,000 → キャンペーン価格 ¥65,200
5190-5262	エコノフィルタ, PVDF 13mm 0.45um 1000/pk	¥87,000 → キャンペーン価格 ¥65,200
5190-5263	エコノフィルタ, PVDF 25mm 0.2um 1000/pk	¥102,000 → キャンペーン価格 ¥76,500
5190-5264	エコノフィルタ, PVDF 25mm 0.45um 1000/pk	¥102,000 → キャンペーン価格 ¥76,500
5190-5265	エコノフィルタ, PTFE 13mm 0.2um 1000/pk	¥68,000 → キャンペーン価格 ¥51,000
5190-5266	エコノフィルタ, PTFE 13mm 0.45um 1000/pk	¥68,000 → キャンペーン価格 ¥51,000
5190-5267	エコノフィルタ, PTFE 25mm 0.2um 1000/pk	¥70,000 → キャンペーン価格 ¥52,500
5190-5268	エコノフィルタ, PTFE 25mm 0.45um 1000/pk	¥70,000 → キャンペーン価格 ¥52,500
5190-5269	エコノフィルタ, ナイロン 13mm 0.2um 1000/pk	¥54,000 → キャンペーン価格 ¥40,500
5190-5270	エコノフィルタ, ナイロン 13mm 0.45um 1000/pk	¥54,000 → キャンペーン価格 ¥40,500
5190-5271	エコノフィルタ, ナイロン 25mm 0.2um 1000/pk	¥68,000 → キャンペーン価格 ¥51,000
5190-5272	エコノフィルタ, ナイロン 25mm 0.45um 1000/pk	¥68,000 → キャンペーン価格 ¥51,000
5190-5273	エコノフィルタ, PES 13mm 0.2um 1000/pk	¥68,000 → キャンペーン価格 ¥51,000
5190-5274	エコノフィルタ, PES 13mm 0.45um 1000/pk	¥68,000 → キャンペーン価格 ¥51,000
5190-5275	エコノフィルタ, PES 25mm 0.2um 1000/pk	¥70,000 → キャンペーン価格 ¥52,500
5190-5276	エコノフィルタ, PES 25mm 0.45um 1000/pk	¥70,000 → キャンペーン価格 ¥52,500
5190-5277	エコノフィルタ, PP 13mm 0.2um 1000/pk	¥54,000 → キャンペーン価格 ¥40,500
5190-5278	エコノフィルタ, PP 13mm 0.45um 1000/pk	¥54,000 → キャンペーン価格 ¥40,500
5190-5279	エコノフィルタ, PP 25mm 0.2um 1000/pk	¥68,000 → キャンペーン価格 ¥51,000
5190-5280	エコノフィルタ, PP 25mm 0.45um 1000/pk	¥68,000 → キャンペーン価格 ¥51,000
5190-5310	エコノフィルタ, RegCel 13mm 0.2um 1000/pk	¥115,000 → キャンペーン価格 ¥86,200
5190-5308	エコノフィルタ, RegCel 13mm 0.45um 1000/pk	¥115,000 → キャンペーン価格 ¥86,200
5190-5309	エコノフィルタ, RegCel 25mm 0.2um 1000/pk	¥144,000 → キャンペーン価格 ¥108,000
5190-5307	エコノフィルタ, RegCel 25mm 0.45um 1000/pk	¥144,000 → キャンペーン価格 ¥108,000

期間: 2014年7月1日~2014年9月30日まで

※ご注文をお申し付けいただく際、**サンプル前処理キャンペーン**とご連絡ください。

ARE YOU MAKING ALL THE RIGHT CONNECTIONS?



新製品 Agilent セルフタイトカラムナット

工具のいらないGCカラム接続
簡単・確実に接続できる手締めナット

信頼性の高い接続

カラムナット内部にスプリングが内蔵されていることにより、フェラルが常にカラム接続部に密着され、リークのないシールを実現します。

時間のロス回避

オープン昇温プログラム後に、カラムナットを締めなおす必要がありません。

使いやすさ


指で締められるため、スパナなどの工具が必要ありません。どなたでも一貫性の高い確実なカラム接続が可能です。

迅速なメンテナンス

低トルクのため、取り外しの際のフェラルの貼りつきや割れを防止します。

低カラムブリード

リークを防止することで、カラム寿命を延ばします。



5190-6194
注入口
および検出器用

5190-5233
MSTランスファー
ライン用

※両方とも85%ベスベル/15%グラファイト
ショートフェラルを使用します。

新製品発売キャンペーン

セルフタイトカラムナット(下記参照)をお買い上げいただけると、
キャンペーン期間中何度でも定価より**25%OFF**でご提供いたします。

部品番号	品名	価格
5190-6194	セルフタイトカラムナット、GC注入口、検出器用	¥9,100 → キャンペーン価格 ¥6,800
5190-5233	セルフタイトカラムナット、MSTランスファライン用	¥9,900 → キャンペーン価格 ¥7,400

期間：2014年7月1日～2014年9月30日まで

※ご注文をお申し付けいただく際、**セルフタイトカラムナットキャンペーン**とご連絡ください。

ARE YOU MAKING ALL THE RIGHT CONNECTIONS?



新製品 Agilent ウルトラナートプレスフィットコネクタ

異なる内径のGCカラムにも
1種類で対応が可能

高い不活性さ

アジレントJ&WGCカラムにも採用されている、ウルトラナート不活性化処理が実施され、バッチ検査での品質チェックを実施しています。

接続時の耐久性が向上


従来品より、接続時の耐久性が高くなり、オープン昇温プログラムを繰り返してもはずれにくくなりました。

1種類で対応できるユニバーサルデザイン

内部がテーパ式になっており、内径0.1mm~0.75mmのどの内径のカラムも1種類で接続が可能のため、カラムの内径別にコネクタの種類を変更する必要がありません。



5190-6980
Yスプリッタ



新製品発売キャンペーン

ウルトラナートプレスフィットコネクタ(下記参照)をお買い上げいただけましたと、キャンペーン期間中何度でも定価より**25%OFF**でご提供いたします。

部品番号	品名	価格
5190-6979	ウルトラナートユニバーサルプレスフィット、10個	¥12,000 → キャンペーン価格 ¥9,000
5190-6980	ウルトラナートユニバーサルプレスフィット、Yスプリッタ	¥18,000 → キャンペーン価格 ¥13,500

期間：2014年7月1日～2014年9月30日まで

※ご注文をお申し付けいただく際、**ウルトラナートプレスフィットコネクタキャンペーン**とご連絡ください。

Agilent Poroshell120 HPLC カラム 25%OFFキャンペーン

あなたのHPLCをUHPLCに進化させる、革新的なHPLCカラム

充てん剤の種類が増えて、12種類になりました。


Poroshell120 HPLCカラムは、一般的なHPLCでUHPLCに匹敵する高速高分離が可能なカラムです。

Poroshell120 HPLCカラムは、通常の全多孔性充てん剤ではなく、表面多孔性（コアシェル）充てん剤を用いています。

表面多孔性により、充てん剤内部での物質の拡散を抑制し、ピークのシャープさが向上します。また、粒子径は2.7 μm ですので、sub2 μm と呼ばれるUHPLCカラムと比較してカラム圧が低く、UHPLCクラスの高耐圧な装置を必要としません。


新製品のHPH-C18、HPH-C8は、高pHアプリケーションに最適です。

溶離液/カラム温度の違いとカラム圧




Poroshell120カラムは、通常のLCで使えるカラム圧

Poroshell120とsub2 μm 、3.5 μm 充てん剤との効率比較



Poroshell120 充てん剤の構造



Poroshell120 Fast ガードカラム

- ガードカラムとハードウェアの一体型
- 高耐圧と使いやすさを実現し、分析カラムの寿命を延ばします。



寸法 (内径×長さ, mm)	部品番号				NEW PFP	価格	
	EC-C18	SB-C18	EC-C8	Phenyl Hexyl			
4.6×5	820750-911	820750-912	820750-913	820750-914	¥60,000→キャンペーン価格	¥45,000	
3.0×5	823750-911	823750-912	823750-913	823750-914	¥60,000→キャンペーン価格	¥45,000	
2.1×5	821725-911	821725-912	821725-913	821725-914	821725-915	¥60,000→キャンペーン価格	¥45,000

期間: 2014年7月1日~2014年9月30日まで

※ご注文をお申し付けいただく際、Poroshell120キャンペーンとご連絡ください。

Poroshell120 カラム仕様

名称	EC-C18	EC-C8	Phenyl-Hexyl	SB-C18	SB-C8	SB-Aq	Bonus-RP	HILIC	EC-CN	NEW PPP	NEW HPH-C18	NEW HPH-C8
ポアサイズ	120Å	100Å	100Å									
pHレンジ	2~8	2~8	2~8	1~8*	1~8*	1~8*	2~9	0~8	2~8	2~8	3~11	3~11
上限温度	60℃	60℃	60℃	90℃	80℃	80℃	60℃	60℃	60℃	60℃	60℃	60℃
エンドキャップ	あり	あり	あり	なし	なし	なし	あり	なし	なし	あり	あり	あり
表面積	130m ² /g	95m ² /g	95m ² /g									
炭素量	10%	5%	9%	8%	5.5%	非公開	9.5%	なし	3.5%	5.1%	非公開	非公開

*:pH6を超える条件ではSBシリーズ以外を推奨

価格表 (赤字がキャンペーン価格) ※HPH-C8は2014年7月発売開始につき、価格はお問い合わせください。

カラム サイズ 内径×長さ, mm	部品番号												価格
	EC-C18	EC-C8	Phenyl-Hexyl	SB-C18	SB-C8	SB-Aq	Bonus-RP	HILIC	EC-CN	NEW PFP	NEW HPH-C18	NEW HPH-C8*	
4.6×150	693975-902	693975-906	693975-912	683975-902	683975-906	683975-914	693968-901	693975-901	693975-905	693975-408	693975-702 ¥90,000 →¥67,500	693975-706	¥86,000 →¥64,500
4.6×100	695975-902	695975-906	695975-912	685975-902	685975-906	685975-914	695968-901	695975-901	695975-905	695975-408	695975-702 ¥79,000 →¥59,200	695975-706	¥76,000 →¥57,000
4.6×75	697975-902	697975-906		687975-902									¥69,000 →¥51,700
4.6×50	699975-902	699975-906	699975-912	689975-902	689975-906	689975-914	699968-901	699975-901	699975-905	699975-408	699975-702 ¥64,000 →¥48,000	699975-706	¥62,000 →¥46,500
4.6×30	691975-902	691975-906		681975-902									¥45,000 →¥33,700
3.0×150	693975-302	693975-306	693975-312	683975-302	683975-306	683975-314	693968-301	693975-301	693975-305	693975-308	693975-502 ¥90,000 →¥67,500	693975-506	¥86,000 →¥64,500
3.0×100	695975-302	695975-306	695975-312	685975-302	685975-306	685975-314	695968-301	695975-301	695975-305	695975-308	695975-502 ¥79,000 →¥59,200	695975-506	¥76,000 →¥57,000
3.0×75	697975-302	697975-306		687975-302									¥69,000 →¥51,700
3.0×50	699975-302	699975-306	699975-312	689975-302	689975-306	689975-314	699968-301	699975-301	699975-305	699975-308	699975-502 ¥64,000 →¥48,000	699975-506	¥62,000 →¥46,500
3.0×30	691975-302	691975-306		681975-302									¥45,000 →¥33,700
2.1×150	693775-902	693775-906	693775-912	683775-902	683775-906	683775-914	693768-901	693775-901	693775-905	693775-408	693775-702 ¥90,000 →¥67,500	693775-706	¥86,000 →¥64,500
2.1×100	695775-902	695775-906	695775-912	685775-902	685775-906	685775-914	695768-901	695775-901	695775-905	695775-408	695775-702 ¥79,000 →¥59,200	695775-706	¥76,000 →¥57,000
2.1×75	697775-902	697775-906		687775-902									¥69,000 →¥51,700
2.1×50	699775-902	699775-906	699775-912	689775-902	689775-906	689775-914	699768-901	699775-901	699775-905	699775-408	699775-702 ¥64,000 →¥48,000	699775-706	¥62,000 →¥46,500
2.1×30	691775-902	691775-906		681775-902									¥45,000 →¥33,700



原子吸光・ICP-OES・MP-AES関連消耗品 **25%OFF**キャンペーン

キャンペーン内容

キャンペーン対象原子吸光・ICP-OES・MP-AES関連消耗品（下記参照）をお買い上げいただけると、キャンペーン期間中何度でも定価より**25%OFF**でご提供いたします。

キャンペーン対象製品

- 5991-1060JAJP 2013-2014 Agilentカラム分析機器部品カタログ ICP-MS、分光分析
- 5991-5948JAJP Agilent ICP-MS、分光分析用消耗品セレクションガイド 両カタログの12～60ページ、88～95ページに掲載の消耗品



キャンペーン対象製品例

部品番号	品名	個数	価格
5610100800	カドミウム-Cd, 元素識別機能付, ホロカソードランプ	1/pk	¥60,000→ キャンペーン価格 ¥45,000
5610101200	クロム-Cr, 元素識別機能付, ホロカソードランプ	1/pk	¥60,000→ キャンペーン価格 ¥45,000
5610101400	銅-Cu, 元素識別機能付, ホロカソードランプ	1/pk	¥60,000→ キャンペーン価格 ¥45,000
5610102700	鉄-Fe, 元素識別機能付, ホロカソードランプ	1/pk	¥60,000→ キャンペーン価格 ¥45,000
5610106800	亜鉛-Zn, 元素識別機能付, ホロカソードランプ	1/pk	¥60,000→ キャンペーン価格 ¥45,000
9910093000	ネブライザキャピラリキット、Mark 7 スプレーチャンバ用	1/pk	¥58,000→ キャンペーン価格 ¥43,500
6310001200	パーティションチューブ、パイロコート	10/pk	¥59,000→ キャンペーン価格 ¥44,200
2010090400	一体型石英トーチ、アキシアル、内径2.4mmインジェクタ	1/pk	¥90,000→ キャンペーン価格 ¥67,500
3710027200	ペリスタティックポンプチューブ、PVC、黒/黒	12/pk	¥6,000→ キャンペーン価格 ¥4,500
3710034400	ペリスタティックポンプチューブ、PVC、白/白	12/pk	¥4,200→ キャンペーン価格 ¥3,100

期間：2014年7月1日～2014年9月30日まで

※ご注文をお申し付けいただく際、**スペクトロスコープ消耗品キャンペーン**とご連絡ください。

ICP-MS関連消耗品 25%OFFキャンペーン

キャンペーン内容

キャンペーン対象ICP-MS関連消耗品(下記参照)をお買い上げいただけると、
キャンペーン期間中何度でも
定価より**25%OFF**でご提供いたします。

キャンペーン対象製品

- 5991-1060JAJP 2013-2014 Agilentカラム分析機器部品カタログ ICP-MS、分光分析
- 5991-5948JAJP Agilent ICP-MS、分光分析用消耗品セレクションガイド 両カタログの62~87ページ、96~97ページに掲載の消耗品



キャンペーン対象製品例

部品番号	品名	個数	価格
G1820-65238	7500用ニッケル・サンプリングコーン	1	¥98,000→ キャンペーン価格 ¥73,500
G1820-65239	7500用白金サンプリングコーン(10φインサート)	1	¥372,000→ キャンペーン価格 ¥279,000
G1820-65050	7500a/i/s用ニッケル・スキマコーン	1	¥81,000→ キャンペーン価格 ¥60,700
G3270-65024	7500ce/cx用ニッケル・スキマコーン	1	¥62,000→ キャンペーン価格 ¥46,500
G3280-67040	77/79/88用ニッケル・サンプリングコーン	1	¥70,000→ キャンペーン価格 ¥52,500
G3280-67036	77/79/88用白金サンプリングコーン(10φインサート)	1	¥308,000→ キャンペーン価格 ¥231,000
G3280-67041	77e/x/88x用ニッケル・スキマコーン	1	¥62,000→ キャンペーン価格 ¥46,500
G3280-67064	77s/79s/88s用白金スキマコーン	1	¥213,000→ キャンペーン価格 ¥159,700
G1833-65569	試料用ベリボンブチューブ	1	¥11,000→ キャンペーン価格 ¥8,200
G1833-65419	シールドプレート	1	¥136,000→ キャンペーン価格 ¥102,000

期間：2014年7月1日～2014年9月30日まで

※ご注文をお申し付けいただく際、[スペクトロスコーピー消耗品キャンペーン](#)とご連絡ください。

アジレント・テクノロジー株式会社

本社 〒192-8510 東京都八王子市高倉町9-1
カスタムコンタクトセンター ☎0120-477-111

※本文記載の内容は予告なく変更する場合があります。

www.agilent.com/chem/jp

問合せ・見積書のご請求は



Agilent Technologies