

2017~2018

# 年度末 キャンペーン


 20%  
OFF


 キャンペーン  
期間

 2017.11.7 (火) ~ 2018.1.31 (水)  
ご注文分まで

対象製品

 本リーフレット掲載の  
マイクロアレイと試薬・消耗品全品

数量・ご利用回数に制限はありません。

 アジレント  
マイクロアレイ


## 遺伝子発現 / Exon マイクロアレイ (Human、Mouse、Rat)

品名	アレイ フォーマット	カタログアレイ			受注製造		
		型番	スライド 入数	20%OFF キャンペーン価格 (税抜)	型番	スライド 入数	20%OFF キャンペーン価格 (税抜)
<b>Human</b>							
SurePrint G3 Human GE Ver 3.0	8 x 60 K	G4851C	3	¥540,000	G4858A#72363	1	¥180,000
SurePrint G3 Human GE Ver 2.0	8 x 60 K	G4851B	3		G4858A#39494	1	
SurePrint G3 Human GE					G4858A#28004	1	
Whole Human Genome Ver 2.0	4 x 44 K	G4845A	5	¥506,400	G2519F#26652	1	¥100,800
Whole Human Genome	4 x 44 K	G4112F	5		G2519F#14850	1	
SurePrint G3 Human Exon	2 x 400 K				G4856A#28680	1	¥100,800
	4 x 180 K				G4857A#28679	1	¥118,400
<b>Mouse</b>							
SurePrint G3 Mouse GE Ver 2.0	8 x 60 K	G4852B	3	¥540,000	G4858A#74809	1	¥180,000
SurePrint G3 Mouse GE	8 x 60 K	G4852A	3		G4858A#28005	1	
Whole Mouse Genome Ver 2.0	4 x 44 K	G4846A	5	¥506,400	G2519F#26655	1	¥100,800
Whole Mouse Genome	4 x 44 K	G4122F	5		G2519F#14868	1	
SurePrint G3 Mouse Exon	2 x 400 K				G4856A#28727	1	¥100,800
	4 x 180 K				G4857A#30493	1	¥118,400
<b>Rat</b>							
SurePrint G3 Rat GE Ver 2.0	8 x 60 K	G4853B	3	¥540,000	G4858A#74036	1	¥180,000
SurePrint G3 Rat GE					G4858A#28279	1	
Whole Rat Genome Ver 3.0	4 x 44 K	G4847B	5	¥506,400	G2519F#28282	1	¥100,800
Whole Rat Genome	4 x 44 K	G4131F	5		G2519F#14879	1	
SurePrint G3 Rat Exon	2 x 400 K				G4856A#28728	1	¥100,800
	4 x 180 K				G4857A#28744	1	¥118,400

年度末キャンペーンサイト

<http://www.agilent.co.jp/chem/arraypromo2017>



## 遺伝子発現マイクロアレイ (モデル生物、受注製造品)

4 x 44 K フォーマット				8 x 60 K フォーマット			
型番		20%OFF キャンペーン価格 (税抜)		型番		20%OFF キャンペーン価格 (税抜)	
G2519F#XXXXX		¥100,800		G4858A#XXXXX		¥180,000	
<b>動物</b>				<b>動物</b>			
#20186	線虫 Caenorhabditis elegans Ver 2.0		#15060	イネいもち病菌 Magnaporthe Ver 2.0		#75606	カニクイザル M.fascicularis
#20449	ハマダラ蚊 Anopheles gambiae		#15072	酵母 Saccharomyces Cerevisiae		#77089	チャイニーズハムスター C.griseus
#20908	ウサギ Oryctolagus cuniculus		#15241	イネ RAP-DB		#84307	メダカ 8 x 60 K O.latipes
#20938	タイセイヨウサケ Salmon salar		#16047	トウモロコシ Maize		#80322	カイコ B.mori
#21193	イヌ Canis familiaris Ver 2.0		#16772	ダイズ Glycine max		#84626	マーモセット NEW C.jacchus
#21322	ウマ Equus caballus		#21113	タバコ Nicotiana tabacum			
#21791	ショウジョウバエ D.melanogaster Ver 2.0		#21169	シロイヌナズナ A.thaliana Ver 4.0			
#23448	カエル Xenopus Laevis Ver 2.0		#21623	オオムギ Hordeum vulgare		8 x 15 K フォーマット	
#23647	ウシ Bovine Ver 2.0		#22270	トマト Solanum lycopersicum		型番	20%OFF キャンペーン価格 (税抜)
#26437	ゼブラフィッシュ Danio rerio Ver 3.0		#22297	コムギ Triticum aestivum		G4813A#XXXXX	¥114,400
#26440	ブタ Sus Scrofa Ver 2.0		#22520	セイヨウアブラナ Brassica nepus		<b>動物</b>	
#26441	ニワトリ Gallus gallus Ver 2.0		#22523	ワタ Gossypium hirsutum		#19921	ヒツジ Ovis aries
#26806	アカゲザル Macaca mulatta Ver 2.0		#22524	タルウマゴヤシ M.truncatula		<b>微生物</b>	
#84306	メダカ 4 x 44 K O.latipes		#84662	ウキクサ NEW S.polyrhiza		#16322	酵母 Saccharomyces Cerevisiae
						#20097	大腸菌 Escherichia coli

## miRNA マイクロアレイ

品名	アレイ フォーマット	型番	カタログアレイ		受注製造		
			スライド 入数	20%OFF キャンペーン価格 (税抜)	型番	スライド 入数	20%OFF キャンペーン価格 (税抜)
SurePrint G3 Human miRNA Rel.21.0	8 x 60 K	G4870C	3	¥538,400	G4872A#70156	1	¥180,000
SurePrint G3 Human miRNA Rel.19.0	8 x 60 K				G4872A#46064	1	
SurePrint G3 Mouse miRNA Rel.21.0	8 x 60 K	G4859C	3	¥538,400	G4872A#70155	1	
SurePrint G3 Mouse miRNA Rel.19.0	8 x 60 K				G4872A#46065	1	
Rat miRNA Rel.21.0	8 x 15 K	G4473C	3	¥538,400	G4471A#70154	1	
Rat miRNA Rel.19.0	8 x 15 K				G4471A#46066	1	

\* miRBase リリース 18 以前のリリースを基にした製品もご注文いただけます。詳細はお問合せください。

## CGH / CGH + SNP マイクロアレイ (Human)

品名	アレイ フォーマット	型番	カタログアレイ		受注製造		
			スライド 入数	20%OFF キャンペーン価格 (税抜)	型番	スライド 入数	20%OFF キャンペーン価格 (税抜)
SurePrint G3 CGH+SNP	2 x 400 K	G4842A	5	¥520,800			
SurePrint G3 CGH+SNP (ISCA)	4 x 180 K	G4890A	3	¥364,000			
SurePrint G3 Cancer CGH+SNP	4 x 180 K				G4869A	1	¥364,000
SurePrint G3 Human CGH 1 x 1 M	1 x 1 M	G4447A	5	¥408,800	G4824A#21529	1	¥81,600
SurePrint G3 Human CGH 2 x 400 K	2 x 400 K	G4448A	5	¥520,800	G4825A#21850	1	¥104,000
SurePrint G3 Human CGH 4 x 180 K	4 x 180 K	G4449A	3	¥364,000	G4826A#22060	1	¥121,600
SurePrint G3 Human CGH 8 x 60 K	8 x 60 K	G4450A	3	¥421,600	G4827A#21924	1	¥140,000
Human Genome CGH 244A	1 x 244 K	G4411B	5	¥350,400	G4423B#14693	1	¥68,800
Human Genome CGH 105A	2 x 105 K	G4412A	5	¥452,000	G4425B#14698	1	¥88,800
Human Genome CGH 4 x 44 K	4 x 44 K	G4413A	3	¥314,400	G4426B#14950	1	¥103,200
SurePrint G3 Human CGH 8 x 60 K (ISCA)	8 x 60 K				G4827A#31746	1	¥140,000
Human CGH 4 x 44 K (ISCA)	4 x 44 K				G4426B#31747	1	¥103,200
SurePrint G3 Human CGH 4 x 180 K (ISCA)	4 x 180 K				G4826A#31748	1	¥121,600
Human CGH 2 x 105 K (ISCA)	2 x 105 K				G4425B#31750	1	¥88,800
SurePrint G3 Human High-Res Discovery	1 x 1 M				G4824A#23642	1	¥81,600
SurePrint G3 Human CNV	2 x 400 K				G4825A#21365	1	¥104,000
GenetiSure Postnatal Research CGH+SNP	2 x 400K	G5974A	5	¥520,800	G5977A#78737	1	¥104,000
GenetiSure Cancer Research CGH+SNP	2 x 400K	G5975A	5		G5977A#78799	1	

20% OFF

## CGH マイクロアレイ (モデル生物)

品名	カタログアレイ				受注製造		
	アレイフォーマット	型番	スライド入数	20%OFF キャンペーン価格 (税抜)	型番	スライド入数	20%OFF キャンペーン価格 (税抜)
SurePrint G3 Mouse CGH 1 x 1 M	1 x 1 M				G4824A#27414	1	¥81,600
SurePrint G3 Mouse CGH 4 x 180 K	4 x 180 K	G4839A	3	¥364,000	G4826A#27411	1	¥121,600
Mouse Genome CGH 244A	1 x 244 K				G4423B#14695	1	¥68,800
SurePrint G3 Rat CGH 1 x 1 M	1 x 1 M				G4824A#27065	1	¥81,600
SurePrint G3 Rat CGH 4 x 180 K	4 x 180 K				G4826A#27064	1	¥121,600
SurePrint G3 Rhesus Macaque CGH	4 x 180 K				G4826A#24419	1	¥121,600
SurePrint G3 Chimpanzee CGH	4 x 180 K				G4826A#24422	1	
SurePrint G3 Bovine CGH	4 x 180 K				G4826A#25242	1	
SurePrint G3 Canine CGH	4 x 180 K				G4826A#25522	1	
SurePrint G3 Rice CGH	4 x 180 K				G4826A#25843	1	
Chicken Genome CGH	1 x 244 K				G4423B#19553	1	¥68,800

## ChIP-on-chip およびメチル化解析用マイクロアレイ

以下のマイクロアレイをご用意しておりますので、お問合せください。

プロモータ

ChIP-on-chip

メチル化解析

## 1枚から作れるカスタムアレイ

	SurePrint G3 Microarray				SurePrint HD Microarray				
	1 x 1 M	2 x 400 K	4 x 180 K	8 x 60 K	1 x 244 K	2 x 105 K	4 x 44 K	8 x 15 K	
遺伝子発現用	型番 G4860A	G4861A	G4862A	G4102A	G4502A	G4503A	G2514F	G2509F	
	20%OFF キャンペーン価格 (税抜)	¥79,200	¥100,800	¥118,400	¥180,000	¥67,200	¥86,400	¥100,800	¥114,400
miRNA 用	型番			G4871A				G4474A	
	20%OFF キャンペーン価格 (税抜)			¥180,000				¥180,000	
CGH 用	型番	G4123A	G4124A	G4125A	G4126A	G4423A	G4425A	G4426A	G4427A
	20%OFF キャンペーン価格 (税抜)	¥81,600	¥104,000	¥121,600	¥140,000	¥68,800	¥88,800	¥103,200	¥118,400
CGH+SNP 用	型番	G4882A	G4883A	G4884A	G4885A				
	20%OFF キャンペーン価格 (税抜)	¥81,600	¥104,000	¥121,600	¥140,000				
ChIP-on-chip 用	型番	G4819A	G4820A	G4821A	G4822A	G4496A	G4498A	G4497A	G4499A
	20%OFF キャンペーン価格 (税抜)	¥79,200	¥100,800	¥118,400	¥136,000	¥67,200	¥86,400	¥100,800	¥114,400

※ カスタムアレイの価格は、すべて1スライドあたりの価格となります。

- デザイン作成用 WEB ツールは、eArray (遺伝子発現、miRNA 用) または、SureDesign (CGH、ChIP-on-chip 用) をご利用ください。
- カスタムアレイのご注文の際には、型番と作成されたデザインの ID 番号 (6桁) をご連絡ください。
- 受注製造アレイおよびカスタムアレイは、納期 6-8 週間程度いただいておりますのでご了承ください。
- マイクロアレイは、製品の箱に記載の保証期限までにお使いください。
- 新規ユーザーの方は、専用オープン、スキャナが別途必要となりますので、弊社までお問合せください。
- SurePrint G3 マイクロアレイ (1 x 1 M、2 x 400 K、4 x 180 K、8 x 60 K の各フォーマット製品) の解析には弊社製 マイクロアレイスキャナシステム (高解像度仕様) が必要です。ご購入につきましては弊社までお問合せください。
- 紙面の都合で掲載していない商品も多数ございます。お探しの商品が、このリストに見当たらない場合は弊社までお問合せください。

# 試薬・消耗品・器具



型番	品名	20%OFF キャンペーン価格 (税抜)	備考
<b>遺伝子発現 / Exon マイクロアレイ用試薬</b>			
5188-5282	RNA Spike In Kit (1 カラー用)	¥64,000	使用条件により試料数は異なります。
5188-5279	RNA Spike In Kit (2 カラー用)		使用条件により試料数は異なります。(Min40 × 試料数可能)
5190-0442	Quick-Amp Labeling Kit (1 カラー用)	¥236,800	20 反応。Cyanine3 色素を含む。
5190-0444	Quick-Amp Labeling Kit (2 カラー用)		各 10 反応。Cyanine3、Cyanine5 色素を含む。
5190-2305	Low Input Quick-Amp Labeling Kit (1 カラー用)	¥178,400	24 反応。Cyanine3 色素を含む。
5190-2306	Low Input Quick-Amp Labeling Kit (2 カラー用)	¥356,800	各 24 反応。Cyanine3、Cyanine5 色素を含む。
5190-2943	Low Input Quick-Amp WT Labeling Kit (1 カラー用)	¥178,400	原核生物、Exon 用。24 反応。Cyanine3 色素を含む。
5190-2944	Low Input Quick-Amp WT Labeling Kit (2 カラー用)	¥356,800	原核生物、Exon 用。各 24 反応。Cyanine3、Cyanine5 色素を含む。
5188-5242	Gene Expression Hybridization Kit	¥27,200	10 スライド分 (4 x 44 K フォーマット)、12 スライド分 (8 x 60 K フォーマット)
5188-5327	Gene Expression Wash Pack	¥38,400	Wash1 (4 L) × 2 (1 洗浄で約 500 ~ 700 mL 使用)、Wash2 (4 L) × 1 (1 洗浄で約 250 ~ 350 mL 使用)、10%TritonX-102 1.35 mL × 6
<b>miRNA マイクロアレイ用試薬</b>			
5190-1934	miRNA Spike In Kit	¥83,200	384 反応
5190-0456	miRNA Complete Labeling Reagent and Hyb Kit	¥329,600	ラベル化およびハイブリキット 24 反応。Cyanine-pCp3 色素を含む。
5188-5327	Gene Expression Wash Pack	¥38,400	Wash1 (4 L) × 2 (1 洗浄で約 500 ~ 700 mL 使用)、Wash2 (4 L) × 1 (1 洗浄で約 250 ~ 350 mL 使用)、10%TritonX-102 1.35 mL × 6
<b>CGH マイクロアレイ用試薬</b>			
5190-3400	SureTag DNA Labeling Kit <b>劇</b>	¥244,000	各 25 反応 (8 Pack の場合は、各 50 反応)。Cyanine3、Cyanine5 色素、制限酵素、ラベル化試薬、ラベル化 DNA 精製カラムを含む。 *「毒物及び劇物指定令」で指定された「劇物」に該当します。
5190-4240	SureTag Complete DNA Labeling Kit <b>劇</b>	¥254,400	各 25 反応 (8 Pack の場合は、各 50 反応)。Cyanine3、Cyanine5 色素、制限酵素、ラベル化試薬、ラベル化 DNA 精製カラム、ヒト標準ゲノムを含む。 *「毒物及び劇物指定令」で指定された「劇物」に該当します。
5190-3391	SureTag Labeling Kit RT Components	¥22,400	カラム 50 個 (5190-3400 / 5190-4240 の追加用カラム)
5190-0419	Genomic DNA ULS Labeling Kit	¥64,800	パラフィン包埋試料対応ラベル化キット。5 スライド分 (1 x 244 K、1 x 1 M) (他のフォーマットの場合は、5190-0418 が必要)
5190-0418	Genomic DNA Purification Module	¥11,200	カラム 10 個 (5190-0419 追加用カラム)
5190-0450	Genomic DNA High-Throughput ULS Labeling Kit	¥119,200	ハイスループットのパラフィン包埋試料対応ラベル化キット。12 スライド分 (1 x 244 K、1 x 1 M) (他のフォーマットの場合は、5190-0451 または 5190-0418 が必要)
5190-0451	Genomic DNA 96-well Purification Module	¥21,600	未反応色素除去用、洗浄用、回収用プレート (各 1 個) (5190-0450 追加用)
5190-3393	Human Cot-1 DNA	¥28,000	12 反応 (1 x 244 K、1 x 1 M)、25 反応 (2 x 105 K、2 x 400 K)、125 反応 (4 x 44 K、4 x 180 K)、312 反応 (8 x 15 K、8 x 60 K)
5188-5220	aCGH/ChIP-on-chip Hybridization Kit (25)	¥51,200	25 スライド分
5188-5226	aCGH/ChIP-on-chip Wash Buffer 1 and 2	¥39,200	Wash1 (4 L) × 2 (1 洗浄で約 500 ~ 700 mL 使用)、Wash2 (4 L) × 1 (1 洗浄で約 250 ~ 350 mL 使用)
<b>共通の消耗品・器具</b>			
G2534-60003	1 x 244 K、1 x 1 M アレイフォーマット用消耗品	¥17,600	ガasketスライド、5 個セット
G2534-60008		¥58,400	ガasketスライド、20 個セット
G2534-60002	2 x 105 K、2 x 400 K アレイフォーマット用消耗品	¥17,600	ガasketスライド、5 個セット
G2534-60009		¥58,400	ガasketスライド、20 個セット
G2534-60011	4 x 44 K、4 x 180 K アレイフォーマット用消耗品	¥20,800	ガasketスライド、5 個セット
G2534-60012		¥70,400	ガasketスライド、20 個セット
G2534-60014	8 x 15 K、8 x 60 K アレイフォーマット用消耗品	¥20,800	ガasketスライド、5 個セット
G2534-60015		¥70,400	ガasketスライド、20 個セット
G2534A	ハイブリダイゼーションチャンバ	¥48,800	各種フォーマットに対応 (ガasketスライドは含まれません)

- 試薬や消耗品は、製品の箱またはチューブの入った小袋やボトルなどに記載の保証期限までにお使いください。
- 紙面の都合で掲載していない商品も多数ございます。お探しの商品が、このリストに見当たらない場合は弊社までお問合せください。

販売店

[お問い合わせ窓口]  
 アジレント・テクノロジー株式会社  
 本社 / 〒192-8510 東京都八王子市高倉町 9-1  
 ●カスタムコンタクトセンター ☎0120-477-111  
 mail : email\_japan@agilent.com  
 ※仕様は予告なく変更する場合があります。  
 ※本資料掲載の製品は全て研究用です。  
 その他の用途にご利用いただくことはできません。  
 ※本資料掲載の価格は全てメーカー希望小売価格 (税抜) です。  
<http://AgilentGenomics.jp>  
 © Agilent Technologies, Inc. 2017  
 本書の一部または全部を書面による事前の許可なしに複製、  
 改変、翻訳することは、著作権法で認められている場合を除き、  
 法律で禁止されています。  
 Printed in Japan, Nov. 7, 2017  
 5991-8624JAJP



Trusted Answers