

新製品!

SureSelect XT RNA Direct お試しキャンペーン

40%
OFF




FFPE サンプルに対応した RNA シーケンスのためのライブラリ調製試薬キット、SureSelect XT RNA Direct が新たに登場しました。本製品は、事前にリボソーム RNA 除去や poly (A) 精製は行わず、SureSelect XT Human All Exon V6 + UTR 等のキャプチャライブラリと組み合わせるターゲットシーケンス用の試薬です。分解の進んだ FFPE サンプルの遺伝子発現解析に最適であり、目的の領域をより効率的に解析することが可能です。

特長

- **FFPE サンプル**に対応
(200 nt 以上の割合 \geq 20%)
- **Low Input** 100-200 ng
- **高感度検出**
 - 融合遺伝子
 - 低発現遺伝子



■ Fresh Frozen (FF) および FFPE の total RNA サンプル間で高い相関性



FFPE 対応 SureSelect XT RNA Direct プロトコル
トランスクリプトームエンリッチメントとリボソーム RNA 除去を同時に実現
(5991-8119JAJP)

キャンペーン期間

2017年9月12日(火) ~ 10月27日(金) ご注文分まで
期間内であれば、何回でもご注文いただけます。

対象製品

	型番	品名	通常価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)
①	G7564A	SureSelect XT RNA Direct, イルミナ, 16 反応	157,000 円	94,200 円
②	G7564A + 5190-8881	SureSelect XT RNA Direct, イルミナ, 16 反応 + SureSelect XT Human All Exon V6+UTR キャプチャライブラリ, 16 反応	735,000 円	441,000 円

* ①は、G7564A 単品、②は G7564A と 5190-8881 のセット品での提供です。

* ①の G7564A 単品には、キャプチャライブラリは含まれておりません。シーケンスしたい領域に対応したキャプチャライブラリを別途ご用意ください。

* キャンペーン対象外ですが、SureSelect XT RNA Direct, イルミナ, 96 反応 (型番 G7564B) もございますので、お問い合わせください。

SureSelect XT RNA Direct とセットでキャンペーン実施中

SureSelect Human All Exon V6 + UTR




エクソームの新ゴールドスタンダード SureSelect Human All Exon V6 に UTR の領域を追加したデザイン（ターゲットサイズ 91 Mb）です。キャプチャプローブのデザインと相対濃度の最適化により、これまでキャプチャが難しかった領域もカバーされています。

特長

- 最新の各種ゲノムデータベースに基づいた最も網羅性の高い新デザイン。
HGMD、OMIM も 99% 以上カバー
- さらに向上したキャプチャ性能

■ さらに高まったキャプチャ均一性



より広い領域にわたって、深いカバレッジを実現する均一性の高いキャプチャ性能を実現した SureSelect Human All Exon V6 + UTR を期間限定、SureSelect XT RNA Direct 試薬キットと一緒に、お得なキャンペーンをぜひご利用ください。

販売店

[お問い合わせ窓口]

アジレント・テクノロジー株式会社

本社 / 〒192-8510 東京都八王子市高倉町 9-1

●カスタムコンタクトセンター ☎ 0120-477-111

mail : email_japan@agilent.com

※仕様は予告なく変更する場合があります。

※本資料掲載の製品は全て研究用です。

その他の用途にご利用いただくことはできません。

※本資料掲載の価格は全てメーカー希望小売価格(税抜)です。

<http://AgilentGenomics.jp>

© Agilent Technologies, Inc. 2017

本書の一部または全部を書面による事前の許可なしに複製、
改変、翻訳することは、著作権法で認められている場合を除き、
法律で禁止されています。

Printed in Japan, Sep. 12, 2017