

固相抽出からクロマト／質量分析まで

Agilent新固相抽出カートリッジ「サンプリーク」ご紹介



Optimal Results.
Compliments of Agilent.



SampliQ from Agilent
HIGH PERFORMANCE SOLID PHASE EXTRACTION PRODUCTS



Agilentから
新しいSPE(固相抽出)カートリッジが
発売になりました。

SampliQ(サンプリーク)は
回収率、再現性に優れており、
前処理の最適化は、
分離の改善やカラム寿命の
延長、検出限界の向上につながります。

Agilentは
前処理からクロマト／質量分析まで
お客様の分析のすべてをサポートします



ポリマーベース

	OPT	DVB	SCX	SAX	PS-DVB
1ml 30mg, 100/pk	5982-3013	5982-3113	5982-3213	5982-3313	
3ml 60mg, 50/pk	5982-3036	5982-3136	5982-3236	5982-3336	
6ml 150 mg, 30/pk	5982-3067	5982-3167	5982-3267	5982-3367	
6ml 500 mg, 30/pk					5982-3465
6ml 1000 mg, 30/pk					5982-3460
96 Well Plate 10mg	5982-3096				

シリカベース

逆相(非極性)シリーズ	C18	C18EC	C8	C2	Phenyl
1ml 100mg, 100/pk	5982-1111	5982-1311	5982-1011	5982-1411	5982-1511
3ml 200mg, 50/pk	5982-1132	5982-1332	5982-1032	5982-1432	5982-1532
3ml 500mg, 50/pk	5982-1135	5982-1335	5982-1035	5982-1435	5982-1535
6ml 500mg, 30/pk	5982-1165	5982-1365	5982-1065	5982-1465	
6ml 1000mg, 30/pk	5982-1160	5982-1360		5982-1460	
Bulk 25g Bottle	5982-1182	5982-1382	5982-1082		5982-1582

順相(極性)シリーズ

	Silica	Diol	Cyano	Amino
1ml 100mg, 100/pk	5982-2211		5982-1711	5982-1811
3ml 200mg, 50/pk	5982-2232			5982-1832
3ml 500mg, 50/pk	5982-2235	5982-1635		5982-1835
6ml 500mg, 30/pk	5982-2265		5982-1765	5982-1865
6ml 1000mg, 30/pk	5982-2260		5982-1760	5982-1860
Bulk 25g Bottle	5982-2282			5982-1882

	混合相		イオン交換相	
	Si-C8/SCX	EVIDEX	Si-SAX	Si-SCX
1ml 100mg, 100/pk	5982-1911		5982-2011	5982-2111
3ml 200mg, 50/pk	5982-1932	5982-2332	5982-2032	5982-2132
3ml 500mg, 50/pk	5982-1935		5982-2035	5982-2135
6ml 500mg, 30/pk	5982-1965	5982-2364*	5982-2065	5982-2165
6ml 1000mg, 30/pk	5982-1960		5982-2060	5982-2060
Bulk 25g Bottle			5982-2082	

* 6ml/400mg

その他

	Alumina Acid	Alumina Basic	Alumina Neutral	Florisil	Carbon
1ml 100mg, 100/pk					5982-4411
3ml 200mg, 50/pk				5982-4332	5982-4432*
3ml 500mg, 50/pk	5982-4035	5982-4135	5982-4235	5982-4335	
6ml 500mg, 30/pk				5982-4365	5982-4465
6ml 1000mg, 30/pk	5982-4060	5982-4160	5982-4260	5982-4360	
Bulk 25g Bottle	5982-4082	5982-4182	5982-4282	5982-4382	5982-4482

* 3ml/250mg

2008年新発売！！

ご注文は弊社フリーダイヤル
0120-477-111
または弊社代理店へ。



固相抽出からクロマト／質量分析まで Agilent新固相抽出カートリッジ「サンブリーク」ご紹介

部品番号	品名	価格	部品番号	品名	価格
5982-1011	C8 Octyl - Box, 100x 1ml Tubes, 100 mg	15,000	5982-3167	DVB Polymer - Box, 30x 6ml tubes, 150 mg	17,000
5982-1032	C8 Octyl - Box, 50x 3 ml tubes, 200 mg	11,000	5982-3213	SCX Polymer - Box, 100x 1ml tubes, 30 mg	24,000
5982-1035	C8 Octyl - Box, 50x 3 ml tubes, 500 mg	12,000	5982-3236	SCX Polymer - Box, 50x 3ml tubes, 60 mg	15,000
5982-1065	C8 Octyl - Box, 30x 6 ml tubes, 500 mg	9,400	5982-3267	SCX Polymer - Box, 30x 6ml tubes, 150mg	18,000
5982-1082	C8 Octyl SPE Bulk Sorbent, 25g bottle	8,600	5982-3313	SAX Polymer - Box, 100x 1ml tubes, 30 mg	24,000
5982-1111	C18 - Box, 100x 1ml Tubes, 100 mg	15,000	5982-3336	SAX Polymer - Box, 50x 3ml tubes, 60 mg	15,000
5982-1132	C18 - Box, 50x 3 ml tubes, 200 mg	11,000	5982-3367	SAX Polymer - Box, 30x 6ml tubes, 150mg	22,000
5982-1135	C18 - Box, 50x 3 ml tubes, 500 mg	12,000	5982-3460	PS-DVB - Box, 30x 6 ml tubes, 1000 mg	33,000
5982-1160	C18 - Box, 30x 6 ml tubes, 1000 mg	12,000	5982-3465	PS-DVB - Box, 30x 6 ml tubes, 500 mg	21,000
5982-1165	C18 - Box, 30x 6 ml tubes, 500 mg	9,400	5982-4035	Alumina Acid Box, 50x 3 ml tubes, 500 mg	11,000
5982-1182	C18 SPE Bulk Sorbent, 25g bottle	8,600	5982-4060	Alumina Acid Box, 30x 6 ml tubes, 1000mg	10,000
5982-1311	C18 Endcapped Box, 100x 1ml Tubes, 100mg	15,000	5982-4082	Alumina Acid SPE Bulk Sorbent, 25g btl	4,000
5982-1332	C18 Endcapped Box, 50x 3ml tubes, 200mg	11,000	5982-4135	Alumina Basic Box, 50x 3ml tubes, 500mg	11,000
5982-1335	C18 Endcapped Box, 50x 3ml tubes, 500mg	11,000	5982-4160	Alumina Basic Box, 30x 6ml tubes, 1000mg	10,000
5982-1360	C18 Endcapped Box, 30x 6ml tubes, 1000mg	12,000	5982-4182	Alumina Basic SPE Bulk Sorbent, 25g btl	4,000
5982-1365	C18 Endcapped Box, 30x 6ml tubes, 500mg	9,400	5982-4235	Alumina Neutral Box, 50x 3ml tubes 500mg	11,000
5982-1382	C18 Endcapped SPE Bulk Sorbent, 25g btl	8,600	5982-4260	Alumina Neutral Box 30x 6ml tubes 1000mg	10,000
5982-1411	C2 Ethyl - Box, 100x 1ml Tubes, 100 mg	15,000	5982-4282	Alumina Neutral Bulk Sorbent, 25g btl	4,000
5982-1432	C2 Ethyl - Box, 50x 3 ml tubes, 200 mg	11,000	5982-4332	Florisil PR - Box, 50x 3 ml tubes, 200 mg	8,500
5982-1435	C2 Ethyl - Box, 50x 3 ml tubes, 500 mg	11,000	5982-4335	Florisil PR - Box, 50x 3 ml tubes, 500 mg	11,000
5982-1460	C2 Ethyl - Box, 30x 6 ml tubes, 1000 mg	12,000	5982-4360	Florisil PR - Box, 30x 6ml tubes, 1000mg	10,000
5982-1465	C2 Ethyl - Box, 30x 6 ml tubes, 500 mg	9,400	5982-4365	Florisil PR - Box, 30x 6 ml tubes, 500 mg	8,900
5982-1511	Phenyl - Box, 100x 1ml Tubes, 100 mg	21,000	5982-4382	Florisil PR SPE Bulk Sorbent, 25g bottle	4,000
5982-1532	Phenyl - Box, 50x 3 ml tubes, 200 mg	12,000	5982-4411	Carbon - Box, 100x 1ml Tubes, 100 mg	13,000
5982-1535	Phenyl - Box, 50x 3 ml tubes, 500 mg	13,000	5982-4432	Carbon - Box, 50x 3 ml tubes, 250 mg	25,000
5982-1582	Phenyl - SPE Bulk Sorbent, 25g bottle	8,600	5982-4465	Carbon - Box, 30x 6 ml tubes, 500 mg	14,000
5982-1635	Diol (OH) - Box, 50x 3 ml tubes, 500 mg	14,000	5982-4482	Carbon SPE Bulk Sorbent, 25g bottle	13,000
5982-1711	Cyano (CN) - Box, 100x 1ml Tubes, 100 mg	21,000	5982-8082	Magnesium Sulfate Bulk Sorbent, 100g btl	3,100
5982-1760	Cyano (CN) - Box, 30x 6ml tubes, 1000mg	18,000	5982-8382	PSA SPE Bulk Sorbent, 25g bottle	8,600
5982-1765	Cyano (CN) - Box, 30x 6 ml tubes, 500 mg	12,000	5982-9100	SPE Manifold Disposable Needle Tip 20pk	4,200
5982-1811	Amino (NH2) - Box, 100x 1ml Tubes, 100mg	21,000	5982-9101	SPE Manifold SS Needle w/PP Coating 20pk	25,000
5982-1832	Amino (NH2) - Box, 50x 3 ml tubes, 200 mg	12,000	5982-9102	SPE Manifold SHORT Valve Stopcock, 20/pk	16,000
5982-1835	Amino (NH2) - Box, 50x 3 ml tubes, 500 mg	14,000	5982-9103	SPE Manifold LONG Valve Stopcock, 20/pk	18,000
5982-1860	Amino (NH2) - Box, 30x 6ml tubes, 1000mg	18,000	5982-9104	SPE Manifold Male Luer Plugs, 25/pack	2,900
5982-1865	Amino (NH2) - Box, 30x 6 ml tubes, 500 mg	12,000	5982-9105	SPE Manifold Needle Tip Ejector Tool	1,500
5982-1882	Amino (NH2) SPE Bulk Sorbent, 25g bottle	8,600	5982-9106	SPE Manifold Ball Ring/Vacuum Quick Rls	1,500
5982-1911	Mixed C8/si-SCX Box 100x 1ml tubes 100mg	19,000	5982-9107	SPE Manifold Exit Valve Replacement Kit	9,700
5982-1932	Mixed C8/si-SCX Box 50x 3ml tubes, 200mg	12,000	5982-9108	SPE Manifold Vacuum Gauge Assy w/ Valve	30,000
5982-1935	Mixed C8/si-SCX Box 50x 3ml tubes, 500mg	16,000	5982-9109	SPE Cartridge Stacking Adapters 12/pk	2,900
5982-1960	Mixed C8/si-SCX Box 30x 6ml tubes 1000mg	13,000	5982-9110	12 Port Vacuum Extraction Manifold Assy	91,000
5982-1965	Mixed C8/si-SCX Box 30x 6ml tubes, 500mg	9,900	5982-9111	White Cover for 12 Port SPE Manifold	44,000
5982-2011	Silica SAX - Box, 100x 1ml Tubes, 100 mg	21,000	5982-9112	Sealing Gasket for 12 Port SPE Manifold	1,800
5982-2032	Silica SAX - Box, 50x 3 ml tubes, 200 mg	12,000	5982-9113	Glass Chamber for 12 Port SPE Manifold	27,000
5982-2035	Silica SAX - Box, 50x 3 ml tubes, 500 mg	16,000	5982-9114	12 Port Rack for 13mm x 75mm Tubes	27,000
5982-2060	Silica SAX - Box, 30x 6 ml tubes, 1000 mg	16,000	5982-9115	12 Port Rack for 13mm x 100mm Tubes	27,000
5982-2065	Silica SAX - Box, 30x 6 ml tubes, 500 mg	13,000	5982-9116	12 Port Rack for 16mm x 75mm Tubes	27,000
5982-2082	Silica SAX - SPE Bulk Sorbent, 25g bottle	13,000	5982-9117	12 Port Rack for 16mm x 100mm Tubes	27,000
5982-2111	Silica SCX - Box, 100x 1ml Tubes, 100 mg	21,000	5982-9120	20 Port Vacuum Extraction Manifold Assy	112,000
5982-2132	Silica SCX - Box, 50x 3 ml tubes, 200 mg	12,000	5982-9121	White Cover for 20 Port SPE Manifold	48,000
5982-2135	Silica SCX - Box, 50x 3 ml tubes, 500 mg	16,000	5982-9122	Sealing Gasket for 20 Port SPE Manifold	1,800
5982-2160	Silica SCX - Box, 30x 6 ml tubes, 1000 mg	16,000	5982-9123	Glass Chamber for 20 Port SPE Manifold	29,000
5982-2165	Silica SCX - Box, 30x 6 ml tubes, 500 mg	13,000	5982-9124	20 Port Rack for 13mm x 75mm Tubes	30,000
5982-2211	Silica - Box, 100x 1ml Tubes, 100 mg	13,000	5982-9125	20 Port Rack for 13mm x 100mm Tubes	30,000
5982-2232	Silica - Box, 50x 3 ml tubes, 200 mg	9,700	5982-9126	20 Port Rack for 16mm x 75mm Tubes	30,000
5982-2235	Silica - Box, 50x 3 ml tubes, 500 mg	11,000	5982-9127	20 Port Rack for 16mm x 100mm Tubes	30,000
5982-2260	Silica - Box, 30x 6 ml tubes, 1000 mg	11,000	5982-9301	Empty SPE Cartridge, 1ml size, 50/pack	3,000
5982-2265	Silica - Box, 30x 6 ml tubes, 500 mg	8,500	5982-9302	Empty SPE Cartridge, 3ml size, 50/pack	3,600
5982-2282	Silica - SPE Bulk Sorbent, 25g bottle	4,200	5982-9303	Empty SPE Cartridge, 6ml size, 50/pack	4,200
5982-2332	EVIDEX - Box, 50x 3 ml tubes, 200 mg	13,000	5982-9304	Empty SPE Cartridge, 35ml size, 50/pack	9,100
5982-2364	EVIDEX - Box, 30x 6 ml tubes, 400 mg	11,000	5982-9305	Empty SPE Cartridge, 70ml size, 50/pack	10,000
5982-3013	OPT Polymer - Box, 100x 1ml tubes, 30 mg	19,000	5982-9306	SPE Frits, 1ml size, 100/pack	3,000
5982-3036	OPT Polymer - Box, 50x 3ml tubes, 60 mg	14,000	5982-9307	SPE Frits, 3ml size, 100/pack	3,600
5982-3067	OPT Polymer - Box, 30x 6ml tubes, 150mg	17,000	5982-9308	SPE Frits, 6ml size, 100/pack	4,200
5982-3096	OPT Polymer - 96 Well Plate, 10 mg	34,000	5982-9309	SPE Frits, 35 ml size, 100/pack	4,800
5982-3113	DVB Polymer - Box, 100x 1ml tubes, 30 mg	19,000	5982-9310	SPE Frits, 75 ml size, 100/pack	5,400
5982-3136	DVB Polymer - Box, 50x 3ml tubes, 60 mg	14,000			

価格は2008年8月現在のものです。

アジレント・テクノロジー株式会社

〒192-8510 東京都八王子市高倉町9-1

カスタムコンタクトセンター

フリーダイヤル 0120-477-111

価格は 予告なく変更する場合があります。

www.agilent.com/chem.jp

Printed Date 1 Aug.2008

5989-9818JAJP