


Agilent 6490 Triple Quad LC/MS

iFunnel Technology for next generation!


—高感度定量分析を求める 全ての研究者に—

- 世界最高感度を達成
(Zeptomolar Detection Limits)
- 6桁の直線性を確保
- 25%小型化
- UHPLC (infinity 1290) に完全対応





Agilent 6490はイオンファネルテクノロジーを搭載し、高感度高速化を同時に達成した次世代の質量分析装置です。卓越した技術により高感度分析に新たな可能性を提案します。トリプル四重極 LC/MS の開発歴史上稀な、検出感度の10倍もの向上をはじめ、高速取り込み、ポジネガ切り替え時間も最高レベルの性能を有します。

Infinity 1290との接続により、世界最高レベルの高速高感度分析が可能になりました。イオンファネルテクノロジー搭載の6490は、MRM感度向上の歴史を、新しい時代へと導きます。



トリプル四重極の感度向上の歴史



高性能トリプル四重極に求められるものは、卓越した感度のみならず、広いダイナミックレンジや、マトリックスによるサプレッション影響の回避です。アジレントジェットストリーム機能とイオンファネルのコンビネーションは、次世代のトリプル四重極に相応しい性能を全ての皆さまにご提供いたします。

