

# リビジョンの確認方法

## 【対象】

MSケミステーション

型名 G1701EA



リビジョン E.02.00 SP2(E.02.00.493)

## <注意>

上記、リビジョン以外には実施しないでください。

リビジョン確認手順は以下の通りです。

- (1) ケミステーションを立ち上げてください。
- (2) ケミステーションの機器コントロール画面から  
<ヘルプ> → <リビジョンヒストリ> を選択してください。
- (3) 日付の新しい項目が現在のリビジョンです。



Agilent Technologies

April 2010