

FID・NPD の Jet が新しくなりました。

- ・FID・NPD の Jet が新しくなり、ユニバーサルなデザインとなりました。(下記写真)
- ・キャピラリーカラム専用、キャピラリー・ポットカラム兼用、ポット用といった区別がなくなり、ジェットのカワイス(ジェットの穴の内径)の違いで FID 用は3種類、NPD 用は1種類になりました。
- ・使用方法は今までの Jet (legacy Type) と同じです。



Legacy PN	Description of Legacy PN	New Jet PN	New Jet Description
19244-80560	Jet, adaptable, 0.011 inch id tip, for capillary columns	5200-0176	FID Jet, universal fit, 0.011 inch ID
G1531-80560	Jet, optimized, 0.011 inch id tip, for capillary columns	5200-0176	FID Jet, universal fit, 0.011 inch ID
G4591-20320	FID jet, 0.011 inch (0.29mm) id, for Intuvo GCs	5200-0176	FID Jet, universal fit, 0.011 inch ID
18710-20119	Jet, adaptable, 0.018 inch id tip, for packed columns	5200-0177	FID Jet, universal fit, 0.018 inch ID
19244-80620	Jet, adaptable, 0.018 inch id tip, for capillary columns	5200-0177	FID Jet, universal fit, 0.018 inch ID
G1531-80620	Jet, optimized, 0.018 inch id tip, for capillary columns	5200-0177	FID Jet, universal fit, 0.018 inch ID
G4591-20321	FID Jet 0.47 mm ID	5200-0177	FID Jet, universal fit, 0.018 inch ID
G4591-20322	FID Jet 0.76 mm ID	5200-0178	FID Jet, universal fit, 0.030 inch ID
G1534-80580	Jet, extended, optimized, 0.011 inch id tip, for capillary columns	5200-0179	NPD Jet, universal fit, 0.011 inch ID
G1534-80590	Jet, extended, adaptable, 0.011 inch id tip, for capillary columns	5200-0179	NPD Jet, universal fit, 0.011 inch ID
G4594-81000	NPD raised jet weldment	5200-0179	NPD Jet, universal fit, 0.011 inch ID