

Fragment Analyzer マニュアル Update内容

2024/7/8	DNF-471 サンプルの推奨濃度を修正しました。
	DNF-472 サンプル調製時のDiluent Markerの液量を修正しました。
2024/5/8	[プロトコル全般] レイアウトを変更しました 使用可能なプレートを更新しました 分析中に開けてはいけないDrawerの誤植を修正しました(Drawer M → W) (一部キット)キット構成に1000サンプルキットを追加しました [RNA Kit (15 nt)] IVT mRNA分析に関する記述を追加しました。 [dsDNA920 Reagent Kit] 構成品の型番誤植を修正しました。 サンプル希釈の推奨を変更しました。 [dsDNA930 Reagent Kit] サンプル希釈の推奨を変更しました。