

update2021.03.22

誤植修正

DNA1000/7500/12000

p3 サンプルのDNAの総量の目安

0.1-50 ng/ul →0.5-50 ng/ul

p11 簡易プロトコル比較表

DNA7500/12000, DNA1000_サンプルの調製

フラグメントサンプル: DNA総量 0.1～50ng/uL→ 0.5～50ng/uL

update2020.06.22

誤植修正

Small RNA

p14 簡易プロトコル比較表

Small RNA_サンプル調製

Oligonucleotide 10～2000ng/ul

→10～2000pg/ul

update 2016.08

RUO追記

ユーザー登録案内削除

update 2014.02

!!訂正!!

RNA Pico

【キット内容】

・電極洗浄用チップ2枚→3枚