

GC/MSD用 IDP-3ドライスクロールポンプ 期間限定キャンペーン

IDP-3 ドライスクロールポンプは、
クリーンでコンパクト、
コスト効率のよいラボ分析を可能にします。

- ・ **オイルフリー**：ドライスクロールポンプは、オイルを使用しないため、メンテナンス作業を軽減し、コストも削減します。
- ・ **画期的なスクロールデザイン**：IDP-3ポンプで用いられているスクロールデザインは、騒音と振動を低減します。
- ・ **既存のロータリーポンプと置換可能**：アジレント5977、5975、5973システムのロータリーポンプと置き換えて、すぐに使用できます。
※使用可能機種参照



製品情報

部品番号	品名・仕様	価格（円、税別）
G6696A	IDP-3 ドライスクロールポンプ IDP-3ポンプ、電源ケーブル、フォアラインホース、 フィッティングを含みます。	¥535,000→ キャンペーン価格 ¥454,750

<使用可能機種>：アジレント5977、5975、5973GC/MSDシステム。下記の仕様は対象外です。
DP（ディフュージョンポンプ）システム
CI（化学イオン化）モード、およびNH₃ガスの使用
※据付調整についてはご相談ください。据付調整費はキャンペーンの対象外です。
※ご使用中のPfeiffer Duo 2.5の引取りおよび返金を行っています。詳しくはお問い合わせください。

キャンペーン内容

GC/MSD用 IDP-3 ドライスクロールポンプをお買い上げいただけますと、
定価より**15%OFF**でご提供いたします。

キャンペーン期間 2019年3月6日まで

※ご注文をお申し付けいただく際、キャンペーンコード1176とご連絡ください。

アジレント・テクノロジー株式会社

〒192-8510 東京都八王子市高倉町9-1
フリーダイヤル 0120-477-111 www.agilent.com/chem/jp

 **Agilent**
Trusted Answers