

ICP-OES用イナートスプレーチャンバ 新製品発売キャンペーン

キャンペーン内容

新製品ICP-OES用イナートスプレーチャンバを、
キャンペーン期間中定価より**15%OFF**でご提供いたします。



- ・有機溶媒や強酸、フッ酸 (HF) に対する耐久性があります。
- ・本体はPET製で、内面処理の最適化により、一貫した廃水が可能です。
- ・内部バッフルは取り外し可能なため、
ダブルパスとシングルパスを同じスプレーチャンバで切り替えて使用できます。
- ・アジレント5110/5110ICP-OESおよび4200/4210MP-AESで使用可能です。
700/Vista/LibertyシリーズICP-OESでは、別途アダプタが必要です。

キャンペーン対象製品

部品番号	品名	個数	価格 (2019年10月現在)
G8014-68002	<New>イナートスプレーチャンバ アジレント5100/5110ICP-OES 4200/4210MP-AES用	1/pk	¥198,000 →キャンペーン価格 ¥168,300

キャンペーン期間

2020年1月15日まで

※ご注文をお申し付けいただく際、キャンペーンコード **1526** をご連絡ください。

お願い/注意事項

※在庫状況により、納入までにお時間を頂く場合がございます。納期に余裕を見てご注文のご検討をお願いします。
※本リーフレット記載の『希望販売価格』『キャンペーン価格』は参考価格であり、販売店からの実際の販売価格ではございません。ご注文の際には販売店様へご確認くださいませようようお願い申し上げます。

アジレント・テクノロジー株式会社

〒192-8510 東京都八王子市高倉町9-1
フリーダイヤル 0120-477-111 www.agilent.com/chem/jp

 **Agilent**
Trusted Answers