

HPLCライン洗浄用溶媒ボトルに 新たにご提案

InfinityLab セーフティパーージボトル

新製品の InfinityLab セーフティパーージボトルは、使いやすく、
溶媒蒸気からラボを守る、新たな安全対策のための製品です。

ボトルには最大4つの溶媒ラインをキャップで設置/固定できます。

複数のラインを溶媒でパーージする洗浄時などにご使用いただける
便利なボトルです。

溶媒蒸気の室内拡散防止のためのセーフティキャップ
(5043-1222 セーフティキャップスターキット) を
一緒にご使用いただく事でラボ環境を安全に保つことができます。



5043-1339 セーフティパーージボトル

従来の開放系でのアンバランスな設置から、
新たな安全重視で快適なラボ環境作りをアジレントは提案します。




アンバランスな設置



新たなスタイルの提案

HPLCラインのパーズ中に、空気を吸っていた失敗はないですか？



溶媒置換開始時：
すべての吸込み口が正しく溶媒内に
設置

溶媒置換途中：
吸込み口が溶媒から出てしまい、
空気を吸込む

セーフティパーズボトルを
使用することで、
機器の溶媒置換時の
トラブルを避けることができます。
(※写真はイメージです)

溶媒蒸気の拡散を防止する
InfinityLab セーフティキャップ
の技術概要はこちら



部品番号	品名	価格 (円、税抜)
5043-1339	InfinityLab セーフティパーズボトル ※キャップ仕様：GL45	¥22,000 →1-4個購入で15%OFF →5個以上購入で20%OFF
5043-1340	InfinityLab セーフティキャップスタータキットおよびセーフティパーズボトル ※5043-1339 セーフティパーズボトル×1、 5043-1222 InfinityLab セーフティキャップスタータキット×1 が含まれます。	¥58,000 →1-4個購入で15%OFF →5個以上購入で20%OFF

キャンペーン内容

キャンペーン期間中、
5043-1339 InfinityLab セーフティパーズボトルまたは
5043-1340 InfinityLab セーフティキャップスタータキット
およびセーフティパーズボトル

を1オーダーにつき、

1-4個まで15%OFF

5個以上で20%OFF でご提供いたします。

キャンペーン期間 2021年12月31日まで



5043-1222
セーフティキャップスタータキット

※ご注文をお申し付けいただく際、

1-4個まで：15%OFFの場合 キャンペーンコード 2006

5個以上：20%OFFの場合 キャンペーンコード 2008

をご連絡ください。

アジレント・テクノロジー株式会社

〒192-8510 東京都八王子市高倉町9-1
フリーダイヤル 0120-477-1111 www.agilent.com/chem/jp
DE44456.5616435185

本製品は一般的な実験用途での使用を想定しており、
医薬品医療機器等法に基づく登録を行っておりません。
本文書に記載の情報、説明、製品仕様等は予告なしに
変更されることがあります。



Agilent

Trusted Answers