

アジレント・テクノロジー

2019-2020 カラム・消耗品 年度末キャンペーン

キャンペーン期間：2019年12月2日～2020年3月31日



バイアル、バイアル関連製品	2
InfinityLab Poroshell120 LC カラム	3
新製品 原子吸光、ICP-OES、MP-AES、ICP-MS 用消耗品	4～5
新製品 固相マイクロ抽出 (SPME) ファイバ、ガスフィルタ	6
新製品 セルフタイトカラムナット、フリット付ライナ	7
新製品 ULP シリンジフィルタ	8

※これらの製品はキャンペーン値引はありません。

年度末バイアルキャンペーン

アジレントバイアルおよびバイアル関連製品を
お買い上げいただきますと、
キャンペーン期間中何度でも定価より
20%OFF でご提供いたします。



キャンペーン対象製品

アジレントバイアル、キャップ、セプタム、ウェルプレート、シーリングマット

※オートクリンパ、マニュアルクリンパは対象外です。

キャンペーン対象製品例

部品番号	品名	個数	価格(円、税別)
5043-9302	InfinityLab 96 ウェルプレート, 2.0 mL, 丸型, U字, 高さ 45 mm	30/pk	¥34,000 → キャンペーン価格 ¥27,200
5043-9308	InfinityLab 96 ウェルプレート, 1.2 mL, 丸型, U字, 高さ 27 mm	25/pk	¥19,000 → キャンペーン価格 ¥15,200
5043-9310	InfinityLab 96 ウェルプレート, 0.5 mL, 丸型, U字, 高さ 14 mm	30/pk	¥12,000 → キャンペーン価格 ¥9,600
5043-9315	InfinityLab 384 ウェルプレート, 0.19 mL, 角型, V字, 高さ 22 mm	25/pk	¥28,000 → キャンペーン価格 ¥22,400
5043-9317	InfinityLab 96 シーリングマット, 丸型	50/pk	¥50,000 → キャンペーン価格 ¥40,000
5043-9320	InfinityLab 384 シーリングマット, 丸型	50/pk	¥57,000 → キャンペーン価格 ¥45,600
5182-0714	スクリューバイアル, 2 mL, 広口, 透明, 100 個	1/pk	¥2,600 → キャンペーン価格 ¥2,080
5182-0715	スクリューバイアル, 2 mL, 広口, 透明, ラベル付, 100 個	1/pk	¥2,800 → キャンペーン価格 ¥2,240
5188-6535	スクリューバイアル, 2 mL, 広口, 茶色, 100 個	1/pk	¥2,700 → キャンペーン価格 ¥2,160
5182-0716	スクリューバイアル, 2 mL, 広口, 茶色, ラベル付, 100 個	1/pk	¥3,000 → キャンペーン価格 ¥2,400
5185-5824	青スクリューキャップ, 圧着, スリット入り PTFE/シリコン, 100 個	1/pk	¥4,500 → キャンペーン価格 ¥3,600
5185-5823	青スクリューキャップ, 圧着, PTFE/シリコン, 100 個	1/pk	¥3,100 → キャンペーン価格 ¥2,480
5190-2288	20 mL, ヘッドスペースバイアル, 目盛 & ラベル付, 透明, 100 個	1/pk	¥5,500 → キャンペーン価格 ¥4,400
5190-2286	20 mL, ヘッドスペースバイアル, 目盛 & ラベル付, 茶色, 100 個	1/pk	¥6,400 → キャンペーン価格 ¥5,120
5183-4474	ヘッドスペーススクリンブバイアル, 丸底, 20 mL, 透明, 100 個	1/pk	¥5,100 → キャンペーン価格 ¥4,080
5190-2239	ヘッドスペーススクリンブバイアル, 丸底, 20 mL, 茶色, 100 個	1/pk	¥5,400 → キャンペーン価格 ¥4,320
5183-4478	セプタム付 20 mm クリンブキャップ, 安全構造 PTFESi, 100 個	1/pk	¥8,700 → キャンペーン価格 ¥6,960
5190-3987	セプタム付 20 mm クリンブキャップ, スチール, 高性能セプタム, 100 個	1/pk	¥8,300 → キャンペーン価格 ¥6,640

※掲載製品以外にもキャンペーン対象製品があります。詳しくはお問い合わせください。

キャンペーン内容

キャンペーン対象アジレントバイアルおよびバイアル関連製品をお買い上げいただきますと、キャンペーン期間中何度でも定価より **20%OFF** でご提供いたします。

キャンペーン期間: 2019年12月2日~2020年3月31日まで

※ご注文をお申し付けいただく際、**キャンペーンコード 1539** とご連絡ください。

キャンペーン
対象製品はこちら



<http://www.agilent.co.jp/chem/eoy-supplylist2019>

InfinityLab Poroshell120 LC カラム



InfinityLab Poroshell120 LC カラム

〈1.9 μm 充填剤〉 130 Mpa の耐圧を備えた UHPLC 分析向け

〈2.7 μm 充填剤〉 サブ 2 ミクロンカラムと同等の高いカラム効率


通常のサブ 2 ミクロンカラムより 40 ~ 50 % 低いカラム圧力

〈4 μm 充填剤〉 全多孔性 5 μm カラムの高速高分離を、耐圧 20 MPa 程度の HPLC で実施する

InfinityLab Poroshell120 LC カラム充填剤の主な仕様

項目	EC-C18	EC-C8	EC-CN	Phenyl-Hexyl	Bonus-RP	SB-C18	SB-C8	SB-Aq	PFP	HPH-C18	HPH-C8	HILIC	HILIC-Z	HILIC-OH5
ポアサイズ	120 Å	120 Å	120 Å	120 Å	120 Å	120 Å	120 Å	120 Å	120 Å	120 Å	120 Å	120 Å	100 Å	120 Å
pH レンジ	2~8	2~8	2~8	2~8	2~9	1~8	1~8	1~8	2~8	3~11	3~11	1~8	3~11	1~7
上限温度	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C	90 °C	80 °C	80 °C	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C	80 °C	45 °C
エンドキャップ	あり	あり	あり	あり	あり	なし	なし	なし	あり	あり	あり	なし	なし	非公開
表面積	130m ² /g	130m ² /g	130m ² /g	130m ² /g	130m ² /g	130m ² /g	130m ² /g	130m ² /g	130m ² /g	95m ² /g	95m ² /g	130m ² /g	95m ² /g	130m ² /g
炭素量	10 %	5 %	3.5 %	9 %	10 %	8.0 %	5.5 %	非公開	5.1 %	非公開	非公開	なし	非公開	非公開
耐圧	粒子径 1.9 μm のカラムは 130 Mpa、粒子径 2.7 μm, 4 μm のカラムは 60 Mpa													
カラム内径	2.1 or 3 or 4.6 mm (一部は 2.1 mm のみ)													
カラム長さ	30, 50, 75, 100, 150, 250 mm (充填剤により異なります)													
価格	¥49,000 ~													

アジレント InfinityLab Poroshell120 キラル-V カラム 4.6 x 100 mm, 2.7 μm



分析時間が 1/3 に!

アンフェタミン類の光学異性体を 5 分以内で分離可能

キラルカラムスクリーニングサービスを実施しています。詳しくはお問い合わせください。

〈NEW〉 InfinityLab Poroshell120 キラルカラム 充填剤ラインナップ

カラム名	キラルセクター	分離タイプ	主なアプリケーション
Poroshell120 キラル-CF	Derivatized cyclofructan	順相極性有機	1級アミン
Poroshell120 キラル-CD	Derivatized cyclodextrin	逆相極性有機	汎用
Poroshell120 キラル-T	Teicoplanin (macrocylic glycopeptide)	逆相極性イオン	アミノアルコール、アミノ酸など
Poroshell120 キラル-V	Vancomycin (macrocylic glycopeptide)	逆相極性イオン	タンパク質結合型カラムと同様なアプリケーション

キャンペーン内容

InfinityLab Poroshell120 LC カラムをお買い上げいただくと、キャンペーン期間中何度でも定価より **20%OFF** でご提供いたします。

キャンペーン期間：2019年12月2日～2020年3月31日まで

※ご注文をお申し付けいただく際、**キャンペーンコード 1539** とご連絡ください。

キャンペーン
対象製品はこちら



<http://www.agilent.co.jp/chem/eoy-supplylist2019>

原子吸光・ICP-OES・MP-AES・ICP-MS 用消耗品

- アジレントのホロカソードランプは運用コストの削減と優れた性能を提供し、ISO9001 認証を取得した環境で、実証済みの加工手順に従って製造されており、最適な純度と動作安定性、長寿命を実現しています。
- OneNeb シリーズ 2 ネブライザは、不活性の高効率汎用ネブライザであり、高塩濃度サンプルに優れた耐性を示し、強酸、HF、有機溶媒など、ICP-OES や MP-AES で測定されるほとんどのサンプルに対する耐性を持っています。
- ICP-MS の性能は、インタフェースコーンのサイズ、形状、条件によって大きく左右されます。アジレントのコーンはマトリックスに対する耐性と高い感度を兼ね備えており、最適な性能と最大の稼働時間を実現します。



キャンペーン対象製品例

部品番号	品名	個数	価格 (円、税別)
5610102700	鉄・Fe, 元素識別機能付, ホロカソードランプ	1 個	¥54,000 → キャンペーン価格 ¥45,900
5610106800	亜鉛・Zn, 元素識別機能付, ホロカソードランプ	1 個	¥54,000 → キャンペーン価格 ¥45,900
6310001200	パーティションチューブ, パイロコート	10 個	¥62,000 → キャンペーン価格 ¥52,700
2010090400	一体型石英トーチ, アキシアル, 内径 2.4mm インジェクタ	1 個	¥82,000 → キャンペーン価格 ¥69,700
G8010-60293	OneNeb シリーズ 2, 不活性 ICP ネブライザ	1 個	¥97,000 → キャンペーン価格 ¥82,450
G3280-67040	77/79/88 用ニッケル・サンプリングコーン	1 個	¥63,000 → キャンペーン価格 ¥53,550
G3280-67036	77/79/88 用白金サンプリングコーン (10 φインサート)	1 個	¥276,000 → キャンペーン価格 ¥234,600
G3280-67041	77e/x/88x 用ニッケル・スキマコーン	1 個	¥54,000 → キャンペーン価格 ¥45,900
G3280-67064	77s/79s/88s 用白金スキマコーン	1 個	¥185,000 → キャンペーン価格 ¥157,250
G3280-67142	<New> 77s/79s/88s 用ニッケルめっき白金サンプリングコーン	1 個	¥338,000 → キャンペーン価格 ¥287,300

※掲載製品以外にもキャンペーン対象製品があります。詳しくはお問い合わせください。

キャンペーン内容

キャンペーン対象アジレント原子吸光、ICP-OES、MP-AES、ICP-MS 消耗品をお買い上げいただけると、キャンペーン期間中何度でも定価より **15%OFF** でご提供いたします。

キャンペーン期間：2019年12月2日～2020年3月31日まで

※ご注文をお申し付けいただく際、**キャンペーンコード 1541** とご連絡ください。

キャンペーン
対象製品はこちら



<http://www.agilent.co.jp/chem/eoy-supplylist2019>

スペクトロスコピー

新製品 ICP-OES 用フルデマンタブルトーチ

- アジレント ICP-OES 用のトーチに、フルデマンタブル (全分解型) トーチが発売になりました。アウターチューブだけでなく、インジェクタもとりはずして交換・洗浄が可能です。
- 違う内径のインジェクタ、またはイナート (アルミナ) インジェクタと交換することで、1本のトーチをさまざまなアプリケーションで使用することが可能です。



部品番号	品名	個数	価格 (円、税別)
G8020-68001	<New> Easy-fit フルデマンタブルトーチキット, 0.8 mm 内径 0.8 mm インジェクタ, 短い外部チューブ (スロットなし) 付	1個	¥176,000 →キャンペーン価格 ¥149,600
G8020-68002	<New> Easy-fit フルデマンタブルトーチキット, 1.4 mm 内径 1.4 mm インジェクタ, スロット付拡張外部チューブ付	1個	¥176,000 →キャンペーン価格 ¥149,600
G8020-68003	<New> Easy-fit フルデマンタブルトーチキット, イナート 内径 1.8 mm イナート (アルミナ) インジェクタ, スロット付拡張外部チューブ付	1個	¥215,000 →キャンペーン価格 ¥182,750
G8020-68004	<New> Easy-fit フルデマンタブルトーチキット, 高 TDS 内径 2.4 mm インジェクタ, スロット付拡張外部チューブ付	1個	¥176,000 →キャンペーン価格 ¥149,600
G8020-68005	<New> Easy-fit フルデマンタブルトーチキット, 標準 内径 1.8 mm インジェクタ, スロット付拡張外部チューブ付	1個	¥176,000 →キャンペーン価格 ¥149,600

新製品 ICP-OES 用イナートスプレーチャンバ

- 有機溶媒や強酸、フッ酸 (HF) に対する耐久性があります。
- 本体は PET 製で、内面処理の最適化により、一貫した廃水が可能です。
- 内部バツフルは取り外し可能なため、ダブルバスとシングルバスを同じスプレーチャンバで切り替えて使用できます。
- アジレント 5110/5110ICP-OES および 4200/4210MP-AES で使用可能です。700/Vista/Liberty シリーズ ICP-OES では、別途アダプタが必要です。



部品番号	品名	個数	価格 (円、税別)
G8014-68002	<New> イナートスプレーチャンバ アジレント 5100/5110ICP-OES 4200/4210MP-AES 用	1/pk	¥198,000 → キャンペーン価格 ¥168,300

新製品

固相マイクロ抽出 (SPME) ファイバ

アジレントは自社製 SPME ファイバの販売を開始しました。従来品よりお求めやすい価格です。

部品番号	ファイバ種類	膜厚 (μm)	ファイバ長さ (cm)	ゲージ	個数	品名	価格 (円、税別)
5191-5870	PDMS	7	1	23	3	SPME ファイバ, PDMS-7/10-P3, 緑, 3 個	¥57,000 → キャンペーン価格 ¥45,600
5191-5871	PDMS	30	1	23	3	SPME ファイバ, PDMS-30/10-P3, 金, 3 個	¥57,000 → キャンペーン価格 ¥45,600
5191-5872	PDMS	100	1	23	3	SPME ファイバ, PDMS-100/10-P3, 赤, 3 個	¥57,000 → キャンペーン価格 ¥45,600
5191-5873	DVB/PDMS	65	1	23	3	SPME ファイバ, DVB/PDMS 65/10, 紫, 3 個	¥57,000 → キャンペーン価格 ¥45,600
5191-5874	DVB/C-WR /PDMS	80	1	23	3	SPME ファイバ, DVB/C-WR/PDMS/10, 濃灰, 3 個	¥57,000 → キャンペーン価格 ¥45,600
5191-5875	C-WR/PDMS	95	1	23	3	SPME ファイバ, C-WR/PDMS/10, 濃青, 3 個	¥57,000 → キャンペーン価格 ¥45,600
5191-5876	PDMS	85	1	23	3	SPME ファイバ, acrylate-85/10-P3, 灰, 3 個	¥57,000 → キャンペーン価格 ¥45,600
5191-5877					1	SPME ファイバ or arrow 用マニュアル注入キット	¥115,000 → キャンペーン価格 ¥92,000

ガスクリーンフィルタキャンペーン

年末・年度末の機器メンテナンスの際、
ガスフィルタ・カートリッジを交換しましょう。

アジレントの ガスフィルタ製品は、クリーンなガスを供給し、カラムの
損傷や感度の低下、機器のダウンタイムといったリスクを低減します。



ガスクリーンフィルタは、インジケータの色を確認して、
色が変わっていたらカートリッジ交換時期です。

部品番号	品名	価格 (円、税別)
ガスクリーンフィルタスタータキット		
CP736530	ガスクリーンフィルタキット, 1/8 インチ, 4 ポジション	¥214,000 → キャンペーン価格 ¥171,200
CP17976	ガスクリーン GC/MS フィルタキット, 1/8 インチ, 1 ポジション	¥93,000 → キャンペーン価格 ¥74,400
コネクティングユニット (カートリッジベース) (島津 GC 3 mm 配管用) ※島津 GC でも同じカートリッジが使用可能です。		
CP7988P3	コネクティングユニット, 1 フィルタ, ステンレス, 3 mm 用	¥71,000 → キャンペーン価格 ¥56,800
ガスクリーンフィルタ交換用カートリッジ ※インジケータの色が変わっていたら交換です。		
CP17970	ガスクリーン酸素除去フィルタ	¥23,000 → キャンペーン価格 ¥18,400
CP17971	ガスクリーン水分除去フィルタ	¥23,000 → キャンペーン価格 ¥18,400
CP17972	ガスクリーンチャコールフィルタ	¥27,000 → キャンペーン価格 ¥21,600
CP17973	ガスクリーン GC/MS フィルタ	¥34,000 → キャンペーン価格 ¥27,200

※掲載製品以外にもキャンペーン対象製品があります。詳しくはお問い合わせください。

キャンペーン内容

SPME ファイバ・ガスクリーンフィルタ製品をお買い上げいただけると、
キャンペーン期間中何度でも定価より **20%OFF** でご提供いたします。

キャンペーン期間: 2019年12月2日～2020年3月31日まで

※ご注文をお申し付けいただく際、**キャンペーンコード 1539** とご連絡ください。

キャンペーン
対象製品はこちら



<http://www.agilent.co.jp/chem/eoy-supplylist2019>

GC, GC/MS

新製品

GC, GC/MS 用セルフタイトカラムナット(アジレント GC, 他社 GC 用)

工具のいらない GC カラム接続。簡単・確実に接続できる手締めナットが新しくなりました。ナットを固定するためのセプタムが必要ありません。

- 信頼性の高い接続：カラムナット内部にスプリングが内蔵されていることにより、フェラルが常にカラム接続部に密着され、リークのないシールを実現します。
- 時間のロスを回避：オープン昇温プログラム後に、カラムナットを締めなおす必要がありません。
- 使いやすさ：指で締められるため、スパナなどの工具が必要ありません。
どなたでも一貫性の高い確実なカラム接続が可能です。



部品番号	品名	価格 (円、税別)
セルフタイトナット (アジレント用)		
G3440-81011	<New> セルフタイトナット, カラー付, 注入口および検出器用	¥11,000 → キャンペーン価格 ¥8,800
G3440-81013	<New> セルフタイトナット, カラー付, MS トランスファライン用	¥12,000 → キャンペーン価格 ¥9,600
セルフタイトナット用フェラル (アジレント用)		
5181-3323	フェラル, 0.4 mm, グラファイト/ポリイミドショート, 内径 0.25 mm カラム用, 10 個	¥7,900 → キャンペーン価格 ¥6,320
5062-3514	フェラル, 0.5 mm, グラファイト/ポリイミドショート, 内径 0.32 mm カラム用, 10 個	¥7,500 → キャンペーン価格 ¥6,000
5062-3512	フェラル, 0.8 mm, グラファイト/ポリイミドショート, 内径 0.53 mm カラム用, 10 個	¥7,500 → キャンペーン価格 ¥6,000
セルフタイトナットとフェラルのキット (島津用)		
8001-0015	セルフタイトカラムナットキット, 島津用, ナット, MS ナット各 1 個, 内径 0.25 mm カラム用フェラル 10 個付 ※注入口と MS インターフェースのナットの形状が異なる時用です。	¥28,000 → キャンペーン価格 ¥22,400
8001-0016	セルフタイトカラムナットキット, 島津用, ナット× 2 個, 内径 0.25 mm カラム用フェラル 10 個付	¥27,000 → キャンペーン価格 ¥21,600

新製品

フリット付ライナ



- 焼結ガラスフリットを中央、または下部に設置したライナになります。
ガラスウールを使用していないため、ウールの繊維が GC フローパスに流れ込む心配がありません。
- ガラスウールを使用する時と同等の酸化特性を持ち、性能と品質の一貫性があります。
- ミッドフリットシングルテーパライナ：一般的なスプリット / スプリットレス分析や、塩基性薬物の分析に最適です。
- ローフリットシングルテーパライナ：SVOC および OC/OP 農薬のスプリットレス分析に最適です。

部品番号	品名	価格 (円、税別)
5190-5105	スプリットレス, UI, ミッドフリットライナ, 4mm, 1 本	¥6,600 → キャンペーン価格 ¥5,280
5190-5105-005	スプリットレス, UI, ミッドフリットライナ, 4mm, 5 本	¥25,000 → キャンペーン価格 ¥20,000
5190-5112	スプリットレス, UI, ローフリットライナ, 4mm, 1 本	¥6,600 → キャンペーン価格 ¥5,280
5190-5112-005	スプリットレス, UI, ローフリットライナ, 4mm, 5 本	¥25,000 → キャンペーン価格 ¥20,000

※掲載製品以外にもキャンペーン対象製品があります。詳しくはお問い合わせください。

キャンペーン内容

セルフタイトカラムナット・フリット付きライナ製品をお買い上げいただけますと、キャンペーン期間中何度でも定価より **20%OFF** でご提供いたします。

キャンペーン期間：2019年12月2日～2020年3月31日まで

※ご注文をお申し付けいただく際、**キャンペーンコード 1539** とご連絡ください。

キャンペーン
対象製品はこちら



<http://www.agilent.co.jp/chem/eoy-supplylist2019>

サンプル前処理

新製品

アジレント ULP シリンジフィルタ

確かな性能が貴重なサンプルを守り、分析精度を向上

分析前のサンプルろ過により、多くのメリットがもたらされます。
分析データの品質向上、精度の向上、機器性能の最適化、
カラム寿命の延長、システムのダウンタイムの低減などです。




- 多くの選択肢 : さまざまなポアサイズ、形状、メンブレンから選ぶことができます。
- 経済性 : アジレントの ULP シリンジフィルタは大容量パックで販売されており、適正なコストでの迅速で効率的なろ過を必要とする多忙なラボに最適です。

親水性 PTFE のラインナップが追加になりました！

部品番号	品名	価格 (円、税別)
5191-5916	<New> ULP シリンジフィルタ, PTFE-Hi, 13 mm, 0.2 μm. 1000 個	¥46,000
5191-5917	<New> ULP シリンジフィルタ, PTFE-Hi, 13 mm, 0.45 μm. 1000 個	¥46,000
5191-5918	<New> ULP シリンジフィルタ, PTFE-Hi, 25 mm, 0.2 μm. 1000 個	¥57,000
5191-5919	<New> ULP シリンジフィルタ, PTFE-Hi, 25 mm, 0.45 μm. 1000 個	¥57,000

PTFE-Hi : ポリテトラフルオロエチレン (親水性)



※在庫状況により、納入までにお時間を頂く場合がございます。納期に余裕を見てご注文のご検討をお願いします。
※本リーフレット記載の『希望販売価格』『キャンペーン価格』は参考価格であり、販売店からの実際の販売価格ではございません。
ご注文の際には販売店様へご確認くださいませようお願い申し上げます。
※本文記載の内容は予告なく変更する場合があります。

アジレント・テクノロジー株式会社
〒192-8510 東京都八王子市高倉町 9-1
フリーダイヤル 0120-477-111
www.agilent.com/chem/jp

 **Agilent**
Trusted Answers