

アジレント・テクノロジー

2019 カラム・消耗品サマーキャンペーン

キャンペーン期間：2019 年 7 月 1 日～2019 年 9 月 30 日



- | | |
|--|---|
| 新製品 A-Line オートクリンパ / デキャツパ | 2 |
| J&W DB- HeavyWAX GC カラム | 3 |
| InfinityLab フィッティング | 4 |
| InfinityLab セーフティキャップ、溶媒スリムボトル | 5 |
| 新製品 Chem Elus S、Captiva シリンジフィルタ | 6 |
| 新製品 AdvanceBio SEC (サイズ排除) カラム、
AdvanceBio HIC カラム | 7 |
| 新製品 InfinityLab ウェルプレート、シーリングマット | 8 |

A-Line オートクリンパ / デキャッパ

お待たせしました!

- アジレントのオートクリンパ / デキャッパが新しくなりました。
- 新しいブラシレスモーターは、堅牢で省電力なため、再充電までの使用時間が長くなりました。
- 新しい OLED ディスプレイは、クリンパのコントロール画面や充電状態が見やすくなりました。
- 11mm、20mm のオートクリンパ / デキャッパと、高性能オートクリンパをご用意。



A-Line オートクリンパ / オートデキャッパ



A-Line 高性能オートクリンパ

※ヘッドを交換することで
さまざまなバイアルで使用できます。

※充電式ではありません。

キャンペーン対象製品例

部品番号	品名	個数	価格 (円、税別)
リチウムイオンバッテリー (充電電池を使用。ヘッドの交換は出来ません。)			
5191-5616	<New> A-Line オートクリンパ, 11 mm, リチウムバッテリー付	1/pk	希望販売価格 ¥102,000 → キャンペーン価格 ¥81,600
5191-5615	<New> A-Line オートクリンパ, 20 mm, リチウムバッテリー付	1/pk	希望販売価格 ¥102,000 → キャンペーン価格 ¥81,600
5191-5614	<New> A-Line オートデキャッパ, 11 mm, リチウムバッテリー付	1/pk	希望販売価格 ¥102,000 → キャンペーン価格 ¥81,600
5191-5613	<New> A-Line オートデキャッパ, 20 mm, リチウムバッテリー付	1/pk	希望販売価格 ¥102,000 → キャンペーン価格 ¥81,600
電源ケーブル式 (充電電池を使用していないため、使用時には電源ケーブルに接続が必要です。ヘッドを交換することでさまざまなバイアルで使用できます。)			
5191-5617	<New> A-Line 高性能オートクリンパ本体のみ、電源ケーブル付 ※別途ヘッドセットが必要です。	1/pk	希望販売価格 ¥185,000 → キャンペーン価格 ¥148,000
5191-5624	<New> A-Line 高性能オートクリンパ, 20 mm ヘッドセット付	1/pk	希望販売価格 ¥273,000 → キャンペーン価格 ¥218,400

※掲載製品以外にもキャンペーン対象製品があります。詳しくはお問い合わせください。

キャンペーン内容

A-LINE オートクリンパ / デキャッパ製品を

キャンペーン期間中何度でも定価より **20 %OFF** でご提供いたします。

キャンペーン期間: 2019 年 7 月 1 日 ~ 2019 年 9 月 30 日まで

※ご注文をお申し付けいただく際、**キャンペーンコード 1460** とご連絡ください。

キャンペーン
対象製品はこちら



<http://www.agilent.co.jp/chem/2019supplylist>


新製品

J&W DB-HeavyWAX GC カラム

最高使用温度を引き上げた新しい WAX カラムです。

等温分析時は最高 280 °C、昇温分析時は最高 290 °C で使用できます。

- 最高使用温度が上昇したことで、分析時間が短縮し、さらに 1 回の分析あたりのコストを削減可能
- 最高使用温度でもリテンションタイムが安定し、カラム寿命の延長が可能
- ゴーストピークの抑制：分析終了時のカラムの空焼きにより、サンプルのキャリーオーバーを低減
- 高分子量化合物をはじめ幅広い化合物に対応
- 多次元 GC アプリケーションの範囲が拡大：標準的な WAX カラムより高いオープン温度で使用可能



キャンペーン対象製品例

部品番号	品名	価格 (円、税別)
121-7122	DB-HeavyWAX, 20 m, 0.18 mm, 0.18 μ m	希望販売価格 ¥69,000 → キャンペーン価格 ¥55,200
122-7132	DB-HeavyWAX, 30 m, 0.25 mm, 0.25 μ m	希望販売価格 ¥81,000 → キャンペーン価格 ¥64,800
122-7133	DB-HeavyWAX, 30 m, 0.25 mm, 0.50 μ m	希望販売価格 ¥81,000 → キャンペーン価格 ¥64,800
122-7162	DB-HeavyWAX, 60 m, 0.25 mm, 0.25 μ m	希望販売価格 ¥142,000 → キャンペーン価格 ¥113,600
122-7163	DB-HeavyWAX, 60 m, 0.25 mm, 0.50 μ m	希望販売価格 ¥142,000 → キャンペーン価格 ¥113,600
123-7132	DB-HeavyWAX, 30 m, 0.32 mm, 0.25 μ m	希望販売価格 ¥88,000 → キャンペーン価格 ¥70,400
123-7133	DB-HeavyWAX, 30 m, 0.32 mm, 0.50 μ m	希望販売価格 ¥88,000 → キャンペーン価格 ¥70,400
123-7162	DB-HeavyWAX, 60 m, 0.32 mm, 0.25 μ m	希望販売価格 ¥155,000 → キャンペーン価格 ¥124,000
123-7163	DB-HeavyWAX, 60 m, 0.32 mm, 0.50 μ m	希望販売価格 ¥155,000 → キャンペーン価格 ¥124,000

※ Intuvo GC 用カラムおよび他にも種類がございます。詳しくはお問い合わせください。

※ 膜厚 0.5 μ m カラムは、等温分析時最高 270 °C、昇温分析時最高 280 °C です。

キャンペーン内容

J&W DB-HeavyWAX GC カラムを

キャンペーン期間中何度でも定価より **20 %OFF** でご提供いたします。

キャンペーン期間：2019 年 7 月 1 日～2019 年 9 月 30 日まで

※ ご注文をお申し付けいただく際、**キャンペーンコード 1460** とご連絡ください。


キャンペーン
対象製品はこちら



<http://www.agilent.co.jp/chem/2019supplylist>

InfinityLab フィッティング

- 手締め用のフィッティングのため、スパナなどの工具が必要ありません。
 - すべてのタイプの UHPLC カラムで使用可能です。
 - 200 回以上使用可能な耐久性、キャピラリーのみ、フェラルのみの交換が可能です。
- ※キャピラリーとフェラルは専用。



InfinityLab クイックコネクティフィティングは、手締めで接続した後、レバーを閉じることで 130 MPa まで使用可能です。

InfinityLab クイックターンフィッティング (60 MPa 耐圧)
※ 1300 bar まで耐圧がありますが、工具での増し締めが必要です。

キャンペーン対象製品例

部品番号	品名	価格 (円、税別)
 InfinityLab クイックコネクティフィティング (130 MPa 耐圧)		
5067-5961	クイックコネクティフィティングアセンブリ 0.075 x 105 mm	希望販売価格 ¥37,000 → キャンペーン価格 ¥29,600
5067-5957	クイックコネクティフィティングアセンブリ 0.12 x 105 mm	希望販売価格 ¥37,000 → キャンペーン価格 ¥29,600
5067-5958	クイックコネクティフィティングアセンブリ 0.12 x 150 mm	希望販売価格 ¥37,000 → キャンペーン価格 ¥29,600
※アセンブリは、フィッティング、キャピラリー、フェラルのセットになります。		
 InfinityLab クイックターンフィッティング (60 MPa 耐圧)、専用キャピラリー		
5067-5966	クイックターンフィッティング ※別途ロングソケットのキャピラリーが別途必要です。	希望販売価格 ¥15,000 → キャンペーン価格 ¥12,000
5500-1188	ステンレスキャピラリー, 0.12 mm x 105 mm, ロングソケット	希望販売価格 ¥5,200 → キャンペーン価格 ¥4,160
5500-1189	ステンレスキャピラリー, 0.12 mm x 150 mm, ロングソケット	希望販売価格 ¥5,200 → キャンペーン価格 ¥4,160
5500-1193	ステンレスキャピラリー, 0.17 mm x 105 mm, ロングソケット	希望販売価格 ¥5,200 → キャンペーン価格 ¥4,160
5500-1194	ステンレスキャピラリー, 0.17 mm x 150 mm, ロングソケット	希望販売価格 ¥5,200 → キャンペーン価格 ¥4,160
※クイックターンフィッティングは、別途ロングソケットキャピラリーの購入が必要です。		

※掲載製品以外にもキャンペーン対象製品があります。詳しくはお問い合わせください。

キャンペーン内容

InfinityLab フィッティングを

キャンペーン期間中何度でも定価より **20 %OFF** でご提供いたします。

キャンペーン期間：2019 年 7 月 1 日～2019 年 9 月 30 日まで

※ご注文をお申し付けいただく際、**キャンペーンコード 1460** とご連絡ください。

キャンペーン
対象製品はこちら



<http://www.agilent.co.jp/chem/2019supplylist>

InfinityLab セーフティキャップ、溶媒スリムボトル

- ラボ内の溶媒の蒸気と漏れからお客様を守ります。
- HPLC で使用する一般的な溶媒ボトルに適合 (GL45 など)
- ペントバルブにタイムストリップ (ラベルタイマー) が付き、ペントバルブの交換時期が分かります。
- HPLC 移動相で使用する溶媒ボトルのデザインが一新されました。人間工学に配慮したデザインを採用。本体がスリムになり、両側にグリップゾーンが設けられているため、持ちやすく安全に使用できます。



ペントバルブ、チャコールフィルタのタイムストリップをご確認ください！
すべて赤くなっていたら交換時期です。



タイムストリップ：ペントバルブの交換時期
(約 6 か月：使用状況によります) を
知らせてくれます。



溶媒スリムボトルは、
セーフティキャップと
組み合わせて使用できます。

キャンペーン対象製品例

部品番号	品名	価格 (円、税別)
InfinityLab セーフティキャップ：溶媒ボトル用		
5043-1217	セーフティキャップ, GL45 1 ポート, 1 ペントバルブ	希望販売価格 ¥10,000 → キャンペーン価格 ¥8,000
5043-1218	セーフティキャップ, GL45 2 ポート, 1 ペントバルブ	希望販売価格 ¥12,000 → キャンペーン価格 ¥9,600
5043-1219	セーフティキャップ, GL45 3 ポート, 1 ペントバルブ	希望販売価格 ¥15,000 → キャンペーン価格 ¥12,000
5043-1220	セーフティキャップ, GL45 4 ポート, 1 リークホース	希望販売価格 ¥18,000 → キャンペーン価格 ¥14,400
5043-1190	タイムストリップ付きペントバルブ, PTFE, 1 μm	希望販売価格 ¥3,200 → キャンペーン価格 ¥2,560
5043-1214	フィッティング, 外径 1.6 mm チューブ用, PFA (2 個)	希望販売価格 ¥3,600 → キャンペーン価格 ¥2,880
5043-1215	フィッティング, 外径 2.3 mm チューブ用, PFA (2 個)	希望販売価格 ¥3,600 → キャンペーン価格 ¥2,880
5043-1216	フィッティング, 外径 3.2 mm チューブ用, PFA (2 個)	希望販売価格 ¥3,600 → キャンペーン価格 ¥2,880
InfinityLab セーフティキャップ：廃液ボトル用		
5043-1221	5043-1196 (6 L 廃液ボトル, GL45) + 5043-1220 ※別途 5043-1193 チャコールフィルタ必要	希望販売価格 ¥22,000 → キャンペーン価格 ¥17,600
5043-1193	チャコールフィルタ (58 g), タイムストリップ付, 廃液ボトル用	希望販売価格 ¥14,000 → キャンペーン価格 ¥11,200
5043-1192	ガロン瓶用変換アダプタ PTFE GL45 (M) - GPI38 (F)	希望販売価格 ¥14,000 → キャンペーン価格 ¥11,200
5043-1198	スクリュースプラグ, 1/8 インチ, PTFE, 2 個	希望販売価格 ¥5,800 → キャンペーン価格 ¥4,640
5043-1207	2 ポート付き廃液コレクタ, PTFE, 2 又	希望販売価格 ¥22,000 → キャンペーン価格 ¥17,600
InfinityLab 溶媒スリムボトル		
9301-6524	溶媒スリムボトル, 透明, 1,000 mL	希望販売価格 ¥2,100 → キャンペーン価格 ¥1,680
9301-6526	溶媒スリムボトル, 茶色, 1,000 mL	希望販売価格 ¥5,200 → キャンペーン価格 ¥4,160

※掲載製品以外にもキャンペーン対象製品があります。詳しくはお問い合わせください。

キャンペーン内容

InfinityLab セーフティキャップ、溶媒スリムボトルを
キャンペーン期間中何度でも定価より **20%OFF** でご提供いたします。

キャンペーン期間：2019 年 7 月 1 日～2019 年 9 月 30 日まで

※ご注文をお申し付けいただく際、**キャンペーンコード 1460** とご連絡ください。

キャンペーン
対象製品はこちら



<http://www.agilent.co.jp/chem/2019supplylist>

サンプル前処理

新製品 Chem Elut S

Chem Elut S は、高いデータ品質とサンプル容量で再現性のある SLE (Solid Liquid Extraction) 結果を可能にする新製品です。

一貫した孔径および粒径は、バッチ間の再現性および均一な流れを可能にするとともに、振とうする必要がないので、エマルジョンも避けられます。

主に薬物動態、法医学、環境、食品の分野でご利用いただけます。



部品番号	品名	価格 (円、税別)
5610-2003	<New> Chem Elut S, 200 μ L sample, 2 mL 96 WP, 1/PK	希望販売価格 ¥28,000 → キャンペーン価格 ¥22,400
5610-2004	<New> Chem Elut S, 400 μ L sample, 2 mL 96 WP, 1/PK	希望販売価格 ¥29,000 → キャンペーン価格 ¥23,200
5610-2007	<New> Chem Elut S, 1 mL sample, 6 mL tube, 100/PK	希望販売価格 ¥31,000 → キャンペーン価格 ¥24,800
5610-2008	<New> Chem Elut S, 3 mL sample, 12 mL tube, 50/PK	希望販売価格 ¥19,000 → キャンペーン価格 ¥15,200
5610-2009	<New> Chem Elut S, 5 mL sample, 20 mL tube, 50/PK	希望販売価格 ¥23,000 → キャンペーン価格 ¥18,400
5610-2010	<New> Chem Elut S, 10 mL sample, 60 mL tube, 20/PK	希望販売価格 ¥10,000 → キャンペーン価格 ¥8,000
5610-2011	<New> Chem Elut S, 20 mL sample, 60 mL tube, 20/PK	希望販売価格 ¥12,000 → キャンペーン価格 ¥9,600

※掲載製品以外にもキャンペーン対象製品があります。詳しくはお問い合わせください。

Captiva シリンジフィルタ



分析前のサンプルろ過により、多くのメリットがもたらされます。分析データの品質向上、精度の向上、機器性能の最適化、カラム寿命の延長、システムのダウンタイムの低減などです。

部品番号	品名	価格 (円、税別)
Captiva プレミアムシリンジフィルタ, 100 個		
5190-5082	プレミアムシリンジフィルタ, PTFE, 0.2 μ m, 4 mm	希望販売価格 ¥21,000 → キャンペーン価格 ¥16,800
5190-5111	プレミアムシリンジフィルタ, 再生セルロース, 0.45 μ m, 25 mm	希望販売価格 ¥21,000 → キャンペーン価格 ¥16,800
5190-5116	プレミアムシリンジフィルタ, 酢酸セルロース, 0.2 μ m, 28 mm	希望販売価格 ¥21,000 → キャンペーン価格 ¥16,800
Captiva エコノフィルタ, 1000 個		
5190-5265	エコノフィルタ, PTFE, 0.2 μ m, 13 mm	希望販売価格 ¥70,000 → キャンペーン価格 ¥56,000
5190-5272	エコノフィルタ, ナイロン, 0.45 μ m, 25 mm	希望販売価格 ¥70,000 → キャンペーン価格 ¥56,000
5190-5307	エコノフィルタ, 再生セルロース, 0.45 μ m, 25 mm	希望販売価格 ¥144,000 → キャンペーン価格 ¥115,200

※掲載製品以外にもキャンペーン対象製品があります。詳しくはお問い合わせください。

キャンペーン内容

Chem Elut S および Captiva シリンジフィルタ製品を
キャンペーン期間中何度でも定価より **20 %OFF** でご提供いたします。

キャンペーン期間: 2019 年 7 月 1 日 ~ 2019 年 9 月 30 日まで

※ご注文をお申し付けいただく際、**キャンペーンコード 1460** とご連絡ください。

キャンペーン
対象製品はこちら



<http://www.agilent.co.jp/chem/2019supplylist>

新製品

AdvanceBio SEC (サイズ排除) カラム

AdvanceBio HIC カラム

AdvanceBio SEC カラム

AdvanceBio SEC カラムに 1.9 μm 粒子サイズが追加になりました。
従来の 2.7 μm 粒子サイズとともに、主に mAb の凝集とフラグメントの
分析において、堅牢で信頼性の高い一貫した結果が得られます。



AdvanceBio HIC カラム

AdvanceBio HIC カラムは、天然タンパク質の高分離能分離をインタクトレベルで実現し、
堅牢で再現性の高い結果を提供します。

ZORBAX 全多孔質粒子と独自の結合技術が組み込まれているため、疎水性と選択性に優れており、
モノクローナル抗体 (mAb)、抗体薬物複合体 (ADC)、その他の遺伝子組み換えタンパク質など、
非常に分析困難な分子にも対応しています。Agilent 1260 Infinity II バイオイナート LC システムと組み合わせることで、
特性解析やバリデーションにおいて比類のない性能を発揮し、データの一貫性を確保します。

部品番号	品名	価格 (円、税別)
AdvanceBio SEC カラム		
PL1580-5201	<New> AdvanceBio SEC 200 Å, 4.6 x 300 mm, 1.9 μm	希望販売価格 ¥381,000 → キャンペーン価格 ¥304,800
PL1580-3201	<New> AdvanceBio SEC 200 Å, 4.6 x 150 mm, 1.9 μm	希望販売価格 ¥268,000 → キャンペーン価格 ¥214,400
PL1580-1201	<New> AdvanceBio SEC 200 Å, 4.6 x 30 mm, 1.9 μm	希望販売価格 ¥81,000 → キャンペーン価格 ¥64,800
PL1580-3350	AdvanceBio SEC 130 Å, 4.6 x 150 mm, 2.7 μm	希望販売価格 ¥146,000 → キャンペーン価格 ¥116,800
PL1580-3301	AdvanceBio SEC 300 Å, 4.6 x 150 mm, 2.7 μm	希望販売価格 ¥146,000 → キャンペーン価格 ¥116,800
PL1580-1301	AdvanceBio SEC 300 Å, 4.6 x 50 mm, 2.7 μm , ガードカラム	希望販売価格 ¥74,000 → キャンペーン価格 ¥59,200
タンパク質標準試料		
5190-9416	AdvanceBio SEC 130 Å タンパク質標準	希望販売価格 ¥25,000 → キャンペーン価格 ¥20,000
5190-9417	AdvanceBio SEC 300 Å タンパク質標準	希望販売価格 ¥25,000 → キャンペーン価格 ¥20,000
AdvanceBio HIC カラム		
681975-908	<New> AdvanceBio HIC 4.6 x 30 mm, 3.5 μm	希望販売価格 ¥127,000 → キャンペーン価格 ¥101,600
685975-908	<New> AdvanceBio HIC 4.6 x 100 mm, 3.5 μm	希望販売価格 ¥154,000 → キャンペーン価格 ¥123,200

※掲載製品以外にもキャンペーン対象製品があります。詳しくはお問い合わせください。

キャンペーン内容

AdvanceBio SEC または HIC カラムを
キャンペーン期間中何度でも定価より **20%OFF** でご提供いたします。

キャンペーン期間：2019 年 7 月 1 日～2019 年 9 月 30 日まで

※ご注文をお申し付けいただく際、**キャンペーンコード 1460** とご連絡ください。


キャンペーン
対象製品はこちら



<http://www.agilent.co.jp/chem/2019supplylist>

新製品 InfinityLab ウェルプレート、シーリングマット

アジレントは幅広い種類のウェルプレートと穴開け可能なシーリングマットをご用意しています。
すべての LC オートサンプラでシームレスにご利用いただけます。



- **高い適合性**：すべてのウェルプレートとシーリングマットはアジレントのすべてのオートサンプラでテスト済です。
- **高性能**：シーリングマットは複数回穴を開けることができます。これにより性能が低下することはありません。
- **高い柔軟性**：2.2 mL × 96 ウェル～ 0.2 mL × 384 ウェルという広範囲のウェル容量を、お客様のニーズに合わせたパッケージ数量でご利用いただけます。
- **自動化が容易**：すべての主要プラットフォームに対応しています。

キャンペーン対象製品例

部品番号	品名	個数	価格 (円、税別)
5043-9302	<New> InfinityLab 96 ウェルプレート, 2.0 mL, 丸型, U 字, 高さ 45 mm	30/pk	希望販売価格 ¥34,000 → キャンペーン価格 ¥27,200
5043-9308	<New> InfinityLab 96 ウェルプレート, 1.2 mL, 丸型, U 字, 高さ 27 mm	25/pk	希望販売価格 ¥19,000 → キャンペーン価格 ¥15,200
5043-9310	<New> InfinityLab 96 ウェルプレート, 0.5 mL, 丸型, U 字, 高さ 14 mm	30/pk	希望販売価格 ¥12,000 → キャンペーン価格 ¥9,600
5043-9315	<New> InfinityLab 384 ウェルプレート, 0.19 mL, 角型, V 字, 高さ 22 mm	25/pk	希望販売価格 ¥28,000 → キャンペーン価格 ¥22,400
5043-9317	<New> InfinityLab 96 シーリングマット, 丸型	50/pk	希望販売価格 ¥50,000 → キャンペーン価格 ¥40,000
5043-9320	<New> InfinityLab 384 シーリングマット, 丸型	50/pk	希望販売価格 ¥57,000 → キャンペーン価格 ¥45,600

キャンペーン内容

InfinityLab ウェルプレートとシーリングマットを
キャンペーン期間中何度でも定価より **20 %OFF** でご提供いたします。

キャンペーン期間：2019 年 7 月 1 日～2019 年 9 月 30 日まで

※ご注文をお申し付けいただく際、**キャンペーンコード 1460** とご連絡ください。

キャンペーン
対象製品はこちら



<http://www.agilent.co.jp/chem/2019supplylist>

お願い/注意事項

- 在庫状況により、納入までにお時間を頂く場合がございます。納期に余裕を見てご注文のご検討をお願いします。
- 本リーフレット記載の『希望販売価格』『キャンペーン価格』は参考価格であり、販売店からの実際の販売価格ではございません。ご注文の際には販売店様へご確認くださいませようお願い申し上げます。

アジレント・テクノロジー株式会社
〒192-8510 東京都八王子市高倉町 9-1
フリーダイヤル 0120-477-111
www.agilent.com/chem/jp

 **Agilent**
Trusted Answers