

# MAINTAIN YOUR 1100 SERIES LC UPTIME, PRODUCTIVITY, AND DATA QUALITY

The Measure of Confidence



## Stay-Fit Maintenance Packs for Agilent 1100 Series LC Systems

### <新製品> アジレント1100 Stay-Fitメンテナンスパック

- **HP/Agilent1100は、2015年5月31日をもってEGS (End of Guarantee Support)となります。**
- 現在リプレースの促進のため、『HP/Agilent1100 更新キャンペーン』を展開致しておりますが、既存の1100ユーザーのために、お得な消耗品キットをご用意しました。
- 部品単品でご注文されるより、**約25-30%ほどお得**になっていますので、機器更新までの期間、ぜひご利用ください。

部品番号	品名	個数	価格	部品番号	品名	個数	価格
01100-68000	1100 Quat/ALS Stay-Fit メンテナンスパック	1	68,000	01100-68004	1100 Quat/WPS Stay-Fit メンテナンスパック	1	85,000
内訳				内訳			
5063-6589	ピストンシール, グラファイト入りPTFE(逆相)	1		5063-6589	ピストンシール, グラファイト入りPTFE(逆相)	1	
01018-22707	PTFE フリット,5個	1		01018-22707	PTFE フリット,5個	1	
5067-4728	シールキャピラリーアセンブリ	2		5041-2168	ガラスフィルタ,溶媒インレット,20um	4	
0100-1853	ロータシール,Vespel,40MPa	1		5067-4728	シールキャピラリーアセンブリ	2	
G1313-87201	ニードルアセンブリ,標準オートサンブラ用	1		0100-1853	ロータシール,Vespel,40MPa	1	
G1329-87017	Seat assy 0.17mm ID Standard Autosampler	1		G1367-87101	シートアセンブリ,内径0.17mm,2.3ul	1	
5041-2168	ガラスフィルタ,溶媒インレット,20um	4		G1367-87201	ニードルアセンブリ,ウェルプレートサンブラ用 (新型)	1	
5062-8517	フリットアダプタ,PTFE,3mm,4個	1		5065-4445	ヘリスタルティックポンプ	1	
				0100-2086	シールタイトナット	1	
				5062-8517	フリットアダプタ,PTFE,3mm,4個	1	



2015年7月価格です。  
価格は予告なく変更される場合があります。  
詳細は [www.agilent.com/chem/jp](http://www.agilent.com/chem/jp)  
または コールセンター0120-477-111まで!

部品番号	品名	個数	価格	部品番号	品名	個数	価格
01100-68001	1100 Quat/ALS/VWD Stay-Fit メンテナンスパック	1	117,000	01100-68005	1100 Quat/WPS/VWD Stay-Fit メンテナンスパック	1	132,000
内訳				内訳			
5063-6589	ピストンシール, グラファイト入りPTFE(逆相)	1		5063-6589	ピストンシール, グラファイト入りPTFE(逆相)	1	
01018-22707	PTFE フリット,5個	1		01018-22707	PTFE フリット,5個	1	
5041-2168	ガラスフィルタ,溶媒インレット,20um	4		5041-2168	ガラスフィルタ,溶媒インレット,20um	4	
5067-4728	シールキャピラリアセンブリ	2		5067-4728	シールキャピラリアセンブリ	2	
0100-1853	ロータシール,Vespel,40MPa	1		0100-1853	ロータシール,Vespel,40MPa	1	
G1313-87201	ニードルアセンブリ,標準オートサンプリング用	1		G1367-87101	シートアセンブリ,内径0.17mm,2.3ul	1	
G1329-87017	Seat assy 0.17mm ID Standard Autosampler	1		G1367-87201	ニードルアセンブリ, ウェルプレートサンプリング用(新型)	1	
5062-8517	フリットアダプタ,PTFE,3mm,4個	1		5065-4445	ペリスタルティックポンプ	1	
G1314-60100	D2 Lamp L6903 with Box	1		0100-2086	シールタイトナット	1	
				5062-8517	フリットアダプタ,PTFE,3mm,4個	1	
				G1314-60100	D2 Lamp L6903 with Box	1	

部品番号	品名	個数	価格	部品番号	品名	個数	価格
01100-68002	1100 Bin/ALS Stay-Fit メンテナンスパック	1	81,000	01100-68006	1100 Bin/WPS Stay-Fit メンテナンスパック	1	100,000
内訳				内訳			
5063-6589	ピストンシール,グラファイト入り PTFE(逆相)	2		5063-6589	ピストンシール,グラファイト入りPTFE(逆相)	2	
01018-22707	PTFE フリット,5個	1		01018-22707	PTFE フリット,5個	1	
5041-2168	ガラスフィルタ,溶媒インレット,20um	4		5041-2168	ガラスフィルタ,溶媒インレット,20um	4	
5067-4728	シールキャピラリアセンブリ	3		5067-4728	シールキャピラリアセンブリ	3	
0100-1853	ロータシール,Vespel,40MPa	1		5063-6505	Sieves (SS) for Outlet Valve 10/PK	1	
G1313-87201	ニードルアセンブリ,標準オートサンプリング用	1		0100-1853	ロータシール,Vespel,40MPa	1	
5063-6505	Sieves (SS) for Outlet Valve 10/PK	1		G1367-87101	シートアセンブリ,内径0.17mm,2.3ul	1	
G1329-87017	Seat assy 0.17mm ID Standard Autosampler	1		G1367-87201	ニードルアセンブリ,ウェルプレートサンプリング用 (新型)	1	
5062-8517	フリットアダプタ,PTFE,3mm,4個	1		5065-4445	ペリスタルティックポンプ	1	
				0100-2086	シールタイトナット	1	
				5062-8517	フリットアダプタ,PTFE,3mm,4個	1	

部品番号	品名	個数	価格	部品番号	品名	個数	価格
01100-68003	1100 Bin/ALS/DAD Stay-Fit メンテナンスパック	1	161,000	01100-68007	1100 Bin/WPS/DAD Stay-Fit メンテナンスパック	1	178,000
内訳				内訳			
5063-6589	ピストンシール, グラファイト入りPTFE(逆相)	2		5063-6589	ピストンシール, グラファイト入りPTFE(逆相)	2	
01018-22707	PTFE フリット,5個	1		01018-22707	PTFE フリット,5個	1	
5041-2168	ガラスフィルタ,溶媒インレット,20um	4		5041-2168	ガラスフィルタ,溶媒インレット,20um	4	
5067-4728	シールキャピラリアセンブリ	3		5067-4728	シールキャピラリアセンブリ	3	
5063-6505	Sieves (SS) for Outlet Valve 10/PK	1		5063-6505	Sieves (SS) for Outlet Valve 10/PK	1	
0100-1853	ロータシール,Vespel,40MPa	1		0100-1853	ロータシール,Vespel,40MPa	1	
G1313-87201	ニードルアセンブリ,標準オートサンプリング用	1		G1367-87101	シートアセンブリ,内径0.17mm,2.3ul	1	
G1329-87017	Seat assy 0.17mm ID Standard Autosampler	1		G1367-87201	ニードルアセンブリ,ウェルプレートサンプリング用 (新型)	1	
5062-8517	フリットアダプタ,PTFE,3mm,4個	1		5065-4445	ペリスタルティックポンプ	1	
5182-1530	Longlife Deuterium lamp 1100-1200 DAD	1		0100-2086	シールタイトナット	1	
				5062-8517	フリットアダプタ,PTFE,3mm,4個	1	
				5182-1530	Longlife Deuterium lamp 1100-1200 DAD	1	

