

最新機能搭載Agilent 5977B MSDに アップグレードしませんか？

1996年に登場して以来、世界のベストセラーGC/MSとして知られる5973シリーズMSDですが、すでに修理部品保有期限を過ぎています。最新機能を有する5977B MSDシリーズをこの機会に是非ご検討ください！



最新モデル 5977Bシリーズ

選べる3機種

New!



8890 GC/5977B

- 高性能GC/MS
- 8890 GC
- EI/CI 選択可能
- キャピラリーフローテクノロジー対応
- 超高感度イオン源 (HES) 選択可能

New!



8860 GC/5977B

- ルーチン分析用GC/MS
- 8860 GC
- EIのみ



Intuvo 9000GC/5977B


- 次世代型GC/MS
- Intuvo 9000GC
- 小型で省スペース
- ダイレクトヒーティングなどユニークな機能を搭載

詳細は担当営業までお問い合わせください。

Agilent 5977B MSD 特徴


➤ 選べるイオン源

- 超高感度イオン源 (HES) :
イオン化の効率を上げることで、業界最高感度を実現。極微量分析に最適
- InertPlusイオン源:
より多くのイオンを効率良く四重極に導入。高感度かつ幅広いアプリケーションに対応
- ステンレスイオン源:
一般的なイオン源。幅広いアプリケーションに対応




➤ JetClean セルフクリーニングイオン源

Agilent特許技術であるJetCleanは、精密にコントロールされたクリーニングガスによってイオン源をクリーンな状態に保つことができ、メンテナンスの必要性を大幅に軽減します。※オプション




➤ MassHunterソフトウェア

より便利で高機能なAgilent最新ソフトウェア。MSDケミステーションのデータも読み込むことができるので、既存データを無駄にしません。Agilent LC/MS、ICP-MSと共通ソフトウェア



➤ 5975シリーズから引き継がれる技術

- 不活性イオン源
- 一体成型型石英製四重極
- トリプルアクシスディテクタ
- SIM/Scan同時取り込み
- ベント無しカラム交換*
- バックフラッシュ* *オプション



この他にも便利な新機能多数!

詳しくはアジレントまたは最寄りの販売店まで

アジレント・テクノロジー株式会社
〒192-8510 東京都八王子市高倉町 9-1
フリーダイヤル 0120-477-111
www.agilent.com/chem/jp

 **Agilent**
Trusted Answers