

# Agilent 1100 HPLC 更新キャンペーン

**内 容** UHPLC 特別価格 & 超高压対応フィッティングプレゼント

**期 間** 2015 年 **12** 月 **22** 日 (火) ご発注分まで

**対 象** Agilent (HP) 1100 HPLC を  
最新 UHPLC (Agilent 1200 シリーズ Infinity LC) に更新されるお客様

2015 年 5 月に Agilent 1100 HPLC の修理部品保有期間が終了します。

現在お持ちの 1100 HPLC を Agilent Infinity LC に更新しませんか？



Agilent (HP) 1100 LC



Agilent 1220 Infinity LC



Agilent 1260 Infinity LC



Agilent 1290 Infinity II LC


詳しくはアジレントまたは  
お近くの代理店まで  
お問い合わせください。

# お手持ちの1100 HPLC のアップグレードも承ります！



1100 シリーズ LC

ご予算に応じた  
組合せ



ケース ①



1290 Infinity II LC  
へアップグレード  
(約 1000 万円～\*)  
**世界最高峰 UHPLC**

ケース ②



オートサンブラ  
をアップグレード  
(約 300 万円～\*)  
**432 バイアル**

ケース ③



検出器  
をアップグレード  
(約 300 万円～\*)  
**10 倍高感度**

ケース ④



PC とソフトウェア  
をアップグレード  
(約 80 万円～)  
**軽快操作**


この他にも組合せは多数！

\* ソフトウェアアップグレード込の定価

## 便利なフィッティングをプレゼント

### A-Line クイックコネクトフィッティング

- 工具を使わず、手で締めるだけで 130 MPa 対応
- 全ての UHPLC カラムで使用可能
- 200 回以上使用可能な耐久性
- キャピラリーのみ、フェラルのみの交換が可能



手締めで接続した後、  
レバーを閉じるだけで 130 MPa まで使用できます。

### A-Line クイックターンフィッティング

- 工具を使わず、手で締めるだけで 60 MPa 対応
- 工具を使えば 130 MPa まで使用可能
- 全ての UHPLC カラムで使用可能
- 200 回以上使用可能な耐久性



手締めだけで 60 MPa まで使用できます。  
(別途専用のキャピラリーが必要となります)

さらに



## 特別早割キャンペーン！

**2015年3月31日まで**に弊社から更新キャンペーンでのLCシステム一式のお見積り書入手いただき、  
**2015年4月23日まで**にご発注頂いたお客様には、Plan A、B、Cのいずれかをご選択いただける特典を用意しました。

|        |                                                                   |
|--------|-------------------------------------------------------------------|
| Plan A | ご購入いただいたシステムに、1年間の保証を追加し、据え付け後、 <b>2年間保証</b> とさせていただきます。          |
| Plan B | 1日の <b>無償トレーニング</b> をお客様先で実施。<br>(LCメンテナンスかソフトウェアオペレーションかを選択ください) |
| Plan C | HPLC消耗品キャンペーン <b>特別キット</b> が付属します。                                |

【お問い合わせ窓口】  
アジレント・テクノロジー株式会社  
本社 / 〒192-8510 東京都八王子市高倉町 9-1  
●カスタマコンタクトセンター ☎0120-477-111  
mail : email\_japan@agilent.com  
※仕様は予告なく変更する場合があります。  
[www.agilent.com/chem/jp](http://www.agilent.com/chem/jp)