


7650A オートインジェクタ

実績のあるAgilent 7693Aオートインジェクタの基本性能を継承する
50検体仕様のGC, GC/MS用液体オートインジェクタ。
取付可能なGC : 8890GC、8860GC、7890GC、7820GC、及びIntuvo 9000GC



8860 GC取付例



8890 GC取付例

<主な仕様/機能>

- * 簡単取付 位置調整不要なプラグアンドプレイ
- * 高速およびオンカラム注入
- * ディスクリミネーションを低減する0.1秒の高速注入
- * プログラミング可能な吐出速度、吸引速度、注入速度
- * サンドイッチ注入モード可能
- * 次回サンプルのオーバーラップ
- * 250 μ Lおよび500 μ Lシリンジにも対応
(拡張サンプルハンドリングシリンジキャリアが必要)
- * サンプル検体数 50検体 (2mLバイアル)
- * 洗浄ボトル 4mL x 4本、廃液ボトル4mL x 4本

対応するAgilentソフトウェアおよびハードウェア

ソフトウェア	対応バージョン
OpenLab CDS (ChemStation)	C.01.03 以降
OpenLab CDS (EZChrom)	A.04.03 以降
OpenLab CDS 2	Ver. 2.2 以降
MSD-ChemStation	E.02.02 SP1 以降
MassHunter GC/MS Acq.	B.06.00 以降

ハードウェア	ファームウェア リビジョン
7890 GC	A.01.14 以降
7820 GC	A.01.12.003 以降
Intuvo 9000 GC	A.01.01 以降




Intuvo 9000 GC取付例

Agilent 7696A サンプル前処理ワークベンチ

7693Aの150検体トレイで行えるサンプル前処理機能を行いたい場合には、7696Aサンプル前処理ワークベンチがお勧めです。

手間がかかり、エラーが発生しやすい試料前処理プロセスを自動化でき、ラボの信頼性、生産性が飛躍的に向上し、また前処理関連のコスト削減もはかることが可能になります。



アジレント・テクノロジー株式会社

〒192-8510 東京都八王子市高倉町9-1
 カスタムコンタクトセンター
 フリーダイヤル0120-477-111
 価格は 予告なく変更する場合があります。
www.agilent.com/chem.jp