

# PAL3 多機能オートサンプラ Series II Smartサプライ

**使いやすさ :** PALシステムは、シリンジを自動的に認識し、重要なパラメータを自動的にロードします。

**追跡可能なシリンジの履歴 :** PALスマートシリンジのチップには、総ストローク数、温度、初回使用日などの情報を保存することができます。予防的なメンテナンスのための警告を設定することができます。



部品番号	品名	価格 (税抜) 2021年6月	部品番号	品名	価格 (税抜) 2021年6月
<b>Smart SPME Arrow</b>					
5610-5864	Smart SPME Arrow 1.5mm:DVB/CarbonWR/PDMS	254,000	5610-5867	Smart SPME Arrow 1.5mm: 250 um PDMS	254,000
5610-5865	Smart SPME Arrow 1.5mm: DVB/PDMS	254,000	5610-5868	Smart SPME Arrow Selection Set 1	368,000
5610-5866	Smart SPME Arrow 1.5mm: PDMS	254,000	5610-5869	Smart SPME Arrow Selection Set 2	368,000
<b>Smart SPMEファイバ、シリンジ、交換用ニードル</b>					
5610-5870	Smart SPME Fiber PDMS-7/10, green 3/pk	81,000	8010-1303	Smart Syringe, 10ul FN 23s/57/C PAL3	23,000
5610-5871	Smart SPME Fiber PDMS-30/10, golden 3/pk	81,000	8010-1304	Smart Syringe, 10ul FN 26s/57/C PAL3	23,000
5610-5872	Smart SPME Fiber PDMS-100/10, red 3/pk	81,000	8010-1305	Smart Syringe 10ul FN 22s/57/C PTFE PAL3	43,000
5610-5873	Smart SPME Fiber DVB/PDMS 65/10, violet	81,000	8010-1306	Smart Syringe 10ul FN 23s/57/C PTFE PAL3	33,000
5610-5874	Smart SPME Fiber DVB/C-WR/PDMS/10, gray	81,000	8010-1307	Smart Syringe 10ul FN 26s/57/C PTFE PAL3	31,000
5610-5875	Smart SPME Fiber C-WR-95/PDMS/10, d.blue	81,000	8010-1308	Smart Syringe 10ul FN 26s/85/C PAL3	34,000
5610-5876	Smart SPME Fiber Acrylate-85/10, gray	81,000	8010-1309	Smart Syringe 10ul FN 26s/85/C PTFE PAL3	34,000
5610-5878	Smart SPME Fiber Selection Set 1	152,000	8010-1310	Smart Syringe 25ul FN 26s/57/C PTFE PAL3	34,000
5610-5879	Smart SPME Fiber Selection Set 2	152,000	8010-1311	Smart Syringe 25ul FN 26s/85/C PTFE PAL3	34,000
8010-1300	Smart Syringe, 0.5ul FN 26/57/C PAL3	54,000	8010-1312	Smart Syringe 25ul FN 22s/57/F PTFE PAL3	50,000
8010-1301	Smart Syringe, 1.2ul FN 26/57/C PAL3	54,000	8010-1313	Smart Syringe 50ul FN 26s/57/C PTFE PAL3	43,000
8010-1302	Smart Syringe, 1.2ul FN 26/85/C PAL3	54,000	8010-1314	Smart Syringe 50ul FN 26s/85/C PTFE PAL3	43,000

アジレント・テクノロジー株式会社

〒192-8510 東京都八王子市高倉町9-1  
フリーダイヤル 0120-477-111 [www.agilent.com/chem/jp](http://www.agilent.com/chem/jp)  
DE44361.4274305556

本製品は一般的な実験用途での使用を想定しており、  
医薬品医療機器等法に基づく登録を行っていません。  
本文書に記載の情報、説明、製品仕様等は予告なしに  
変更されることがあります。

 **Agilent**  
Trusted Answers

部品番号	品名	価格 (税抜) 2021年6月	部品番号	品名	価格 (税抜) 2021年6月
8010-1303	Smart Syringe, 10ul FN 23s/57/C PAL3	23,000	8010-1354	Smart Syringe body, 5.0mL PTFE, for RN	34,000
8010-1304	Smart Syringe, 10ul FN 26s/57/C PAL3	23,000	8010-1355	Smart Syringe body, 10mL PTFE, for RN	34,000
8010-1305	Smart Syringe 10ul FN 22s/57/C PTFE PAL3	43,000	8010-1356	Smart HS Syringe body, 1.0mL PTFE for RN	43,000
8010-1306	Smart Syringe 10ul FN 23s/57/C PTFE PAL3	33,000	8010-1357	Smart HS Syringe body, 2.5mL PTFE for RN	43,000
8010-1307	Smart Syringe 10ul FN 26s/57/C PTFE PAL3	31,000	8010-1358	Smart HS Syringe body, 5.0mL PTFE for RN	43,000
8010-1308	Smart Syringe 10ul FN 26s/85/C PAL3	34,000	8010-1359	Needle for 5uL syringe 23s/57/C	31,000
8010-1309	Smart Syringe 10ul FN 26s/85/C PTFE PAL3	34,000	8010-1360	Needle for 5uL syringe 26s/57/C	31,000
8010-1310	Smart Syringe 25ul FN 26s/57/C PTFE PAL3	34,000	8010-1361	Needle for 5uL syringe 23s/85/C	31,000
8010-1311	Smart Syringe 25ul FN 26s/85/C PTFE PAL3	34,000	8010-1362	Needle for 5uL syringe 26s/85/C	36,000
8010-1312	Smart Syringe 25ul FN 22s/57/F PTFE PAL3	50,000	8010-1363	Needle for 10uL syringe 23s/120/C	36,000
8010-1313	Smart Syringe 50ul FN 26s/57/C PTFE PAL3	43,000	8010-1364	Needle for 10uL syringe 23s/57/C	28,000
8010-1314	Smart Syringe 50ul FN 26s/85/C PTFE PAL3	43,000	8010-1365	Needle for 10uL syringe 26s/56/C	28,000
8010-1315	Smart Syringe 100ul FN 26s/57/C PTFE PL3	30,000	8010-1366	Needle for 10uL syringe 23s/85/C	37,000
8010-1316	Smart Syringe 100ul FN 23s/57/C PTFE PL3	30,000	8010-1367	Needle for 10uL syringe 26s/85/C	37,000
8010-1317	Smart Syringe 100ul FN 26s/85/C PTFE PL3	34,000	8010-1368	Needle for 25uL syringe 26s/85/C	37,000
8010-1318	Smart Syringe 100ul FN 22/57/C PTFE PAL3	54,000	8010-1369	Needle for 25uL syringe 26/85/C	37,000
8010-1319	Smart Syringe 100ul FN 22s/57/F PTFE PL3	54,000	8010-1370	Needle for 25uL syringe 23s/85/C	37,000
8010-1320	Smart Syringe 250ul FN 26/57/C PTFE PAL3	39,000	8010-1371	Needle for 25uL syringe 23/85/C	37,000
8010-1321	Smart Syringe 250ul FN 26/85/C PTFE PAL3	43,000	8010-1372	Needle for 25uL syringe 22s/85/F	37,000
8010-1322	Smart Syringe 250ul FN 22/57/F PTFE PAL3	39,000	8010-1373	Needle for 25uL syringe 22/85/F	37,000
8010-1323	Smart Syringe 500ul FN 22/57/F PTFE PAL3	39,000	8010-1374	Needle for 25uL syringe 26s/57/C	28,000
8010-1324	Smart Syringe 500ul FN 26/57/C PTFE PAL3	39,000	8010-1375	Needle for 25uL syringe 26/57/C	28,000
8010-1325	Smart Syringe 1mL FN 22/57/F PTFE PAL3	28,000	8010-1376	Needle for 25uL syringe 23s/57/C	28,000
8010-1326	Smart Syringe 1mL FN 23/57/C PTFE PAL3	34,000	8010-1377	Needle for 25uL syringe 23/57/C	28,000
8010-1327	Smart Syringe 2.5mL FN 22/57/F PE PAL3	43,000	8010-1378	Needle for 25uL syringe 22S/57/F	28,000
8010-1328	Smart Syringe 2.5mL FN 19/57/F PTFE PAL3	50,000	8010-1379	Needle for 25uL syringe 23S/120/C	51,000
8010-1329	Smart Syringe 2.5mL FN 22/57/F PTFE PAL3	47,000	8010-1380	Needle for 1mL syringe 23/120/C	51,000
8010-1330	Smart Syringe 5.0mL FN 19/57/F PTFE PAL3	47,000	8010-1381	Needle for 1mL syringe 22/57/F	28,000
8010-1331	Smart Syringe 5.0mL FN 22/57/F PTFE PAL3	47,000	8010-1382	Needle for 1mL syringe 22/57/S	28,000
8010-1332	Smart LCMS Syringe, 100ul PE, 1/4-28 UNF	62,000	8010-1383	Needle for 1mL syringe 22/57/C	28,000
8010-1333	Smart LCMS Syringe 100ul PTFE 1/4-28 UNF	62,000	8010-1384	Needle for 1mL syringe 23/57/S	28,000
8010-1334	Smart LCMS Syringe, 250ul PE, 1/4-28 UNF	62,000	8010-1385	Needle for 1mL syringe 26/57/C	28,000
8010-1335	Smart LCMS Syringe 250ul PTFE 1/4-28 UNF	62,000	8010-1386	Needle for 1mL syringe 23/65/S	37,000
8010-1336	Smart ITEX Syringe 1.3mL	65,000	8010-1387	Needle for 1mL syringe 19/85/S	37,000
8010-1337	Smart HS Syringe, 1.0mL FN, PTFE 23/65/S	50,000	8010-1388	Needle for 1mL syringe 22/85/F	37,000
8010-1338	Smart HS Syringe, 2.5mL FN, PTFE 23/65/S	43,000	8010-1389	Needle for 1mL syringe 19/85/S	37,000
8010-1339	Smart HS Syringe, 5.0mL FN, PTFE 23/65/S	62,000	8010-1390	Needle for 1mL syringe 23/85/C	37,000
8010-1340	Smart GFHS Syringe 2.25mL FN PTFE 23g SP	65,000	8010-1391	Needle for 1mL syringe 23/85/S	37,000
8010-1341	Smart GFHS Syringe 4.5mL FN PTFE 23g SP	65,000	8010-1392	Needle for 1mL syringe 26/85/C	37,000
8010-1342	Smart Syringe, 0.5uL PiN 23/57/C PAL3	47,000	8010-1393	Needle for 10ml syringe 19/57/F	47,000
8010-1343	Smart Syringe, 1.0uL PiN 23/57/C PAL3	47,000	8010-1394	Needle for 10ml syringe 19/57/S	47,000
8010-1344	Smart Syringe body, 5uL metal, for RN	39,000	8010-1395	Needle for 10ml syringe 22/57/F	47,000
8010-1345	Smart Syringe body, 10uL metal, for RN	14,000	8010-1396	Needle for 10ml syringe 22/57/S	47,000
8010-1346	Smart Syringe body, 10uL PTFE, for RN	16,000	8010-1397	Needle for 10ml syringe 23/57/C	47,000
8010-1347	Smart Syringe body, 25uL PTFE, for RN	28,000	8010-1398	Needle for 10ml syringe 23/57/S	47,000
8010-1348	Smart Syringe body, 50uL PTFE, for RN	28,000	8010-1399	Needle for 10ml syringe 19/85/S	47,000
8010-1349	Smart Syringe body, 100uL PTFE, for RN	23,000	8010-1400	Needle for 10ml syringe 19/85/F	47,000
8010-1350	Smart Syringe body, 250uL PTFE, for RN	28,000	8010-1401	Needle for 10ml syringe 22/85/S	47,000
8010-1351	Smart Syringe body, 500uL PTFE, for RN	28,000	8010-1402	Needle for 10ml syringe 23/85/C	47,000
8010-1352	Smart Syringe body, 1.0mL PTFE, for RN	23,000	8010-1403	Needle for 10ml syringe 23/85/S	47,000
8010-1353	Smart Syringe body, 2.5mL PTFE, for RN	34,000			

本リーフレット記載の『価格』は参考価格であり、販売店からの実際の販売価格ではございません。ご注文の際には販売店様へご確認くださいませようお願い申し上げます。

## アジレント・テクノロジー株式会社

〒192-8510 東京都八王子市高倉町9-1  
フリーダイヤル 0120-477-111 [www.agilent.com/chem/jp](http://www.agilent.com/chem/jp)

本製品は一般的な実験用途での使用を想定しており、  
医薬品医療機器等法に基づく登録を行っておりません。  
本文書に記載の情報は、説明、製品仕様等は予告なしに  
変更されることがあります。

