

部品番号	品名	概要	写真
<b>セーフティキャップ</b>			
5043-1217	A-Line セーフティキャップ、GL45 1ポート、1ペントバルブ	GL45セーフティキャップ（1ポート、1ペントバルブ）×1個入 3.2mmチューブ用フィッティング、PFA×1個入 5043-1190タイムストリップ付ペントバルブ×1個入	
5043-1218	A-Lineセーフティキャップ、GL45 2ポート、1ペントバルブ ※移動相以外に、オートサンブラのウォッシュポート用溶媒が必要な場合などに使用します。その際、チューブの外径に合わせて必要なフィッティングを追加してください。	GL45セーフティキャップ（2ポート、1ペントバルブ）×1個入 3.2mmチューブ用フィッティング、PFA×2個入 5043-1190タイムストリップ付ペントバルブ×1個入	
5043-1219	A-Lineセーフティキャップ、GL45 3ポート、1ペントバルブ	GL45セーフティキャップ（3ポート、1ペントバルブ）×1個入 3.2mmチューブ用フィッティング、PFA×3個入 5043-1190タイムストリップ付ペントバルブ×1個入	
5043-1220	A-Lineセーフティキャップ、GL45 4ポート、1リークホース	GL45セーフティキャップ（4ポート、1ペントバルブ、1リークホース）×1個入 3.2mmチューブ用フィッティング、PFA×2個入 2.3mmチューブ用フィッティング、PFA×1個入 1.6mmチューブ用フィッティング、PFA×1個入 リークホース用コネクタ×1個入（内径6.5mmチューブ用） ※別途5043-1193 チャコールフィルタが必要です。	
※使用しないポートがある場合には、5043-1198スクリュプラグ1/8インチ、PTFE、2個を必要数ご利用ください。 ※5043-1217、5043-1218、5043-1219は移動相専用になります。廃液用には5043-1220をご利用ください。			
<b>キット</b>			
5043-1221	5043-1196 A-Line 6L 廃液ボトル 5043-1220 A-Lineセーフティキャップ、GL45 4ポート、1リークホースのキット	5043-1196 A-Line 6L 廃液ボトル×1個入 5043-1220 A-Lineセーフティキャップ、GL45 4ポート、1リークホース(内径6.5mmチューブ) ×1個入、フィッティング×4個入。 詳細は5043-1220の概要を参照ください。 ※別途5043-1193 チャコールフィルタが必要です。	
5043-1222	Infinity セーフティキャップキット		
<b>フィッティング</b>			
5043-1216	3.2mmチューブ用フィッティング、PFA、2個入		
5043-1215	2.3mmチューブ用フィッティング、PFA、2個入		
5043-1214	1.6mmチューブ用フィッティング、PFA、2個入		
5043-1198	スクリュプラグ1/8インチ、PTFE、2個入	使用しないチューブ用ポートがある場合にご利用ください。	
※HPLC機器で使用するチューブの外径をご確認の上、ご準備ください。			
<b>ペントバルブ</b>			
5043-1190	タイムストリップ付きペントバルブ、PTFE、1μm	取り付け時に表面を押してタイムストリップをスタートさせてください。 ゲージが完全に赤くなったら交換時期です。(約6か月)	
<b>フィルタ</b>			
5043-1193	廃液ボトル用タイムストリップ付きチャコールフィルタ（58g）	取り付け時に表面を押してタイムストリップをスタートさせてください。 ゲージが完全に赤くなったら交換時期です。(約6か月)	
<b>廃液ボトル関連フィッティング</b>			
5043-1207	2ポート付き廃液コレクタ、PTFE	リークホースを2本接続できるアダプタです。 5043-1220のリークホースポートに接続します。	
5043-1195	スクリュプラグ、1/4インチ、PTFE	リークホースポート用のプラグです。	
<b>アダプタその他</b>			
5043-1191	変換アダプタ PTFE GL45(M) - GL40(F)	GL45キャップをGL40に変換するアダプタです。	
5043-1192	変換アダプタ PTFE GL45(M) - GPI 38(F)	GL45キャップをGPI38に変換するアダプタです。 GPI38はGL38にも適合しますので、5043-0272(廃止品:変換アダプタ PTFE GL45(M) - GL38(F))の代替品として使用できます。 日本でよく使用されているガロン瓶への取り付けはこちらをご利用ください。	
5043-0239	3.2mm チューブ2本用アダプタ	3.2mmチューブ×2本をリークポートに接続するためのアダプタです。	

5043-1196	6L廃液ボトル、GL45		
-----------	--------------	--	---

**設置例 溶媒ボトル**



5043-1217 A-Line セーフティキャップ、GL45 1ポート、1ペントバルブに3.2mmチューブを設置した例  
一般的には  
※3.2mmチューブ: 溶媒ボトル〜デガッサまでのチューブで使用  
※2.3mmチューブ: パージバルブに接続されているチューブで使用  
お客様の仕様により、チューブ径が異なる場合がありますのでご確認ください。

**廃液ボトル**







5043-1220 A-Lineセーフティキャップ、GL45 4ポート、1リークホースに、  
5043-1193 廃液ボトル用タイムストリップ付きチャコールフィルタ(58g)  
5043-1207 2ポート付き廃液コレクタ、PTFEを設置し、  
1.6mm廃液チューブ×4本と、  
内径6.5mmリークホース×2本を設置した例  
※一部製品の色が異なっています。





**廃液ボトル**







5043-1220 A-Lineセーフティキャップ、GL45 4ポート、1リークホースに、  
5043-1193 廃液ボトル用タイムストリップ付きチャコールフィルタ(58g)と  
2.3mm廃液チューブ×1本と、  
内径6.5mmリークホース×1本を設置した例  
※プラグは付けていません。

**セーフティキャップ購入例**

	HPLC機器1台に溶媒ボトル2本(3.2mm溶媒チューブ各1本)、 3.2mm廃液チューブ1本、 内径6.5mmリークホース1本、 廃液ボトル1本の場合	必要数	
5043-1217	A-Line セーフティキャップ、GL45 1ポート、1ペントバルブ	2個	
5043-1221	5043-1196 A-Line 6L 廃液ボトル 5043-1220 A-Lineセーフティキャップ、GL45 4ポート、1リークホースのキット	1個	
5043-1193	廃液ボトル用タイムストリップ付きチャコールフィルタ (58g)	1個	
5043-1198	スクリープラグ1/8インチ、PTFE、2個入	2個 ※5043-1220の4ポートのうち3ポートを塞ぎます。(※1個余ります)	

	HPLC機器1台に溶媒ボトル4本(3.2mm溶媒チューブ各1本)、 3.2mm廃液チューブ1本、 内径6.5mmリークホース1本、 廃液ボトル1本の場合	必要数	
5043-1217	A-Line セーフティキャップ、GL45 1ポート、1ペントバルブ	4個	
5043-1221	5043-1196 A-Line 6L 廃液ボトル 5043-1220 A-Lineセーフティキャップ、GL45 4ポート、1リークホースのキット	1個	
5043-1193	廃液ボトル用タイムストリップ付きチャコールフィルタ (58g)	1個	
5043-1198	スクリープラグ1/8インチ、PTFE、2個入	2個 ※5043-1220の4ポートのうち3ポートを塞ぎます。(※1個余ります)	

	HPLC機器2台に溶媒ボトル4本(HPLC機器1台に溶媒ボトル各2本)、 3.2mm溶媒チューブ各1本(計4本)、 3.2mm廃液チューブ各1本(計2本)、 内径6.5mmリークホース各1本(計2本) 廃液ボトル1本(HPLC機器2台で廃液ボトル1本共有)の場合	必要数	
5043-1217	A-Line セーフティキャップ、GL45 1ポート、1 ベントバルブ	4個	
5043-1221	5043-1196 A-Line 6L 廃液ボトル 5043-1220 A-Lineセーフティキャップ、GL45 4ポート、1リークホース のキット	1個	
5043-1193	廃液ボトル用タイムストリップ付きチャコールフィルタ (58g)	1個	
5043-1207	2ポート付き廃液コレクタ、PTFE	1個 ※内径6.5mmリークホースを2本接続します。	
5043-1198	スクリュウプラグ 1/8インチ、PTFE、2個入	1個 ※5043-1220の4ポートのうち2ポートを塞ぎます。	