


Agilent BioTek リキッドハンドリングアクセサリ



ワークフローの最適化と自動化


Agilent BioTek は、幅広いアプリケーションのスループットを自動化すると同時に、洗浄および分注アプリケーションを最適化するように設計されたさまざまなアクセサリを提供しています。



周辺機器

Agilent BioTek マイクロプレートウォッシャーおよび、ディスペンサー、コンビネーションシステムは、幅広い用途に柔軟に対応し、ライフサイエンスラボでのさまざまなアプリケーションを実現します。

Agilent BioTek 自動化機器と統合することにより、ワークフローをさらに強化できます。



Agilent BioTek BioStack プレートスタッカー

BioStack マイクロプレートスタッカーは、一度に 10 または、30、50 プレートの自動連続処理が可能です。BioStack は、Agilent BioTek 405 TS/LS、EL406、MultiFlo FX、MicroFill と簡単に統合でき、スタンドアロンまたはバイオセーフティキャビネット内で使用できるコンパクトなシステムを構築します。BioStack 4 は、繊細なセルベースのアッセイでの使用に理想的な、蓋の着脱機能を備えています。




Agilent BioTek BioSpa 全自動インキュベーター

EL406 または、405 TS、MultiFloFX を BioSpa 全自動インキュベーターおよび BioTek イメージャーまたはマイクロプレートリーダーと統合することで、ルーチン ELISA から生細胞イメージングアッセイまでのワークフローを自動化します。BioSpa は、最大 8 つのマイクロプレートまたはその他の容器について、液体のハンドリングからデータおよび画像解析までのすべてのアッセイステップを自動化します。システムは最小限のユーザー操作のみを必要とし、他のラボの優先順位のためにリソースを解放します。



Agilent BioTek Liquid Handling Control ソフトウェア

Agilent BioTek リキッドハンドリングシステムは、タッチスクリーンとキーパッドのインターフェースから、実績のある性能および信頼性、簡単な操作を実現します。Liquid Handling Control (LHC) ソフトウェアを使用すると、複雑なプログラミングを管理したり、Agilent BioTek 機器をサードパーティの自動システムに統合したりするためのプロトコルの作成が簡単になり、機器へのプロトコルのインポートも簡単に行えます。また、SiLA 準拠の要件を持つものを含め、自動化されたシステムソフトウェア用の便利な統合ツールを提供します。



Agilent BenchCel マイクロプレートハンドラー

Agilent BenchCel マイクロプレートハンドラーは、MultiFlo FX マルチモードディスペンサーおよび EL406 ウォッシャーディスペンサーに統合可能なコンパクトな自動システムであり、さまざまなアプリケーションのワークフローの自動化を可能にします。BenchCel は、ディープウェルをはじめ幅広いマイクロプレートと互換性があります。

コンプライアンスツール

Agilent BioTek 製品認定パッケージには、包括的な手順および、チェックリスト、テストデータ、ログシートが含まれており、ユーザーはラボや組織の要件に固有の IQ/OQ/PQ テストを実施できます。認定パッケージは、Microsoft Word および Excel、Adobe PDF 形式のドキュメントとテストデータとともに、USB フラッシュドライブで提供されます。

製品認定パッケージ

対象モデル	部品番号
50 TS	1550510
405 TS	1170522
405 LS	1170543
EL406	7180527
ELx405 Select ディープウェル	7100567
MicroFill	7140517
MultiFlo	7210512
MultiFlo FX	1260521

試験試薬

説明	互換性	部品番号
Agilent BioTek 溶液 #2 10 倍濃縮青色テスト色素 (125 mL)	EL406、405 TS、405 LS、ELx405、50 TS、MultiFlo FX、MultiFlo、MicroFill	7773001
Agilent BioTek 溶液 #1 100 倍濃縮湿潤剤 (125 mL)	EL406、405 TS、405 LS、ELx405、50 TS、MultiFlo FX、MultiFlo、MicroFill	7773002

マイクロプレートウォッシャー EL406、405 TS/LS、ELx405 ディープウェルプレートウォッシャー



Agilent BioTek EL406 マイクロプレートウォッシャーディスペンサー

分注および廃液システム一式

説明	互換性	部品番号
分注および廃液システム一式、4 L ボトル。4 L 分注ボトル 2 本、4 L 廃液ボトル 2 本、真空ポンプ、必要なすべてのチューブとコネクタが付属します	EL406、405 TS/LS、ELx405 DW	1170530
分注および廃液システム一式、10 L 分注セット一式（部品番号 117528S）と 10 L 廃液セット一式（部品番号 1170534S）が付属します。次ページの分注モジュールと廃液モジュールの説明を参照してください	EL406、405 TS/LS、ELx405 DW	1170535
分注および廃液システム一式、20 L ボトル。10 L 分注セット一式（部品番号 117528S）と 20 L 廃液セット一式（部品番号 1170555S）が付属します。次ページの分注モジュールと廃液モジュールの説明を参照してください	EL406、405 TS/LS、ELx405 DW	1170554

ハイレース分注および廃液システム一式

ハイレースシステムには、ハイレース真空ポンプが付属します。このポンプは、標準のポンプよりも静かで、高密度（384 ウェルおよび 1536 ウェル）マイクロプレートから、より高い表面張力を持つ液体を吸引する性能が向上しています。

説明	互換性	部品番号
ハイレース真空ポンプ、4 L ボトルを備えた分注および廃液システム一式。4 L 分注ボトル 2 本、4 L 廃液ボトル 2 本、ハイレース真空ポンプ、必要なすべてのチューブとコネクタが付属します	405 TS/LS、ELx405 DW	1170532
ハイレース真空ポンプ、10 L ボトルを備えた分注および廃液システム一式。10 L 分注セット一式（部品番号 1170528S）と 10 L 廃液セット一式（部品番号 1170531）が付属します。次ページの分注セットと廃液セットの説明を参照してください	405 TS/LS、ELx405 DW	1170533
ハイレース真空ポンプ、20 L ボトルを備えた分注および廃液システム一式。10 L 分注セット一式（部品番号 117528S）と 20 L 廃液セット一式（部品番号 1170557）が付属します。分注セットと廃液セットの説明を参照してください	405 TS/LS、ELx405 DW	1170556
ハイレース真空ポンプ、10 L ボトルを備えた分注および廃液システム一式。10 L 分注セット（部品番号 7100581S）と レベルセンサー付き廃液セット（部品番号 7100582S）が付属します。分注セットと廃液セットの説明を参照してください	EL406	7100752
ハイレース真空ポンプ、20 L ボトルを備えた分注および廃液システム一式。10 L 分注セット（部品番号 7100581S）と レベルセンサー付き 20 L 廃液セット（部品番号 7100764S）が付属します。分注セットと廃液セットの説明を参照してください	EL406	7100763

マイクロプレートウォッシャー EL406、405 TS/LS、ELx405 ディープウェルプレートウォッシャー（続き）


説明	互換性	部品番号
分注セット		
分注セット、4 L。4 L ボトル 2 本、キャップ、チューブ、コネクタが付属します	405 TS/LS、ELx405 DW	1170557S
分注セット、10 L。10 L ボトル 2 本、キャップ、チューブ、コネクタが付属します	EL406、405 TS/LS、ELx405 DW	1170529S
分注セット、10 L。10 L ボトル 2 本、キャップ、チューブ、コネクタが付属します	EL406、405 TS/LS、ELx405 DW	1170528S
廃液セット		
廃液セット、4 L。4 L ボトル 2 本、1 本はレベルセンサー付、キャップ、チューブ、コネクタ、標準真空ポンプが付属します	EL406、405 TS/LS、ELx405 DW	7100746S
廃液セット、10 L。10 L ボトル 1 本、レベルセンサー付 4 L ボトル 1 本、チューブ、コネクタ、標準真空ポンプが付属します	EL406、405 TS/LS、ELx405 DW	1170534S
廃液セット、20 L。20 L ボトル 1 本、レベルセンサー付 4 L ボトル 1 本、チューブ、コネクタ、標準真空ポンプが付属します	EL406、405 TS/LS、ELx405 DW	1170555S
ハイフロー廃液セット		
廃液セット、4 L。チューブ、コンポーネント、およびハイフロー真空ポンプが付属します	EL406、405 TS/LS、ELx405 DW	7100753S
廃液セット、10 L。10 L ボトル 1 本、レベルセンサー付 4 L ボトル 1 本、チューブ、コネクタ、ハイフロー真空ポンプが付属します	EL406、405 TS/LS、ELx405 DW	1170531S
廃液セット、20 L。20 L ボトル 1 本、レベルセンサー付 4 L ボトル 1 本、チューブ、コネクタ、ハイフロー真空ポンプが付属します	EL406、405 TS/LS、ELx405 DW	1170557S

ダイレクトドレイン廃液セット

ダイレクトドレイン廃液システムには、廃液収集ボトル内の液面を検出し、液体をシンク（または他の廃液容器）に自動的に移送するための追加のセンサとポンプが組み込まれています。このシステムにより、大容量での連続処理が可能になり、運用を止めて廃液ボトルを手動で空にする必要がなくなります。

説明	互換性	部品番号
ダイレクトドレイン廃液システム一式。廃液ボトル（レベルセンサー付）、チューブとコネクタ、真空ポンプが付属します	EL406、405 TS/LS、ELx405 DW	1170560
ダイレクトドレイン廃液システム一式。廃液ボトル（レベルセンサー付）、チューブとコネクタ、ハイフロー真空ポンプが付属します	EL406、405 TS/LS、ELx405 DW	1170562
ダイレクトドレイン廃液アップグレードキット。既存の廃液システムへのアドオン、廃液ボトルや真空ポンプは含まれていません	EL406、405 TS/LS、ELx405 DW	1170561
分注および廃液部品		
真空ポンプアセンブリ、115V/230V	EL406、405 TS/LS、ELx405 DW	71003035
ハイフロー真空ポンプアセンブリ、115V/230V	EL406、405 TS/LS、ELx405 DW	7100754
標準真空ポンプ用低騒音マフラー	真空ポンプ（部品番号 7103034）	01113
真空計付き圧力調整アセンブリ（施設内の吸引ポンプを代わりに使用する際に、圧力調整に使用）	EL406、405 TS/LS、ELx405 DW	4030551
分注チューブ用フィルター	EL406、405 TS/LS、ELx405 DW	01310
廃液チューブ用フィルター	EL406、405 TS/LS、ELx405 DW	48294
ウォッシュマニホールドメンテナンス用針キット	EL406、405 TS/LS、ELx405 DW	7100025S
交換用 Verify プレートキット	405 TS/LS (Q コンフィグレーション専用)	1240001

マイクロプレートウォッシャー
EL406、405 TS/LS、ELx405
ディープウェルプレートウォッシャー
(続き)



Agilent BioTek 405 TS マイクロプレートウォッシャー

説明	互換性	部品番号
予備ボトルおよびチューブ		
廃液ボトルセット、4 L。4 L ボトル 1 本とレベルセンサー付 4 L ボトル 1 本、チューブ、コネクタが付属します	EL406、405 TS/LS、ELx405 DW	7100543S
廃液ボトルセット、10 L。10 L ボトル 1 本とレベルセンサー付 4 L ボトル 1 本、チューブ、コネクタが付属します	EL406、405 TS/LS、ELx405 DW	7100582S
廃液ボトルセット、20 L。20 L ボトル 1 本とレベルセンサー付 4 L ボトル 1 本、チューブ、コネクタが付属します	EL406、405 TS/LS、ELx405 DW	7100764S
廃液チューブセット	EL406、405 TS/LS、ELx405 DW	7100533
分注チューブセット、1 本	EL406、405 TS/LS、ELx405 DW	7100538
分注チューブセット、4 本。(パuffア切り替えモデル用)	EL406、405 TS/LS、ELx405 DW	7100537
10 L ボトル用の分注ボトルとキャップ。コネクタが付属します	EL406、405 TS/LS、ELx405 DW	7100559
4 L ボトル用ボトル内フィルター付き分注ボトルとキャップ	EL406、405 TS/LS、ELx405 DW	1170031
10 L ボトル用ボトル内フィルター付き分注ボトルとキャップ	EL406、405 TS/LS、ELx405 DW	1173000
4 L ボトル用ボトル内フィルター付き分注ボトルキャップ (キャップのみ)	EL406、405 TS/LS、ELx405 DW	1173003
10 L ボトル用ボトル内フィルター付き分注ボトルキャップ (キャップのみ)	EL406、405 TS/LS、ELx405 DW	1173002
廃液ボトル、4 L。キャップとコネクタが付属します	EL406、405 TS/LS、ELx405 DW	7100534
廃液ボトル、10 L。キャップとコネクタが付属します	EL406、405 TS/LS、ELx405 DW	7100557
廃液ボトル、20 L。キャップとコネクタが付属します	EL406、405 TS/LS、ELx405 DW	7100556
4、10、20 L ボトル用廃液ボトルキャップ	EL406、405 TS/LS、ELx405 DW	7100531
4 L ボトル用のレベルセンサー付廃液ボトル。キャップとコネクタが付属します	EL406、405 TS/LS、ELx405 DW	7100542
廃液ボトルキャップのみ、レベルセンサー付。4 L ボトル用	EL406、405 TS/LS、ELx405 DW	7100544

プレートウォッシャーマニホールド

チューブインチューブ吸引マニホールドは、ハイフロー真空ポンプのないシステム上の高密度（384 ウェルおよび 1536 ウェル）マイクロプレートで、より高い表面張力の液体を吸引する性能を向上させることができます。


説明	互換性	部品番号
96 チューブ Dual Action マニホールドキット、7°の角度付き分注、およびチューブインチューブ吸引	405 TS/LS、ELx405 DW	1170010
96 チューブインチューブ吸引マニホールドのみ。既存の分注マニホールドとの統合用。チューブインチューブ吸引マニホールドは、ハイフロー真空ポンプのないシステム上の高密度（384 ウェルおよび 1536 ウェル）マイクロプレートで、より高い表面張力の液体を吸引する性能を向上させることができます。	405 TS/LS、ELx405 DW	1172046S
96 チューブ 7°の角度付きマニホールドのみ。既存の吸引マニホールドとの統合用。	405 TS/LS、ELx405 DW	7102068S

ストリップウォッシャー 50 TS




Agilent BioTek 50 TS マイクロプレートウォッシャー

説明	互換性	部品番号
分注および廃液システム		
分注および廃液システム一式、4 L ボトル。分注ボトル 2 本、廃液ボトル 1 本、チューブ、およびコネクタが付属します	50 TS	4070078
分注および廃液システム一式、パッファスイッチング付き 4 L ボトル分注ボトル 3 本、廃液ボトル 1 本、チューブ、およびコネクタが付属します	50 TS8V、50 TS8MV、50 TS12V、50 TS16V	4070077
ボトルとチューブ		
廃液ボトル 4 L、チューブセット付	50 TS	4070075
分注チューブセット	50 TS	4070510
ストリップウォッシャーマニホールド		
96 ウェルプレート用 1 x 8 マニホールド	50 TS	4070512S
96 ウェルプレート用 1 x 12 マニホールド	50 TS8、50 TS8V、50 TS8F、50 TS12、50 TS12V	4070513S
96 ウェルプレートの高速洗浄用 2 x 8 マニホールド	50 TS8、50 TS8V、50 TS8F、50 TS12、50 TS12V	1550501S
96 ウェルプレート用、1 x 8 マニホールド、大口径チューブ	50 TS	4070532S
96 ウェルプレート用、1 x 12 マニホールド、大口径チューブ	50 TS8、50 TS8V、50 TS8F、50 TS12、50 TS12V	4070531S
低容量 96 ウェルプレート用、短チューブ 1 x 8 マニホールド	50 TS	4070519S
96 および 384 ウェルプレート用 1 x 16 マニホールド	50 TS16、50 TS16V	4070527S



Agilent BioTek 96 チューブ Dual Action マニホールドキットと 7° 分注チューブおよびチューブインチューブ吸引マニホールドキット



Agilent BioTek 1 x 16 および 1 x 12 マニホールド

試薬ディスペンサー：MultiFlo FX



Agilent BioTek MultiFlo FX マルチモード・ディスペンサー

説明	互換性	部品番号
MultiFlo FX モジュール		
増設ペリスタポンプモジュール。プラスチックチップ付きのカセットを 1 つ選択できます	MFXP1、MFXP2 (MFXP2R には増設ペリスタポンプが 付属します)	7210010
デュアルシリンジポンプモジュール、オートクレーブ可能。ポンプ、ボトル、チューブが付属します。マニホールドが必要です（別売り）	MFXP1、MFXP2、MFXP2R	7210008
デュアルシリンジポンプモジュール、オートクレーブ不可。ポンプ、ボトル、チューブが付属します。マニホールドが必要です（別売り）	MFXP1、MFXP2、MFXP2R	7210009
ウォッシュモジュール。ポンプ、ボトル、チューブ、96/384 ウォッシュマニホールド 1 個が付属します。他のマニホールドも入手可能（別売り）	MFXP2、MFXP2R	1260023
自動培地交換（AMX）モジュール。増設ペリスタポンプモジュール、AMX 分注および吸引マニホールドが付属します。 別売りの 2 つの AMX カセット（部品番号 1260035）が必要です	MFXP2、MFXP2R については、 カスタマーケアにお問い合わせください	1260041
AMX コンポーネント		
AMX チューブカセット	MFXP2、MFXP2R	1260035
AMX 吸引および分注マニホールドセット	MFXP2、MFXP2R	1260036
AMX 分注マニホールドのみ	MFXP2、MFXP2R	1260551S
AMX 吸引マニホールドのみ	MFXP2、MFXP2R	1260552S
ランダムアクセス分注（RAD）ペリスタポンプカセット		
0.5 ～ 50 μ L、1 μ L 刻み RAD カセット、プラスチックチップ	MFXP2R	1260017
5 ～ 2500 μ L、5 μ L 刻み RAD カセット、プラスチックチップ	MFXP2R	1260016
10 ～ 3000 μ L、10 μ L 刻み RAD カセット、プラスチックチップ	MFXP2R	1260015
10 ～ 3000 μ L、10 μ L 刻み RAD カセット、大口径プラスチックチップ	MFXP2R	1260020
0.5 ～ 50 μ L、1 μ L 刻み RAD カセット、ステンレススチールチップ	MFXP2R	1260021
5 ～ 2500 μ L、5 μ L 刻み RAD カセット、ステンレススチールチップ	MFXP2R	1260019
10 ～ 3000 μ L、10 μ L 刻み RAD カセット、ステンレススチールチップ	MFXP2R	1260018
8 ～ 30000 μ L チューブから 1 チップの RAD カセット、プラスチックチップ	MFXP2R	1260022

試薬ディスペンサー：MultiFlo FX（続き）

説明	互換性	部品番号
ウォッシュマニホール		
注：各マニホールセットには、吸引および分注マニホールが付属します。これらのマニホールはオートクレーブできません		
6 ウェルプレート用ウォッシュマニホール	MFXP2、MFXP2R（ウォッシュモジュール付）	1260009
12 ウェルプレート用ウォッシュマニホール	MFXP2、MFXP2R（ウォッシュモジュール付）	1260010
24 ウェルプレート用ウォッシュマニホール	MFXP2、MFXP2R（ウォッシュモジュール付）	1260011
48 ウェルプレート用ウォッシュマニホール	MFXP2、MFXP2R（ウォッシュモジュール付）	1260012
96 または 384 ウェルプレート用ウォッシュマニホール	MFXP2、MFXP2R（ウォッシュモジュール付）	1260013
ダイレクトドレインシステムアップグレードキット	MFXP2、MFXP2R（ウォッシュモジュール付）	1260542
シリンジポンプマニホール		
注：シリンジポンプモジュール、部品番号 7210008（オートクレーブ可）または部品番号 7210009（オートクレーブ不可）が必要です		
6 ウェルプレート用分注マニホール、オートクレーブ可	MFXP1、MFXP2、MFXP2R	1260537S
12 ウェルプレート用分注マニホール、オートクレーブ可	MFXP1、MFXP2、MFXP2R	1260536S
24 ウェルプレート用分注マニホール、オートクレーブ可	MFXP1、MFXP2、MFXP2R	1260535S
48 ウェルプレート用分注マニホール、オートクレーブ可	MFXP1、MFXP2、MFXP2R	1260534S
96 または 384 ウェルプレート用分注マニホール、1 x 16 チューブ、オートクレーブ可	MFXP1、MFXP2、MFXP2R	7180543S
96 または 384 ウェルプレート用分注マニホール、2 x 8 チューブ、オートクレーブ可	MFXP1、MFXP2、MFXP2R	7180560S
96 または 384 ウェルプレート用分注マニホール、2 x 8 チューブ、オートクレーブ不可	MFXP1、MFXP2、MFXP2R	7180548S
1536 ウェルプレート用分注マニホール、1 x 32 チューブ、オートクレーブ可	MFXP1、MFXP2、MFXP2R	7180552S
1536 ウェルプレート用分注マニホール、1 x 32 チューブ、小口径サファイアチップ、オートクレーブ可	MFXP1、MFXP2、MFXP2R	7180553S

試薬ディスペンサー：MicroFill



Agilent BioTek MicroFill マイクロプレートディスペンサー

説明	互換性	部品番号
マニホール		
96 または 384 ウェルプレート用マニホール、1 x 16 チューブ	MicroFill	7140508S
ハーフエリアまたは PCR 96 ウェルプレート用マニホール、1 x 8 チューブ	MicroFill	7140515S
24 ウェルプレート用マニホール、1 x 8 チューブ	MicroFill	7140518S
その他		
ウォッシュマニホール用スタイラスキット	MicroFill	2872304
PCR マイクロプレート用キャリッジホルダー	MicroFill	6002076
エアロゾルカバー	MicroFill	4070517
プライミングトラフドレインセット	MicroFill	7140006

リキッドハンドリングアクセサリ

試薬ディスペンサー：ボトルとチューブ

説明	互換性	部品番号
分注ボトル 1 L、オートクレーブ可	MultiFlo FX、MicroFill	7140511
分注ボトル 2 L	MultiFlo FX	4070515
ウォッシュボトル 2 L、キャップなし	MultiFlo FX、50TS	48140
ウォッシュボトル 2 L、レベルセンサーおよびチューブ付	MultiFlo FX	4070545S
分注ボトル 4 L フィルターおよびチューブ付	MultiFlo FX、50TS	4070076
廃液ボトル 4 L、チューブ付	MultiFlo FX	1260028
ウォッシュボトル 4 L、レベルセンサーおよびチューブ付	MultiFlo FX	1260027
分注チューブセット	MicroFill	7140510
分注チューブセット、FEP 製ライン、オートクレーブ不可	MicroFill	7140522
2 L ボトル用分注チューブセット	MultiFlo FX	1263007
2 L ボトル用廃液チューブセット	MultiFlo FX	1263001
4 L ボトル用廃液チューブセット	MultiFlo FX	7100556

シリンジポンプアクセサリ

説明	互換性	部品番号
デュアルシリンジディスペンサー・アップグレードキット、オートクレーブ可。1 x 16 分注マニホールドが付属します	EL406、MultiFlo FX	7180006S
シリンジポンプ分注チューブとチェックバルブ、オートクレーブ可	EL406、MultiFlo FX	7183006
シリンジポンプ分注チューブとチェックバルブ、有機溶媒に互換性あり、オートクレーブ不可	EL406、MultiFlo FX	7183002
シリンジポンプ分注チューブとチェックバルブ、FEP 製ラインにより DMSO およびアセトン耐性、オートクレーブ不可	EL406、MultiFlo FX	7180541
シリンジポンプ分注チューブとチェックバルブ、有機溶媒に互換性あり、オートクレーブ不可	MicroFill	7140514
デュアルシリンジディスペンサー用自動試薬切り替えモジュール	EL406、MultiFlo FX	7180028
シリンジヘッドブラnjaアセンブリ、オートクレーブ可	EL406、MultiFlo FX	7180046
96 ウェルプレート用分注マニホールド、大口径、1 x 8 チューブ	EL406、MultiFlo FX	7180549S

ペリスタポンプアクセサリ


説明	互換性	部品番号
分注カセット		
0.5 ~ 50 µL、1 µL 刻み、プラスチックチップ	EL406、MultiFlo FX	7170012
5 ~ 2500 µL、5 µL 刻み、プラスチックチップ	EL406、MultiFlo FX	7170011
10 ~ 3000 µL、10 µL 刻み、プラスチックチップ	EL406、MultiFlo FX	7170010
5 ~ 2500 µL、5 µL 刻み、大口径プラスチックチップ	EL406、MultiFlo FX	7170024
10 ~ 3000 µL、10 µL 刻み、大口径プラスチックチップ	EL406、MultiFlo FX	7170023
0.5 ~ 50 µL、1 µL 刻み、サファイア、ステンレススチールチップ	EL406、MultiFlo FX	7170015
5 ~ 2500 µL、5 µL 刻み、ステンレススチールチップ	EL406、MultiFlo FX	7170014
10 ~ 3000 µL、10 µL 刻み、ステンレススチールチップ	EL406、MultiFlo FX	7170013
0.5 ~ 50 µL、1 µL 刻み、プラスチックチップ、1536 ウェルと互換性あり	EL406、MultiFlo FX	7170018
0.5 ~ 50 µL、1 µL 刻み、サファイア、ステンレススチールチップ、1536 ウェルと互換性あり	EL406、MultiFlo FX	7170016

ペリスタポンプアクセサリ（続き）

説明	互換性	部品番号
交換用カセットチューブ		
0.5 ～ 50 μ L 用、1 μ L 刻み、プラスチックチップカセット	EL406、MultiFlo FX	7170009
5 ～ 2500 μ L 用、5 μ L 刻み、プラスチックチップカセット	EL406、MultiFlo FX	7170008
10 ～ 3000 μ L 用、10 μ L 刻み、プラスチックチップカセット	EL406、MultiFlo FX	7170007
5 ～ 2500 μ L 用、5 μ L 刻み、大口径プラスチックチップカセット	EL406、MultiFlo FX	7170026
10 ～ 3000 μ L 用、10 μ L 刻み、大口径プラスチックチップカセット	EL406、MultiFlo FX	7170025
カセットチューブ延長キット（注：各チューブ延長キットには 8 つのステンレススチールコネクタが付属しています）		
1 μ L チューブ用 42 インチ延長チューブ	EL406、MultiFlo FX	7170022
5 μ L チューブ用 42 インチ延長チューブ	EL406、MultiFlo FX	7170021
10 μ L チューブ用 42 インチ延長チューブ	EL406、MultiFlo FX	7170020
その他		
ペリスタポンプ用の角度付き分注キット	EL406	7180010
大容量（40 mL）プライミングトラフ	EL406	7182109
スベア分注リザーバホルダー	EL406、MultiFlo FX	7210509

アプリケーション固有のアクセサリ

説明	互換性	部品番号
磁気分離		
96 ウェルリングマグネット。ビーズはウェル底部の 4 ゾーンリングに引きつけられます	EL406、MultiFlo FX	7102216
384 ウェルリングマグネット。ビーズはウェル底部の 4 ゾーンリングに引きつけられます	EL406、MultiFlo FX	7102215
96 ウェルフラットマグネット。ビーズは平底ウェルでは横切るように帯状に凝集し、U 底ウェルでは中央に凝集します。	EL406、MultiFlo FX	7103016
384 ウェルフラットマグネット。ビーズは平底ウェルでは横切るように帯状に凝集し、U 底ウェルでは中央に凝集します。	EL406、MultiFlo FX	7103017
MultiFloFX マグネットアダプタ磁石 7102215、7102216、7103016、7103017 用	MultiFlo FX	1262063
EL406 マグネットアダプタ	EL406	7180011
吸引ろ過分離		
96 ウェル吸引ろ過キット。ろ過キャリア、チューブセット、レギュレータ、アクセサリが付属します	405 TS/LS	1170008
96/384 ウェル吸引ろ過キット。ろ過キャリア、チューブセット、レギュレータ、アクセサリが付属します	405 TS/LS	1170009
EL406 バキュームろ過モジュールろ過キャリア、チューブセット、レギュレータ、アクセサリが付属します	EL406	7180029
サンプルチューブハンドリング		
高さ 50 mm までのラック付きミニチューブ (Corning 4411 など) 用のキャリア	MultiFlo FX	7212042



ビーズ洗浄は、96 ウェルおよび 384 ウェルのマイクロプレートで利用できます。

ホームページ

www.agilent.com/chem/jp

カスタムコンタクトセンタ

0120-477-111

email_japan@agilent.com

本製品は一般的な実験用途での使用を想定しており、
医薬品医療機器等法に基づく登録を行っておりません。
本文書に記載の情報、説明、製品仕様等は予告なしに
変更されることがあります。

DE44455.0170138889

アジレント・テクノロジー株式会社

© Agilent Technologies, Inc. 2021

Printed in Japan, September 20, 2021

5994-2413JAJP