



Agilent Information Center の使用方法

Agilent Technologies

①デスクトップ上のAgilent Information Centerのアイコンをダブルクリックします。




②下記がホーム画面です。



ユーザーマニュアルが閲覧できます



メンテナンス方法が閲覧できます

③ユーザーマニュアルの閲覧方法




閲覧したいモジュールのユーザーマニュアルをクリックします

③ ユーザーマニュアルの閲覧方法



OutlineやContentsから閲覧したい内容を探します


④メンテナスの閲覧方法



G7167A/B マルチサンブラ

- ニードルアセンブリの取り外し
- ニードルアセンブリの取り付け
- ニードルシートの交換
- ローターシールの交換
- ペリスタルティックポンプカートリッジの交換

閲覧したい内容をクリックします



絵入りでメンテナンス手順が示されます