



セットでお得なキャンペーン！！

CrossLab CS (リークディテクタ、フローメータ) と GCカラムを同時購入で なんと25%OFF



CrossLab CSと GCカラム同時購入 **25%OFF**

1. キャリングケース
2. ハンドヘルドユニット
3. リークディテクタカートリッジ
4. フローメータカートリッジ

構成例：CrossLabCSバンドル + DB-WAX Ultra Inert (122-7062UI)

通常価格：351,000 >>> キャンペーン価格：263,250

部品番号	品名	機能	キャリングケース	ハンドヘルドユニット(本体)	リークディテクタカートリッジ	フローメータカートリッジ	価格(円) 2022年7月現在
G6699A	CrossLab CSバンドル	リークディテクタ + フローメータ	○	○	○	○	186,000
G6693A	CrossLab CSリークディテクタ	リークディテクタ		○	○		161,000
G6691A	CrossLab CS ADMフローメータ	フローメータ		○		○	123,000
G6694A	リークディテクタ交換用カートリッジ	リークディテクタ機能用カートリッジ			○		87,000
G6692A	ADMフローメータ交換用カートリッジ	フローメータキャリブレーション済交換カートリッジ				○	29,000

* カートリッジ交換でガスリークディテクタ/フローメータとして使用できます
* 写真はバンドル品G6699A


CrossLab CS (リークディテクタ、フローメータ)

- リーク検出と流量測定機能を1台で実施
- 校正済みカートリッジの交換により、再校正が不要
- 水素ガスの使用環境を日常的に点検する場合には、リークディテクタが活躍します。
- リーク検出に石鹼膜や溶媒等を使用すると、配管が汚染される可能性があります



J&WキャピラリGCカラム

アジレントJ&Wカラム主なラインナップ



ウルトライナート	GC/MS	ポリシロキサン	ポリエチレングリコール (PEG)	高温分析
DB-WAX UI	DB-1ms	DB-1	DB-WAX	DB-1ht
DB-1ms UI	HP-5ms	HP-5	HP-INNOWax	DB-5ht
DB-5ms UI	DB-5ms	DB-35	DB-FAP	DB-17ht
DB-624 UI	VF-624ms	CP-1301	Carbowax	DB-5ht
石油分析	農薬分析	PAH	半揮発性化合物	揮発性化合物
HP-PONA	CP-WAX for Amines	Select PAH	DB-5ms セミボラタイル	DB-624
バイオディーゼル	VF-5 Pesticides	DB-EUPAH	Rapid-MS PCB	Select Volatiles
CP-Volamine	DB-1701P	VF-17ms for PAH	DB-Dioxin	CP-Select 624 CB
Select Low Sulfur	DB-CLP1 CLP2	CP-Sil PAH	DB-5.625	HP-VOC
食品・香料	ライフサイエンス	PLOT	キャピラリチューブ	Intuvoカラム
DB-FATWAX UI	DB-ALC1, ALC2	HP-PLOT Q/S/U	不活性化ヒューズドシリカ	ウルトライナート
Select FAME	DB-BAC1, BAC2	PoraBOND Q/U	リテンションギャップ	GC/MS
DB-FastFAME	HP- Blood Alcohol	PLOT PT		環境分析用
HP-88		PoraPLOT Q/S/U		石油分析用

※掲載製品以外にもキャンペーン対象製品があります。詳しくはお問い合わせください。

キャンペーン内容

CrossLab CSリークディテクタと
J&W キャピラリGCカラムを同時にお買い上げいただけますと、
キャンペーン期間中何度でも定価より**25%OFF**でご提供いたします。

キャンペーン対象製品
はこちら



キャンペーン期間 2022年9月30日まで

<http://www.agilent.co.jp/chem/crosslabcs2022>

※ご注文をお申し付けいただく際、**キャンペーンコード 2197** とご連絡ください。

お願い/注意事項

※在庫状況により、納入までにお時間を頂く場合がございます。
納期に余裕を見てご注文のご検討をお願いします。
※本リーフレット記載の『希望販売価格』『キャンペーン価格』は参考価格であり、
販売店からの実際の販売価格ではございません。
ご注文の際には販売店様へご確認くださいませようお願い申し上げます。

アジレント・テクノロジー株式会社
DE44663631
〒192-8510 東京都八王子市高倉町9-1
フリーダイヤル 0120-477-111 www.agilent.com/chem/jp

 **Agilent**
Trusted Answers