

2022年
8月31日
まで

アジレント・テクノロジー 分光光度計 増設キャンペーン ～ FTIR & UV-Vis 分光光度計 ～

期間限定でアジレントの分子分光製品をキャンペーン価格にてご奉仕いたします。
この機会に高性能な分光光度計を導入し、業務の改善、ランニングコストの削減、ラボスペースの有効活用をご検討してみたいかがでしょうか。



ラボって結構悩んでる・・・

装置を追加したいけどスペースがなあ
測定に使う溶媒とか減らせたらなあ
ルーチン業務がもっと早く終わればなあ
メンテナンスが楽な装置ないかなあ
装置の引き継ぎって面倒だなあ

Cary 630 FTIR



- ・ 世界最小・最軽量のコンパクト FTIR
- ・ アプリケーションに応じた豊富なアタッチメント
- ・ わかりやすいガイド付き日本語ソフトウェア
- ・ アタッチメント交換が簡単でアライメント不要
- ・ ライブラリ構築機能や自己診断機能を搭載

Key Words：コンパクト、異物分析、品質管理、構造解析、プラスチック分析

キャンペーン価格

透過アタッチメント付き

30%OFF



ダイヤモンドATR
アタッチメント付き

30%OFF



※制御用 PC、標準ソフトウェア、据付調整費が含まれます。本体仕様は KBr 仕様（測定波数範囲 = 7,000 ~ 350 cm⁻¹）もしくは ZnSe 仕様（測定波数範囲 = 5,100 ~ 600 cm⁻¹）からお選び下さい。その他のアタッチメント等についてのご要望はご相談下さい。

アジレント・テクノロジー株式会社
〒192-8510 東京都八王子市高倉町 9-1
フリーダイヤル 0120-477-111
www.agilent.com/chem/jp
DE08752164



Cary 60 UV-Vis



Cary 3500 UV-Vis



Cary 630 FTIR

 **Agilent**
Trusted Answers

Cary 60 UV-Vis



- ・最速 24,000 nm/min のスキャンスピード
- ・長寿命キセノンフラッシュランプでコスト削減
- ・光ファイバークラウドならセルを使用せず分析可能
- ・溶媒量や洗浄の手間を削減、ルーチン測定を効率化
- ・測定に合わせて耐酸プローブなどもラインナップ

Key Words : 光ファイバークラウド、長寿命ランプ、キュベット不要

キャンペーン価格

標準バンドル

30%OFF



光ファイバークラウド
アクセサリ付き

30%OFF



※制御用 PC、標準ソフトウェア、据付調整費が含まれます。追加のアクセサリ等についてのご要望はご相談下さい。

Cary 3500 UV-Vis



- ・最速 150,000 nm/min のスキャンスピード
- ・8つのセルを同時測光、業界初の瞬間定量^{※1}
- ・温調もこれ一台、一体型空冷式ペルチェシステム^{※2}
- ・温度プローブで溶液温度を直接モニタリング可能
- ・わかりやすいヘルプ機能で引き継ぎも楽々
- ・DI、ネットワーク対応オプションあり

※1: マルチセルモジュールまたはマルチセルペルチェモジュールの場合

※2: コンパクトペルチェモジュールまたはマルチセルペルチェモジュールの場合

Key Words : タンパク質、核酸、酵素反応、温調、高速スキャン、日本薬局方、研究開発、品質管理、データインテグリティ、ネットワーク化

キャンペーン価格

コンパクトモジュールシステム

30%OFF



※制御用 PC、標準ソフトウェア、据付調整費が含まれます。コンパクトモジュール（2セル&室温タイプ）の場合です。その他のモジュール構成についてはご相談下さい。

アジレント・テクノロジー株式会社
〒192-8510 東京都八王子市高倉町 9-1
フリーダイヤル 0120-477-111
www.agilent.com/chem/jp
DE08752164



Cary 60 UV-Vis



Cary 3500 UV-Vis



Cary 630 FTIR



Trusted Answers