

Smart Alerts

ソフトウェア機能一覧



Agilent
CrossLab
From Insight to Outcome

ネットワーク化で装置を管理

Agilent Smart Alerts は、さまざまなネットワーク接続の方法により、機器や消耗品の監視ニーズを満たす優れた機能を提供します。

1. 単独機器でスマートアラートを使用
2. 機器やワークステーションをローカルエリアネットワークに接続し、ラボ全体を監視
3. スマートアラートをメールサーバーに接続し、通知機能を有したリモート監視
4. インターネットに接続し、交換用消耗品やその他機能の利用

利用可能機能：

		ネットワーク構成			
		単独	ラボネットワーク接続	メール接続	社内ネットワーク接続
		メール / インターネット接続なし	メール / インターネット接続なし	インターネット接続なし	メール / インターネット接続あり
装置 PC アラートツール	装置 PC Smart Alerts ダッシュボード	✓	✓	✓	✓
	メンテナンス / 消耗品アラートモニター	✓	✓	✓	✓
	ダッシュボードへのシステムエラー表示	✓	✓	✓	✓
	PC デスクトップの各種 "ポップアップ" 通知	✓	✓	✓	✓
	分野ごとのメンテナンステンプレート	✓	✓	✓	✓
	ユーザーで設定可能なアラートの種類と頻度	✓	✓	✓	✓
	"お気に入り" 消耗品登録	✓	✓	✓	✓
	各種データ移行機能	✓	✓	✓	✓
	SW アップデート (マニュアル)	✓	✓	✓	✓
外部 PC アラートツール	複数機器接続ダッシュボード		✓	✓	✓
	他のネットワーク PC からのリモートアクセス		✓	✓	✓
メールアラート & リモートサポート	メールによるシステムエラー通知			✓	✓
	メールによるメンテナンス / 消耗品交換 通知			✓	✓
	メールによるシステムサマリーレポート通知			✓	✓
	リモートアシスト (コールセンターサポート)			✓	✓
	メールによるパスワード回復プロセス			✓	✓
オンライン サポート	オンライン消耗品オーダー (Agilent.com 経由)				✓
	SW アップデート (オンライン)				✓

www.chem-agilent.com

DE44180.5839351852

本製品は一般的な実験用途での使用を想定しており、医薬品医療機器等法に基づく登録を行っておりません。
本文書に記載の情報は、説明、製品仕様等は予告なしに変更されることがあります。

アジレント・テクノロジー株式会社
© Agilent Technologies, Inc. 2020
Published in the USA, December 7, 2020
5994-2955JA

