

原子吸光・ICP-OES・MP-AES ICP-MS 用消耗品 年度末キャンペーン

アジレントは次のような消耗品製品をご用意しています。

原子吸光用消耗品

検出下限を引き下げる信頼性の高い消耗品です。また当社の研究開発は、単元素および固体カソード多元素ランプ、高輝度 UltrAA ランプなどの革新的な製品も生み出しています。

ICP-OES 用消耗品

複雑なマトリックスで信頼性の高い分析結果を得ることができます。Agilent ICP-OES にはスプレーチャンバ、ネブライザ、トーチ、ペリスタルティックポンプチューブなどの豊富な消耗品が用意されており、食品、水、土壌などのサンプル中の主要元素と微量元素を確実に測定できます。

ICP-MS 用消耗品

微量分析において高い信頼性を実現します。Agilent ICP-MS の消耗品により、設計と革新の限界を継続的に押し広げ、干渉を減らして生産性を上げることができます。

MP-AES 用消耗品およびアクセサリ

Agilent 4210 MP-AES (空気を利用して動作する画期的システム) の優れた性能を維持できます。



キャンペーン内容

キャンペーン対象アジレント原子吸光・ICP-OES・MP-AES・ICP-MS 用消耗品をお買い上げいただけますと、キャンペーン期間中何度でも定価より **15%OFF** でご提供いたします。

キャンペーン期間：2024年1月31日まで

※ご注文をお申し付けいただく際、**キャンペーンコード 2641** とご連絡ください。

キャンペーン
対象製品はこちら



<https://aglt.co/2APi>

お願い/注意事項

※在庫状況により、納入までにお時間を頂く場合がございます。納期に余裕を見てご注文のご検討をお願いします。
※本リーフレット記載の『希望販売価格』『キャンペーン価格』は参考価格であり、販売店からの実際の販売価格ではございません。
ご注文の際には販売店様へご確認くださいませようお願い申し上げます。
※部品の在庫状況によって、キャンペーンの終了が早まる、またはキャンペーン対象外となる製品が出てくる可能性があります。

キャンペーン対象製品例

部品番号	品名	個数	価格 (円、税別)
5610102700	鉄 -Fe, 元素識別機能付, ホロカソードランプ	1 個	¥67,000 → キャンペーン価格 ¥56,950
5610106800	亜鉛 -Zn, 元素識別機能付, ホロカソードランプ	1 個	¥67,000 → キャンペーン価格 ¥56,950
G8020-68002	フルデマンタブルトーチキット, 1.4 mm 内径 1.4 mm インジェクタ, スロット付拡張外部チューブ付	1 個	¥223,000 → キャンペーン価格 ¥189,550
G8020-68003	フルデマンタブルトーチキット, イナート 内径 1.8 mm イナート (アルミナ) インジェクタ, スロット付 拡張外部チューブ付	1 個	¥265,000 → キャンペーン価格 ¥225,250
6310001200	パーティションチューブ, パイロコート	10 個	¥76,000 → キャンペーン価格 ¥64,600
2010090400	一体型石英トーチ, アクシシャル, 内径 2.4 mm インジェクタ	1 個	¥94,000 → キャンペーン価格 ¥79,900
G8010-60293	OneNeb シリーズ 2, 不活性 ICP ネブラライザ	1 個	¥129,000 → キャンペーン価格 ¥109,650
G3280-67040	77/79/88 用ニッケル・サンプリングコーン	1 個	¥71,000 → キャンペーン価格 ¥60,350
G3280-67036	77/79/88 用白金サンプリングコーン (10 φインサート)	1 個	¥374,000 → キャンペーン価格 ¥317,900
G3280-67041	77e/x/88x 用ニッケル・スキマコーン	1 個	¥61,000 → キャンペーン価格 ¥51,850
G3280-67064	77s/79s/88s 用白金スキマコーン	1 個	¥257,000 → キャンペーン価格 ¥218,450
G3280-67142	77s/79s/88s 用ニッケルめっき白金サンプリングコーン	1 個	¥399,000 → キャンペーン価格 ¥339,150

※掲載製品以外にもキャンペーン対象製品があります。詳しくはお問い合わせください。

アジレントの分光分析用消耗品セレクションガイドが新しくなりました。

- アジレントの分光分析装置ポートフォリオ
- 原子吸光 (AA) 用消耗品
- ICP-OES 用消耗品
- ICP-MS 用消耗品
- MP-AES 用消耗品
- AA/MP-AES、ICP-OES、ICP-MS 用標準液
- UV-Vis 用消耗品
- 蛍光分光光度計用消耗品
- LDIR (ケミカルイメージングシステム) 用消耗品
- FTIR 用消耗品
- サービスとサポート

全 172 ページ!
ダウンロード (無料) は
こちらから



<https://aglt.co/yJLx>



アジレント・テクノロジー株式会社
DE45183886
〒192-8510 東京都八王子市高倉町 9-1
フリーダイヤル 0120-477-111
www.agilent.com/chem/jp

 **Agilent**
Trusted Answers

新製品

Bond Elut HLB 固相抽出カラムキャンペーン

高いコストパフォーマンスを実現
ジビニルベンゼン-N-ビニルピロリドン共重合体固相抽出カラム

【使用方法例】

メタノールでコンディショニング
水で平衡化

サンプルを添加

95:5 水 / メタノール溶液で洗浄

メタノールで溶出



【コストパフォーマンス比較例※1】

他社同等品※2

参考価格
100 個入 33,700 円
1 個あたり 337 円

1 本あたり 117 円安く
月に 1 箱使う場合、
年間で約 14 万円の経費削減！

Bond Elut HLB

30 mg, 1 mL
部品番号 : 5610-2144

100 個入 22,000 円
1 個あたり 220 円

※1 : コスト計算には他社 Web ページ上記載の定価および弊社 2023 年 5 月定価を使用しています。
※2 : 2023 年 5 月他社ホームページ上調べのため、異なる場合がございます。

キャンペーンでさらにお安く！

キャンペーン内容


Bond Elut HLB 固相抽出カラムをお買い上げいただけますと、
キャンペーン期間中何度でも定価より **20%OFF** でご提供いたします。

キャンペーン期間 : 2024 年 3 月 31 日まで

※ご注文をお申し付けいただく際、**キャンペーンコード 2643** とご連絡ください。

多様な用途向けの効果的な固相抽出

極性・中極性・無極性、酸性・中性・塩基性化合物など幅広い化合物に対して優れたリテンション能力を発揮します。



キャンペーンでさらにお安く！

部品番号	品名	価格 (円、税別)
5610-2144	Bond Elut HLB, 30 mg, 1 mL チューブ	¥22,000 → キャンペーン価格 ¥17,600
5610-2145	Bond Elut HLB, 60 mg, 3 mL チューブ	¥17,000 → キャンペーン価格 ¥13,600
5610-2146	Bond Elut HLB, 200 mg, 6 mL チューブ	¥21,000 → キャンペーン価格 ¥16,800
5610-2147	Bond Elut HLB, 500 mg, 6 mL チューブ	¥39,000 → キャンペーン価格 ¥31,200
5610-2156	Bond Elut HLB, 30 mg, 1 mL, 96 ウェルプレート	¥37,000 → キャンペーン価格 ¥29,600

キャンペーン内容

Bond Elut HLB 固相抽出カラムをお買い上げいただけますと、
キャンペーン期間中何度でも定価より **20%OFF** でご提供いたします。

キャンペーン期間：2024年3月31日まで

※ご注文をお申し付けいただく際、**キャンペーンコード 2643** とご連絡ください。

アジレント・テクノロジー株式会社
DE94977614
〒192-8510 東京都八王子市高倉町 9-1
フリーダイヤル 0120-477-111
www.agilent.com/chem/jp

お願い/注意事項

※在庫状況により、納入までにお時間を頂く場合がございます。納期に余裕を見てご発注のご検討をお願いします。
※本リーフレット記載の『希望販売価格』『キャンペーン価格』は参考価格であり、販売店からの実際の販売価格ではございません。
ご注文の際には販売店様へご確認くださいませようお願い申し上げます。
※部品の在庫状況によって、キャンペーンの終了が早まる、またはキャンペーン対象外となる製品が出てくる可能性がございます。



Agilent

Trusted Answers