


アジレント 年度末バイアルキャンペーン

バイアル・バイアル関連製品のまとめ買いにご利用ください。

キャンペーン対象製品

バイアル、キャップ、セプタム、ウェルプレート、シーリングマット、オートクリンパ、マニュアルクリンパ



キャンペーン対象製品例

部品番号	品名	個数	価格 (円、税別)
5182-0714	スクリーバイアル, 2 mL, 広口, 透明, 100 個	1/pk	¥3,200 → キャンペーン価格 ¥2,560
5188-6535	スクリーバイアル, 2 mL, 広口, 茶色, 100 個	1/pk	¥3,200 → キャンペーン価格 ¥2,560
5185-5824	青スクリーキャップ, 圧着, スリット入 PTFE/ シリコン, 100 個	1/pk	¥5,400 → キャンペーン価格 ¥4,320
5185-5823	青スクリーキャップ, 圧着, PTFE/ シリコン, 100 個	1/pk	¥3,800 → キャンペーン価格 ¥3,040
5190-2288	20 mL, ヘッドスペースバイアル, 目盛 & ラベル付, 透明, 100 個	1/pk	¥6,700 → キャンペーン価格 ¥5,360
5183-4474	ヘッドスペースクリンパバイアル, 丸底, 20 mL, 透明, 100 個	1/pk	¥6,100 → キャンペーン価格 ¥4,880
5183-4478	セプタム付 20 mm クリンパキャップ, 安全構造 PTFESi, 100 個	1/pk	¥10,000 → キャンペーン価格 ¥8,000
5043-9308	InfinityLab 96 ウェルプレート, 1.2 mL, 丸型, U 字, 高さ 27 mm	25/pk	¥23,000 → キャンペーン価格 ¥18,400
5191-5616	A-Line オートクリンパ, 11 mm, リチウムイオンバッテリー付	1/pk	¥122,000 → キャンペーン価格 ¥97,600
5191-5614	A-Line オートデキャッパ, 11 mm, リチウムイオンバッテリー付	1/pk	¥122,000 → キャンペーン価格 ¥97,600

※掲載製品以外にもキャンペーン対象製品があります。詳しくはお問い合わせください。

キャンペーン内容

キャンペーン対象バイアルおよびバイアル関連製品をお買い上げいただけますと、
キャンペーン期間中何度でも定価より **20%OFF** でご提供いたします。

キャンペーン期間: 2024年3月29日まで

※ご注文をお申し付けいただく際、**キャンペーンコード 2701** とご連絡ください。

キャンペーン
対象製品はこちら



<https://aglt.co/2APi>

お願い/注意事項

※在庫状況により、納入までにお時間を頂く場合がございます。納期に余裕を見てご注文のご検討をお願いします。
※本リーフレット記載の『希望販売価格』『キャンペーン価格』は参考価格であり、販売店からの実際の販売価格ではございません。
ご注文の際には販売店様へご確認くださいませようお願い申し上げます。
※部品の在庫状況によって、キャンペーンの終了が早まる、またはキャンペーン対象外となる製品が出てくる可能性があります。

アジレント年度末ガスフィルタキャンペーン

機器メンテナンスの際、ガスフィルタ・カートリッジを交換しましょう。

アジレントのガスフィルタ製品は、クリーンなガスを供給し、カラムの損傷や感度の低下、機器のダウンタイムといったリスクを低減します。

ヘリウム不足への対応のために、ガスフィルタを使用して一般用ヘリウム (99.995 %) の純度を上げる方法がございます。詳しくはお問合せください。



部品番号	品名	価格 (円、税別)
ガススクリーンフィルタスタータキット		
CP736530	ガススクリーンフィルタキット, 1/8 インチ, 4 ポジション	¥250,000 → キャンペーン価格 ¥200,000
CP17976	ガススクリーン GC/MS フィルタキット, 1/8 インチ, 1 ポジション	¥113,000 → キャンペーン価格 ¥90,400
CP17967	<New> ガススクリーン FID キット, 1/8 インチ, 4 ポジション	¥251,000 → キャンペーン価格 ¥200,800
コネクティングユニット (カートリッジベース) (島津 GC 3 mm 配管用) ※島津 GC でも同じカートリッジが使用可能です。		
CP7988P3	コネクティングユニット, 1 フィルタ, ステンレス, 3 mm 用	¥87,000 → キャンペーン価格 ¥69,600
ガススクリーンフィルタ交換用カートリッジ ※インジケータの色が変わっていたら交換です。		
CP17971	ガススクリーン水分除去フィルタ	¥28,000 → キャンペーン価格 ¥22,400
CP17972	ガススクリーンチャコールフィルタ	¥32,000 → キャンペーン価格 ¥25,600
CP17973	ガススクリーン GC/MS フィルタ	¥42,000 → キャンペーン価格 ¥33,600
大型ユニバーサルトラップ ※1年に1回の交換が目安です。		
RMSH-2	大型ユニバーサルトラップ, ヘリウム, GC/MS 用, 1/8 インチ	¥53,000 → キャンペーン価格 ¥42,400
BHT-4	大型炭化水素トラップ, 750 cc, 1/4 インチ用	¥48,000 → キャンペーン価格 ¥38,400
S 字トラップ ※1年に1回の交換が目安です。		
5060-9084	コンディショニング済み水分トラップ, 1/8 インチ	¥38,000 → キャンペーン価格 ¥30,400
5060-9096	コンディショニング済み炭化水素トラップ, 1/8 インチ	¥47,000 → キャンペーン価格 ¥37,600

※掲載製品以外にもキャンペーン対象製品があります。詳しくはお問い合わせください。

キャンペーン内容

キャンペーン対象ガスフィルタ製品をお買い上げいただけますと、
キャンペーン期間中何度でも定価より **20%OFF** でご提供いたします。

キャンペーン期間: 2024年3月29日まで

※ご注文をお申し付けいただく際、**キャンペーンコード 2701** とご連絡ください。

キャンペーン
対象製品はこちら



<https://aglt.co/2API>

アジレント・テクノロジー株式会社
DE61246686
〒192-8510 東京都八王子市高倉町 9-1
フリーダイヤル 0120-477-111
www.agilent.com/chem/jp

 **Agilent**
Trusted Answers

アジレント 年度末 HPLC カラムキャンペーン

ZORBAX、Poroshell、Agilent Bio、PL カラム (PLRP-S) など
アジレントの HPLC カラムが期間限定でお得です！

ZORBAX HPLC カラム

優れた分離を実現する、理想的な HPLC カラム

ZORBAX HPLC カラムはシリカ基材のカラムで、お客様のサンプル・分析条件に適用できるよう、様々なラインナップが用意されています。
一般的な分析条件から過酷な分析条件まで、それぞれに相応しいカラムを選択することで、優れた分析結果を導き出すことができます。



デモカラム実施中！

主な仕様

名称	Eclipse Plus C18	Eclipse Plus C8	Eclipse Plus Phenyl-Hexyl	SB-C18	SB-C8	SB-CN	SB-Phenyl	SB-Aq	Extend-C18	Eclipse PAH	Bonus-RP	Pursuit XRs C18	Pursuit XRs C8	Pursuit XRs Diphenyl	Pursuit C18	Pursuit C8	Pursuit Diphenyl	Pursuit PFP	Pursuit PAH
ポアサイズ	95 Å			80 Å								100 Å			200 Å				
pH 範囲	2 ~ 9			1 ~ 8				2 ~ 11.5	2 ~ 8	1 ~ 8	2 ~ 8								
温度上限 *	60°C			90°C	80°C				60°C	80°C	90°C	80°C							
エンドキャップ	あり			なし				あり	なし	あり	なし								
炭素量	9%	7%	9%	10%	5.5%	4%	5.5%	非公開	12.5%	10%	9.5%	22%	15%	14.6%	12.9%	7.4%	7.3%	非公開	

* : pH 6 以上以上では SB シリーズ以外を推奨。また、中性域より高い pH では耐久性が低下します。

カラムサイズ・価格などの詳細は、アジレントの Web サイトをご覧ください。担当営業にお問い合わせください。

キャンペーン内容

キャンペーン対象 HPLC カラムをお買い上げいただけると、
キャンペーン期間中何度でも定価より **20%OFF** でご提供いたします。

キャンペーン期間：2024年3月29日まで

※ご注文をお申し付けいただく際、**キャンペーンコード 2701** とご連絡ください。

キャンペーン
対象製品はこちら



<https://aglt.co/2APi>

お願い/注意事項

※在庫状況により、納入までにお時間を頂く場合がございます。納期に余裕を見てご注文のご検討をお願いします。
※本リーフレット記載の『希望販売価格』『キャンペーン価格』は参考価格であり、販売店からの実際の販売価格ではございません。
ご注文の際には販売店様へご確認くださいませようお願い申し上げます。

※部品の在庫状況によって、キャンペーンの終了が早まる、またはキャンペーン対象外となる製品が出てくる可能性があります。

AdvanceBio バイオ HPLC カラム


ペプチド分析向けコアシェル型カラム

AdvanceBio ペプチドプラス

AdvanceBio ペプチドマッピング

〈ペプチドプラスカラム 特徴〉

- 粒子径 2.7 μm の表面多孔性充填剤カラム
- 充填剤表面にプラスチャージの修飾
- ギ酸移動相でも良好なピーク形状
- ペプチド標準品の試験データ付き



仕様	ペプチドプラス	ペプチドマッピング
粒子径	2.7 μm	2.7 μm
ポアサイズ	100 \AA	120 \AA
pH 範囲	1 ~ 11	2 ~ 9
温度上限	90 $^{\circ}\text{C}$	60 $^{\circ}\text{C}$
耐圧	60 MPa *	60 MPa *

* 内径 1mm 以下を除く

幅広いポアサイズで高分子バイオ医薬品の
有力な選択肢

PLRP-S ポリマ系逆相カラム

〈PLRP-S カラム 特徴〉

- 基材そのものが疎水性を持ち、結合相の付加が無い
- シリカ系カラムで問題となる二次的相互作用がない
- ポアサイズは 4000 \AA までラインアップ
- マクロポーラス型の頑丈なポリマーで、化学的にも物理的にも高い安定性

仕様	PLRP-S
粒子径	3 ~ 70 μm
ポアサイズ	100 \AA , 300 \AA , 1000 \AA , 4000 \AA
pH 範囲	1 ~ 14
温度上限	200 $^{\circ}\text{C}$
耐圧	粒子径により異なる (3 μm では 30 MPa)

新製品

InfinityLab クイックターンフィッティング付クイックチェンジインラインフィルタ

InfinityLab クイックチェンジインラインフィルタに、クイックターンフィッティングが
接続したものが発売になりました。

従来のインラインフィルタはインジェクションバルブや、ポンプヘッドに接続するための
キャピラリーが接続されていましたが、新製品のインラインフィルタは、クイックター
ンフィッティングが取り付けられているため、直接 LC カラムに接続が可能です。

※こちらキャンペーン対象外になります。



部品番号	品名	個数	価格 (円、税別)
5067-1606	クイックターンフィッティング付クイックチェンジインラインフィルタアセンブリ ※フィルタディスク 5 個入り (内径 4.6 mm, ポアサイズ 0.5 μm)	1/pk	¥72,000
5067-1607	クイックターンフィッティング付クイックチェンジインラインフィルタアセンブリ ※フィルタディスク 5 個入り (内径 2.1 mm, ポアサイズ 0.2 μm)	1/pk	¥72,000

キャンペーン内容

キャンペーン対象 HPLC カラムをお買い上げいただけると、
キャンペーン期間中何度でも定価より **20%OFF** でご提供いたします。

キャンペーン期間：2024 年 3 月 29 日まで

※ご注文をお申し付けいただく際、**キャンペーンコード 2701** とご連絡ください。

キャンペーン
対象製品はこちら



<https://aglt.co/2APi>

アジレント・テクノロジー株式会社

DE09213486

〒192-8510 東京都八王子市高倉町 9-1

フリーダイヤル 0120-477-111

www.agilent.com/chem/jp

 **Agilent**
Trusted Answers

新製品

Bond Elut HLB 固相抽出カラムキャンペーン

高いコストパフォーマンスを実現
ジビニルベンゼン-N-ビニルピロリドン共重合体固相抽出カラム

【使用方法例】

メタノールでコンディショニング
水で平衡化

サンプルを添加

95:5 水 / メタノール溶液で洗浄

メタノールで溶出



【コストパフォーマンス比較例※1】

他社同等品※2

参考価格
100 個入 33,700 円
1 個あたり 337 円

1 本あたり 117 円安く
月に 1 箱使う場合、
年間で約 14 万円の経費削減!

Bond Elut HLB

30 mg, 1 mL
部品番号 : 5610-2144

100 個入 22,000 円
1 個あたり 220 円

※1: コスト計算には他社 Web ページ上記載の定価および弊社 2023 年 5 月定価を使用しています。
※2: 2023 年 5 月他社ホームページ上調べのため、異なる場合がございます。

キャンペーンでさらにお安く!

キャンペーン内容


Bond Elut HLB 固相抽出カラムをお買い上げいただけますと、
キャンペーン期間中何度でも定価より **20%OFF** でご提供いたします。

キャンペーン期間: 2024 年 3 月 31 日まで

※ご注文をお申し付けいただく際、**キャンペーンコード 2643** とご連絡ください。

多様な用途向けの効果的な固相抽出

極性・中極性・無極性、酸性・中性・塩基性化合物など幅広い化合物に対して優れたリテンション能力を発揮します。



キャンペーンでさらにお安く！

部品番号	品名	価格 (円、税別)
5610-2144	Bond Elut HLB, 30 mg, 1 mL チューブ	¥22,000 → キャンペーン価格 ¥17,600
5610-2145	Bond Elut HLB, 60 mg, 3 mL チューブ	¥17,000 → キャンペーン価格 ¥13,600
5610-2146	Bond Elut HLB, 200 mg, 6 mL チューブ	¥21,000 → キャンペーン価格 ¥16,800
5610-2147	Bond Elut HLB, 500 mg, 6 mL チューブ	¥39,000 → キャンペーン価格 ¥31,200
5610-2156	Bond Elut HLB, 30 mg, 1 mL, 96 ウェルプレート	¥37,000 → キャンペーン価格 ¥29,600

キャンペーン内容

Bond Elut HLB 固相抽出カラムをお買い上げいただけますと、
キャンペーン期間中何度でも定価より **20%OFF** でご提供いたします。

キャンペーン期間：2024年3月31日まで

※ご注文をお申し付けいただく際、**キャンペーンコード 2643** とご連絡ください。

アジレント・テクノロジー株式会社
DE94977614
〒192-8510 東京都八王子市高倉町 9-1
フリーダイヤル 0120-477-111
www.agilent.com/chem/jp

お願い/注意事項

※在庫状況により、納入までにお時間を頂く場合がございます。納期に余裕を見てご発注のご検討をお願いします。
※本リーフレット記載の『希望販売価格』『キャンペーン価格』は参考価格であり、販売店からの実際の販売価格ではございません。
ご注文の際には販売店様へご確認くださいませようお願い申し上げます。
※部品の在庫状況によって、キャンペーンの終了が早まる、またはキャンペーン対象外となる製品が出てくる可能性がございます。



Agilent

Trusted Answers