

| 不活性処理フェーズドシリカ | | | | | |
|---------------|--------|--------|-------|-----------|--------|
| 部品番号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 長さ(m) | 温度限界(°C) | 価格 |
| 160-7625-5 | 0.15 | | 5 | ~ 340/360 | 15,000 |

| 不活性処理フェーズドシリカ | | | | | |
|---------------|--------|--------|-------|-----------|--------|
| 部品番号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 長さ(m) | 温度限界(°C) | 価格 |
| 160-2655-1 | 0.05 | 0.36 | 1 | ~ 340/360 | 2,900 |
| 160-2655-5 | 0.05 | 0.36 | 5 | ~ 340/360 | 13,000 |
| 160-2655-10 | 0.05 | 0.36 | 10 | ~ 340/360 | 25,000 |
| 160-1010-1 | 0.1 | 0.19 | 1 | ~ 340/360 | 2,900 |
| 160-1010-5 | 0.1 | 0.19 | 5 | ~ 340/360 | 13,000 |
| 160-1010-10 | 0.1 | 0.19 | 10 | ~ 340/360 | 24,000 |
| 160-2635-1 | 0.1 | 0.36 | 1 | ~ 340/360 | 2,900 |
| 160-2635-5 | 0.1 | 0.36 | 5 | ~ 340/360 | 13,000 |
| 19091-60620E | 0.1 | 0.36 | 5 | ~ 340/360 | 18,000 |
| 160-2635-10 | 0.1 | 0.36 | 10 | ~ 340/360 | 24,000 |
| 160-2625-1 | 0.15 | 0.36 | 1 | ~ 340/360 | 3,400 |
| 160-2625-5 | 0.15 | 0.36 | 5 | ~ 340/360 | 13,000 |
| 160-2625-10 | 0.15 | 0.36 | 10 | ~ 340/360 | 25,000 |
| 160-2615-1 | 0.18 | 0.34 | 1 | ~ 340/360 | 2,400 |
| 160-2615-5 | 0.18 | 0.34 | 5 | ~ 340/360 | 8,900 |
| 160-2615-10 | 0.18 | 0.34 | 10 | ~ 340/360 | 17,000 |
| 160-2205-1 | 0.2 | 0.36 | 1 | ~ 340/360 | 1,900 |
| 160-2205-5 | 0.2 | 0.36 | 5 | ~ 340/360 | 8,700 |
| 160-2205-10 | 0.2 | 0.36 | 10 | ~ 340/360 | 16,000 |
| 160-2255-1 | 0.25 | 0.36 | 1 | ~ 340/360 | 1,300 |
| 160-2255-5 | 0.25 | 0.36 | 5 | ~ 340/360 | 6,100 |
| 160-2255-10 | 0.25 | 0.36 | 10 | ~ 340/360 | 11,000 |
| 160-2255-30 | 0.25 | 0.36 | 30 | ~ 340/360 | 31,000 |
| 160-2325-1 | 0.32 | 0.43 | 1 | ~ 340/360 | 1,600 |
| 160-2325-5 | 0.32 | 0.43 | 5 | ~ 340/360 | 7,000 |
| 160-2325-10 | 0.32 | 0.43 | 10 | ~ 340/360 | 13,000 |
| 160-2325-30 | 0.32 | 0.43 | 30 | ~ 340/360 | 35,000 |
| 160-2455-1 | 0.45 | 0.67 | 1 | ~ 340/360 | 1,900 |
| 160-2455-5 | 0.45 | 0.67 | 5 | ~ 340/360 | 8,800 |
| 160-2455-10 | 0.45 | 0.67 | 10 | ~ 340/360 | 16,000 |
| 160-2535-1 | 0.53 | 0.67 | 1 | ~ 340/360 | 2,100 |
| 160-2535-5 | 0.53 | 0.67 | 5 | ~ 340/360 | 9,200 |
| 160-2535-10 | 0.53 | 0.67 | 10 | ~ 340/360 | 18,000 |
| 160-2535-30 | 0.53 | 0.67 | 30 | ~ 340/360 | 50,000 |

| 不活性処理フェーズドシリカ、高温(400°C) | | | | | |
|-------------------------|--------|--------|-------|----------|--------|
| 部品番号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 長さ(m) | 温度限界(°C) | 価格 |
| 160-2815-5 | 0.05 | 0.36 | 5 | 400 | 15,000 |
| 160-2825-5 | 0.1 | 0.36 | 5 | 400 | 14,000 |
| 160-2845-5 | 0.25 | 0.35 | 5 | 400 | 6,700 |
| 160-2845-10 | 0.25 | 0.35 | 10 | 400 | 13,000 |
| 160-2855-5 | 0.32 | 0.43 | 5 | 400 | 7,600 |
| 160-2855-10 | 0.32 | 0.43 | 10 | 400 | 13,000 |
| 160-2865-5 | 0.53 | 0.67 | 5 | 400 | 10,000 |
| 160-2865-10 | 0.53 | 0.67 | 10 | 400 | 19,000 |
| 19095-10050 | | | | | 問合せ |
| 700-0013-50 | | | | | 40,000 |

※コーティングの寿命は400°Cで50時間です。

ProSteel不活性処理フューズドシリカ

| 部品番号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 長さ(m) | 温度限界(°C) | 価格 |
|------------|--------|--------|-------|----------|--------|
| 160-4535-5 | 0.53 | 0.67 | 5 | | 11,000 |

非不活性フューズドシリカ

| 部品番号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 長さ(m) | 温度限界(°C) | 価格 |
|-------------|--------|--------|-------|-----------|--------|
| 160-2660-5 | 0.02 | 0.36 | 5 | ~ 340/360 | 21,000 |
| 160-2650-5 | 0.05 | 0.36 | 5 | ~ 340/360 | 12,000 |
| 160-2650-10 | 0.05 | 0.36 | 10 | ~ 340/360 | 22,000 |
| 160-2644-5 | 0.075 | 0.36 | 5 | ~ 340/360 | 13,000 |
| 160-2644-10 | 0.075 | 0.36 | 10 | ~ 340/360 | 24,000 |
| 160-2634-5 | 0.1 | 0.36 | 5 | ~ 340/360 | 7,800 |
| 160-2634-10 | 0.1 | 0.36 | 10 | ~ 340/360 | 15,000 |
| 160-2610-5 | 0.18 | 0.34 | 5 | ~ 340/360 | 6,300 |
| 160-2610-10 | 0.18 | 0.34 | 10 | ~ 340/360 | 12,000 |
| 160-2200-5 | 0.2 | 0.36 | 5 | ~ 340/360 | 4,700 |
| 160-2200-10 | 0.2 | 0.36 | 10 | ~ 340/360 | 8,600 |
| 19091-20050 | 0.2 | 0.36 | 50 | ~ 340/360 | 問合せ |
| 160-2250-5 | 0.25 | 0.36 | 5 | ~ 340/360 | 2,500 |
| 160-2250-10 | 0.25 | 0.36 | 10 | ~ 340/360 | 4,800 |
| 160-2320-5 | 0.32 | 0.43 | 5 | ~ 340/360 | 2,300 |
| 160-2320-10 | 0.32 | 0.43 | 10 | ~ 340/360 | 4,500 |
| 19091-21050 | 0.32 | 0.43 | 50 | ~ 340/360 | 40,000 |
| 160-2450-5 | 0.45 | 0.67 | 5 | ~ 340/360 | 問合せ |
| 160-2450-10 | 0.45 | 0.67 | 10 | ~ 340/360 | 問合せ |
| 160-2530-5 | 0.53 | 0.67 | 5 | ~ 340/360 | 3,900 |
| 160-2530-10 | 0.53 | 0.67 | 10 | ~ 340/360 | 7,400 |