

高性能HPLCシステムを  
より多くの大学研究室・教育機関で使っていただくために

## アカデミア向け 期間限定 “松竹梅”キャンペーン

2019年7月1日～12月31日

日本の学術的な基盤となる大学研究室・教育機関向けに、弊社の高性能HPLCシステムを導入いただけるよう特別価格での期間限定キャンペーンを実施しております。製品パッケージにより松・竹・梅と区別しておりますが、各構成システムは最新機能を備えておりますので、お客様のニーズに合った最適のシステムをぜひご検討ください。

### Agilent InfinityLab LC/MSDシステム

優れた性能を備えたLCと質量分析器が一緒になったシステムです。定性・定量を高いクオリティで行いたい研究者におすすめです。

松

890万円(税抜)※  
標準価格1,472万円



#### 【概要】


- ・ Agilent InfinityLab LC/MSD 質量検出器
- ・ 4液グラジエントポンプ (デガッサ内蔵、60MPa耐圧)
- ・ バイアルサンプラ (カラムコンパートメント内蔵)
- ・ OpenLab CDS ChemStation (PCを含む)

### Agilent 1260 Infinity II LC システム

汎用性・拡張性が高く、最も人気のあるLCシステムです。様々な分析対象に柔軟な対応を求められる研究者におすすめです。

竹

300万円(税抜)※  
標準価格510万円



#### 【概要】

- ・ 4液グラジエントポンプ (デガッサ内蔵、40MPa耐圧)
- ・ マニュアルインジェクタ
- ・ マルチカラムサーモスタット
- ・ UV-Vis検出器
- ・ OpenLab CDS ChemStation ソフトウェア (PCは含まず)

### Agilent 1220 Infinity II LCシステム

1260 LCシステムと同等の性能を兼ね備えながらも、ルーチン分析に特化した一体型のコンパクトLCシステムです。過剰な機能は省いており、日常的な分析業務をシンプルに行いたい研究者の方向けのシステムです。

梅

152万円(税抜)※  
標準価格253万円



#### 【概要】

- ・ アイソクラティックポンプ
- ・ マニュアルインジェクタ
- ・ UV-Vis検出器
- ・ OpenLab CDS EZChrom Compact ソフトウェア (PCは含まず)



※表示価格は一例であり、製品の仕様をアップグレードすると見積金額は変わります

# Agilent LCシステムにフラクションコレクタ※を接続するだけで簡単に分取・精製システムにアップグレード可能!!

Agilent のフラクションコレクタには独自のディレイセンサーを標準搭載しています。

正確なディレイボリュームを自動で測定することで、高純度で高回収率の分取を実現します。

※ ChemStation Workstationに対応



## Agilentが以下の製品を扱っていることはご存知ですか？

アジレント・テクノロジーは、世界の分析機器業界で高い販売実績を誇るリーディングカンパニーです。もしご興味のある製品がありましたら、お気軽にお問合せください。



Infinity Lab LC  
シリーズ



トリプル四重極  
LC/MS



キャピラリー電気泳動  
CE/MS



GC システム



シングル四重極  
GC/MS



トリプル四重極  
GC/MS



シングル四重極  
ICP-MS



トリプル四重極  
ICP-MS

お問合せ先

