

使いやすさを向上しラボのストレスを軽減

Agilent InfinityLab フレックスベンチファミリー

InfinityLab フレックスベンチファミリーは、各 LC モジュールの入れ替えや移動が簡単で、ラボのどこにでもニーズに応じて機器を設置することができます。この 3 種類の丈夫なスチール製ベンチは、どれも調節可能な設計で、機器の構成部品、溶媒バイアル、ポンプ、カラム、アクセサリを整然と収納できるため、安全性と作業効率が向上します。

InfinityLab フレックスベンチ

- 移動が容易な床置き型で、必要な場所、必要なタイミングで機器を移動できます。異なる MS の近くで作業する必要がある場合でも、分析を新たなプロジェクトに移す場合でも、InfinityLab フレックスベンチなら簡単に機器を移動してスペースを最適化することができます。

InfinityLab ベンチトップ

- 調節が容易な卓上型で、容易にモジュール交換とメンテナンスが可能です。

InfinityLab フレックスベンチ MS

- MS も含めて移動が容易な床置き型で、ラボ全体の機器の配置を最適化できます。InfinityLab MSD や Ultivo LC/MS システムを最下段に搭載することができ、各部を操作しやすくなります。



InfinityLabフレックスベンチ

InfinityLabフレックスベンチMS



InfinityLabベンチトップ

キャンペーンでさらにお安く！

部品番号	品名	価格（円、税別）
5043-1252	InfinityLab フレックスベンチ	¥475,000→キャンペーン価格 ¥285,000
5043-1711	InfinityLab ベンチトップ	¥315,000→キャンペーン価格 ¥189,000
G6015A	InfinityLab フレックスベンチMS	¥1,325,100→キャンペーン価格 ¥795,060

※本体のみキャンペーン対象となります。据付調整費はキャンペーン対象外です。ご相談ください。

キャンペーン内容

InfinityLabフレックスベンチファミリーをお買い上げいただけると、定価より**40%OFF**でご提供いたします。

キャンペーン期間 2023年11月10日まで

※ご注文をお申し付けいただく際、キャンペーンコード 2537 とご連絡ください。

HPLC用ランプ

アジレントのランプの特長

- 優れた性能: 厳しい試験によりノイズおよびドリフト仕様、適正な動作電圧、光の強度、適切なアラインメントを確保。最高レベルの性能を実現します。
- 高い S/N 比: 狭い開口部が、光強度の向上、ノイズの低減、より低い検出下限を実現します。
- 高感度: アジレントの長寿命重水素ランプは、優れた感度により、検出能力が高まり、微量濃度での適格性評価にも対応できます。
- ダウンタイムの削減: Agilent InfinityLab ランプは RFID 付きのため、機器に関する重要な情報や使用履歴をすべて追跡できます。この情報は定期メンテナンスに役立つ他、トラブルシューティングが容易になり、所有コストの削減につながります。



G1314-60101
重水素ランプ, RFID 付, VWD 用

キャンペーンでさらにお安く！

部品番号	品名	※価格 (円、税別)
2140-0585	重水素ランプ、G1600CEダイオードアレイ検出器用	¥103,000→キャンペーン価格 ¥77,250
2140-0590	重水素ランプ、G1315A/B G1365A/B DAD用	¥103,000→キャンペーン価格 ¥77,250
2140-0600	フラッシュランプ、G1321A蛍光検出器用	¥120,000→キャンペーン価格 ¥90,000
2140-0813	重水素ランプ、1100/1200DAD/MWD、長寿命	¥151,000→キャンペーン価格 ¥113,250
2140-0820	重水素ランプ、RFID付、DAD/MWD用	¥156,000→キャンペーン価格 ¥117,000
5182-1530	重水素ランプ、1100/1200DAD用、長寿命	¥152,000→キャンペーン価格 ¥114,000
5190-0917	重水素ランプ、8ピン、RFID付、DAD用	¥176,000→キャンペーン価格 ¥132,000
8001-0701	重水素ランプ、SPD-M10Avp SPD-M20A 島津用	¥89,000→キャンペーン価格 ¥66,750
8001-0702	重水素ランプ、SPD-20A/AV SPD-10A/AV/Avvp 島津用	¥90,000→キャンペーン価格 ¥67,500
8001-0703	タングステンランプ、SPD-M20A/M10Avp 島津用	¥12,000→キャンペーン価格 ¥9,000
8001-0704	重水素ランプ、LC-2010 LC-2010HT 島津用	¥93,000→キャンペーン価格 ¥69,750
8001-0705	タングステンランプ、SPD-20AV SPD-10AV/Avvp 島津用	¥23,000→キャンペーン価格 ¥17,250
8002-0701	重水素ランプ、UVD160/320 UVD170/340 サーモ用	¥116,000→キャンペーン価格 ¥87,000
8002-0702	長寿命重水素ランプ、UVD-3000 サーモ用	¥186,000→キャンペーン価格 ¥139,500
8002-0704	重水素ランプ、PDA-100 AD-25 サーモ用	¥123,000→キャンペーン価格 ¥92,250
8005-0704	重水素ランプ、2487/2488 UV-Vis ACQUITY TUVウォーターズ用	¥106,000→キャンペーン価格 ¥79,500
8005-0705	重水素ランプ、996/2996/ACQUITY 2996 PDAウォーターズ用	¥155,000→キャンペーン価格 ¥116,250
G1103-60001	タングステンランプアセンブリ、G1315A、8453	¥28,000→キャンペーン価格 ¥21,000
G1314-60100	重水素ランプ、L6908、ボックス付	¥94,000→キャンペーン価格 ¥70,500
G1314-60101	重水素ランプ、RFID付、VWD用	¥101,000→キャンペーン価格 ¥75,750
G1971-60025	APPIランプ	¥229,000→キャンペーン価格 ¥171,750

※キャンペーン価格は、3個以上購入した場合の1個当たりの価格です。

キャンペーン内容

キャンペーン対象重水素ランプを、1オーダーで3個以上お買い上げいただけますと、定価より**25%OFF**でご提供いたします。

キャンペーン期間 **2023年11月10日まで**

※ご注文をお申し付けいただく際、**キャンペーンコード 2539** とご連絡ください。

アジレント・テクノロジー株式会社
DE64996882

〒192-8510 東京都八王子市高倉町9-1
フリーダイヤル 0120-477-111 www.agilent.com/chem/jp

本製品は一般的な実験用途での使用を想定しており、医薬品医療機器等法に基づく登録を行っておりません。本文書に記載の情報、説明、製品仕様等は予告なしに変更されることがあります。

 **Agilent**
Trusted Answers

オイルフリーでクリーンな環境を実現

Agilent オイルフリーポンプ

オイルを使用しているロータリポンプは、最適な分析結果を継続的に得るために、日常的なオイルレベルのチェック、定期的なオイル交換などのメンテナンス 作業が不可欠です。

クリーンな環境とコスト削減を実現：

スクロールポンプはオイルを使用しないため、作業環境へのオイルの流出や漏出がありません。

IDP-3 オイルフリー真空ポンプ

60 L/m (3.6 m³ / hr) の排気速度を実現しています。Agilent 5973、5975、5977 GC/MSD システムで使用できます。

※IDP オイルフリー真空ポンプは、次の GC/MS 機器では使用できません。

- ディフュージョンポンプが搭載された機器
- NH₃ 試薬ガスを使用するCI 機器

IDP-10 オイルフリー真空ポンプ

170 L/m (10.2 m³ / hr) の排気速度を実現しています。Agilent 7000 および 7010 シリーズのトリプル四重極 GC/MS システムで使用できます。



G6696A IDP-3オイルフリーポンプ



G6697A IDP-10オイルフリーポンプ

キャンペーンでさらにお安く！

部品番号	品名	価格（円、税別）
G6696A	IDP-3オイルフリーポンプ、597Xシリーズターボポンプ用	¥698,000→キャンペーン価格 ¥418,800
G6697A	IDP-10オイルフリーポンプ、GC/QQQ用	¥1,098,000→キャンペーン価格 ¥658,800

※本体のみキャンペーン対象となります。据付調整費はキャンペーン対象外です。ご相談ください。

キャンペーン内容

キャンペーン対象オイルフリーポンプをお買い上げいただけると、定価より**40%OFF**でご提供いたします。

キャンペーン期間 2023年11月10日まで

※ご注文をお申し付けいただく際、キャンペーンコード 2537 とご連絡ください。

静音ボックス

ロータリーポンプの騒音を抑制

ロータリーポンプが稼動しているときに、ラボに静けさを求めるのは難しいことです。しかし、Agilent 静音ボックスを使えば、次のような特長により、ポンプの騒音を低減し、ラボの環境をより快適なものにします。

騒音を確実に抑制：

耐久性のある発泡遮音材を取り付けたキャビネットにより、ポンプの騒音を軽減しつつ、クッション付きマウントで振動を抑えます。

ポンプのメンテナンスが簡単：


組み込み型のキックスタンド、汚れを防ぐオイルパン、持ち上げ/傾けキックスタンドにより、オイル交換などの日常的な作業を簡略化できます。さらに、カバーの取り外しには工具が不要で、ポンプに簡単にアクセスできます。

対応ポンプモデル

部品番号	対応ポンプモデル
G6011B 静音ボックスMS	Agilent MS40+
G6012A 静音ボックスDS	Agilent DS202, 302, 402, 602
G3199C 静音ボックスII	BOC Edwards E2M28, E2M18, E1M18, E3M30 Edwards RV3, RV5, RV8, RV12
G6014B 静音ボックスGC/MS	Pfeiffer Duo 2.5 Edwards E2M1.5 Agilent DS42, DS42i, IDP-3



G6011B 静音ボックスMS



G3199C 静音ボックスII



G6014B 静音ボックスGC/MS

キャンペーンでさらにお安く！

部品番号	品名	価格（円、税別）
G6011B	静音ボックスMS、MS40+ポンプ用	¥554,000→キャンペーン価格 ¥332,400
G6012A	静音ボックスDS	¥511,000→キャンペーン価格 ¥306,600
G3199C	静音ボックスII	¥510,000→キャンペーン価格 ¥306,000
G6014B	静音ボックス、GC/MS用	¥294,000→キャンペーン価格 ¥176,400

キャンペーン内容

キャンペーン対象静音ボックスを、お買い上げいただけますと、定価より**40%OFF**でご提供いたします。

キャンペーン期間 2023年11月10日まで

※ご注文をお申し付けいただく際、**キャンペーンコード 2537** とご連絡ください。

高速で一貫性の高いサンプル前処理

Agilent 加圧式マニホールド

SPEカートリッジ48本用

96ウェルプレート用

固相抽出 (SPE)、保持型液液抽出 (SLE)、ろ過 (除タンパク処理) などの技法を用いるにあたって、Agilent 加圧式マニホールド SPE カートリッジ 48 本用、および 96 ウェルプレート用には、従来型の真空処理を上回る重要な利点があります。

- 均一なフロー：フローリストラクタポートにより、カートリッジやウェルの内容物とは無関係に、マニホールド全体で一貫性のある処理が可能になります。
- 面倒なストップコックが不要：真空マニホールドではストップコックを個別に手作業でコントロールする必要がありますが、PPM-48 ではストップコックが不要です。
- 処理能力と費用対効果が高い：48 個のカートリッジ処理能力があり、大量のサンプルを一度に処理できます • 時間とリソースを節約：PPM-48 用のオートサンプリングバイアルコレクションラックにより、最終移送ステップを省略することができます。
- 柔軟性の向上：強制ガス供給により、粘着性のサンプルを含む多様なサンプルの処理に幅広い圧力をかけることが可能です。



SPEカートリッジ 48本用



96ウェルプレート用

キャンペーンでさらにお安く！

部品番号	品名	価格 (円、税別)
5191-4101	加圧式マニホールド、SPEカートリッジ 48本用 (PPM-48)	¥760,000 →キャンペーン価格 ¥456,000
5191-4116	加圧式何ホールド、96ウェルプレート用 (PPM-96)	¥729,000 →キャンペーン価格 ¥437,000

※本体のみキャンペーン対象となります。据付調整費はキャンペーン対象外です。ご相談ください。

キャンペーン内容

ポジティブプレッシャーマニホールドをお買い上げいただけると、
定価より**40%OFF**でご提供いたします。

キャンペーン期間 2023年11月10日まで

※ご注文をお申し付けいただく際、キャンペーンコード 2537 とご連絡ください。

固相抽出用マニホールド

SPS 24は、SPEカートリッジを24本まで同時に処理することができます。耐溶剤性材質で作られ、長期的に使用できるように設計されています。ガラス材質の側面により、全サンプルのコレクションプロセスを容易に見ることができます。



•SPS 24システムは、リッドを外すことなくSPE手順の全ステップを完了することができる廃液処理用分岐管にあります。

•抽出を開始する前に、コレクションラックをユニット内に配置することができます。SPS 24のユニークな特徴は、跳ね返りをなくすこと、クロスコンタミネーションを防止すること、有害廃棄物と生体的有害物質の暴露を最小限に抑えることにあります。

•最大純度を保持するため、交換可能なステンレススチールチューブを備えたVac Elut SPS 24システムには、バキュームコントローラ/解除バルブ、コレクションラックとポートシーリングプラグも含まれています。また、サイズの異なるコレクションチューブ設置用ラックもご利用できます。

キャンペーンでさらにお安く！

部品番号	品名	価格（円、税別）
12234003	VAC ELUT SPS 24, 10 x 75 mm ラック	¥486,000→キャンペーン価格 ¥291,000
12234004	VAC ELUT SPS 24, 16 x 100 mm ラック	¥387,000→キャンペーン価格 ¥232,000
12234022	VAC ELUT SPS 24, 13 x 100 mm ラック	¥528,000→キャンペーン価格 ¥316,800
12234041	VAC ELUT SPS 24, 12 x 75 mm ラック	¥421,000→キャンペーン価格 ¥252,600

キャンペーン内容

固相抽出用マニホールドをお買い上げいただけると、
定価より**40%OFF**でご提供いたします。

キャンペーン期間 2023年11月10日まで

※ご注文をお申し付けいただく際、**キャンペーンコード 2537** とご連絡ください。