

## Agilent 7700 シリーズ ICP-MS 関連消耗品リスト

### 内容

ガスライン .....	2
サンプルチューブ、コネクタ .....	3
ネブライザ .....	4
スプレーチャンバ .....	6
トーチ .....	7
耐フッ酸導入キット .....	8
インターフェース .....	9
イオンレンズ、セル、EM .....	10
ロータリーポンプ .....	12
冷却水関連 .....	13
消耗品キット .....	13
As 分離カラム関連 .....	13
ASX-500 シリーズオートサンブラ .....	14
I-AS インテグレートオートサンブラ .....	15
ISIS インテグレート試料導入装置 .....	16
ISIS 水素化物発生装置 .....	19
ICP-MS 用標準試料 .....	21
索引 .....	22

※注: 部品番号に\*のマークが付いている部品は、7500と7700で互換性があります。



今後の最新情報は、[www.agilent.com/chem/icpms:jp](http://www.agilent.com/chem/icpms:jp) に掲載の「7700ICPMS 関連保守部品」をご確認ください。

ガスライン






写真	説明	部品番号
	プラズマ/補助ガス用チューブ(各 1 本)、インナースリーブ(各 2 個) Plasma/Aux. gas tubing (0.2m ea.) and Inner sleeve (4/pk)	<b>G3280-67023</b>
	プラズマ/補助ガス用コネクタ、各1個 Connectors for Plasma gas and Aux.gas (1 ea.)	<b>G1820-65027*</b>
	キャリア/メークアップ/希釈ガス用チューブ(各 1 本) Carrier / Make-up / Dilution gas tubing (1 ea.)	<b>G3280-67022</b>
	アルゴン加湿器 Argon Humidifier for HMI  (高さ)195mm × (外径)68mm	<b>G3270-80029*</b>
	ガスライン用フィルタ Ar gas filter Ar クリーンガスフィルタ Ar gas filter for Semicon Applications	<b>G1820-80341</b> <b>5064-8092*</b>
	ヘリウムガス用レギュレータ (stainless steel) 水素ガス用レギュレータ (stainless steel) アルゴンガス用レギュレータ (stainless steel) NH3/He ガス用レギュレータ (stainless steel)	<b>0101-1398*</b> <b>0101-1399*</b> <b>0101-1400*</b> <b>5188-5374*</b>
	ガスフィルタ用交換用 O-リング、8 本入、2 種類のサイズ、各 4 本 O-ring for gas filters (8/pk, 4 each of 2 sizes)	<b>5182-3423*</b>
	トリプルフィルタカートリッジ、ベースプレートタイプ Triple filter cartridge for gas purification kit	<b>5182-9705*</b>

サンプルチューブ、コネクタ

写真	説明	部品番号	
	<p>試料用ヘリスタルホンプチューブ、タイコン、内径 1.02mm、12 本 (3 stopper, id 1.02mm, 12/pk)</p> <p>ISTD 用ヘリスタルホンプチューブ、タイコン、内径 0.19mm、12 本 ※7500 標準付属品と同じものです。7700 でも使えますが、ヘリスタルホンプの回転数の際計算が必要です。 (Flared end, 2 stopper, id 0.19mm, 12/pk)</p> <p>ISTD 用ヘリスタルホンプチューブ、タイコン、内径 0.25mm、12 本 ※7700 標準付属品と同じものです。 (Flared end, 2 stopper (Blue/Orange), id 0.25mm, 12/pk)</p> <p>廃液用ヘリスタルホンプチューブ、内径 1.52mm、12 本 (PharMed, 3 stopper (Yellow/Blue), id 1.52mm, 12/pk)</p> <p>キシレン用ヘリスタルホンプドレインチューブ、内径 1.52mm、1 本 (Fluran, 3 stopper (Yellow/Blue), id 1.52mm, 1/pk)</p> <p>低汚染試料用ヘリスタルホンプチューブ、内径 1.02mm、6 本 (Silicone, 3 stopper, id 1.02mm, 6/pk)</p>	<p>G1833-65569*</p> <p>G3280-67008*</p> <p>G3280-67047*</p> <p>G1833-65570</p> <p>5042-4799*</p> <p>G1820-65217*</p>	
		<p>オンライン ISTD 添加キット Online ISTD addition kit</p>	G3280-60590
		<p>四方コネクタ用プラグ、3 個 Plug for Cross joint (3/pk)</p>	G3138-65129*
		<p>セットスクリュー(テフロンナット)、外径 1.6mm チューブ用、10 個 Nut for Cross joint (for 1.6mm tubing, 10/pk)</p>	5064-8023*
		<p>フィット(フロント/バックフェラル)外径 1.6mm チューブ用、10 個 Front and Back Ferrule for Cross joint (for 1.6mm tubing, 10/pk)</p>	5064-8024*
		<p>サンプルチューブ、内径 0.5mm、5m Sample tubing (PFA, id 0.5mm, od 1.6mm, 5m)</p>	G1820-65105*
	<p>サンプルチューブ、PFA、内径 0.3mm、外径 1.6mm、3m サンプルチューブ、PFA、内径 0.15mm、外径 1.6mm、700mm、3 個 サンプルチューブ、PFA、内径 0.2mm、外径 1.6mm、700mm、3 個</p>	<p>G1820-65478</p> <p>G1833-65572*</p> <p>G1833-65573*</p>	

	PEEK ガイト付サンプルチューブ、 内径 0.15mm、外径 1.6mm、長さ 700mm、5 個 PEEK ガイト付サンプルチューブ、内径 0.2mm、外径 1.6mm、 長さ 700mm、5 個 PEEK ガイト付サンプルチューブ、内径 0.3mm、外径 1.6mm、 長さ 700mm、5 個	G1820-65526*  G1820-65527*  G1820-65531*
	プラスチックチューブカッタ Plastic tubing cutter	8710-1930*
	サンプルトレイ Sample tray	G3280-40103
	有機溶媒導入キット Organic solvent introduction kit	G3280-60580


### ネブライザ

写真	説明	部品番号
	<b>MicroMist ネブライザ</b> MicroMist nebulizer (Standard on the 7700x) (Borosilicate glass, id 0.5mm)	G3266-65003*
	内径 0.25mm、長さ 700mm、コネクタ付、10 本  内径 0.5mm、長さ 700mm、コネクタ付、10 本 <b>標準付属品</b>	G3266-80010*  G3266-80011*
<b>MicroMist ネブライザ用 サンプルチューブ</b>		
	キャリアガスコネクタ、MicroMist ネブライザ用 Carrier gas connector for MicroMist nebulizer	G3266-80015*
	ネブライザクリーナ、MicroMist ネブライザ用 Nebulizer cleaner for MicroMist nebulizer	G3266-80020*
	マイクロローネブライザ(マニュアル注入用) (PFA, 200uL/min) マイクロローネブライザ(I-AS 用) (PFA, 200uL/min) マイクロローネブライザ (PFA, 20-50 uL/min) マイクロローネブライザ with I-AS probe (PFA, 20-50 uL/min)	G3139-65100* G3139-65102* G3285-80002* G3285-80003*

	<p><b>マイクロフローネブライザ用コネクタ、2個</b> (for Micro Flow Nebulizer, 2/pk)</p>	<p><b>G1833-65583*</b></p>
	<p><b>ユニオンフィッティング、4mm チューブ、PFA 同軸ネブライザ用</b> Carrier gas line connector (for Savillex nebulizer, 2/pk)</p>	<p><b>5064-8078*</b></p>
	<p><b>Mira Mist ネブライザ (Teflon)</b> <b>Mira Mist ネブライザ (PEEK)</b></p>	<p><b>G3161-80000</b> <b>G3161-80001*</b></p>
	<p><b>同軸ネブライザ、石英製 Concentric nebulizer (Quartz)</b> <b>同軸ネブライザ、パイレックス製 Concentric nebulizer (Pyrex)</b></p>	<p><b>G1820-65138*</b> <b>G1820-65030*</b></p>
	<p><b>キャリアガスライン用コネクタ、ポリプロピレン、同軸ネブライザ用</b> Carrier gas line connector (for concentric nebulizer)</p>	<p><b>G1820-65052*</b></p>
	<p><b>キャリアガスライン配管コネクタ用フェラルとハイトン製 O-リングキット、同軸ネブライザ用</b> Ferrule and O-ring for carrier gas line (for concentric nebulizer)</p>	<p><b>G1820-65533*</b></p>
	<p><b>サンプルラインコネクタ、同軸ネブライザ用</b> Sample line connector, (for concentric nebulizer)</p>	<p><b>G1820-60160*</b></p>
	<p><b>同軸ネブライザ用 O-リングキット、ハイトン、2 サイズ、各 10 個</b> O-ring (2 types, 10/pk) (for concentric nebulizer)</p>	<p><b>G1820-65491*</b></p>
	<p><b>同軸ネブライザ用 O-リング、有機溶媒用、3 種類、4 個</b> O-rings (3 types, 4/pk) for organic solvent (for Concentric nebulizer)</p>	<p><b>G1820-65520*</b></p>



スプレーチャンバ

写真	説明	部品番号
	スプレーチャンバ(石英製) Spray chamber (Quartz)	<b>G3280-80008</b>
	スプレーチャンバ用エンドキャップ End cap for Spray Chamber	<b>G3280-60008</b>
	エンドキャップ用コネクタ、ガスライン配管接続用 Connector for gas line at End cap	<b>5042-4775</b>
	エンドキャップナット、ネブライザ接続用 End cap Nut for nebulizer connection	<b>0535-1082</b>
	スプレーチャンバ用ドレインチューブ Ass'y Spray chamber drain tubing assembly	<b>G3280-60555</b>
	ドレインチューブ、内径 4mm、外径 6mm、250cm Tubing for Drain (id 4mm, od 6mm, 2.5m)	<b>G1820-65515*</b>
	ドレインタンク、ホリプロビレン製、4L Drainage Tank (Polyethylene, 4 liter)	<b>5042-4769*</b>

	<b>ドレインタンク、PVC コネクタ付、2L</b> Drain Tank (with PVC connector, 2 liter)	<b>G1820-65016*</b>
	<b>有機溶媒用ドレインタンク、ポリプロピレンコネクタ付、2L</b> Drain Tank for Organic Solvent (2 liter)	<b>G1820-65505*</b>

トーチ

写真	説明	部品番号
 <b>石英製トーチ</b>	<b>(内径 2.5mm)</b> Torch (Quartz, id 2.5mm) 標準付属品 <b>(内径 1.5mm)</b> Torch (Quartz, id 1.5mm) <b>(内径 1.0mm)</b> Torch (Quartz, id 1.0mm)	<b>G3280-80053</b> <b>G3280-80080</b> <b>G3280-80081</b>
	<b>シールドプレート、長寿命型</b> Shield plate for ShieldTorch	<b>G1833-65419*</b>
	<b>ボンネット(シールドトーチ用石英リング)</b> Bonnet for ShieldTorch	<b>G1833-65421*</b>
	<b>誘導コイル</b> Work Coil	<b>G3280-60638</b>
	<b>誘導コイル用アライメントプレート</b> Alignment Plate for Work Coil	<b>G1833-66011*</b>
	<b>HMI コネクタ管、希釈用</b> Connector tube with Dilution port (Quartz)	<b>G3270-80024*</b>

	<p><b>HMI コネクタ管、ストレート</b> Connector tube (Straight, Quartz)</p>	<p><b>G3270-80025*</b></p>
	<p><b>クランプ、2個</b> Clamps (2/pk)</p>	<p><b>G1833-65430*</b></p>




### 耐フッ酸導入キット

写真	説明	部品番号
	<p>耐フッ酸導入キット、サファイア製、内径 2.5mm、ストレートコネクタ管付 耐フッ酸導入キット、白金製、内径 2.5mm、ストレートコネクタ管付 耐フッ酸導入キット、サファイア製、内径 1.5mm、ストレートコネクタ管付 耐フッ酸導入キット、白金製、内径 1.5mm、ストレートコネクタ管付 注:コネクタチューブはストレートタイプです。</p>	<p><b>G4912-68000</b> <b>G4912-68001</b> <b>G4912-68002</b> <b>G4912-68003</b></p>
	<p><b>エンドキャップ</b> End cap for PFA Inert kit</p>	<p><b>G3285-80020*</b></p>
	<p><b>スプレーチャンバ</b> Spray Chamber for PFA Inert kit</p>	<p><b>G3285-80021*</b></p>
	<p><b>ドレインチューブ</b> Drain tube for PFA Inert kit</p>	<p><b>G4912-80014</b></p>
	<p><b>コネクタ管(PFA) ストレート</b> Connector tube (straight) for PFA Inert kit</p>	<p><b>G3285-80024*</b></p>
	<p><b>O2ポート付コネクタ管</b> Connector tube with gas port for PFA Inert kit</p>	<p><b>G4912-80016</b></p>
	<p><b>PFA用サファイア製インジェクタ、内径 2.5mm</b> <b>PFA用白金製インジェクタ、内径 2.5mm</b> <b>PFA用サファイア製インジェクタ、内径 1.5mm</b> <b>PFA用白金製インジェクタ、内径 1.5mm</b></p>	<p><b>G3285-80034*</b> <b>G3285-80035*</b> <b>G4912-80010</b> <b>G4912-80011</b></p>
	<p><b>PFA用トーチ(外管)</b> Torch for PFA Inert kit</p>	<p><b>G4912-80013</b></p>
	<p><b>PFA用O-リング、10個</b> O-ring for PFA Inert kit (10/pk)</p>	<p><b>G3285-80085*</b></p>



インターフェース

写真	説明	部品番号
	ニッケル製サンプリングコーン(7700x 標準) 白金製サンプリングコーン(7700s 標準)  ニッケルめっきサンプリングコーン 白金製サンプリングコーン(18mm インサート用)	G3280-67040 G3280-67036  G3280-67061 G3280-67056
	サンプリングコーン用取付リング Retaining ring for Sampling cone	G3280-20504
	サンプリングコーン用グラファイトガスケット(3 個入)	G3280-67009
	ニッケル製スキマコーン(7700x 標準) 白金製スキマコーン(7700x 用) 白金製スキマコーン(Ni ベース: 7700x 用)  ニッケル製スキマコーン(7700s 用) 白金製スキマコーン(Cu ベース: 7700s 標準) 白金製スキマコーン(Ni ベース: 7700s 用) 銅製スキマコーン(7700s 用)	G3280-67041 G3280-67060 G3280-67063  G3280-67066 G3280-67064 G3280-67065 G3280-67067
	ステンレス製スキマベース(7700x 標準) 真鍮製スキマベース(7700x 用)  真鍮製スキマベース(7700s 標準) ステンレス製スキマベース(7700s 用)	G3280-60608 G3280-60621  G1833-65590* G1833-65591*
	スキマベース用ネジ、4 個 Screws for Skimmer Base (4/pk)	G1820-65435*
	インターフェースレンチ、サンプリングコーン用 Interface wrench for Sampling cone	G3280-01507

	インターフェースレンチ、スキマ用 Interface wrench for Skimmer	G3280-60502
	サンプリングコーン、スキマコーン洗浄用洗剤、約 3.8L ICP-MS cone cleaning detergent (1 gallon)	5188-5359*
	アルミナ粉末、研磨用、1kg Alumina powder	8660-0791*
	綿棒、100本 Swab-cotton tipped both ends (100/pk)	9300-2574*

### イオンレンズ、セル、EM

写真	説明	部品番号
	引出オフセットレンズ (7700x 用)	G3280-67039
	引出-オメガレンズアッセイ(7700s 用)	G3280-67035
	引出電極1 (7700x 用) Extraction lens 1 for 7700x	G3280-60612
	引出電極1 (7700s 用) Extraction lens 1 for 7700s	G1833-65592*
	引出電極2 (7700x 用) Extraction lens 2 for 7700x	G3280-60613
	引出電極2 (7700s 用) Extraction lens 2 for 7700s	G1833-65593*
	オメガハイアスレンズ (7700x 用) Omega bias lens for 7700x	G3280-01650
	オメガハイアスレンズ (7700s 用) Omega bias lens for 7700s	G3280-20646
	オメガレンズ (7700x 用) Omega lens for 7700x	G3280-60609
	オメガレンズ (7700s 用) Omega lens for 7700s	G3280-20653
	ネジとスペーサーキット、x レンズ用	G3280-67037
	ネジとスペーサーキット、s レンズ用	G3280-67038



Agilent 7700 Series ICP-MS Consumables (7月1日, 2014)

	リアクションセルアセンブリ Reaction Cell Assembly	G3280-60650
	オクタポール Octopole	G3280-67045
	セルフォーカスレンズ Cell focus lens	G3280-20633
	セル入射レンズ Cell entrance lens	G3280-20618
	セル出射レンズ Cell exit lens	G3280-20664
	セル用ネジとスペーサー、Oリング Screw/Spacer/O-ring for cell	G3280-67044
	セルガス用チューブ Tubing for cell gas (1/PK)	G3280-20663
	Deflect lens	G3280-20628
	プレートバイアス Plate bias	G3280-60615
	エレクトロンマルチプライア Electron multiplier	5190-0108
	研磨フィルムキット、耐水シート、#400と#1200、各5枚 Polishing Paper Kit (#400/#1200, 5 ea.)	G1833-65404*
	アルミナ粉末、研磨用、1kg Alumina powder	8660-0791*
	真空チャンバ用 O-リング、バイトン O-Ring for Vacuum chamber (Viton)	5042-4790
	マニュアルベントバルブ Manual vent valve	G3280-67046

ロータリーポンプ

写真	説明	部品番号
	<b>E2M18 用オイルミストフィルタキット</b> Oil Mist Filter for E2M18	<b>3162-1056*</b>
	<b>E2M18 用オイルミストフィルタエレメント</b> Oil Element	<b>1535-4970*</b>
	<b>オイルミストフィルタ用臭気エレメント、E2M18 用、5 個</b> Odor Element for filter for E2M18 (5/pk)	<b>5063-9153*</b>
	<b>DS402 用オイルミストフィルタキット</b> オイルミストフィルタエレメントを含む。 脱臭気エレメントは使用しません。	<b>9499392M004</b>
	<b>DS402 用オイルミストフィルタエレメント</b>	<b>9499342M002</b>
	<b>DS402 用ドレン・オイルキット</b>	<b>9499375M003</b>
	<b>MS40+ (7900 専用ポンプ) 用オイルミストフィルター</b>	<b>9499201</b>
	<b>ロータリーポンプオイル 1リットル</b> Rotary pump oil (1 L)	<b>6040-0834*</b>
	<b>ロータリーポンプオイル 4リットル</b> Rotary pump oil (4 L)	<b>6040-0798*</b>

### 冷却水関連

写真	説明	部品番号
	冷却水用ストレーナー Strainer for cooling water	G1833-66024*
	冷却水ライン用ホース、10m Cooling water hose, 10m	G1833-65429*
	G1879B、G3292A 用冷却液 (2/1 ガロン×5 本) Poly-Clear Fluid	G3292-80010*
	G3292A チラー用オイルフィルタ Fluid Filter (for G3292A Chiller)	G3292-80109*
	G3292A チラー用エアフィルタ Air Filter (for G3292A Chiller)	G3292-80112*

### 消耗品キット

写真	説明	部品番号
	7700x/e 基本消耗品キット Basic consumables kit for 7700x	G3280-67003
	7700x/e 消耗品キット Comprehensive spares for 7700x	G3280-67004
	7700s 消耗品キット Comprehensive spares for 7700s	G3280-67007

### As 分離カラム関連


写真	説明	部品番号
	As 分離ガードカラム Guard column for As speciation	G3154-65002*
	As 分離カラム、飲料水分析用	G3154-65001
	As 分離カラム、Urine 分析用	G3288-80000*
	LC 接続キット	G1833-65200*

ASX-500 シリーズオートサンプラ

写真	説明	部品番号
 <p>サンプルプローブ</p>	<p>内径 0.8mm(赤色バンド)                      内径 0.3mm(黒色バンド)                      内径 0.5mm(青色バンド) 旧標準付属品                      内径 0.8mm、カーボンファイバー(赤色バンド)                      内径 0.3mm、カーボンファイバー(黒色バンド)                      内径 0.5mm、カーボンファイバー(青色バンド) 新標準付属品</p>	<p>G3286-80100                      G3286-80101                      G3286-80102*                      G3286-80110                      G3286-80111                      G3286-80112*</p>
	<p>サンプルラック、21 ホジション、50mL ハイアル用                      サンプルラック、24 ホジション、30mL ハイアル用                      サンプルラック、40 ホジション、20mL ハイアル用                      サンプルラック、60 ホジション、14mL ハイアル用                      サンプルラック、90 ホジション、8mL ハイアル用</p>	<p>G3286-80103                      G3286-80104*                      G3286-80105                      G3286-80106                      G3286-80107*</p>
	<p>洗浄/ドレインチューブ連結キット                      Rinse / Drain tubing                      (id 3/16" x 72", id 1/8" x 84")</p>	<p>G3286-80117*</p>
	<p>ドレインポンプチューブとコネクタキット(タイコン)                      Tubing / connection kit for drain</p>	<p>G3286-80118*</p>
	<p>Z 軸ドライブアセンブリ Z-Axis Drive Assy with nylon cable</p>	<p>G3286-80230*</p>
	<p>洗浄ポート                      Rinse Station</p>	<p>G3286-80224*</p>

## I-AS インテグレートオートサンブラ

写真	説明	部品番号
	トレイ A、6mL ハイアル用 89 ポジション、ホリフロピレン トレイ B、19mL ハイアル用 53 ポジション、ホリフロピレン トレイ C、50mL ハイアル用 18 ポジション、ホリフロピレン トレイ D、79 x 2mL + 10 x 18mL ポジション、ホリフロピレン トレイ E、79 x 6mL + 10 x 18mL ポジション、ホリフロピレン トレイ F、15 ポジション、半導体アプリケーション用、ホリフロピレン	G3160-80060 G3160-80061* G3160-80062* G3160-80063 G3160-80064 G3160-80065*
	オートサンブラ(I-AS)用 6mL ハイアル、ホリフロピレン、200 本 オートサンブラ(I-AS)用 18mL ハイアル、ホリフロピレン、55 本 オートサンブラ(I-AS)用 50mL ハイアル、ホリフロピレン、20 本 オートサンブラ(I-AS)用 2mL ハイアル、ホリフロピレン、200 本 オートサンブラ(I-AS)用 1.5mL PFA ハイアル 10 本	G3160-65303* G3160-65304 G3160-65305* G3160-65315 G3160-65317*
	洗浄ボトル、100mL、3 セット Rinse bottle (100ml, with caps, 3/pk)	G3160-65307*
	<b>PFA ニードル、内径 0.3mm 標準付属品</b> PFA ニードル(ISIS 用)、内径 0.8mm	<b>G3160-65306</b> G3160-65324*
	ニードルホルダ Needle holder	G3160-80041*
	チューブホルダ (PEEK) Tubing holder (PEEK), for use without a sample probe	G3160-65325*
	コネクタ付きペリスタルティックポンプチューブセット、1 セット コネクタ付きペリスタルティックポンプチューブセット、5 セット	G3160-65326* G3160-65327*
	ドレインチューブ、タイゴン、ペリスタルティックポンプから洗浄ボトル またはドレインボトルまで、2 本	G3160-65328*
	ドレインチューブ、タイゴン、ペリスタルティックポンプから洗浄ボトル またはドレインボトルまで 5m x 1 本	G3160-67000*
	トレイカバー Tray Cover	G3160-65321*

	<p>キャリートレイカバー用ホルダー Carry Holder for tray with tray cover</p>	<p>G3160-60015*</p>
---	--	---------------------

**ISIS インテグレート試料導入装置**

写真	説明	部品番号
	<p>ISIS 消耗品キット Comprehensive spares for ISIS</p>	<p>G4911-67001</p>
	<p>Preconfigured kit (Auto dilution)</p>	<p>G4911-68201</p>
	<p>Preconfigured kit (Discrete sampling)</p>	<p>G4911-68202</p>
	<p>ペリスタルティックポンプチューブ、タイコン、内径 0.89mm 3 ストップ 12 本</p>	<p>5064-8014*</p>
	<p>ISIS 用ペリスタルティックポンプチューブ、Flared end、 2 ストップ (青/オレンジ)、内径 0.25mm、12 本 ISIS 用ペリスタルティックポンプチューブ、2 ストップ、内径 1.02mm、 12 本 ISIS 用ペリスタルティックポンプチューブ、2 ストップ、内径 2.29mm、 12 本</p>	<p>G4911-67000 5064-8028* 5043-0010*</p>
	<p>ペリスタルティックポンプチューブアダプタ、2 個 Tubing adapter for peristaltic pump tubing (2/pk)</p>	<p>5064-8026*</p>
	<p>ペリスタルティックポンプチューブアダプタ、内径 2.29mm、1 本</p>	<p>G4911-20021</p>
	<p>サンプルチューブ、ETFE、内径 0.8mm、外径 1.6mm、5m サンプルチューブ、ETFE、内径 2.0mm、外径 3.0mm、5m</p>	<p>5064-8016* 5064-8020*</p>
	<p>コネクタホルダ (ネブライザポンプ用) Joint holder for nebulizer pump</p>	<p>G4911-01201</p>



	<p>コネクタホルダ<sup>*</sup>(ISISポンプ用) Joint holder for ISIS Pump</p>	<p><b>G3138-65103*</b></p>
	<p>三方コネクタ(アースブロック付) T-joint with earth block</p>	<p><b>G3280-67062</b></p>
	<p>三方コネクタ T-joint 四方コネクタ Cross joint</p>	<p><b>5064-8017*</b> <b>5064-8018*</b></p>
	<p>ユニオンコネクタ Union joint</p>	<p><b>5064-8019*</b></p>
	<p>セットスクリュー(テフロンナット)、外径 3mm チューブ用、10 個 セットスクリュー(テフロンナット)、外径 1.6mm チューブ用、10 個</p>	<p><b>5064-8021*</b> <b>5064-8023*</b></p>
	<p>フィット(フロント/バックフェラル)、外径 3mm チューブ用、10 個 フィット(フロント/バックフェラル)、外径 1.6mm チューブ用、10 個</p>	<p><b>5064-8022*</b> <b>5064-8024*</b></p>
	<p>サンプルループ、100uL Sample Loop (100uL)</p>	<p><b>G3138-65122*</b></p>
	<p>バルブ用ナット、6 個 Nut for Valve (6/pk)</p>	<p><b>G3138-65118*</b></p>
	<p>バルブ用フェラル、6 個 Ferrule for Valve (6/pk)</p>	<p><b>G3138-65119*</b></p>

Agilent 7700 Series ICP-MS Consumables (7月1日, 2014)

	<p><b>バルブメンテナンス用レンチ</b> Wrench for Valve maintenance</p>	<p><b>5064-8032*</b></p>
	<p><b>バルブ用ローターシール</b> Rotor seal for Valve</p>	<p><b>G3138-65117*</b></p>
	<p><b>ミキサ</b> Mixer</p>	<p><b>G3138-65121*</b></p>
	<p><b>チューブクランプ</b>° Tubing clamp (Small 10/pk, Large 5/pk)</p>	<p><b>5064-8027*</b></p>
	<p><b>らせんチューブ、5m</b> Spiral tubing (5m)</p>	<p><b>5064-8029*</b></p>
	<p><b>チューブ識別用タグ、10個</b> Tag for tubing identification (10/pk)</p>	<p><b>5064-8033*</b></p>
	<p><b>APG リモートケーブル</b> APG remote cable</p>	<p><b>5182-2581*</b></p>
	<p><b>ISIS トレイ</b> ISIS Tray</p>	<p><b>G4911-60011</b></p>

ISIS 水素化物発生装置

写真	説明	部品番号
	気液分離管セット Gas/Liquid separator set	G3138-65130*
	気液分離管ガスチャンバ Gas chamber of separator	G3138-65131*
	フィルタ用 O-リング O-ring for filter	G3138-65132*
	フィルタ、10 個 Membrane filter (10/pk)	G3138-65137*
	気液分離管ホルダ Separator holder	G3138-65133*
	専用同軸ネブライザ Concentric nebulizer	G3138-65134*
	ネブライザ用 O-リング、2 個 O-ring for nebulizer (2/pk)	G3138-65135*

	<p>サイクロンチャンバ Cyclone chamber</p>	<p>G3138-65136*</p>
	<p>ペリスタルティックポンプチューブ、ファーム、内径 2.54mm、 2 ストップ、6 本</p>	<p>G3138-65128*</p>
	<p>ガスライン用チューブ、内径 3mm、外径 4mm、5m</p>	<p>G3138-65138*</p>
	<p>四方コネクタ用プラグ、3 個 Plug for Cross joint (3/pk)</p>	<p>G3138-65129*</p>
	<p>異形ユニオンコネクタ、8 x 4mm Reducing union connector (8mm x 4mm)</p>	<p>G3138-65144*</p>
	<p>異形ユニオンコネクタ、6 x 3mm Reducing union connector (6mm x 3mm)</p>	<p>G3138-65139*</p>
	<p>異形ユニオンコネクタ、6 x 4mm Reducing union connector (6mm x 4mm)</p>	<p>G3138-65140*</p>
	<p>キャリアガスコネクタ用プラグ、外径 4mm、3 個</p>	<p>G3138-65141*</p>
	<p>ポンプチューブ用 Y 字形コネクタ、内径 2.5mm、5 個 Y Connector for Pump tubing (id 2.5mm, 5/pk)</p>	<p>G3138-65143*</p>

**ICP-MS 用標準試料**

写真	説明	部品番号
	チューニング溶液 Li, Y, Ce, Tl, Co; 10 mg/L; 2% HNO <sub>3</sub> ; 100 mL	5188-6564*
	チューニング溶液 Li, Mg, Y, Ce, Tl, Co; 10 mg/L; 2% HNO <sub>3</sub> ; 100 mL	5190-0465*
	チューニング溶液 Li, Mg, Y, Ce, Tl, Co; 1 µg/L; 2% HNO <sub>3</sub> ; 2 x 500 mL	5185-5959*
	チューニング溶液 Li, Y, Cs, Ce, Tl, Co; 10 µg /L; 2% HNO <sub>3</sub> ; ; 2 x 500 mL	5184-3566*
	7500cx/cs、7700x/s インストールキット用 ICPMS チェックアウト溶液	5185-5850*
	標準液 Na 0.1% 100ml	5190-0478
	標準液 K 1% 100ml	5190-0479
	標準液 Ca 1% 100ml	5190-0480
	標準液 Mg 1% 100ml	5190-0481

索引

0101-1398* ..... 2	5185-5959* ..... 21	G1820-65531* ..... 3
0101-1399* ..... 2	5188-5359* ..... 10	G1820-65533* ..... 5
0101-1400* ..... 2	5188-5374* ..... 2	G1820-80341* ..... 2
0535-1082 ..... 6	5188-6564* ..... 21	G1833-65200* ..... 13
1535-4970* ..... 12	5190-0108 ..... 11	G1833-65404* ..... 11
3162-1056* ..... 12	5190-0465* ..... 21	G1833-65419* ..... 7
5042-4769* ..... 6	5190-0478* ..... 21	G1833-65421* ..... 7
5042-4775 ..... 6	5190-0479* ..... 21	G1833-65429* ..... 12
5042-4790 ..... 11	5190-0480 ..... 21	G1833-65430* ..... 8
5042-4799* ..... 3	5190-0481 ..... 21	G1833-65569* ..... 3
5043-0010* ..... 16	9499201 ..... 12	G1833-65570* ..... 3
5063-9153* ..... 12	9499342M002 ..... 12	G1833-65572* ..... 3
5064-8014* ..... 16	9499375M003 ..... 12	G1833-65573* ..... 3
5064-8016* ..... 16	9499392M004 ..... 12	G1833-65583* ..... 4
5064-8017* ..... 17	6040-0798* ..... 12	G1833-65590* ..... 9
5064-8018* ..... 17	6040-0834* ..... 12	G1833-65591* ..... 9
5064-8019* ..... 17	8660-0791* ..... 10, 11	G1833-65592* ..... 10
5064-8020* ..... 16	8710-1930* ..... 4	G1833-65593* ..... 10
5064-8021* ..... 17	9300-2574* ..... 10	G1833-66011* ..... 7
5064-8022* ..... 17	G1820-60160* ..... 5	G1833-66024* ..... 12
5064-8023* ..... 3, 17	G1820-65016* ..... 7	G3138-65103* ..... 17
5064-8024* ..... 3, 17	G1820-65027* ..... 2	G3138-65117* ..... 18
5064-8026* ..... 16	G1820-65030* ..... 5	G3138-65118* ..... 17
5064-8027* ..... 18	G1820-65052* ..... 5	G3138-65119* ..... 17
5064-8028* ..... 16	G1820-65105* ..... 3	G3138-65121* ..... 18
5064-8029* ..... 18	G1820-65138* ..... 5	G3138-65122* ..... 17
5064-8032* ..... 18	G1820-65217* ..... 3	G3138-65128* ..... 20
5064-8033* ..... 18	G1820-65435* ..... 9	G3138-65129* ..... 3, 20
5064-8078* ..... 5	G1820-65478* ..... 3	G3138-65130* ..... 19
5064-8092* ..... 2	G1820-65491* ..... 5	G3138-65131* ..... 19
5182-2581* ..... 18	G1820-65505* ..... 7	G3138-65132* ..... 19
5182-3423* ..... 2	G1820-65515* ..... 6	G3138-65133* ..... 19
5182-9705* ..... 2	G1820-65520* ..... 5	G3138-65134* ..... 19
5184-3566* ..... 21	G1820-65526* ..... 3	G3138-65135* ..... 19
5185-5850* ..... 21	G1820-65527* ..... 3	G3138-65136* ..... 20

Agilent 7700 Series ICP-MS Consumables (7月1日, 2014)

G3138-65137* ..... 19	G3266-80011* ..... 4	G3280-67023 ..... 2
G3138-65138* ..... 20	G3266-80015* ..... 4	G3280-67035 ..... 10
G3138-65139* ..... 20	G3266-80020* ..... 4	G3280-67036 ..... 9
G3138-65140* ..... 20	G3270-80024* ..... 7	G3280-67037 ..... 10
G3138-65141* ..... 20	G3270-80025* ..... 8	G3280-67038 ..... 10
G3138-65143* ..... 20	G3270-80029* ..... 2	G3280-67039 ..... 10
G3138-65144* ..... 20	G3280-01507 ..... 9	G3280-67040 ..... 9
G3139-65100* ..... 4	G3280-01650 ..... 10	G3280-67041 ..... 9
G3139-65102* ..... 4	G3280-20504 ..... 9	G3280-67044 ..... 11
G3154-65001* ..... 13	G3280-20618 ..... 11	G3280-67045 ..... 11
G3154-65002* ..... 13	G3280-20628 ..... 11	G3280-67046 ..... 11
G3160-60015* ..... 16	G3280-20633 ..... 11	G3280-67047* ..... 3
G3160-65303* ..... 15	G3280-20646 ..... 10	G3280-67056 ..... 9
G3160-65304* ..... 15	G3280-20653 ..... 10	G3280-67060 ..... 9
G3160-65305* ..... 15	G3280-20663 ..... 11	G3280-67061 ..... 9
G3160-65306* ..... 15	G3280-20664 ..... 11	G3280-67062 ..... 17
G3160-65307* ..... 15	G3280-40103 ..... 4	G3280-67063 ..... 9
G3160-65315* ..... 15	G3280-60008 ..... 6	G3280-67064 ..... 9
G3160-65317* ..... 15	G3280-60502 ..... 10	G3280-67065 ..... 9
G3160-65321* ..... 15	G3280-60555 ..... 6	G3280-67066 ..... 9
G3160-65324* ..... 15	G3280-60580 ..... 4	G3280-67067 ..... 9
G3160-65325* ..... 15	G3280-60590 ..... 3	G3280-80008 ..... 6
G3160-65326* ..... 15	G3280-60608 ..... 9	G3285-80002 ..... 4
G3160-65327* ..... 15	G3280-60609 ..... 10	G3285-80003 ..... 4
G3160-65328* ..... 15	G3280-60612 ..... 10	G3285-80020* ..... 8
G3160-80041* ..... 15	G3280-60613 ..... 10	G3285-80021* ..... 8
G3160-80060* ..... 15	G3280-60615 ..... 11	G3285-80024* ..... 8
G3160-80061* ..... 15	G3280-60621 ..... 9	G3285-80034* ..... 8
G3160-80062* ..... 15	G3280-60638 ..... 7	G3285-80035* ..... 8
G3160-80063* ..... 15	G3280-60650 ..... 11	G3280-80053 ..... 7
G3160-80064* ..... 15	G3280-67003 ..... 13	G3280-80080 ..... 7
G3160-80065* ..... 15	G3280-67004 ..... 13	G3280-80081 ..... 7
G3161-80000* ..... 5	G3280-67007 ..... 13	G3285-80085* ..... 8
G3161-80001* ..... 5	G3280-67008* ..... 3	G3286-80100* ..... 14
G3266-65003* ..... 4	G3280-67009 ..... 9	G3286-80101* ..... 14
G3266-80010* ..... 4	G3280-67022 ..... 2	G3286-80102* ..... 14

Agilent 7700 Series ICP-MS Consumables (7 月 1 日, 2014)

<b>G3286-80103*</b> .....	<b>14</b>	<b>G3286-80224*</b> .....	<b>14</b>	<b>G4911-68201</b> .....	<b>16</b>
<b>G3286-80104*</b> .....	<b>14</b>	<b>G3286-80230*</b> .....	<b>14</b>	<b>G4911-68202</b> .....	<b>16</b>
<b>G3286-80105*</b> .....	<b>14</b>	<b>G3288-80000*</b> .....	<b>13</b>	<b>G4912-68000</b> .....	<b>8</b>
<b>G3286-80106*</b> .....	<b>14</b>	<b>G3292-80010*</b> .....	<b>12</b>	<b>G4912-68001</b> .....	<b>8</b>
<b>G3286-80107*</b> .....	<b>14</b>	<b>G3292-80109*</b> .....	<b>12</b>	<b>G4912-68002</b> .....	<b>8</b>
<b>G3286-80110*</b> .....	<b>14</b>	<b>G3292-80112*</b> .....	<b>12</b>	<b>G4912-68003</b> .....	<b>8</b>
<b>G3286-80111*</b> .....	<b>14</b>	<b>G4911-01201</b> .....	<b>16</b>	<b>G4912-80010</b> .....	<b>8</b>
<b>G3286-80112*</b> .....	<b>14</b>	<b>G4911-20021</b> .....	<b>16</b>	<b>G4912-80011</b> .....	<b>8</b>
<b>G3286-80117*</b> .....	<b>14</b>	<b>G4911-60011</b> .....	<b>18</b>	<b>G4912-80013</b> .....	<b>8</b>
<b>G3286-80118*</b> .....	<b>14</b>	<b>G4911-67000</b> .....	<b>16</b>	<b>G4912-80014</b> .....	<b>8</b>
<b>G3286-80230*</b> .....	<b>14</b>	<b>G4911-67001</b> .....	<b>16</b>	<b>G4912-80016</b> .....	<b>8</b>