



～Workstationの場合～

C or D ドライブ内にある CDSProjects フォルダ毎バックアップが確実です。



各Project内にResultsやMethods、Sequences、Report Templates フォルダがあります。



～Workstation Plusの場合～

Backup Scriptを実行します。

詳細はOpenLab Help & Learningにある「Workstation Plus ガイド」をご参照ください。

OpenLab Help & Learning

ホーム はじめに 操作説明 用語集

ホーム > [入門ガイド](#) > [ガイドおよびリソース](#) > OpenLab CDS

以下のインストールおよびアップグレード、Agilent OpenLab CDS システムのインストール、操作、およびメンテナンスに関する情報を提供しているマニュアルです。



サポート窓口

OpenLab CDS システムの Agilent サポート窓口へのリンクです。



ワークステーションの要件とサポートする機器

このマニュアルでは、OpenLab CDS ワークステーションおよび Workstations Plus に必要な最小ハードウェア要件、ソフトウェア要件、およびサポートする機器のリストについて説明しています。



クライアント/サーバーシステムの要件とサポートする機器

このマニュアルでは、OpenLab CDS クライアント/サーバーシステムに必要な最小ハードウェア要件、ソフトウェア要件、およびネットワーク要件について説明しています。



ワークステーションガイド

このマニュアルでは、OpenLab CDS ワークステーションのインストール、コンフィグレーション、管理、およびメンテナンスの手順について説明しています。



Workstation Plus (Content Management 付き) ガイド

このマニュアルでは、OpenLab CDS Content Management ワークステーションのインストール、コンフィグレーション、管理、およびメンテナンスの手順について説明しています。