

アジレント 無料お試しキャンペーン


質量分析データ専用多変量解析ソフト (MPP) (集合トレーニングセミナー受講付き)

キャンペーン申込期間: 2014年3月1日～2014年5月31日
お試し期間: 2014年11月30日まで

先着 30 名様限定！ お申し込みはお早めに！！

アジレントの質量分析データ専用多変量解析ソフト (Mass Profiler Professional: MPP) を自由に使って、研究を加速させませんか？
この度、アジレントはこの MPP ソフトウェアの無料ライセンスを先着 30 名様に提供いたします。

メタボロミクスを始め多くのオミックスで、LC/MS、GC/MS、NMR などが使われています。しかし、大量のデータから注目したいマーカーを素早く抽出する作業は専門知識が必要と考えられていました。しかし、アジレントの MPP ソフトウェアは分析者にやさしい簡単設計で、どなたでもすぐに統計解析を習得できます。アジレント以外の装置でもデータを CSV 形式* にコンバートすれば大丈夫！
多くの研究者にこの機会のご利用をお勧めいたします。 (*詳しくは申し込みサイトをご覧ください)




キャンペーンの対象となる研究者

大学において質量分析で多変量解析を行っている研究者

申し込み方法

申し込み期間は 2014 年 3 月 1 日から 2014 年 5 月 31 日までです。
申し込み方法は、下記の弊社申し込みサイトより登録をお願いします。






申し込みサイト: https://www.chem-agilent.com/form_MPPtrial.php



Agilent Technologies

FAQ — よくあるご質問

- Q 他社のデータも解析できますか？
- A 解析できます。しかし、代謝物の ID やサンプルアライメントを事前に実施していただき、その CSV 形式データをご用意いただく必要があります。
- Q CSV に変換したデータをどこまで解析できますか？
- A スペクトル間のアライメントやスペクトル表示、マーカー抽出や各種統計解析機能は利用可能ですが、化合物検索など一部制限される機能があります。
- Q マイクロアレイとの統合解析は可能ですか？
- A MPP のみでは統合解析はできません。GeneSpring GX (マイクロアレイ用) ソフトウェアをご購入いただく必要があります。
- Q パスウェア解析はできますか？
- A もちろん可能です。しかし、スペクトルに対応した CAS 番号などアサインが必要です。
- Q マニュアルはありますか？
- A 日本語マニュアルを用意しています。後程お知らせいたしますダウンロードページからダウンロード可能です。
- Q 無料トレーニングを実施するそうですが、どのような形式のものですか？
- A 座学形式での使い方やデータ解析の基本に関するトレーニングを実施予定です。日程などは、追ってキャンペーン参加者全員に連絡申し上げます。
- Q キャンペーン参加者向けの MPP の特別割引などはありますか？
- A 追って、参加者の方にご連絡する予定です。



www.agilent.com/chem/jp
0120-477-111

本資料記載の情報は予告なしに変更されることがあります。
アジレント・テクノロジー株式会社



CSVファイル（Agilent ソフト以外）で 解析出来ること

アジレント質量分析ソフトMassHunter以外のデータは、CSV形式にデータを変換し多変量解析を行います。一部機能の制限がございますが、物質同定がされた情報に関して多変量解析とパスウェイ解析が可能です。

	CSVファイル	MassHunter ファイル
パスウェイ解析	○	○
多変量解析	○	○
データ間の アライメント	X	○
Profilerの利用	X	○
MPPからの 化合物同定	X	○