

一般名	アジレント	Waters	SPELGO	Phenomenex	ジーエルサイエンス
アミノプロピル	Bond Elut NH2	Sep-Pak NH2	Supelclean LC-NH2	STRATA NH2	InertSep NH2
アルミナ(塩基性)	Bond Elut Alumina-B	Sep-Pak Alumina-B	Supelclean LC-Aluina-B		InertSep AL-B
アルミナ(酸性)	Bond Elut Alumina-A	Sep-Pak Alumina-A	Supelclean LC-Aluina-A		InertSep AL-A
アルミナ(中性)	Bond Elut Alumina-N	Sep-Pak Alumina-N	Supelclean LC-Aluina-N	STRATA AL-N	InertSep AL-N
エチル	Bond Elut C2	Sep-Pak tC2			InertSep C2 InertSep C2-NE
エチレンジアミン-N-プロピル	Bond Elut PSA		Supelclean PSA		InertSep PSA
	Bond Elut C18 Bond Elut C18 EWP	Sep-Pak tC18	Supelclean ENVI-18	STRATA C18-T	InertSep C18 InertSep C18C InertSep C18 ENV
オクタデシル(トリファンクショナル)					
オクタデシル(モノファンクショナル)	Bond Elut C18 OH	Sep-Pak C18	Supelclean LC-18	STRATA C18-E STRATA C18-U	InertSep C18B
	Bond Elut C8	Sep-Pak C8	Supelclean ENVI-8 Supelclean LC-8	STRATA C8	InertSep C8 InertSep C8NE
オクチル	Bond Elut Carbon		Supelclean ENVI-Carb		InertSep GC
グラファイトカーボン		Sep-Pak AC-2			InertSep AC
活性炭					
カルボン酸	Bond Elut CBA		Supelclean LC-WCX	STRATA WCX	InertSep CBA
	Bond Elut PSA Bond Elut SAX	Sep-Pak Accell Plus QMA	Supelclean LC-SAX Supelclean PSA	STRATA SAX	InertSep PSA InertSep SAX
強塩基性陰イオン交換(シリカ系)	Bond Elut PAX	Oasis MAX			InertSep MA-1
強塩基性陰イオン交換(ポリマ系)					
強酸性陽イオン交換(シリカ系)	Bond Elut PRS		Supelclean LC-SCX	STRATA SCX	InertSep PRS
強酸性陽イオン交換(ポリマ系)	Bond Elut PCX	Oasis MCX		STRATA X-G	InertSep MC-1
グリセリルプロピル(ジオール)	Bond Elut Diol	Sep-Pak Diol	Supelclean LC-Diol		InertSep 20H
合成ケイ酸マグネシウム	Bond Elut Florisil	Sep-Pak Florisil	Supelclean ENVI-Florisil Supelclean LC-Florisil		InertSep FL InertSep FL-RP
	Bond Elut CN-E Bond Elut CN-U	Sep-Pak CN	Supelclean LC-CN	STRATA CN	InertSep CN
シアノプロピル					
ジエチルアミノプロピル	Bond Elut DEA				
シクロヘキシル	Bond Elut CH				InertSep CH
ジニルベンゼン-N-ニルピロリドン共重合体		Oasis HLB			
	Bond Elut DEA Bond Elut NH2		Supelclean LC-NH2	STRATA NH2	InertSep NH2
弱塩基性陰イオン交換(シリカ系)		Oasis WAX		STRATA X-AW	InertSep MA-2 InertSep RP-2
弱塩基性陰イオン交換(ポリマ系)					
弱酸性陽イオン交換(シリカ系)	Bond Elut CBA	Sep-Pak Accell Plus CM	Supelclean LC-WCX	STRATA WCX	InertSep CBA
弱酸性陽イオン交換(ポリマ系)	NEXUS WCX	Oasis WCX		STRATA X-CW	InertSep MC-2
シリカゲル	Bond Elut Silica	Sep-Pak Silica	Supelclean LC-Si	STRATA Si-1	InertSep SI
	Bond Elut ENV Bond Elut LMS Bond Elut Plexa Bond Elut PPL FOCUS	Sep-Pak PS-2	Supelclean ENVI-Chrom-P	STRATA SDB-L STRATA X	InertSep RP-1 InertSep Pharma InertSep PLS-2
スチレンジニルベンゼン重合体					
スチレンジニルベンゼン、メタクリレート共重合体	NEXUS				InertSep PLS-3
多孔質ケイソウ土	Chem Elut				InertSep K-solute
トリメチルアミノプロピル	Bond Elut SAX		Supelclean LC-SAX	STRATA SAX	InertSep SAX
フェニル	Bond Elut PH		Supelclean LC-Phenyl	STRATA Phenyl	InertSep PH
フェニルボロン酸	Bond Elut PBA				
ブチル			Supelclean LC-4		
プロピルスルホン酸	Bond Elut PRS				InertSep PRS
ベンゼンスルホン酸	Bond Elut SCX		Supelclean LC-SCX	STRATA SCX	InertSep SCX
混合カラム					
オクチルおよびベンゼンスルホン酸混合	Bond Elut Certify			STRATA Screen-C	
オクチルおよびトリメチルアミノプロピル混合	Bond Elut Certify II			STRATA Screen-A	
トリメチルアミノプロピル	Bond Elut AccuCAT				
およびベンゼンスルホン酸混合					
多層カラム					
グラファイトカーボンおよびアミノプロピル	Bond Elut Carbon/NH2	Sep-Pak Carbn Black/Ami	Supelclean ENVI-Carb/LC-NH2		InertSep GC/NH2
グラファイトカーボン	Bond Elut Carbon/PSA	Sep-Pak Carbn Black/PSA	Supelclean ENVI-Carb/PSA		InertSep GC/PSA
およびエチレンジアミン-N-プロピル					
グラファイトカーボンおよびトリメチルアミノプロピル			Supelclean ENVI-Carb/SAX/PSA		InertSep GC/SAX/PSA
およびエチレンジアミン-N-プロピル					
トリメチルアミノプロピル	Bond Elut SAX/PSA		Supelclean SAX/PSA		InertSep SAX/PSA
およびエチレンジアミン-N-プロピル					