

# アジレント原子吸光・ICP-OES・MP-AES・ICP-MS用消耗品

- ・アジレントのホローカソードランプは運用コストの削減と優れた性能を提供し、ISO9001認証を取得した環境で、実証済みの加工手順に従って製造されており、最適な純度と動作安定性、長寿命を実現しています。
- ・OneNebシリーズ2ネブライザは、不活性の高効率汎用ネブライザであり、高塩濃度サンプルに優れた耐性を示し、強酸、HF、有機溶媒など、ICP-OESやMP-AESで測定されるほとんどのサンプルに対する耐性を持っています。
- ・ICP-MSの性能は、インタフェースコーンのサイズ、形状、条件によって大きく左右されます。アジレントのコーンはマトリックスに対する耐性と高い感度を兼ね備えており、最適な性能と最大の稼働時間を実現します。



## キャンペーン対象製品例

| 部品番号        | 品名                                   | 個数  | 価格 (円、税別)                      |
|-------------|--------------------------------------|-----|--------------------------------|
| 5610102700  | 鉄-Fe元素識別機能付ホローカソードランプ                | 1個  | ¥ 55,000 → キャンペーン価格 ¥ 46,750   |
| 5610106800  | 亜鉛-Zn元素識別機能付ホローカソードランプ               | 1個  | ¥ 55,000 → キャンペーン価格 ¥ 46,750   |
| 6310001200  | パーティションチューブ、パイロコート                   | 10個 | ¥ 64,000 → キャンペーン価格 ¥ 54,400   |
| 2010090400  | 一体型石英トーチ、アキシャル、内径2.4mmインジェクタ         | 1個  | ¥ 82,000 → キャンペーン価格 ¥ 69,700   |
| G8010-60293 | OneNeb シリーズ 2, 不活性 ICP ネブライザ         | 1個  | ¥ 102,000 → キャンペーン価格 ¥ 86,700  |
| G3280-67040 | 77/79/88用ニッケル・サンプリングコーン              | 1個  | ¥ 64,000 → キャンペーン価格 ¥ 54,400   |
| G3280-67036 | 77/79/88用白金サンプリングコーン (10φインサート)      | 1個  | ¥ 288,000 → キャンペーン価格 ¥ 244,800 |
| G3280-67041 | 77e/x/88x用ニッケル・スキマコーン                | 1個  | ¥ 54,000 → キャンペーン価格 ¥ 45,900   |
| G3280-67064 | 77s/79s/88s用白金スキマコーン                 | 1個  | ¥ 193,000 → キャンペーン価格 ¥ 164,050 |
| G3280-67142 | <New> 77s/79s/88s用ニッケルめっき白金サンプリングコーン | 1個  | ¥ 307,000 → キャンペーン価格 ¥ 260,950 |

※掲載製品以外にもキャンペーン対象製品があります。詳しくはお問い合わせください。

キャンペーン対象製品  
はこちら



## キャンペーン内容

<http://www.agilent.co.jp/chem/spsd-supplylist2020>

キャンペーン対象アジレント原子吸光・ICP-OES・MP-AES・ICP-MS用消耗品をお買い上げいただくと、キャンペーン期間中何度でも定価より**15%OFF**でご提供いたします。

キャンペーン期間 **2020年4月30日まで**

※ご注文をお申し付けいただく際、**キャンペーンコード 1541**とご連絡ください。

※在庫状況により、納入までにお時間を頂く場合がございます。納期に余裕を見てご注文のご検討をお願いします。  
※本リーフレット記載の『希望販売価格』『キャンペーン価格』は参考価格であり、販売店からの実際の販売価格ではございません。ご注文の際には販売店様へご確認くださいませようお願い申し上げます。

# ＜新製品＞ICP-OES用フルデマンタブルトーチ

- ・ アジレントICP-OES用のトーチに、フルデマンタブル（全分解型）トーチが発売になりました。  
アウターチューブだけでなく、インジェクタもとりはずして交換・洗浄が可能です。
- ・ 違う内径のインジェクタ、またはイナート（アルミナ）インジェクタと交換することで、1本のトーチをさまざまなアプリケーションで使うことが可能です。



| 部品番号        | 品名                                                                              | 個数 | 価格 (円、税別)                      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|
| G8020-68001 | <New> Easy-fitフルデマンタブルトーチキット、0.8mm<br>内径0.8mmインジェクタ、短い外部チューブ（スロットなし）付           | 1個 | ¥177,000<br>→キャンペーン価格 ¥150,450 |
| G8020-68002 | <New> Easy-fitフルデマンタブルトーチキット、1.4mm<br>内径1.4mmインジェクタ、スロット付拡張外部チューブ付              | 1個 | ¥177,000<br>→キャンペーン価格 ¥150,450 |
| G8020-68003 | <New> Easy-fitフルデマンタブルトーチキット、イナート<br>内径1.8mmイナート（アルミナ）インジェクタ、スロット付拡張<br>外部チューブ付 | 1個 | ¥217,000<br>→キャンペーン価格 ¥184,450 |
| G8020-68004 | <New> Easy-fitフルデマンタブルトーチキット、高TDS<br>内径2.4mmインジェクタ、スロット付拡張外部チューブ付               | 1個 | ¥177,000<br>→キャンペーン価格 ¥150,450 |
| G8020-68005 | <New> Easy-fitフルデマンタブルトーチキット、標準<br>内径1.8mmインジェクタ、スロット付拡張外部チューブ付                 | 1個 | ¥177,000<br>→キャンペーン価格 ¥150,450 |

# ＜新製品＞ICP-OES用イナートスプレーチャンバ

- ・ 有機溶媒や強酸、フッ酸（HF）に対する耐久性があります。
- ・ 本体はPET製で、内面処理の最適化により、一貫した廃水が可能です。
- ・ 内部バッフルは取り外し可能なため、  
ダブルパスとシングルパスを同じスプレーチャンバで切り替えて使用できます。
- ・ アジレント5110/5110ICP-OESおよび4200/4210MP-AESで使用可能です。  
700/Vista/LibertyシリーズICP-OESでは、別途アダプタが必要です。



| 部品番号        | 品名                                                             | 個数 | 価格 (円、税別)                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|
| G8014-68002 | <New>イナートスプレーチャンバ<br>アジレント5100/5110ICP-OES<br>4200/4210MP-AES用 | 1個 | ¥200,000<br>→キャンペーン価格 ¥170,000 |

アジレント・テクノロジー株式会社

〒192-8510 東京都八王子市高倉町9-1  
フリーダイヤル 0120-477-111 www.agilent.com/chem/jp

 **Agilent**  
Trusted Answers