


アジレント・テクノロジー 2022 カラム・消耗品サマーキャンペーン

キャンペーン期間：2022年9月30日まで



- 新製品** Captiva ディスポーザブルシリンジ+シリンジフィルタ …… 2～3
- 新製品** InfinityLab Poroshell 120 カラム、分取 HPLC カラム …… 4
InfinityLab クイックコネクットフィッティング、セーフティキャップ、
スリムボトル、パージボトル …… 5
- 新製品** CrossLab CS リークディテクタ+J&W キャピラリー GC カラム …… 6
GC 注入口セプタム、フェラル、GC 注入ロライナ、
セルフタイトカラムナット …… 7

AgilentとSNSで
つながろう！



サンプル前処理

新製品 Captiva ディスポーザブルシリンジ



アジレントのディスポーザブルシリンジのラインナップが増えました。

- **Economy シリンジ**：滅菌、個包装されていません。ルアーロック仕様です。(1 mL は滅菌・個包装・ルアースリップ仕様)
- **ValueLab シリンジ**：Economy シリンジと同じシリンジ・入数ですが、ルアースリップ仕様になります。

部品番号	品名	価格 (税別)
5610-2107	Economy シリンジ, 1 mL 滅菌, ルアースリップ	希望販売価格 ¥5,000 → キャンペーン価格 ¥3,250
5610-2108	ValueLab シリンジ, 1 mL バルク, ルアースリップ	希望販売価格 ¥207,000 → キャンペーン価格 ¥134,550
5610-2109	2 mL, 滅菌, ルアーロック	希望販売価格 ¥5,700 → キャンペーン価格 ¥3,705
5610-2110	Economy シリンジ, 2 mL バルク, ルアーロック	希望販売価格 ¥180,000 → キャンペーン価格 ¥117,000
5610-2111	ValueLab シリンジ, 2 mL バルク, ルアースリップ	希望販売価格 ¥103,000 → キャンペーン価格 ¥66,950
9301-6476	5 mL, 滅菌, ルアーロック	希望販売価格 ¥8,400 → キャンペーン価格 ¥5,460
5610-2112	Economy シリンジ, 5 mL バルク, ルアーロック	希望販売価格 ¥167,000 → キャンペーン価格 ¥108,550
5610-2113	ValueLab シリンジ, 5 mL バルク, ルアースリップ	希望販売価格 ¥84,000 → キャンペーン価格 ¥54,600
9301-6474	10 mL, 滅菌, ルアーロック	希望販売価格 ¥9,700 → キャンペーン価格 ¥6,305
5610-2114	Economy シリンジ, 10 mL バルク, ルアーロック	希望販売価格 ¥103,000 → キャンペーン価格 ¥66,950
5610-2115	ValueLab シリンジ, 10 mL バルク, ルアースリップ	希望販売価格 ¥62,000 → キャンペーン価格 ¥40,300
5190-5103	20 mL, 滅菌, ルアーロック	希望販売価格 ¥10,200 → キャンペーン価格 ¥6,630
5610-2116	Economy シリンジ, 20 mL バルク, ルアーロック	希望販売価格 ¥64,000 → キャンペーン価格 ¥41,600
5610-2117	ValueLab シリンジ, 20 mL バルク, ルアースリップ	希望販売価格 ¥44,000 → キャンペーン価格 ¥28,600

部品番号	品名	入数	滅菌	個包装	ルアーロック	ルアースリップ
5610-2107	Economy シリンジ, 1 mL 滅菌, ルアースリップ	100	×	×		×
5610-2108	ValueLab シリンジ, 1 mL バルク, ルアースリップ	7000				×
5610-2109	2 mL, 滅菌, ルアーロック	100	×	×	×	
5610-2110	Economy シリンジ, 2 mL バルク, ルアーロック	6300			×	
5610-2111	ValueLab シリンジ, 2 mL バルク, ルアースリップ	6300				×
9301-6476	5 mL, 滅菌, ルアーロック	100	×	×	×	
5610-2112	Economy シリンジ, 5 mL バルク, ルアーロック	3600			×	
5610-2113	ValueLab シリンジ, 5 mL バルク, ルアースリップ	3600				×
9301-6474	10 mL, 滅菌, ルアーロック	100	×	×	×	
5610-2114	Economy シリンジ, 10 mL バルク, ルアーロック	2000			×	
5610-2115	ValueLab シリンジ, 10 mL バルク, ルアースリップ	2000				×
5190-5103	20 mL, 滅菌, ルアーロック	100	×	×	×	
5610-2116	Economy シリンジ, 20 mL バルク, ルアーロック	1000			×	
5610-2117	ValueLab シリンジ, 20 mL バルク, ルアースリップ	1000				×

※シリンジバレルとピストンのみの製品です。針は含みません。



サンプル前処理

Captiva シリンジフィルタ

分析前のサンプルろ過により、多くのメリットがもたらされます。分析データの品質向上、精度の向上、機器性能の最適化、カラム寿命の延長、システムのダウンタイムの低減などです。



部品番号	品名	価格(税別)
Captiva プレミアムシリンジフィルタ, 100 個		
5190-5082	プレミアムシリンジフィルタ, PTFE, 0.2 μ m, 4 mm	希望販売価格 ¥25,000 →キャンペーン価格 ¥16,250
5190-5092	プレミアムシリンジフィルタ, ナイロン, 0.2 μ m, 25 mm	希望販売価格 ¥25,000 →キャンペーン価格 ¥16,250
5190-5111	プレミアムシリンジフィルタ, 再生セルロース, 0.45 μ m, 25 mm	希望販売価格 ¥25,000 →キャンペーン価格 ¥16,250
5190-5099	プレミアムシリンジフィルタ, PES, 0.45 μ m, 25 mm	希望販売価格 ¥25,000 →キャンペーン価格 ¥16,250
5190-5116	プレミアムシリンジフィルタ, 酢酸セルロース, 0.2 μ m, 28 mm	希望販売価格 ¥25,000 →キャンペーン価格 ¥16,250
5190-5122	プレミアムシリンジフィルタ, グラスファイバ, 28 mm	希望販売価格 ¥25,000 →キャンペーン価格 ¥16,250
Captiva エコノフィルタ, 1000 個		
5190-5261	エコノフィルタ, PVDF, 0.2 μ m, 13 mm	希望販売価格 ¥103,000 →キャンペーン価格 ¥66,950
5190-5265	エコノフィルタ, PTFE, 0.2 μ m, 13 mm	希望販売価格 ¥80,000 →キャンペーン価格 ¥52,000
5190-5272	エコノフィルタ, ナイロン, 0.45 μ m, 25 mm	希望販売価格 ¥80,000 →キャンペーン価格 ¥52,000
5190-5276	エコノフィルタ, PES, 0.45 μ m, 25 mm	希望販売価格 ¥92,000 →キャンペーン価格 ¥59,800
5190-5280	エコノフィルタ, PP, 0.45 μ m, 25 mm	希望販売価格 ¥97,000 →キャンペーン価格 ¥63,050
5190-5307	エコノフィルタ, 再生セルロース, 0.45 μ m, 25 mm	希望販売価格 ¥167,000 →キャンペーン価格 ¥108,550

※掲載製品以外にもキャンペーン対象製品があります。詳しくはお問い合わせください。

キャンペーン内容

Captiva ディスポーザブルシリンジと Captiva シリンジフィルタを同時にお買い上げいただけると、キャンペーン期間中何度でも定価より **35%OFF** でご提供いたします。

キャンペーン期間: 2022 年 9 月 30 日まで

※ご注文をお申し付けいただく際、**キャンペーンコード 2195** とご連絡ください。

キャンペーン
対象製品はこちら



<http://www.agilent.co.jp/chem/disposifilter2022>

InfinityLab Poroshell 120 カラムキャンペーン



幅広い化合物を効率的に分離する InfinityLab Poroshell 120 カラム

汎用 まずはここから	低 pH 分析 に最適	高 pH 分析 に最適	異なる選択性	極性化合物分析 に最適	キラル分析
Poroshell EC-C18 1.9 μm, 2.7 μm, 4 μm	Poroshell SB-C18 1.9 μm, 2.7 μm, 4 μm	Poroshell HPH-C18 1.9 μm, 2.7 μm, 4 μm	Poroshell Bonus-RP 2.7 μm	Poroshell HILIC 1.9 μm, 2.7 μm, 4 μm	Poroshell Chiral-V 2.7 μm
Poroshell EC-C8 1.9 μm, 2.7 μm, 4 μm	Poroshell SB-C8 2.7 μm	Poroshell HPH-C8 2.7 μm, 4 μm	Poroshell PFP 1.9 μm, 2.7 μm, 4 μm	Poroshell HILIC-Z 1.9 μm, 2.7 μm, 4 μm	Poroshell Chiral-T 2.7 μm
			Poroshell Phenyl- Hexyl 1.9 μm, 2.7 μm, 4 μm	Poroshell HILIC-OH5 2.7 μm	Poroshell Chiral-CD 2.7 μm
			Poroshell SB-Aq 2.7 μm		Poroshell Chiral-CF 2.7 μm
			Poroshell EC-CN 2.7 μm		

新製品

InfinityLab 分取 HPLC カラム

InfinityLab 分取 HPLC カラムは、シームレスなスケールアップおよび長寿命のカラムによって、低分子の分離を確実にするように最適化されています。

Poroshell	ZORBAX	Pursuit XRs
SB-C18	SB-C18	C18
HPH-C18	Eclipse Plus C18	C8
	SB-C8	Diphenyl
	Eclipse Plus C8	
	Eclipse Plus Phenyl Phenyl Hexyl	



キャンペーン内容

キャンペーン対象 Poroshell 120 カラム、分取カラムをお買い上げいただけると、キャンペーン期間中何度でも定価より **20%OFF** でご提供いたします。

キャンペーン期間：2022年9月30日まで

※ご注文をお申し付けいただく際、**キャンペーンコード 2209** とご連絡ください。

キャンペーン
対象製品はこちら



<http://www.agilent.co.jp/chem/2022summerlist>

InfinityLab クイックコネクTFITTING

InfinityLab クイックコネクTFITTINGは、手締めで接続した後、レバーを閉じることで 130 MPa まで使用可能です。



キャンペーン対象製品例

部品番号	品名	価格 (円、税別)
5067-5961	クイックコネクTFITTINGアセンブリ 0.075 x 105 mm	希望販売価格 ¥41,000 → キャンペーン価格 ¥32,800
5067-5957	クイックコネクTFITTINGアセンブリ 0.12 x 105 mm	希望販売価格 ¥41,000 → キャンペーン価格 ¥32,800
5067-5958	クイックコネクTFITTINGアセンブリ 0.12 x 150 mm	希望販売価格 ¥41,000 → キャンペーン価格 ¥32,800

※アセンブリは、FITTING、キャピラリー、フェラルのセットになります。

※掲載製品以外にもキャンペーン対象製品があります。詳しくはお問い合わせください。

InfinityLab セーフティキャップ、スリムボトル、パージボトル



[New]
セーフティパージボトル



キャンペーン対象製品例

部品番号	品名	価格 (円、税別)
InfinityLab セーフティキャップ：溶媒ボトル用		
5043-1217	セーフティキャップ, GL45 1ポート, 1ベントバルブ	希望販売価格 ¥11,000 → キャンペーン価格 ¥8,800
5043-1218	セーフティキャップ, GL45 2ポート, 1ベントバルブ	希望販売価格 ¥13,000 → キャンペーン価格 ¥10,400
5043-1220	セーフティキャップ, GL45 4ポート, 1リークホース	希望販売価格 ¥20,000 → キャンペーン価格 ¥16,000
5043-1190	タイムストリップ付きベントバルブ, PTFE, 1 µm	希望販売価格 ¥3,500 → キャンペーン価格 ¥2,800
InfinityLab セーフティキャップ：廃液ボトル用		
5043-1221	5043-1196 (6 L 廃液ボトル, GL45) + 5043-1220 ※別途 5043-1193 チャコールフィルタ必要	希望販売価格 ¥24,000 → キャンペーン価格 ¥19,200
5043-1193	チャコールフィルタ (58 g), タイムストリップ付, 廃液ボトル用	希望販売価格 ¥15,000 → キャンペーン価格 ¥12,000
5043-1192	ガロン瓶用変換アダプタ PTFE GL45 (M) - GPI38 (F)	希望販売価格 ¥16,000 → キャンペーン価格 ¥12,800
5043-1198	スクリュープラグ, 1/8 インチ, PTFE, 2 個	希望販売価格 ¥6,300 → キャンペーン価格 ¥5,040
5043-1207	2ポート付き廃液コレクタ, PTFE, 2 又	希望販売価格 ¥24,000 → キャンペーン価格 ¥19,200
InfinityLab 溶媒スリムボトル、セーフティパージボトル		
5043-1339	セーフティパージボトル	希望販売価格 ¥24,000 → キャンペーン価格 ¥19,200
9301-6524	溶媒スリムボトル, 透明, 1,000 mL	希望販売価格 ¥2,400 → キャンペーン価格 ¥1,920
9301-6526	溶媒スリムボトル, 茶色, 1,000 mL	希望販売価格 ¥5,900 → キャンペーン価格 ¥4,720

※掲載製品以外にもキャンペーン対象製品があります。詳しくはお問い合わせください。

キャンペーン内容

キャンペーン対象セーフティキャップ、ボトル、FITTINGをお買い上げいただけますと、キャンペーン期間中何度でも定価より **20%OFF** でご提供いたします。

キャンペーン期間：2022年9月30日まで

※ご注文をお申し付けいただく際、**キャンペーンコード 2209** とご連絡ください。

キャンペーン
対象製品はこちら



<http://www.agilent.co.jp/chem/2022summerlist>

新製品 CrossLab CS リークディテクタ


CrossLab CS (Cartridge System : カートリッジシステム) リークディテクタは、1台のハンドヘルドユニットでカートリッジを交換することにより、リークディテクタと ADM フローメータの両方の機能を使用できます。また、既存 G6691A ADM フローメータについても、ファームウェアをアップデートすることで、G6694A リークディテクタカートリッジを使用可能になります。



部品番号	品名	価格 (円、税別)
G6693A	CrossLab CS リークディテクタ ※ハンドヘルドユニットとリークディテクタカートリッジ付	希望販売価格 ¥161,000 → キャンペーン価格 ¥120,750
G6694A	リークディテクタ交換用カートリッジ ※リークディテクタカートリッジのみ	希望販売価格 ¥87,000 → キャンペーン価格 ¥65,250
G6699A	CrossLab CS バンドル ※ハンドヘルドユニット×1, フローメータカートリッジ×1, リークディテクタカートリッジ×1, キャリングケース×1	希望販売価格 ¥186,000 → キャンペーン価格 ¥139,500
G6691A	ADM フローメータ ※ハンドヘルドユニット×1, フローメータカートリッジ×1	希望販売価格 ¥123,000 → キャンペーン価格 ¥92,250
G6692A	ADM フローメータ交換用カートリッジ ※フローメータカートリッジのみ	希望販売価格 ¥29,000 → キャンペーン価格 ¥21,750

J&W キャピラリ GC カラム

アジレントはクロマトグラフィーにおいて 40 年以上の経験と実績を持ち、高い技術と品質に支えられた革新的なカラムをお届けします。



アジレント J&W カラム主なラインナップ

ウルトライナート	GC/MS	ポリシロキサン	ポリエチレングリコール (PEG)	高温分析
DB-WAX UI	DB-1ms	DB-1	DB-WAX	DB-1ht
DB-1ms UI	HP-5ms	HP-5	HP-INNOWax	DB-5ht
DB-5ms UI	DB-5ms	DB-35	DB-FAP	DB-17ht
DB-624 UI	VF-624ms	CP-1301	Carbowax	DB-5ht
石油分析	農薬分析	PAH	半揮発性化合物	揮発性化合物
HP-PONA	CP-WAX for Amines	Select PAH	DB-5ms セミボラタイル	DB-624
バイオディーゼル	VF-5 Pesticides	DB-EUPAH	Rapid-MS PCB	Select Volatiles
CP-Volamine	DB-1701P	VF-17ms for PAH	DB-Dioxin	CP-Select 624 CB
Select Low Sulfur	DB-CLP1 CLP2	CP-Sil PAH	DB-5.625	HP-VOC
食品・香料	ライフサイエンス	PLOT	キャピラリチューブ	Intuvo カラム
DB-FATWAX UI	DB-ALC1, ALC2	HP-PLOT Q/S/U	不活性化ヒューズドシリカ	ウルトライナート
Select FAME	DB-BAC1, BAC2	PoraBOND Q/U	リテンションギャップ	GC/MS
DB-FastFAME	HP- Blood Alcohol	PLOT PT		環境分析用
HP-88		PoraPLOT Q/S/U		石油分析用

※掲載製品以外にもキャンペーン対象製品があります。詳しくはお問い合わせください。

キャンペーン内容

CrossLab CS リークディテクタと J&W キャピラリ GC カラムを同時にお買い上げいただくと、キャンペーン期間中何度でも定価より **25%OFF** でご提供いたします。

キャンペーン期間：2022年9月30日まで

※ご注文をお申し付けいただく際、**キャンペーンコード 2197** とご連絡ください。

キャンペーン
対象製品はこちら



<http://www.agilent.co.jp/chem/crosslabcs2022>

GC 注入口セプタム・フェラル

機器の点検やメンテナンスでは GC カラム接続の検査が重要です。
GC 分析の不具合を回避するために、消耗品を定期的に交換しましょう。



キャンペーン対象製品例

部品番号	品名	個数	価格 (円、税別)
5183-4757-100	ノンスティックブリード / 温度最適化 (BTO) セプタム, 11 mm, 100 個, 注入口最高使用温度: 400 °C	100/pk	希望販売価格 ¥23,000 → キャンペーン価格 ¥18,400
5183-4759-100	ノンスティック高性能グリーンセプタム, 11 mm, 100 個, 注入口最高使用温度: 350 °C	100/pk	希望販売価格 ¥20,000 → キャンペーン価格 ¥16,000
5062-3512	85% ベスベル, 15% グラファイトフェラル, ショート, 0.8 mm	10/pk	希望販売価格 ¥9,200 → キャンペーン価格 ¥7,360

※掲載製品以外にもキャンペーン対象製品があります。詳しくはお問い合わせください。

GC 注入口ライナ

アジレントのスプリットライナは、厳格な寸法の仕様に合わせて製造されており、
最適な注入口性能を得ることができ、外径、内径、テーパ、ガラスウール配置には厳しい許容基準があります。



部品番号	品名	価格 (円、税別)
5190-2292	スプリットレスライナ, ウルトライナート, シングルテーパ, ウール無, 1 個	希望販売価格 ¥5,400 → キャンペーン価格 ¥4,320
5190-2294	スプリットライナ, ウルトライナート, ストレート, ウール入, 1 個	希望販売価格 ¥4,600 → キャンペーン価格 ¥3,680
5190-5105	スプリットレス, UI, ミッドフリットライナ, 4 mm, 5 本	希望販売価格 ¥7,500 → キャンペーン価格 ¥6,000
5190-5112	スプリットレス, UI, ローフリットライナ, 4 mm, 1 本	希望販売価格 ¥7,500 → キャンペーン価格 ¥6,000

※掲載製品以外にもキャンペーン対象製品があります。詳しくはお問い合わせください。

セルフタイトカラムナット

工具のいらない GC カラム接続 簡単・確実に接続できる手締めナット
ナットを固定するためのセプタムが必要ありません。

信頼性の高い接続: カラムナット内部にスプリングが内蔵されていることにより、フェラルが
常にカラム接続部に密着され、リークのないシールを実現します。

時間のロスを回避: オープン昇温プログラム後に、カラムナットを締めなおす必要がありません。



部品番号	品名	価格 (円、税別)
セルフタイトナット (アジレント用)		
G3440-81011	セルフタイトナット, カラー付, 注入口および検出器用	希望販売価格 ¥12,000 → キャンペーン価格 ¥9,600
G3440-81013	セルフタイトナット, カラー付, MS トランスファライン用	希望販売価格 ¥13,000 → キャンペーン価格 ¥10,400

※掲載製品以外にもキャンペーン対象製品があります。詳しくはお問い合わせください。

キャンペーン内容

キャンペーン対象 GC サプライをお買い上げいただけますと、
キャンペーン期間中何度でも定価より **20%OFF** でご提供いたします。

キャンペーン期間: 2022 年 9 月 30 日まで

※ご注文をお申し付けいただく際、**キャンペーンコード 2209** とご連絡ください。

キャンペーン
対象製品はこちら



<http://www.agilent.co.jp/chem/2022summerlist>

【お問い合わせ】

さらに詳しい情報は、担当営業または販売店、あるいは下記までお問い合わせください。

・ホームページ : www.agilent.com/chem/jp

・カスタムコンタクトセンター
フリーダイヤル 0120-477-111



お願い/注意事項

※在庫状況により、納入までにお時間を頂く場合がございます。納期に余裕を見てご注文のご検討をお願いします。

※本リーフレット記載の『希望販売価格』『キャンペーン価格』は参考価格であり、販売店からの実際の販売価格ではございません。ご注文の際は販売店様へご確認くださいませようお願い申し上げます。

アジレント・テクノロジー株式会社
DE27926805
〒192-8510 東京都八王子市高倉町 9-1
フリーダイヤル 0120-477-111
www.agilent.com/chem/jp