

# アジレント・テクノロジー 2023 カラム・消耗品サマーキャンペーン

キャンペーン期間：2023 年 10 月 13 日まで



AgilentとSNSで  
つながろう！



<b>新製品</b> Bond Elut HLB .....	2
サンプル前処理製品 Captiva, ChemElut シリーズ .....	3
CrossLab CS ガスリークディテクタ/フローメータ、シリンジ .....	4
GC 注入口セプタム、フェラル、ライナ .....	5
<b>新製品</b> InfinityLab Poroshell 120 カラム .....	6
アジレントの HPLC システム .....	7

Agilent Captiva

## サンプル前処理

### 新製品 Bond Elut HLB 固相抽出カラム

高いコストパフォーマンスを実現  
ジビニルベンゼン-N-ビニルピロリドン共重合体固相抽出カラム

#### 【使用方法例】

メタノールでコンディショニング  
水で平衡化

サンプルを添加

95:5 水 / メタノール溶液で洗浄

メタノールで溶出



#### 【コストパフォーマンス比較例※1】

他社同等品※2

参考価格  
100 個入 33,700 円  
1 個あたり 337 円

1 本あたり 117 円安く  
月に 1 箱使う場合、  
年間で約 14 万円の経費削減！

**Bond Elut HLB**

30 mg, 1 mL  
部品番号 : 5610-2144  
100 個入 22,000 円  
1 個あたり 220 円

※1 : コスト計算には他社 Web ページ上記載の定価および弊社 2023 年 5 月定価を使用しています。

※2 : 2023 年 5 月他社ホームページ上調べのため、異なる場合がございます。

### キャンペーンでさらにお安く！

部品番号	品名	価格 (円、税別)
5610-2144	Bond Elut HLB, 30 mg, 1 mL チューブ	¥22,000 → キャンペーン価格 ¥17,600
5610-2145	Bond Elut HLB, 60 mg, 3 mL チューブ	¥17,000 → キャンペーン価格 ¥13,600
5610-2146	Bond Elut HLB, 200 mg, 6 mL チューブ	¥21,000 → キャンペーン価格 ¥16,800
5610-2147	Bond Elut HLB, 500 mg, 6 mL チューブ	¥39,000 → キャンペーン価格 ¥31,200
5610-2156	Bond Elut HLB, 30 mg, 1 mL, 96 ウェルプレート	¥37,000 → キャンペーン価格 ¥29,600

#### キャンペーン内容

Bond Elut HLB 固相抽出カラムをお買い上げいただけますと、  
キャンペーン期間中何度でも定価より **20%OFF** でご提供いたします。

キャンペーン期間 : 2023 年 10 月 13 日まで

※ご注文をお申し付けいただく際、**キャンペーンコード 2477** とご連絡ください。

キャンペーン  
対象製品はこちら



<https://aglt.co/sZiz>

## サンプル前処理

### Captiva タンパクフィルタ

Captiva は、サンプルの目詰まりや化合物の吸着を防ぎながらタンパクを行うフィルタです。

- Captiva EMR-Lipid : 脂質、マトリックスを高い選択性で効率よく除去
- Captiva ND Lipids : 脂質とタンパク質を除去するノンドリップタイプのフィルタプレート
- Captiva ND : 有機溶媒によりタンパク質を除去するノンドリップタイプのフィルタプレート



部品番号	品名	価格 (円、税別)
5190-1004	Captiva EMR-Lipid, 6 mL, 600 mg, 50 個	¥51,000 → キャンペーン価格 ¥40,800
5190-1000	Captiva EMR-Lipid 96 ウェルプレート, 40 mg, 1 個	¥31,000 → キャンペーン価格 ¥24,800
A59640002SK	Captiva ND Lipids スタートキット CaptiVac バキュームカラー x 1, Captiva ND Lipids フィルタプレート x 2, Captiva 96 ウェル 1 mL コレクションプレート x 2, Captiva コレクションプレートカバー x 2 を含む	¥143,000 → キャンペーン価格 ¥114,400
A5302635	Captiva 3 mL Non-Drip Lipids, 20/pk	¥7,800 → キャンペーン価格 ¥6,240
A5969002	Captiva ND プレート 0.2 um PP 5/pk	¥64,000 → キャンペーン価格 ¥51,200
A5969045	Captiva ND プレート 0.45 um PP 5/pk	¥62,000 → キャンペーン価格 ¥49,600

### Chem Elut S 新しい固液抽出カラム

Chem Elut は、液液抽出を簡便に行う固液抽出 (Solid Liquid Extraction: SLE) のカートリッジです。合成単体を利用することにより、粒度分布が狭くなり、ばらつきのない一貫した前処理が可能です。



部品番号	品名	価格 (円、税別)
5610-2010	Chem Elut S, 10 mL サンプル, 60 mL チューブ, 20 個	¥12,000 → キャンペーン価格 ¥9,600
5610-2011	Chem Elut S, 20 mL サンプル, 60 mL チューブ, 20 個	¥14,000 → キャンペーン価格 ¥11,200
5610-2004	Chem Elut S, 400 uL サンプル, 2 mL, 96 ウェルプレート, 1 個	¥33,000 → キャンペーン価格 ¥26,400

※掲載製品以外にもキャンペーン対象製品があります。詳しくはお問い合わせください。

#### キャンペーン内容

キャンペーン対象 Captiva 製品、Chem Elut 製品をお買い上げいただけると、キャンペーン期間中何度でも定価より **20%OFF** でご提供いたします。

#### キャンペーン期間 : 2023 年 10 月 13 日まで

※ご注文をお申し付けいただく際、**キャンペーンコード 2477** とご連絡ください。

キャンペーン  
対象製品はこちら



<https://aglt.co/sZiz>

## おすすめ CrossLab CS ガスリークディテクタ/フローメータ

CrossLab CS (Cartridge System : カートリッジシステム) リークディテクタは、1 台のハンドヘルドユニットでカートリッジを交換することにより、リークディテクタとフローメータ両方の機能を使用できます。

また、既存 G6691A ADM フローメータについても、ファームウェアをアップデートすることで、G6694A リークディテクタカートリッジを使用可能になります。



部品番号	品名	価格 (円、税別)
G6693A	CrossLab CS リークディテクタ ※ハンドヘルドユニットとリークディテクタカートリッジ付	¥168,000 → <b>キャンペーン価格 ¥134,400</b>
G6694A	リークディテクタ交換用カートリッジ ※リークディテクタカートリッジのみ	¥90,000 → <b>キャンペーン価格 ¥72,000</b>
G6699A	<b>&lt;お得なバンドル&gt;</b> CrossLab CS バンドル ※ハンドヘルドユニット×1, フローメータカートリッジ×1, リークディテクタカートリッジ×1, キャリングケース×1	¥194,000 → <b>キャンペーン価格 ¥155,200</b>
G6691A	ADM フローメータ ※ハンドヘルドユニット×1, フローメータカートリッジ×1	¥128,000 → <b>キャンペーン価格 ¥102,400</b>
G6692A	ADM フローメータ交換用カートリッジ ※フローメータカートリッジのみ	¥30,000 → <b>キャンペーン価格 ¥24,000</b>

## GC オートサンプリング

マニュアルまたは自動注入のいずれの場合も、アジレントのシリンジは高い精度を提供します。さまざまな用途に対応するために、シリンジの種類を新たに充実させました。アジレントのオートサンプリングシリンジは、サンプル導入における信頼性、精度、確度を最適化し、オートサンブラのパフォーマンスをさらに向上させます。



### おすすめ

ブルーラインシリンジ : サンプルのキャリーオーバーを最小限に抑え、最高の生産性を実現します。

部品番号	品名	価格 (円、税別)
G4513-80213	シリンジ, 5 µL, ニードル固定型, 標準ブランジャ, 23/42/HP, 1 個	¥12,000 → <b>キャンペーン価格 ¥9,600</b>
G4513-80205	シリンジ, 5 µL, ニードル固定型, 標準ブランジャ, 23/42/HP, 6 個	¥70,000 → <b>キャンペーン価格 ¥56,000</b>
G4513-80219	シリンジ, 10 µL, ニードル交換型, PTFE チップ付, 23/42/HP, 1 個	¥13,000 → <b>キャンペーン価格 ¥10,400</b>
G4513-80236	交換用ニードル, 10 µL シリンジ用, 23/42/HP, 3 個	¥10,000 → <b>キャンペーン価格 ¥8,000</b>

※掲載製品以外にもキャンペーン対象製品があります。詳しくはお問い合わせください。

### キャンペーン内容

キャンペーン対象 CrossLabCS リークディテクタ・フローメータ・シリンジをお買い上げいただけます、  
キャンペーン期間中何度でも定価より **20%OFF** でご提供いたします。

### キャンペーン期間 : 2023 年 10 月 13 日まで

※ご注文をお申し付けいただく際、**キャンペーンコード 2477** とご連絡ください。

キャンペーン  
対象製品はこちら



<https://aglt.co/s/Ziz>

## GC 注入口セプタム・フェラル



機器の点検やメンテナンスではGCカラム接続の検査が重要です。  
GC分析の不具合を回避するために、消耗品を定期的に交換しましょう。

### おすすめ

BTO セプタム：注入口温度 400 °Cまで使用可能な、こびり付きを防止したセプタムです。注入口側にセンターガイド（くぼみ）があるため、繰り返し注入に強い設計です。



### キャンペーン対象製品例

部品番号	品名	個数	価格（円、税別）
5183-4757-100	ノンスティックブリード / 温度最適化 (BTO) セプタム, 11 mm, 100 個, 注入口最高使用温度: 400 °C	100/pk	¥24,000 → <b>キャンペーン価格 ¥19,200</b>
5183-4759-100	ノンスティック高性能グリーンセプタム, 11 mm, 100 個, 注入口最高使用温度: 350 °C	100/pk	¥21,000 → <b>キャンペーン価格 ¥16,800</b>
5062-3512	85% ベスベル, 15% グラファイトフェラル, ショート, 0.8 mm	10/pk	¥9,600 → <b>キャンペーン価格 ¥7,680</b>
500-2114	100% グラファイトフェラル, カラム内径 0.05-0.25mm, ショート	10/pk	¥5,800 → <b>キャンペーン価格 ¥4,640</b>

※掲載製品以外にもキャンペーン対象製品があります。詳しくはお問い合わせください。

## GC 注入口ライナ

アジレントのスプリットライナは、厳格な寸法の仕様に合わせて製造されており、最適な注入口性能を得ることができ、外径、内径、テーパ、ガラスウール配置には厳しい許容基準があります。



### おすすめ

ウルトラナート (UI) ライナ：最高レベルの不活性度を持ち、特に食品分野における低濃度の農薬など、活性化化合物が含まれる微量サンプルの分析に最適です。

部品番号	品名	価格（円、税別）
5190-2292	スプリットレスライナ, ウルトラナート, シングルテーパ, ウール無, 1 個	¥5,600 → <b>キャンペーン価格 ¥4,480</b>
5190-2294	スプリットライナ, ウルトラナート, ストレート, ウール入, 1 個	¥4,800 → <b>キャンペーン価格 ¥3,840</b>
5190-5105	スプリットレス, UI, ミッドフリットライナ, 4 mm, 1 本	¥7,800 → <b>キャンペーン価格 ¥6,240</b>
5190-5112	スプリットレス, UI, ローフリットライナ, 4 mm, 1 本	¥7,800 → <b>キャンペーン価格 ¥6,240</b>

※掲載製品以外にもキャンペーン対象製品があります。詳しくはお問い合わせください。

### キャンペーン内容

キャンペーン対象 GC 注入口セプタム・フェラル・ライナをお買い上げいただけると、キャンペーン期間中何度でも定価より **20%OFF** でご提供いたします。

### キャンペーン期間：2023年10月13日まで

※ご注文をお申し付けいただく際、**キャンペーンコード 2477** とご連絡ください。

キャンペーン  
対象製品はこちら



<https://aglt.co/sZiz>

## InfinityLab Poroshell 120 カラム



幅広い化合物を効率的に分離する InfinityLab Poroshell 120 カラム

汎用 まずはここから	低 pH 分析 に最適	高 pH 分析 に最適	異なる選択性	極性化合物分析 に最適	キラル分析
<b>EC-C18</b> 1.9 μm, 2.7 μm, 4 μm	<b>SB-C18</b> 1.9 μm, 2.7 μm, 4 μm	<b>HPH-C18</b> 1.9 μm, 2.7 μm, 4 μm	<b>Phenyl-Hexyl</b> 1.9 μm, 2.7 μm, 4 μm	<b>SB-Aq</b> 1.9 μm, 2.7 μm, 4 μm	<b>Chiral-V</b> 2.7 μm
<b>EC-C8</b> 1.9 μm, 2.7 μm, 4 μm	<b>SB-C8</b> 2.7 μm	<b>HPH-C8</b> 2.7 μm, 4 μm	<b>Bonus-RP</b> 2.7 μm	<b>EC-CN</b> 2.7 μm	<b>Chiral-T</b> 2.7 μm
			<b>PFP</b> 1.9 μm, 2.7 μm, 4 μm	<b>&lt;New&gt; Aq-C18</b> 2.7 μm	<b>Chiral-CD</b> 2.7 μm
		<b>CS-C18</b> 2.7 μm		<b>HILIC</b> 1.9 μm, 2.7 μm, 4 μm	<b>Chiral-CF</b> 2.7 μm
				<b>HILIC-Z</b> 1.9 μm, 2.7 μm, 4 μm	
				<b>HILIC-OH5</b> 2.7 μm	

新製品

## Poroshell 120 Aq-C18 カラム

Poroshell 120 Aq-C18 カラムは、水 100% 移動相で高極性化合物の逆相の保持力を大幅に向上します。

- 分析困難な極性化合物に対する優れた保持力
- 100% 水性移動相を使用可能
- バッチ間の再現性
- あらゆる HPLC および UHPLC システムに対応する拡張性



## キャンペーン内容

キャンペーン対象 Poroshell 120 カラムをお買い上げいただけますと、キャンペーン期間中何度でも定価より **20%OFF** でご提供いたします。

## キャンペーン期間：2023年10月13日まで

※ご注文をお申し付けいただく際、**キャンペーンコード 2477** とご連絡ください。

キャンペーン  
対象製品はこちら



<https://aglt.co/sZiz>

# Agilent InfinityLab LC Prime セレクション

アジレントから2つのお勧めセットをチョイスしました!!

## Prime Selection 1

### Agilent 1260 Infinity II Prime LC システム

スタンダード HPLC の価格で UHPLC パフォーマンスを実現  
(低ディレイボリウム、耐圧 80 MPa)  
標準価格 ¥6,770,000 ~

80  
MPa



1260 Infinity II Prime LC



40  
MPa

Agilent 1260 Infinity II  
クォータナリ VL LC システム

## Prime Selection 2


### Agilent 1260 Infinity II クォータナリ VL LC システム

コンベンショナル分析からセミ高速分析まで対応できる  
最高のコストパフォーマンス (標準 4 液送液、耐圧 40 MPa)  
標準価格 ¥3,890,000 ~

MS への接続も容易に可能です。

### Agilent InfinityLab LC/MSD iQ

- LC 検出器として使えるサイズと 100V の供給電源
- 最適な状態を保つオートチューニングを任意に計画実行
- メンテナンスが最小限になる“VacShield”技術
- 業界最高レベルのデータインテグリティ対応 (OpenLab CDS 2 対応)
- 質量範囲  $m/z$  2 ~ 1,450



製品の詳細はこちら



<https://aglt.co/7cSG>

お値引&価格はお問い合わせ下さい!!



## 【お問い合わせ】

さらに詳しい情報は、担当営業または販売店、あるいは下記までお問い合わせください。

・ホームページ：[www.agilent.com/chem/jp](http://www.agilent.com/chem/jp)

・カスタムコンタクトセンター  
フリーダイヤル 0120-477-111



### お願い/注意事項

※在庫状況により、納入までにお時間を頂く場合がございます。納期に余裕を見てご注文のご検討をお願いします。  
※本リーフレット記載の『希望販売価格』『キャンペーン価格』は参考価格であり、販売店からの実際の販売価格ではございません。ご注文の際は販売店様へご確認くださいませようお願い申し上げます。

アジレント・テクノロジー株式会社  
DE51721701  
〒192-8510 東京都八王子市高倉町 9-1  
フリーダイヤル 0120-477-111  
[www.agilent.com/chem/jp](http://www.agilent.com/chem/jp)