



Agilent J&W Factor Four GC カラム 25%OFFキャンペーン

超低ブリードと高度不活性化を同時に達成したGCカラムです。

Agilent J&W FactorFourカラムは、**超低ブリードを実現した** GCカラムです。バックグラウンドノイズを最小限に抑えることにより、感度とS/N比を向上しました。どの検出器を使用しても、この特長を得ることが出来ます。



カラム: CP9205 VF-WAXms 30mx0.25mmx0.25um
キャリアガス: ヘリウム、100kPa
カラム温度: 100°C~10°C/min~250°C

図1: 250°CまでにおけるVF-WAXms(黒線)と、他社のワックス系カラム(赤線)とのベースライン比較。
VF-WAXmsでは高温領域においてもブリードを低く抑えています。

キャンペーン内容

キャンペーン対象Agilent J&W Factor Four GC カラム(下記参照)をお買い上げいただきますと、
キャンペーン期間中何度でも定価より**25%OFF**でご提供いたします。

Agilent J&W Factor Four GC カラム対象製品

VF-1ms, VF-5ms, VF-5-Pesticide, VF-5ht, VF-17ms, VF-23ms, VF-35ms, VF-200ms, VF-624ms,
VF-1301ms, VF-1701ms, VF-1701Pesticides, VF-WAXms, VF-Xms, VF-DA

など、Agilent J&W Factor Four (VF) GC カラム製品

キャンペーン期間 2015年3月1日~2015年6月30日まで

※ご注文をお申し付けいただく際、**キャンペーンコード 9433**をご連絡ください。



Agilent Technologies