

Agilent BioTek

期間限定アクセサリキャンペーン 2025

プロモーションナンバー：3188



受注対象期間

2025年8月1日（金）～12月31日（水）まで

ご注文の際は、プロモーションナンバー **3188** の記載をお願いいたします。

対象製品

Automation アクセサリ

- 全自動インキュベータ BioSpa 8
- プレートスタッカー
 - Biostack 3
 - Biostack 4

プレートリーダーアクセサリ

- デュアル試薬インジェクター
- 微量測定プレート
 - Take3
 - Take3 Trio

製品ページはこちら

細胞イメージングおよび顕微鏡



<https://aglt.co/accecamp25-img>

マイクロプレートの自動化と検出



<https://aglt.co/accecamp25-img>

Automation アクセサリー

全自動インキュベーター BioSpa 8



Agilent BioSpa 8 全自動インキュベーターは、ELISA から長期生細胞アッセイまで、ワークフロー全体の自動化を実現します。湿度を監視しながら温度および CO₂/O₂ が制御された環境で、最大 8 つのマイクロプレートまたはその他のラボウェアを処理します。

- マルチプレート処理
最大 8 枚のプレート処理に対応
- 環境制御
温度：～ 45 °C
ガス制御：CO₂：0 ～ 20 %、O₂：1 ～ 19 %
- 自動処理
BioSpa ソフトウェアによる個別スケジュール管理

型番	製品	通常価格 (税別)	キャンペーン価格 (税別)
BIOSPAG-SN	BioSpa 8	10,252,000 円	6,500,000 円



接続する装置に合わせて下記接続ジグが別途必要になります。

型番	製品	通常価格 (税別)
1410008	Synergy NEO2 & Cytation 用接続ジグ	115,000 円
1410009	EPOCH2 用接続ジグ	115,000 円
1410010	SynergyH1 用接続ジグ	115,000 円
1410024	Cytation C10 用接続ジグ	777,000 円
LHC2	Liquid Handling Control (LHC) software	348,000 円

Automation アクセサリー



プレートスタッカー BioStack 3/4



Agilent BioTek BioStack マイクロプレートスタッカーは、コンパクトでありながら優れた汎用性を備え、Agilent BioTek のウォッシャー、ディスペンサー、プレートリーダー、およびイメージングシステムと組み合わせて使用できます。

また、Agilent BioStack 4 はプレートのふたの着脱機能を備え、組み合わされたウォッシャーやディスペンサーとの間でプレートを高速搬送します。

型番	製品	通常価格 (税別)	キャンペーン価格 (税別)
BSTCK3WR-SN	BioStack 3	2,557,000 円	1,800,000 円
BSTCK4-SN	BioStack 4 (蓋の着脱あり)	4,012,000 円	2,900,000 円




下記タワーが別途必要です。ご希望の処理枚数に合わせてご選択ください。

型番	製品	通常価格 (税別)
7310030	スペアスタック 10 × 2	253,000 円
7310008	スペアスタック 30 × 2	373,000 円
7310023	スペアスタック 50 × 2	521,000 円
1230003	スペアスタック 10 × 2 (アンリッド対応) ※ Biostack 4 用	359,000 円
1230004	スペアスタック 30 × 2 (アンリッド対応) ※ Biostack 4 用	471,000 円

プレートリーダーアクセサリ

デュアル試薬インジェクター



マルチモードでの検出やイメージングを行う多数のアプリケーションにおいて、分注直後の反応を測定または撮影する機能は有用です。アジレントは、このような素早い反応を容易に自動化するために、デュアル試薬インジェクターモジュールを提供しています。



代表的なアプリケーション

- デュアルルシフェラーゼレポーター (DLR) アッセイ
- イオンチャンネルアッセイ
- 素早い酵素反応アッセイ
- カイネティクス生細胞イメージング

接続する装置に合わせて下記接続キット及びアップグレード作業費用が別途必要になります。

型番	製品	通常価格 (税別)	キャンペーン価格 (税別)
8040036	デュアル試薬インジェクターモジュール	2,043,000 円	1,312,000 円
8040038	ストレートインジェクターチップ付きフィードスルーアクセサリ	58,000 円	38,000 円
1340518	ストレートインジェクターチップ付きフィードスルーアクセサリ Synergy HTX 用	58,000 円	38,000 円
1320514	角度付きインジェクターチップ	34,000 円	
H5949A × 6	アップグレード作業費	192,000 円	

微量測定プレート

Take3

Take3 Trio



- sDNA、dsDNA、RNA、タンパク質定量
- 2 μ L から測定可能な微量測定プレート
- 希釈なしで直接定量
- 吸光度および蛍光測定機能
- 標準キュベットでの測定も可能

型番	製品	通常価格 (税別)	キャンペーン価格 (税別)
TAKE3	Take3 (16 サンプル)	565,000 円	390,000 円
TAKE3TRIO	Take3 Trio (48 サンプル)	937,000 円	660,000 円

販売店

[お問い合わせ窓口]

アジレント・テクノロジー株式会社

本社 / 〒 192-8510 東京都八王子市高倉町 9-1

●カスタムコンタクトセンター ☎ 0120-477-111

mail : email_japan@agilent.com

※掲載製品の金額には消費税が含まれておりません。

※本リーフレット記載の価格は参考価格であり、販売店からの実際の販売価格ではございません。販売価格についてはご注文の際には販売店へご確認くださいようお願い申し上げます。

※仕様は予告なく変更する場合があります。

※掲載の製品はすべて試験研究用です。診断目的にご利用いただくことはできません。

<http://www.agilent.com/chem/jp>

DE-008392

© Agilent Technologies, Inc. 2025

本書の一部または全部を画面による事前の許可なしに複製、改変、翻訳することは、著作権法で認められている場合を除き、法律で禁止されています。

Printed in Japan, Jul. 2025



Trusted Answers